



» FICHA TÉCNICA

COMPARATIVA ENTRE GUANTES DESECHABLES DE PUÑO LARGO

TouchNTuff® 92-605 y Supreno® EC/ Microflex® 93-853 ofrecen una mejor:

- resistencia a la perforación
- resistencia a productos químicos
- resistencia del material

comparado con el guante morado del principal competidor.

¿Qué guante está utilizando?

Comparación entre guantes de nitrilo sin polvo desechables con puño más largo y relieve en los dedos.

	Microflex® 93-853	TouchNTuff® 92-605	Principal Competidor del Guante Morado 12"
Longitud (mm/pulgadas)	293	307	306
Grosor de la Palma (mils)	0.14	0.12	0.12
AQL	0.65	1.5	1.5
¿Aprobado Para Fármacos de Quimioterapia?	Y	Y	Y
Penetración Química Ante Ácido Clorhídrico al 36% (min)	165	178	16*
Penetración Química Ante Alcohol Isopropílico (min)	30	117	29*
Penetración Química Ante Hidróxido Sódico al 40% (min)	> 480	> 480	> 480*
¿Tiene Silicona?	N	Y	N
Resistencia a la Perforación (N)*	8.8	9.1	8.1
Resistencia a la Tracción (MPa)*	29	36	21
Elongación (%)*	511	543	550
Módulo (MPa)	10.8	7.1	8.1
Envasado	50 guantes/dispensador, 10 dispens/caja	100 guantes/dispensador, 10 dispens/caja	50 guantes/dispensador, 10 dispens/caja
Conformidad Con PPED y MDD 93/42/EEC	Y	Y	Y
¿Conformidad Con EN 374?	Y	Y	Y
¿Certificación NFPA?	Y	N	Y

Los datos recogidos en este documento se basan en los resultados de pruebas de laboratorio. Estas pruebas se realizaron utilizando métodos de prueba estándar que pueden no manifestarse adecuadamente en alguna de las condiciones de uso final. Dado que Ansell no posee un conocimiento ni un control detallados de las condiciones de uso final, esta información se ofrece únicamente a título consultivo, no asumiendo Ansell responsabilidad alguna por dicha información.

* Fuente: Guía de resistencia química para guantes de nitrilo Kimberly-Clark (www.kcprofessional.com/us/mkt/ChemicalSelector Guide) ** Sin desgaste

Fotografía tomada en los laboratorios NJIT EDC.

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

Trademarks used are owned as indicated at fishersci.com/trademarks.

Austria: +43(0)800-20 88 40 Belgium: +32 (0)56 260 260 Denmark: +45 70 27 99 20
 Germany: +49 (0)2304 9325 Ireland: +353 (0)1 885 5854 Italy: +39 02 950 59 478
 Finland: +358 (0)9 8027 6280 France: +33 (0)3 88 67 14 14 Netherlands: +31 (0)20 487 70 00
 Norway: +47 22 95 59 59 Portugal: +351 21 425 33 50 Spain: +34 902 239 303
 Sweden: +46 31 352 32 00 Switzerland: +41 (0)56 618 41 11 UK: +44 (0)1509 555 500