

Thermo Scientific™ Catalyseurs de process pour produits alimentaires et boissons

Réactifs analytiques

Solvants UHPLC-MS,
Optima LC-MS, UHPLC-UV
Solution de rinçage pour
instruments
ChromaCare™
Solvants multi-usages
Chromplete™
Qualité de gradient HPLC

Pesticides

Cartouches SPE
HyperSep™
QuEChERS
Colonnes GC TraceGOLD™
Consommables et
accessoires GC
Colonnes LC Accucore™ aQ
Colonnes LC Acclaim™
Carbamate
Colonnes LC Acclaim Trinity Q1

Mycotoxines

Cartouches HyperSep Retain
Colonnes LC Accucore aQ
Colonnes LC Hypersil GOLD™

Contaminants par GC-MS

Cartouches SPE HyperSep
Colonnes GC TraceGOLD
Consommables et
accessoires GC



Résidus de médicament vétérinaires

QuEChERS
Filtres pour seringue en PTFE
Target2™
Colonnes LC Accucore VDX

Qualité des aliments/ étiquetage des aliments/ fraude alimentaire

Cartouches HyperSep Retain
Cartouche SPE HyperSep
Colonnes LC Acclaim
Colonnes LC Accucore
Colonnes LC HyperREZ™
Colonnes et consommables
GC

Réf. N°	Fabricant n°	Description	Catégorie de produit	Qté par quet
Produits essentiels				
15329865	A956-1	Acétonitrile pour UHPLC-MS	Solvants	1L
10660131	A/0627/17	Acétonitrile, HPLC pour analyse de gradient, Ph.Eur	Solvants	2,5L
10001334	A955-212	Acétonitrile, Optima™, pureté élevée, qualité LC/MS	Solvants	2,5L
15893187	T111101000	Solution de rinçage pour instrument ChromaCare	Mélanges de solvants	1L
10561802	P/7508/17	Isopropanol, HPLC pour analyse de gradient	Solvants	2,5L
15319865	A458-1	Méthanol pour UHPLC-MS	Solvants	1L
10499560	M/4058/17	Méthanol, HPLC pour analyse de gradient	Solvants	2,5L
15339865	W8-1	Eau pour UHPLC-MS	Solvants	1L
10449380	W/0106/17	Eau, HPLC pour analyse de gradient	Solvants	2,5L
11563690	2-SVW	Flacon à vis de 2 ml, col large, avec étiquette, transparent	Manipulation des échantillons	500
10207234	2-CV	Flacon à serbir de 2 ml, col large, avec étiquette, transparent	Manipulation des échantillons	500
10739285	2-CV(A)	Flacon à serbir de 2 ml, col large, avec étiquette, ambré	Manipulation des échantillons	500
15262670	2-SVWGKST-CPK	Flacon Surestop qualité or à vis de 2 ml, col large, transparent, avec étiquette, bouchon bleu, silicone / septa en PTFE pré-installé, kit pratique	Manipulation des échantillons	100
10104424	20-CV	Flacon à serbir Headspace de 20 ml, fond rond, transparent	Manipulation des échantillons	125
11598230	20-CVST3-CP	Kit Headspace de 20 ml : flacon à serbir, fond rond, transparent, bouchon à serbir en aluminium de 20 mm, orifice de 8 mm, silicone/septa en PTFE	Manipulation des échantillons	500
11911583	B7800-20	Flacon pour le stockage des échantillons de 20 ml, transparent, bouchon avec joint en PTFE assemblé monobloc, kit de flacons	Manipulation des échantillons	100
13226419	9-SCK(B)-ST1X	Bouchon AVCS bleu de 9 mm à visser avec opercule, orifice de 6 mm, silicone/septa en PTFE, pré-fendu	Manipulation des échantillons	500
15320105	11-AC8	Bouchon à serbir de 11 mm, aluminium, avec joint en caoutchouc type 8/septa en PTFE	Manipulation des échantillons	500
11598160	11-AC-ST101	Bouchon à serbir de 11 mm, aluminium, silicone/septa en PTFE	Manipulation des échantillons	500
10185232	20-MCBC-ST3	Bouchon à serbir magnétique de 20 mm, orifice de 8 mm, aluminium bleu / fer-blanc, silicone/septa en PTFE	Manipulation des échantillons	500
10414603	60108-426	Cartouche en silice HyperSep, 1 g/6 ml	Préparation des échantillons	10
10786134	60108-521	Cartouche HyperSep SAX, 500 mg/3 ml	Préparation des échantillons	50
11504735	60105-316	Tube à extraction en phase solide dispersif HyperSep (QuEChERS), 50 ml	Préparation des échantillons	25
11564735	60105-327	Tube de nettoyage SPE dispersif HyperSep, 15 ml	Préparation des échantillons	25
11890153	50126373	Le pack de centrifugeuse comprend : centrifuge SL16 TX400 ; 76 tubes de 5 ml (max. 4 700 xg) ; rotor à godets oscillants avec adaptateurs 4 x 50 ml (lot de 4) et 9 x 15 ml (lot de 4)	Équipement	1
GC				
10584685	26098-1420	TraceGOLD TG-5MS, 30 m x 0,25 mm, 0,25 µm	Colonnes GC	1
10177894	26096-1420	TraceGOLD TG-5SIIIMS 30m x 0.25 mm x 0.25 µm	Colonnes GC	1
10477714	26088-1420	TraceGOLD TG-WaxMS, 30m x 0.25mm, 0.25µm	Colonnes GC	1
10714827	260N230P	Trace TR-FFAP, 50m x 0.32mm, 0.5µm	Colonnes GC	1
10542465	260M142P	Colonne GC TR-FAME, 30 m x 0,25 mm, film de 0,25 µm	Colonnes GC	1
10364083	365C3701	Seringue à aiguille fixe, 50 mm de long, 26G, aiguille conique, 5 µL	Seringues GC	1
10763464	365D1621	Seringue à aiguille fixe, 42 mm de long, 23-26G, aiguille conique, 10 µL	Seringues GC	1
10300875	453T2120	Liners à baffle de PTV LinerGOLD (Siltek), pour Thermo Scientific	Liners GC	5
11527761	45352070	Liner fendu en PTV LinerGOLD, à col de cygne encastré, laine de quartz, pour TRACE 1300/ULTRA PTV	Liners GC	5
10100993	453A1925	Insert de port d'injection, laine de quartz, pour insert à débit non divisé avec cône unique, pour Agilent	Liners GC	5
10415923	453A2265	Insert de port d'injection, droit à débit divisé, laine de quartz, pour Agilent	Liners GC	5
10756144	29053488	100 % ferrule en graphite pour colonnes à DI de 0,1 à 0,25 mm (non-MS)	Ferrules GC	10
10756334	290GA139	100 % ferrule en graphite pour colonnes à DI de 0,1 à 0,32 mm (non-MS)	Ferrules GC	10
10110943	29053487	100 % ferrule en graphite pour colonnes à DI de 0,32 mm (non-MS)	Ferrules GC	10
10466744	29033496	15 % de graphite / 85 % de ferrule Vespel pour colonnes à DI de 0,1 à 0,25 mm (MS)	Ferrules GC	10
10120513	290VA191	15 % de graphite / 85 % de ferrule Vespel pour colonnes à DI de 0,1 à 0,25 mm (non-MS)	Ferrules GC	10
12683166	31303233	Septa BTO, silicone à bleeding faible, 11 mm	Septa GC	50
15340431	31303233-BP	Septa BTO, silicone à bleeding/carottage faible, 11 mm (pack sous blister), pour TRACE et Focus	Septa GC	50
15360441	313P3215-BP	Marathon septa, silicone à bleeding/carottage faible, 17 mm (pack sous blister), pour TRACE et Focus	Septa GC	48
10744186	66002-010	Débitmètre pour gaz GFM Pro	Équipement GC	1
10438494	66002-001	Détecteur de fuite de gaz GLD Pro	Équipement GC	1
11577500	TS-18821	Module de chauffage et d'agitation Reacti-Therm™, bloc unique	Équipement GC	1
11521064	TS-18823	Module de chauffage et d'agitation Reacti-Therm™, bloc triple	Équipement GC	1
11551064	TS-18826	Évaporateur Reactiv-Vap™, pour module à bloc triple Reacti-Therm	Équipement GC	1
11752257	TS-13223	Flacon de réaction Reacti-Vial, à vis, transparent, 5,0 ml, pour module Reacti-Therm	Consommables GC	12
11776957	TS-38830	Réactifs de silylation BSTFA, 10 ampoules x 1 ml	Réactifs GC	10
11557851	TS-38831	Réactifs de silylation BSTFA + 1 % TMCS, 10 ampoules x 1 ml	Réactifs GC	10
11786957	TS-48910	Réactifs de silylation MSTFA, 10 ampoules x 1 ml	Réactifs GC	10
11567851	TS-48915	Réactifs de silylation MSTFA et MSTFA + 1 % TMCS, 10 ampoules x 1 ml	Réactifs GC	10
LC ou UHPLC/MS				
11387481	17326-102130	Colonne Accucore™ aQ, à "end-capping" polaire, 100 mm x 2,1 mm, 2,6 µm	Colonnes LC	1
10734604	25002-102130	Colonnes sélectives Hypersil GOLD™ C18, 100 mm x 2,1 mm, 1,9 µm	Colonnes LC	1
11557531	69208-307780	Colonne HyperREZ™ XP glucides Ca2+, 300 mm x 7,7 mm, 8 µm	Colonnes LC	1
10381295	25703-154630	Colonne amino Hypersil GOLD, 150 mm x 4,6 mm, 3 µm	Colonnes LC	1
11381813	63191	Colonne Acclaim™ Polar Advantage II RP, 150 mm x 4,6 mm, 3 µm	Colonnes LC	1
11371803	62902	Colonne Acclaim acide organique, 250 mm x 4 mm, 5 µm	Colonnes LC	1
11311823	63201	Colonne Acclaim surfactants, 150 mm x 4,6 mm, 5 µm	Colonnes LC	1
13485679	27826-152130	Colonne Accucore C30, 150 mm x 2,1 mm, 2,6 µm	Colonnes LC	1

Pour en savoir plus, rendez-vous sur eu.fishersci.com

Austria: +43(0)800-20 88 40 **Belgium:** +32 (0)56 260 260 **Denmark:** +45 70 27 99 20
Germany: +49 (0)2304 9325 **Ireland:** +353 (0)1 885 5854 **Italy:** +39 02 950 59 478
Finland: +358 (0)9 8027 6280 **France:** +33 (0)3 88 67 14 14 **Netherlands:** +31 (0)20 487 70 00
Norway: +47 22 95 59 59 **Portugal:** +351 21 425 33 50 **Spain:** +34 902 239 303
Sweden: +46 31 352 32 00 **Switzerland:** +41 (0)56 618 41 11 **UK:** +44 (0)1509 555 500

