


# Étiqueteuse BMP™21-LAB

*Robuste à l'extérieur, un génie à l'intérieur*



Combinant une construction robuste et des fonctions d'impression intelligentes, l'étiqueteuse portable BMP21-LAB peut être malmenée et fonctionner encore. Outre sa puissance et son prix abordable, **ses symboles de laboratoire** et le dimensionnement automatique pour les flacons/tubes, ses cartouches prêtes à l'emploi, sa batterie au lithium-ion rechargeable et sa garantie de deux ans lui permettent de réaliser des étiquettes de manière rapide et efficace, dans n'importe quel type de laboratoire. **Des consommables de haute qualité** conçus spécifiquement pour l'environnement de laboratoire créent des étiquettes de qualité professionnelle pour vos échantillons de laboratoire et autres.

**Facile à utiliser et à acheter... vous ne voudrez plus du stylo !**

## Conçue pour les laboratoires

- Consommables disponibles pour les applications de laboratoire, telles que les lamelles et flacons cryogéniques
- Symboles grecs couramment utilisés dans les laboratoires et structure de menu intuitive pour les symboles
- Découpe automatique du ruban en fonction de la taille du flacon grâce à la fonction d'étiquette pour flacon
- Sérialisation automatique
- Horodatage

## Facile à utiliser

- Ecran LCD à 3 lignes offrant une excellente visibilité
- Clavier ABC, bibliothèque graphique, touches de raccourci et menu de fonctions pour une création d'étiquettes rapides
- Batterie\* au lithium-ion rechargeable longue durée
- Technologie Smart Cell permettant la configuration automatique des étiquettes
- Formatage automatique des types d'étiquettes couramment utilisés dans les laboratoires
- Aimant\* pour une utilisation et un stockage pratiques sur les tables de laboratoire plus petites et cordon tour de cou pour un fonctionnement mains-libres
- Étiqueteuse ergonomique et équilibrée, dotée d'un boîtier au revêtement antidérapant strié pour une manipulation aisée

## Variété et durabilité exceptionnelles des consommables

- Consommables spécifiques aux laboratoires conçus pour résister aux environnements de laboratoire difficiles
- Étiquettes haute qualité durables qui collent à la perfection.
- Impression d'étiquettes d'identification durables sur toute leur largeur allant de 6 à 19 mm, pour maximiser le nombre de données imprimées
- Ajustement de la longueur des étiquettes à l'aide du consommable continu haute performance
- La réponse à vos besoins, avec 7 matériaux durables spécifiques à différents secteurs industriels

**2 GARANTIE DE DEUX ANS**

\*Les accessoires sont vendus séparément. La batterie est seulement incluse dans le "Kit de démarrage".

## Etiqueteuse BMP™21-LAB

Référence	Description
139538	Etiqueteuse BMP21-LAB sous blister

L'emballage sous blister contient: Etiqueteuse + Cordon tour de cou  
+ Guide de démarrage rapide + Consommable M21-750-7425



**2 GARANTIE**  
DE DEUX ANS

## Kit de démarrage BMP™21-PLUS

Référence	Description
134474	Etiqueteuse BMP21-LAB Kit EU

Le kit de démarrage contient: Etiqueteuse + Batterie au lithium-ion  
+ Câble d'alimentation + Cordon tour de cou + Guide de démarrage  
rapide + Consommable M21-750-7425

## Accessoires

Référence	Description
110416	Adaptateur secteur - Europe - 220V
139540	Batterie au lithium-ion rechargeable pour BMP21-PLUS; BMP21-LAB
110891	Aimant
110892	Accessoire multifonctions

## Etiquettes en polyester transparent pour l'étiquetage des bouteilles, des flacons et des boîtes



Référence	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)
<b>B-430: Polyester</b>			
M21-375-430	Noir sur Transparent	9,53	6,40
M21-500-430	Noir sur Transparent	12,70	6,40
M21-750-430	Noir sur Transparent	19,05	6,40

## Etiquettes en polyester blanc ultra-fines pour les flacons, les tubes et les tubes coniques



Référence	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)
<b>B-461: Polyester</b>			
M21-375-461	Noir sur Blanc	9,53	6,40
M21-500-461	Noir sur Blanc	12,70	6,40
M21-750-461	Noir sur Blanc	19,05	6,40

## Etiquettes en polyester résistant aux produits chimiques pour les lamelles

■ Résiste au DMSO, à l'éthanol et pendant une courte durée au xylène



Référence	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)
<b>B-488: Polyester</b>			
M21-375-488	Noir sur Blanc	9,53	6,40
M21-500-488	Noir sur Blanc	12,70	6,40
M21-750-488	Noir sur Blanc	19,05	6,40

## Etiquettes en nylon pour les sacs, les bouteilles et les tubes

■ Etiquettes en tissu nylon faciles à manipuler pour les surfaces non rigides et incurvées



Référence	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)
<b>B-499: Tissu nylon</b>			
M21-375-499	Noir sur Blanc	9,53	4,90
M21-500-499	Noir sur Blanc	12,70	4,90
M21-750-499	Noir sur Blanc	19,05	4,90

**i** Pour de plus amples informations sur ces matériaux, consultez le site [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com)

## Etiquettes en polypropylène pour les flacons, les tubes, les lamelles et les plaques de puits

■ Résiste à l'exposition à l'azote liquide, au congélateur, au bain-marie et à l'autoclave



Référence	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)
<b>B-7425: Polypropylène</b>			
M21-375-7425	Noir sur Blanc	9,53	6,40
M21-500-7425	Noir sur Blanc	12,70	6,40
M21-750-7425	Noir sur Blanc	19,05	6,40

## Etiquettes en vinyle pour l'étiquetage général

■ Adhère aux surfaces irrégulières, rugueuses et incurvées

■ Recommandé pour les équipements, les étagères, les armoires et l'identification générale en laboratoire



Référence	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)
<b>B-595: Vinyle</b>			
M21-375-595-BL	Blanc sur Bleu	9,53	6,40
M21-500-595-BL	Blanc sur Bleu	12,70	6,40
M21-750-595-BL	Blanc sur Bleu	19,05	6,40
M21-375-595-BR	Blanc sur Marron	9,53	6,40
M21-500-595-BR	Blanc sur Marron	12,70	6,40
M21-750-595-BR	Blanc sur Marron	19,05	6,40
M21-375-595-BK	Blanc sur Noir	9,53	6,40
M21-500-595-BK	Blanc sur Noir	12,70	6,40
M21-750-595-BK	Blanc sur Noir	19,05	6,40
M21-375-595-RD	Blanc sur Rouge	9,53	6,40
M21-500-595-RD	Blanc sur Rouge	12,70	6,40
M21-750-595-RD	Blanc sur Rouge	19,05	6,40
M21-375-595-GN	Blanc sur Vert	9,53	6,40
M21-500-595-GN	Blanc sur Vert	12,70	6,40
M21-750-595-GN	Blanc sur Vert	19,05	6,40
M21-375-595-PL	Blanc sur Violet	9,53	6,40
M21-500-595-PL	Blanc sur Violet	12,70	6,40
M21-750-595-PL	Blanc sur Violet	19,05	6,40
M21-250-595-WT	Noir sur Blanc	6,35	6,40
M21-375-595-WT	Noir sur Blanc	9,53	6,40
M21-500-595-WT	Noir sur Blanc	12,70	6,40
M21-750-595-WT	Noir sur Blanc	19,05	6,40
M21-375-595-GY	Noir sur Gris	9,53	6,40
M21-500-595-GY	Noir sur Gris	12,70	6,40
M21-750-595-GY	Noir sur Gris	19,05	6,40
M21-250-595-YL	Noir sur Jaune	6,35	6,40
M21-375-595-YL	Noir sur Jaune	9,53	6,40
M21-500-595-YL	Noir sur Jaune	12,70	6,40
M21-750-595-YL	Noir sur Jaune	19,05	6,40
M21-375-595-OR	Noir sur Orange	9,53	6,40
M21-500-595-OR	Noir sur Orange	12,70	6,40
M21-750-595-OR	Noir sur Orange	19,05	6,40

**BRADY**

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Brady EMEA

Afrique	+27 11 704 3295	Italie	+39 02 26 00 00 22
Allemagne	+49 (0) 6103 7598 660	Moyen-Orient	+971 4881 2524
Benelux	+32 (0) 52 45 78 11	Norvège	+47 70 13 40 00
Danemark	+45 66 14 44 00	Roumanie	+40 21 202 3032
Espagne & Portugal	+34 900 902 993	Royaume-Uni & Irlande	+44 (0) 1295 228 288
Europe Centrale & Orientale	+421 2 3300 4800	Russie	+7 495 225 93 62
France	+33 (0) 3 20 76 94 48	Suède	+46 (0) 8 590 057 30
Hongrie	+36 23 500 275	Turquie	+90 212 264 02 20

Votre distributeur

