

Trajes de Protección Microporosos desechables tipo 4/5/6

Trajes de protección con capucha, con costuras solapadas y material elástico alrededor de las muñecas, de los tobillos, de la cintura y de la cara. Son prendas que protegen contra aerosoles de productos químicos líquidos, agentes infecciosos, partículas atmosféricas sólidas y partículas radioactivas. Propiedades de disipación electrostática.

- Material elástico alrededor de las muñecas, de la cara, de los tobillos y de la parte posterior de la cintura
- Capucha de tres piezas para un mejor ajuste
- Descripción de la tela: microporosa, no tejida
- Composición de la tela: 100% de polipropileno + capa de PE, 65 g/m²
- Ctd. paquete: 50 piezas
- Blanco
- Costuras solapadas, cubiertas, color azul
- Revestimiento antiestático

N.º cat.	16625605	16615605	16635605	16645605
Talla	M	L	XL	2XL
Longitud de hombro, cm (± 3 cm)	164	170	176	182
Torso, cm (± 3 cm)	120	126	132	138
Cintura, cm (± 3 cm)	120	126	132	138



NORMAS

(EPP categoría III que cumple con la norma 2016/425 de la UE)

- EN ISO 13688:2013 Prendas de protección: requisitos generales
- EN 13034:2005+A1:2009 Prendas de protección contra productos químicos líquidos tipo 6
- EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Prendas de protección contra partículas sólidas tipo 5
- EN 14605:2005+A1:2009 Prendas de protección contra productos químicos líquidos tipo 4
- EN 14126:2003+AC:2004 Prendas de protección contra agentes infecciosos
- EN 14325:2004 Prendas de protección contra productos químicos
- EN 1149-5:2018 para protección electrostática
- EN 1073-2|2002 Prendas de protección contra contaminación radioactiva

Austria: fishersci.at Belgium: fishersci.be Denmark: fishersci.dk
Germany: fishersci.de Ireland: fishersci.ie Italy: fishersci.it
Finland: fishersci.fi France: fishersci.fr Netherlands: fishersci.nl
Norway: fishersci.no Portugal: fishersci.pt Spain: fishersci.es
Sweden: fishersci.se Switzerland: fishersci.ch UK: fishersci.co.uk

© 2020 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
Trademarks used are owned as indicated at fishersci.com/trademarks.

 **fisher scientific**
part of Thermo Fisher Scientific