

Combinaisons microporeuses à usage unique de type 4/5/6

Combinaisons de protection à capuche avec coutures collées et poignets, chevilles, visage et taille élastiques. Vêtements à porter pour se protéger contre les projections de produits chimiques liquides, les agents infectieux, les particules solides en suspension dans l'air et les particules radioactives. Propriétés de dissipation électrostatique.

- Poignets, visage, chevilles et taille arrière élastiques
- Capuche en trois parties pour un meilleur ajustement
- Description du tissu : non-tissé microporeux
- Composition du tissu : 100 % polypropylène + film PE, 65 g/m²
- Qté par lot : 50 unités
- Blanc
- Coutures bleues, bordées et collées
- Revêtement antistatique

Ref.	16625605	16615605	16635605	16645605
Taille	M	L	XL	2XL
Longueur d'épaule, cm (± 3 cm)	164	170	176	182
Poitrine, cm (± 3 cm)	120	126	132	138
Taille, cm (± 3 cm)	120	126	132	138



NORMES

(EPI de catégorie III et conformité au règlement UE 2016/425)

- EN ISO 13688:2013 Vêtements de protection – exigences générales
- EN 13034:2005+A1:2009 Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides de type 6
- EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Vêtements de protection contre les particules solides de type 5
- EN 14605:2005+A1:2009 Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides de type 4
- EN 14126:2003+AC:2004 Vêtements de protection contre les agents infectieux
- EN 14325:2004 Vêtements de protection contre les produits chimiques
- EN 1149-5:2018 pour la protection électrostatique
- EN 1073-2|2002 Vêtements de protection contre les contaminations radioactives

Austria: fishersci.at Belgium: fishersci.be Denmark: fishersci.dk
Germany: fishersci.de Ireland: fishersci.ie Italy: fishersci.it
Finland: fishersci.fi France: fishersci.fr Netherlands: fishersci.nl
Norway: fishersci.no Portugal: fishersci.pt Spain: fishersci.es
Sweden: fishersci.se Switzerland: fishersci.ch UK: fishersci.co.uk

© 2020 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
Trademarks used are owned as indicated at fishersci.com/trademarks.

 **fisher scientific**
part of Thermo Fisher Scientific