

Cubrebarba


Información técnica

- Material (± 1 g): tela no tejida, polipropileno no tejido, 12 g.
- Talla: vea las especificaciones a continuación.
- Color: blanco.
- Cantidad: 100 piezas/bolsa interior de polietileno, 10 bolsas/caja.
- Uso: laboratorios, sala blancas.
- Certificaciones: EPI de categoría I, conforme a las normas ISO3801 e ISO13934-1; cumple el plan de muestras del límite aceptable de calidad (AQL) 4.0 de nivel II según la norma MIL-STD-150 E para los criterios de defectos.
- No estériles.
- Desechables, se pueden reciclar.



N.º cat.	A. Longitud estirado (cm)	B. Longitud de la cinta para la cabeza (cm)	C. ancho (cm)
16642604	46	23	10

La tolerancia de medición es ± 2 cm



Caja

Tamaño: 40 cm x 25 cm x 20 cm

Material: cartón corrugado de doble cara

Almacenamiento recomendado

Temperatura:entre -5 °C y 40 °C

Humedad: menos del 80 %

Luz solar: mantener alejado de la luz solar directa

Austria: fishersci.at **Belgium:** fishersci.be **Denmark:** fishersci.dk
Germany: fishersci.de **Ireland:** fishersci.ie **Italy:** fishersci.it
Finland: fishersci.fi **France:** fishersci.fr **Netherlands:** fishersci.nl
Norway: fishersci.no **Portugal:** fishersci.pt **Spain:** fishersci.es
Sweden: fishersci.se **Switzerland:** fishersci.ch **UK:** fishersci.co.uk



Gorro

Información técnica

- Material (± 1 g): tela no tejida, polipropileno no tejido, 10 g.
- Talla: vea las especificaciones a continuación.
- Color: azul y blanco.
- Cantidad: 100 piezas/bolsa interior de polietileno, 10 bolsas/caja.
- Uso: laboratorios, sala blancas.
- Certificaciones: EPI de categoría I, conforme a las normas ISO3801 y ISO13934-1. Cumple con la Directiva CE 1935/2004/CE, el Reglamento (UE) N.º 10/2011, Reglamento (UE) N.º 2016/1416 y el Reglamento (UE) 2017/752
- No estériles.
- Desechables, se pueden reciclar.

N.º cat.	A. Longitud estirado (cm)
16652604	53,5
16662604	60,9

La tolerancia de medición es ± 2 cm



Caja

Tamaño: 53,5 cm - 37 cm x 25 cm x 25 cm
..... 60,9 cm - 37 cm x 27 cm x 27 cm
Material: cartón corrugado de doble cara

Almacenamiento recomendado

Temperatura:entre -5 °C y 40 °C
Humedad: menos del 80 %
Luz solar: mantener alejado de la luz solar directa

Austria: fishersci.at Belgium: fishersci.be Denmark: fishersci.dk
Germany: fishersci.de Ireland: fishersci.ie Italy: fishersci.it
Finland: fishersci.fi France: fishersci.fr Netherlands: fishersci.nl
Norway: fishersci.no Portugal: fishersci.pt Spain: fishersci.es
Sweden: fishersci.se Switzerland: fishersci.ch UK: fishersci.co.uk

© 2020 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
Trademarks used are owned as indicated at fishersci.com/trademarks.

 **fisher scientific**
part of Thermo Fisher Scientific

Cubrezapatos de CPE

Información técnica

- Material ($\pm 0,2g$): Polietileno lineal clorado (CPE), 2,6 g.
- Talla: vea las especificaciones a continuación.
- Color: azul.
- Cantidad: 100 piezas/bolsa interior de polietileno, 20 bolsas/caja.
- Uso: laboratorios, sala blancas.
- No estériles.
- Certificaciones: EPI de categoría I, conforme a las normas ISO3801 y ISO13934-1.
- Elástico.
- Talla: universal.
- Tipo de suela: plana.
- Desechables, se pueden reciclar.



N.º cat.	A. Longitud estirado (cm)	B. Talón (cm)
16632604	38	15

La tolerancia de medición es ± 2 cm

Caja

Tamaño: 57 cm x 21 cm x 33 cm

Material: cartón corrugado de doble cara

Almacenamiento recomendado

Temperatura:entre -5 °C y 40 °C

Humedad: menos del 80 %

Luz solar: mantener alejado de la luz solar directa

Austria: fishersci.at **Belgium:** fishersci.be **Denmark:** fishersci.dk
Germany: fishersci.de **Ireland:** fishersci.ie **Italy:** fishersci.it
Finland: fishersci.fi **France:** fishersci.fr **Netherlands:** fishersci.nl
Norway: fishersci.no **Portugal:** fishersci.pt **Spain:** fishersci.es
Sweden: fishersci.se **Switzerland:** fishersci.ch **UK:** fishersci.co.uk

 **fisher scientific**
part of Thermo Fisher Scientific