

# Congelatori a ultra-bassa temperatura



## La scelta migliore per una catena del freddo efficace

Questi ultracongelatori noti anche come congelatori meno ottanta, sono specifici congelatori da laboratorio, per la conservazione criogenica di campioni, tipicamente fino a  $-80^{\circ}\text{C}$ .

**thermo**scientific

### Thermo Scientific Ultracongelatori serie TSX

Gli ultracongelatori Thermo Scientific™ serie TSX sono progettati per una massima sostenibilità, una gestione ottimale della temperatura e degli standard di affidabilità per una conservazione a  $-80^{\circ}\text{C}$  e  $-70^{\circ}\text{C}$

- Non importa in quale parte del congelatore siano conservati i campioni. Grazie a variazioni di picco inferiori a  $5^{\circ}\text{C}$ , i campioni restano protetti nell'intero spazio di conservazione del banco. \*
- Periodo di riscaldamento lungo da  $80^{\circ}\text{C}$  a  $-50^{\circ}\text{C}$ : 5.05 ore\*



TSX70086V TSX60086V



TSX40086V TSX50086V

No. Cat	Descrizione	Qtà
15798587	TSX70086V Ultracongelatori serie TSX	1
15788587	TSX60086V Ultracongelatori serie TSX	1
15768587	TSX40086V Ultracongelatori serie TSX	1
15778587	TSX50086V Ultracongelatori serie TSX	1

### Thermo Scientific™ Ultracongelatori serie TDE

Gli ultracongelatori Thermo Scientific™ serie TDE hanno un consumo energetico ridotto, un'interfaccia touchscreen semplificata, un design ergonomico dell'interno e sono disponibili in quattro capacità.

- Grazie alla tecnologia a idrocarburi H-drive, questi sistemi consentono di risparmiare fino al 25% in termini di consumo energetico e dispersione del calore rispetto ai congelatori convenzionali a bassissima temperatura
- Ideati per l'uso quotidiano, il ripristino della temperatura interna dopo l'apertura dello sportello è del 20% più veloce.
- La bassa emissione acustica, inferiore a 53 dBA, consente d'installare il congelatore in laboratorio anziché in corridoio



16387151

No. Cat	Descrizione	Qtà
16387151	Ultracongelatori serie TDE 816 L	1
16367151	Ultracongelatori serie TDE 549 L	1


Consultate l'indirizzo:  
<https://eu.fishersci.com/go/ult>

## Binder Serie UF V Ultracongelatori

Gli ultracongelatori serie UF V combinano rispetto dell'ambiente con un basso consumo energetico, un funzionamento pratico e un concetto di sicurezza individuale.

- Gamma di termoregolatore da -86 a -40 °C.
- Il consumo energetico più basso della sua classe
- Potente unità di raffreddamento del compressore in cascata
- Refrigeranti ecologici R-290 e R-170

No. Cat	Descrizione	Qtà
15983042	Serie UF V 700 Ultracongelatori	1
15901102	Serie UF V 500 Ultracongelatori	1



15983042

15901102

## eppendorf

### Eppendorf™ CryoCube™

L'ultracongelatore F101h è ideale per la conservazione di piccole quantità di campioni. Assicurando temperature affidabili a -80°C in un formato compatto, il CryoCube™ F101h garantisce una soluzione di stoccaggio sicura e duratura per i vostri campioni.

- i pannelli isolanti sottovuoto permettono di aumentare la capacità interna con lo stesso ingombro dei congelatori tradizionali in schiuma isolante
- le porte interne isolate, creando 2 compartimenti separati che riducono al minimo la perdita d'aria fredda al momento dell'accesso ai campioni
- pannello operatore e stato degli allarmi a LED facili da leggere



16307355

No. Cat	Descrizione	Qtà
16307355	CryoCube F101h, 230V/50Hz, EU	1

Costruite l'ultracongelatore attorno al campione: la serie Eppendorf CryoCube® F740 è il nuovo arrivo nella gamma di ultracongelatori Eppendorf.

- L'isolamento tradizionale in schiuma, rinforzato da pannelli isolanti sotto vuoto nel corpo del dispositivo e l'isolamento in poliuretano nella zona della porta, assicura un isolamento efficace
- Porta esterna con maniglia a sinistra o a destra per un utilizzo ottimale dello spazio in laboratorio
- Pannello di controllo, facile da leggere, a livello degli occhi e indicatore di allarme



15997065

No. Cat	Descrizione	Qtà
15703409	CryoCube F740hi, 3/DL/a, 230V/50Hz, EU	1
15997065	CryoCube F740h 3/DL/a 230V EU	1
15932381	CryoCube F740hi, 5/DL/a, 230V/50Hz, EU	1



#### Ultracongelatori

Rivolgetevi a uno specialista per ricevere maggiori informazioni sui prodotti e sui servizi per le apparecchiature per la conservazione a freddo.



Prodotti a scelta più ecologici: Questo prodotto offre uno o più vantaggi ambientali indicati nelle "Guide ecologiche" dell'US FTC.

Contattateci oggi stesso:

Austria: fishersci.at Belgium: fishersci.be Denmark: fishersci.dk  
 Germany: fishersci.de Ireland: fishersci.ie Italy: fishersci.it  
 Finland: fishersci.fi France: fishersci.fr Netherlands: fishersci.nl  
 Norway: fishersci.no Portugal: fishersci.pt Spain: fishersci.es  
 Sweden: fishersci.se Switzerland: fishersci.ch UK: fishersci.co.uk