

# Prendas de seguridad desechables

## Batas de laboratorio desechables de polipropileno

Vestimenta para laboratorio fabricada con polipropileno, no tejido, sin látex

- Los puños elásticos mantienen las mangas en su sitio
- Cinco cierres a presión que permiten cerrarla correctamente
- Cuello estándar
- Sin bolsillos
- Peso del tejido: 50 g/m<sup>2</sup>

N.º de cat.	Color	Talla	Cantidad/Envase
15431922	Blanco	Pequeña	25
15441922	Blanco	Mediana	25
15451922	Blanco	Grande	25
15461922	Blanco	Extragrande	25
15471922	Blanco	Extra extragrande	25
15481922	Blanco	Extra extra extragrande	25



## Batas de laboratorio desechables de polipropileno con bolsillos

Las batas de laboratorio de un solo uso ofrecen una protección económica, ligera y transpirable


- Fabricadas con polipropileno, no tejido, sin látex
- Los puños cosidos mantienen las mangas en su sitio
- Tres bolsillos y cinco cierres a presión
- Cuello estándar
- Peso del tejido: 50 g/m<sup>2</sup>

N.º de cat.	Color	Talla	Cantidad/Envase
15491922	Blanco	Pequeña	30
15401932	Blanco	Mediana	30
15411932	Blanco	Grande	30
15421932	Blanco	Extragrande	30
15431932	Blanco	Extra extragrande	30
15441932	Blanco	Extra extra extragrande	30



### Guía de tallas de la bata de laboratorio

Talla	Largo del cuerpo	Circunferencia del pecho	Largo de la manga
Pequeña	89 cm (35 in)	119 cm (47 in)	52 cm (20,5 in)
Mediana	97 cm (38 in)	125 cm (49 in)	52 cm (20,5 in)
Grande	99 cm (39 in)	130 cm (51 in)	52 cm (20,5 in)
Extragrande	104 cm (41 in)	135 cm (53 in)	52 cm (20,5 in)
Extra extragrande	109 cm (43 in)	140 cm (55 in)	53 cm (21 in)
Extra extra extragrande	114 cm (45 in)	145 cm (57 in)	53 cm (21 in)



**A:** Largo del cuerpo  
**B:** Circunferencia del pecho  
**C:** Largo de la manga

### Referencia rápida del tipo de material

Material	Recomendado cuando un cliente necesita	Transpirabilidad	Clasificación de protección
<b>Polipropileno no tejido</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protección económica, ligera y transpirable</li> <li>• Material más barato</li> </ul>	Máximo nivel de transpirabilidad	Protección básica

## Máscaras de polipropileno desechables

Ofrecen una protección avanzada

- Desechables, de un solo uso
- Sujeción con enganche en oreja o atado
- Capa exterior de polipropileno, no tejido
- Capa interior de polipropileno, no tejido, unida térmicamente
- Sin látex
- Posibilidad de elegir entre azul o blanco
- Talla/ajuste universal

	N.º de cat.	Descripción	Color	Grosor	Cantidad/Envase
1	15451932	Máscara desechable con enganche en oreja	Blanco	2 capas	500
	15461932	Máscara desechable con enganche en oreja	Azul	3 capas	500
2	15471932	Máscara desechable con enganche en oreja	Blanco	3 capas	500
	15481932	Máscara desechable con cierre atado	Azul	3 capas	500



## Gorros de polipropileno desechables

Estos gorros, de un solo uso, ofrecen una protección básica

- Desechables
- Polipropileno de 14 g/m<sup>2</sup>
- Diámetro: 53,3 cm o 60,9 cm
- Sin látex
- Posibilidad de elegir entre azul o blanco

	N.º de cat.	Color	Diámetro, cm	Cantidad/Envase
1	15491932	Azul	53,3	1000
2	15401942	Blanco	53,3	1000
	15411942	Azul	60,9	1000
	15421942	Blanco	60,9	1000



## Gorros plisados desechables

La diadema elástica de los gorros está encapsulada en hilo de polipropileno suave para ofrecer una mayor comodidad y una protección básica

- Desechables
- Plisados
- Polipropileno
- Posibilidad de elegir entre azul o blanco

	N.º de cat.	Color	Talla	Cantidad/Envase
1	15431942	Blanco	Pequeña	1000
	15441942	Azul	Pequeña	1000
	15451942	Blanco	Grande	1000
2	15461942	Azul	Grande	1000
	15471942	Blanco	Extragrande	1000



## Cubrezapatos desechables

Estos cubrezapatos de polipropileno, no tejido, protegen de la suciedad, la mugre y determinadas partículas secas

- De un solo uso
- Azules
- Polipropileno
- Sin látex
- Con o sin suela antideslizante

N.º de cat.	Descripción	Color	Talla	Cantidad/ Envase
<b>15481942</b>	Cubrezapatos sin antideslizante	Azul	Universal	300
<b>15491942</b>	Cubrezapatos sin antideslizante	Azul	Extragrande	300
<b>15401952</b>	Cubrezapatos con antideslizante	Azul	Universal	300
<b>15411952</b>	Cubrezapatos con antideslizante	Azul	Extragrande	300



## Cubrezapatos de alta adherencia desechables

Cubrezapatos de alta adherencia desechables que ofrecen una protección excelente

- De un solo uso
- Poliuretano
- Azules
- Sin látex
- Suela de alta adherencia

N.º de cat.	Descripción	Color	Talla	Cantidad/ Envase
<b>15421952</b>	Cubrezapato, alta adherencia	Azul	Universal	300
<b>15431952</b>	Cubrezapato, alta adherencia	Azul	Extragrande	300



## Cubrezapatos antiestáticos desechables

La tira de carbono conductora ayuda a eliminar la acumulación de electricidad estática

- De un solo uso
- Tobillo elástico
- Polipropileno de 42 g/m<sup>2</sup>
- Con tira de disipación de carbono cosida
- Sin látex
- Azules

N.º de cat.	Descripción	Color	Talla	Cantidad/ Envase
<b>15441952</b>	Cubrezapatos, con tira de carbono conductora	Azul	Universal	300



## Cubrezapatos de polietileno desechables

Cubrezapatos desechables, de un solo uso, que ofrecen una práctica protección

- Polietileno
- Azules
- Sin látex

N.º de cat.	Descripción	Color	Talla	Cantidad/ Envase
<b>15451952</b>	Cubrezapatos, polietileno	Azul	Universal	300
<b>15461952</b>	Cubrezapatos, polietileno	Azul	Extragrande	300



## Cubrebarbas desechables

Cubrebarbas de polipropileno para una protección básica

- Desechables
- Polipropileno, no tejido, de 10 g/m<sup>2</sup>
- De un solo uso
- Sin látex
- Blancos

N.º de cat.	Color	Talla	Cantidad/ Envase
<b>15471952</b>	Blanco	Universal	500



## Cubremangas de polietileno desechables

Cubremangas desechables de uso general

- Polietileno
- Longitud: 45,7 cm
- Sin látex
- Azules
- Grosor: 6 mm
- Puños elásticos

N.º de cat.	Color	Longitud, cm	Talla	Cantidad/ Envase
<b>15481952</b>	Azul	45,7	Universal	200



En España:

Para consultas customer service, llame 902 239 303

Para tramitar un pedido: fax 902 239 404 - Email: es.fisher@thermofisher.com

Para pedidos online: www.es.fishersci.com