


Descripción del producto:	Bata de laboratorio, blanca, 3 bolsillos, L
Código de producto:	15411932 (17-100-883A)
Material:	50 g/m ² de polipropileno SB
Tamaño:	Grande
Presentación:	10 unidades/bolsa, 3 bolsas/caja
Dimensiones del envase de cartón:	32 x 28 x 25 cm



Elemento	Longitud	Margen	Elemento	Longitud	Margen
A	100 cm	+/- 2 cm	J	20 cm	+/- 1 cm
B	64/139 cm	+/- 2 cm	K	9 cm	+/- 2 cm
C	53 cm	+/- 2 cm	L	14 cm	+/- 1 cm
D	27 cm	+/- 2 cm	M	13 cm	+/- 1 cm
E	20 cm	+/- 2 cm	N	15 cm	+/- 1 cm
F	25 cm	+/- 1 cm	O	25 cm	+/- 2 cm
G	9 cm	+/- 1 cm	P	7 cm	+/- 2 cm
H	7 cm	+/- 1 cm	Q	45 cm	+/- 2 cm
I	18 cm	+/- 1 cm	R	27 cm	+/- 1 cm