

SPOTLIGHT



*Impulse su investigación
con nuestras soluciones creativas*



MÁS DE 100 SOLUCIONES PARA PROBLEMAS DIARIOS DE LABORATORIO



SU INVESTIGACIÓN • NUESTRA SOLUCIÓN

SPOTLIGHT

Bienvenido a la primera edición de nuestro nuevo folleto **Spotlight**

El objetivo de Spotlight es ayudarle a simplificar su vida en el laboratorio e impulsar su investigación. En esta edición los protagonistas escogidos son productos de nuestra gama de consumibles y equipos. Con más de 100 soluciones para problemas diarios de laboratorio, puede confiar en Fisher Scientific para ayudarle a trabajar a pleno rendimiento todos y cada uno de los días.


Así que, si está constantemente derramando el contenido de su navecilla de pesaje en la balanza, si está cansado de no tener suficiente espacio de almacenamiento o si simplemente desea que su laboratorio funcione con mayor fluidez, tenemos las soluciones.

“ Siempre resulta difícil ver el temporizador ”

La enorme pantalla de 25 mm de nuestro temporizador con dígitos de gran tamaño resulta fácil de ver desde cualquier punto del laboratorio

Fisherbrand™
TEMPORIZADOR DE DÍGITOS GRANDES CON ALARMA LED INTERMITENTE TRACEABLE™

- Características: gran pantalla de 25 mm, cuenta atrás/adelante, alarma, LED intermitente, volumen ajustable, tres memorias de cuenta atrás
- Capacidad de temporización: 99 minutos, 99 segundos
- Se suministra con pillas, dorso magnético, soporte articulado/pinza, abertura para cordón y certificado Traceable™ según el NIST



N.º cat.	Descripción	Cantidad/Envase	Precio de lista	Precio promocional
11739795	Temporizador de dígitos grandes con alarma y LED intermitente Traceable™	1	22,00	19,20

← Problema de laboratorio 😞

← **Nuestra solución** 😊

← **NOVEDADs** productos **N**

← Consulte todos los detalles en nuestra web con aspecto renovado www.fishersci.es

¿Necesita asistencia técnica? Aquí también podemos ayudarle.

Nuestros asesores de soporte de producto son profesionales de alta cualificación que están preparados para ayudarle y guiarle

Póngase en contacto con nuestros asesores de soporte de producto



Tel.: +39 902 239 303

Correo electrónico:

productsupport.fisher@thermofisher.com

LO QUE NUESTROS CLIENTES OPINAN SOBRE NUESTRO DEPARTAMENTO DE SOPORTE DE PRODUCTO

“Me han impresionado el conocimiento y la profesionalidad que demuestran... respondieron inmediatamente tanto a las llamadas telefónicas como a los correos electrónicos y fue una verdadera llamada de soporte técnico, no una llamada de ventas...”

“... estamos muy satisfechos con la experiencia en general. El especialista no podría haber sido de más ayuda, el trato fue profesional, fue rápido y amable con todas las consultas...”

“... la rapidez, un conocimiento técnico apropiado y unas respuestas adecuadas/claras/exhaustivas son lo importante y es exactamente lo que me han ofrecido. Gracias...”



SPOTLIGHT

sobre...

Consumibles y equipos

Con más de 550 productos, incluidos más de 300 productos Fisherbrand y más de 100 productos **NUEVOS**

Balanzas y pesaje	4-5
Baños	5-6
Vasos de precipitados, frascos, probetas y matraces	7-10
Cromatografía	11
Contadores de colonias	12
Termobloques (baños secos)	12
Filtración	13-15
Medidores de punto de fusión	16
Microplacas	16
Mezcla y agitación	16-17
Hornos e incubadores	20
pH y electroquímica	21-22
Pipeteo	23-24
Bombas	25-26
Seguridad	27-28
Muestreo y almacenamiento	29-31
Espectrofotómetros	32
Temporizadores y termómetros	32-33
Tubos y gradillas	34-36
Sistemas de purificación de agua	37

“ **A menudo derramo el contenido de mi navecilla de pesaje encima de la balanza** ”



No será un problema utilizando nuestras balanzas con pantalla protectora opcional que se abre completamente por ambos lados

25% DTO



BALANZAS ADVENTURER ANALÍTICAS Y DE PRECISIÓN

- Pantalla protectora fácil de limpiar y que ahorra espacio porque no sobresale de la superficie que ocupa la balanza
- Conectividad moderna con doble puerto USB; delante para recopilación de datos mediante «Imprimir a USB», detrás para PC o conexión de periféricos
- Burbuja de nivel inicial con pantalla de ayuda de nivel para facilitar el nivelado de la balanza



N.º cat.	Capacidad, g	Legibilidad, mg	Calibración	Precio de lista	Precio promocional
15395033	120	0,1	Interna	-2 157,92	1 618,44
15325043	220	0,1	Interna	-2 254,55	1 690,91
15355043	320	0,1	Interna	-2 972,64	1 779,48
15305053	420	1	Interna	-1 712,38	1 284,29
15581926	420	10	Interna	-1 208,00	906,00
15315063	2000	10	Interna	-1 508,39	1 131,29
15345063	4000	10	Interna	-1 712,38	1 284,29
15553883	4000	100	Interna	-1 339,00	1 004,25
15533883	8000	100	Interna	-1 444,00	1 083,00

“ **Estoy cansado de buscar el parámetro correcto para medir la cantidad de humedad** ”



Nuestro analizador de humedad incorpora una función de asistencia que le ayuda a desarrollar nuevos métodos rápidamente

NOVEDAD



ANALIZADOR DE HUMEDAD MA160-I



- Gran capacidad de memoria y función exclusiva de asistencia para desarrollo de métodos
- Limpieza más fácil con la cubierta desmontable
- Calentador AURI para mediciones rápidas

N.º cat.	Descripción	Precio de lista
15267519	Analizador de humedad MA160	4 280,00

“ **Pesar volúmenes pequeños en mi balanza estándar me hace perder mucho tiempo** ”



Para un pesaje rápido y práctico use nuestra SpatulaBalance™ que recoge y muestra al instante el peso de su muestra

13% DTO




SPATULABALANCE™ TRACEABLE™

- Rango de pesaje: de 0,0 a 300 g. Legibilidad: 0,1 g
- Marcas de graduación en la cuchara de 5 a 30 ml
- La cuchara tiene capacidad para 32 ml y se puede separar de la balanza para una limpieza segura en el lavavajillas



N.º cat.	Intervalo, g	Resolución, g	Exactitud	Precio de lista	Precio promocional
11744416	De 0 a 300	0,1	± 0,2 g o ± 0,25 %	-65,70	57,25



“ **Es difícil ver los polvos blancos cuando se pesan** ”



Nuestras navecillas de pesaje de color negro ofrecen un gran contraste para polvos y sólidos blancos

PRECIOS ESPECIALES

Fisherbrand™

NAVECILLAS DE PESAJE DE POLIESTIRENO

- Blancas o negras para contraste visual
- Disponibles como estándar o antiestáticas, con forma de diamante o cuadrada
- Volumen de 5 a 280 ml



N.º cat.	Descripción	Forma	Volumen, ml	Cantidad/Envase	Precio de lista	Precio promocional
12952850	Negra estándar	Diamante	5	500	-12,45	10,49
12962850	Negra estándar	Diamante	30	500	-17,10	12,19
12972850	Negra estándar	Diamante	100	500	-37,40	27,83
12982850	Negra estándar	Cuadrada	10	500	-11,05	8,99
12992850	Negra estándar	Cuadrada	85	500	-21,40	16,38
12902860	Negra estándar	Cuadrada	280	500	-49,35	38,12
12912860	Negra antiestática	Diamante	5	500	-11,25	7,95
12922860	Negra antiestática	Diamante	30	500	-22,50	18,87
12932860	Negra antiestática	Diamante	100	500	-38,40	26,26
12942860	Negra antiestática	Cuadrada	10	500	-10,10	8,55
12952860	Negra antiestática	Cuadrada	85	500	-43,85	28,57
12962860	Negra antiestática	Cuadrada	280	500	-45,10	35,15
12932840	Blanca estándar	Diamante	5	500	-47,05	42,80
11573422	Blanca estándar	Diamante	30	500	-18,00	13,66
12387552	Blanca estándar	Diamante	100	500	-40,45	32,38
11593422	Blanca estándar	Cuadrada	10	500	-10,25	9,60
11503432	Blanca estándar	Cuadrada	85	500	-33,05	22,73
11513432	Blanca estándar	Cuadrada	280	500	-67,70	43,50
12992840	Blanca antiestática	Diamante	5	500	-11,65	9,01
11533432	Blanca antiestática	Diamante	30	500	-18,20	14,14
11543432	Blanca antiestática	Diamante	100	500	-37,40	28,08
11680302	Blanca antiestática	Cuadrada	85	500	-21,10	18,43
12608513	Blanca antiestática	Cuadrada	280	500	-42,75	34,14

“ **Tengo dificultades para transferir mi muestra a un matraz Kjeldahl** ”



Facilite el proceso utilizando nuestras navecillas de pesaje de papel de pergamino con diseño especial

PRODUCTO DESTACADO



Distribuidor
GE Healthcare

NAVECILLAS DE PESAJE PARA ANÁLISIS KJELDAHL GRADO 609

- Una forma más rápida y fiable de transferir con seguridad muestras para análisis Kjeldahl
- Puede insertar la muestra y la navecilla de pesaje en una solución ácida sin que influya en el resultado del análisis
- Hechas de papel de pergamino con concentración muy baja de nitrógeno, sin pegamentos ni aditivos



N.º cat.	Descripción	Cantidad/Envase	Precio de lista
11393115	Navecillas de pesaje para análisis Kjeldahl grado 609	100	91,94

“ **Necesito un baño de agua que no ocupe mucho espacio** ”



Nuestros baños de agua de uso general combinan una potente tecnología con un diseño compacto de tamaño reducido

HASTA 22% DTO

Fisherbrand™

BAÑOS DE AGUA DE USO GENERAL

- El controlador avanzado de temperatura con pantalla LCD muestra la temperatura configurada y la temperatura real
- Alarmas acústicas para el temporizador, detección de fluido bajo, sobretemperatura y seguridad
- Siete modelos disponibles, de 2 a 28 litros



N.º cat.	Descripción	Precio de lista	Precio promocional
15355877	Baño de agua de uso general de 2 l	-525,00	442,00
15365877	Baño de agua de uso general de 2 l (poco profundo)	-505,00	433,00
15375877	Baño de agua de uso general de 5 l	-645,00	510,00
15385877	Baño de agua de uso general de 10 l	-730,00	573,00
15315887	Baño de agua de uso general doble de 5 y 10 l	-1250,00	976,00
15395877	Baño de agua de uso general de 20 l	-815,00	643,00
15305887	Baño de agua de uso general de 28 l	-885,00	707,00

Únase a la conversación

Conecte con nosotros en Facebook, Twitter y YouTube para consultar las últimas noticias, premios y ofertas



“ Necesito un control de temperatura preciso y agitación para mis muestras ”



No se agobie con la búsqueda de la solución correcta. Tenemos un baño para cada aplicación

HASTA 15% DTO

Fisherbrand™

BAÑOS DE AGUA CON AGITACIÓN

- Control de temperatura preciso y acción de agitación recíproca silenciosa
- Velocidad de agitación ajustable de 30 a 200 oscilaciones/min (OPM)
- Tres preajustes para una configuración rápida de la temperatura y velocidad de agitación



N.º cat.	Descripción	Precio de lista	Precio promocional
15325887	Baño de agua con agitación de 15 l	-1 605,00	1 380,50
15335887	Baño de agua con agitación de 27 l	-2 050,00	1 740,00

“ Suelo tener dificultades para acceder al depósito del baño ”



El perfil bajo de nuestros baños de circulación permite un acceso fácil cuando la altura de la mesa supone un reto

HASTA 20% DTO

Fisherbrand™

BAÑOS DE CIRCULACIÓN REFRIGERADOS/ CALEFACTADOS

- El robusto sistema de refrigeración garantiza que sus muestras y aplicaciones puedan enfriarse rápidamente
- Tanques de acero inoxidable para garantizar su durabilidad y facilitar la limpieza
- Incorporan un modo de ahorro de energía



N.º cat.	Volumen, l	Intervalo de temperatura, °C	Precio de lista	Precio promocional
11366641	Desde 5,4 hasta 6,5	Desde -20 hasta +100	-2 435,00	1 956,00
11306651	Desde 6,8 hasta 8,6	Desde -28 hasta +100	-3 315,00	2 650,00
11356651	Desde 6,8 hasta 8,6	Desde -35 hasta +200	-4 440,00	3 650,00

“ Mi material metálico de laboratorio es difícil de limpiar ”



Deje que nuestros baños de ultrasonidos hagan el trabajo duro

20% DTO

Fisherbrand™

BAÑOS DE ULTRASONIDOS SERIE S

- Pantalla LED para visualizar el tiempo programado/restante y la temperatura programada/ real
- Asas de transporte de plástico ergonómicas y nuevo diseño de la tapa que reduce el ruido y acelera el proceso de calentamiento
- Fácil drenaje del líquido de limpieza a través del conducto de drenaje mediante un disco en el lateral



N.º cat.	N.º de modelo	Volumen, l	Dimensiones ext. (An x L x Al), mm	Dimensiones int. (An x L x Al), mm	Asas de transporte	Potencia, W	Peso, kg	Precio de lista	Precio promocional
No calefactado									
10611983	S10	0,8	206 x 116 x 178	190 x 85 x 60	No	30	2	-405,00	324,64
10708304	S15	1,75	175 x 180 x 212	151 x 137 x 100	No	35	2,1	-627,30	501,84
10692353	S30	2,75	300 x 179 x 214	240 x 137 x 100	Si	80	3,3	-826,61	661,29
10602363	S40	4,25	300 x 179 x 214	240 x 137 x 150	Si	140	4	-1 004,70	803,76
10335822	S60	5,75	365 x 186 x 264	300 x 151 x 150	Si	150	5,1	-1 367,66	1 094,13
10758684	S70	6,9	568 x 179 x 214	505 x 137 x 100	Si	150	5,6	-1 336,20	1 068,96
10592163	S80	9,4	568 x 179 x 264	505 x 137 x 150	Si	150	6,4	-1 392,30	1 113,84
10192512	S100	9,5	365 x 278 x 264	300 x 240 x 150	Si	150	5,9	-1 578,07	1 262,46
10071012	S120	12,75	365 x 278 x 321	300 x 240 x 200	Si	200	7,5	-1 795,20	1 436,16
11832370	S150	14	568 x 340 x 224	240 x 137 x 100	Si	200	3,3	-2 468,40	1 974,72
10623683	S180	18	390 x 340 x 321	327 x 300 x 200	Si	200	8,5	-2 337,02	1 869,62
10485982	S300	28	568 x 340 x 321	505 x 300 x 200	Si	300	11	-2 687,70	2 150,16
Calefactado									
10591203	S10H	0,8	206 x 116 x 178	190 x 85 x 60	No	90	2	-495,98	396,78
10551783	S15H	1,75	175 x 180 x 212	151 x 137 x 100	No	95	2,1	-739,50	591,60
10162372	S30H	2,75	300 x 179 x 214	240 x 137 x 100	Si	280	3,3	-916,80	733,10
10215332	S40H	4,25	300 x 179 x 264	240 x 137 x 100	Si	340	4	-1 157,70	926,16
10345822	S60H	5,75	365 x 186 x 264	300 x 151 x 150	Si	550	5,1	-1 417,80	1 134,24
10395912	S70H	6,9	568 x 179 x 214	505 x 137 x 100	Si	750	5,6	-1 458,60	1 166,88
10663113	S80H	9,4	568 x 179 x 264	505 x 137 x 150	Si	750	6,4	-1 611,60	1 289,28
10239491	S100H	9,5	365 x 278 x 264	300 x 240 x 200	Si	550	5,9	-1 626,90	1 301,52
10204762	S120H	12,75	365 x 278 x 321	300 x 240 x 200	Si	1000	7,5	-2 464,77	1 971,82
10102762	S180H	18	390 x 340 x 321	327 x 300 x 200	Si	1000	8,5	-2 397,00	1 917,60
10366012	S450H	45	615 x 370 x 467	500 x 300 x 200	Si	2000	25	-3 937,20	3 149,76
10427912	S900H	90	715 x 570 x 467	600 x 500 x 300	Si	2800	42	-6 058,80	4 847,04

“ **Me preocupa que los arañazos en los vasos de precipitados de plástico alberguen bacterias** ”



Pásese a los vasos de precipitados de vidrio, pues suelen ser más fáciles de limpiar y de higienizar

PRODUCTO DESTACADO

Fisherbrand™

VASOS DE PRECIPITADOS

- Vidrio de borosilicato
 - Con pico de vertido y graduaciones
 - ISO 3819 DIN 12331
 - ¡A mayor cantidad, mayor ahorro!
- Descubra los descuentos por cantidad en nuestra web



N.º cat.	Volumen, ml	Altura, mm	D.E., mm	Cantidad/Envase	Precio de lista
----------	-------------	------------	----------	-----------------	-----------------

Perfil bajo y ancho

15469073	25	50	34	10	32,08
15479073	50	60	42	10	33,11
15489073	100	70	50	10	34,20
15499073	150	80	60	10	35,23
15409083	250	95	70	10	36,26
15419083	400	110	80	10	37,34
15429083	600	125	90	10	38,37
15439083	800	135	100	10	39,45
15449083	1000	143	105	10	41,51
15459083	2000	185	130	1	8,19
15469083	3000	210	150	1	15,05
15479083	5000	270	170	1	20,81

Perfil alto

15499083	50	70	38	10	33,11
15409093	100	80	48	10	34,20
15419093	150	95	54	10	35,23
15429093	250	120	60	10	36,26
15439093	400	130	70	10	37,34
15449093	600	150	80	10	38,37
15459093	800	175	90	10	40,48
15469093	1000	180	95	10	41,51
15479093	2000	240	120	1	8,19
15489093	3000	280	135	1	15,55

Perfil bajo y ancho con alta resistencia

15446123	150	88	58	10	38,93
15476123	250	93	67	10	42,23
15486123	400	114	77	10	58,50
15496123	600	122	87	10	68,13
15406133	1000	152	107	10	129,78
15426133	2000	190	130	4	107,12

“ **Nunca tenemos suficiente espacio de almacenamiento** ”



Recupere su espacio de almacenamiento con nuestros vasos de precipitados apilables de diseño cónico que ahorran espacio

22% DTO

Azlon

VASOS DE PRECIPITADOS APILABLES CON GRADUACIONES IMPRESAS

- Diseño apilable que ahorra espacio
- Pico de vertido antigoteo de precisión
- Graduaciones de fácil lectura



N.º cat.	Volumen, ml	Altura, mm	Graduaciones, ml	Diámetro del borde, mm	Cantidad/Envase	Precio de lista	Precio promocional
11960975	250	96	50	80,5	10	25,89	20,30
11980975	500	121	50	102,5	10	40,60	31,84
11990975	1000	148	100	120	5	27,60	21,65
12030892	3000	214	200	172	1	20,42	16,02

“ **Mis frascos de medios de vidrio tienen diferentes tipos de rosca y siempre es difícil encontrar tapones adecuados** ”



Pásese a nuestros frascos de medios de vidrio. Los tapones de rosca y los anillos de vertido GL45 vienen de serie

PRODUCTO DESTACADO

Fisherbrand™

FRASCOS DE MEDIOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO GRADUADOS

- Rosca ISO/GL 45 estándar para todos los tamaños, de conformidad con ISO R1115 y DIN 168
- Resistentes a los agentes químicos, pueden esterilizarse repetidamente a 140 °C
- *Esterilizables en autoclave
- ¡A mayor cantidad, mayor ahorro! Descubra los descuentos por cantidad en nuestra web



*No esterilice frascos en autoclave con el tapón fuertemente cerrado

N.º cat.	Volumen, ml	Altura, mm	D.E., mm	Grosor de pared, mm	Cantidad/Envase	Precio de lista
15446113	100	100	56	1,5	10	37,60
15456113	250	138	70	1,5	10	39,76
15476113	500	176	86	1,5	10	41,97
15486113	1000	225	101	1,7	10	43,00
15406123	2000	260	136	2	1	17,97
15416123	5000	330	181	2	1	64,74
15436123	10000	410	227	2,7	1	100,88

“ **Me preocupa la integridad de mis muestras** ”



¡Olvídense de las preocupaciones! Nuestros frascos vidrio sodocálcico transparentes tienen tapones a prueba de manipulaciones

PRODUCTO DESTACADO

Fisherbrand™

FRASCOS ANTIMANIPULACIONES

- Gama ISO para líquidos
- Con tapón Vistop integrado de 28 mm de polipropileno blanco a prueba de manipulaciones y con revestimiento de polycarbonate
- Vidrio sodocálcico de tipo III
- ¡A mayor cantidad, mayor ahorro! Descubra los descuentos por cantidad en nuestra web



N.º cat.	Volumen, ml	Estilo de rosca	Altura, mm	Diámetro, mm	Cantidad/Envase	Precio de lista
Transparente						
12880884	30	R3/28	67	35	40	52,85
12890884	60	R3/28	94	38,6	40	50,65
12800894	100	R3/28	104,8	46,1	20	29,90
12820894	150	R3/28	122,8	51,6	20	32,00
12830894	250	R3/28	142,9	61,7	20	42,35
12840894	300	R3/28	151,3	65,6	20	52,10
12850894	500	R3/28	176,8	76,8	10	37,90
12860894	1000	R3/28	215,6	97,5	10	76,60
Ámbar						
12850944	15	R3/28	52	33	40	46,40
11367114	30	R3/28	67	35	40	52,85
11377114	60	R3/28	94	38,6	40	50,65
12880944	100	R3/28	104,8	46,1	20	30,10
12890944	150	R3/28	122,8	51,6	20	30,50
12800954	250	R3/28	142,9	61,7	20	41,10
12810954	500	R3/28	176,8	76,8	10	37,90
12820954	1000	R3/28	215,6	97,5	10	76,60

“ **Me resulta difícil estabilizar mis frascos de medios cuando estoy preparando los medios** ”



Nuestro frasco TILT de diseño inteligente le será muy práctico gracias a sus dos posiciones

NOVEDAD

DURAN GROUP
magic of precision

FRASCOS TILT PARA MEDIOS

- Posición con inclinación a 45° para pipetear sin tener que sostener el frasco
- Posición vertical para un filtrado seguro
- Forma para ahorrar espacio en frigoríficos y baños de agua



N.º cat.	Descripción	Cantidad/Envase	Precio de lista
15553537	Frasco Duran™ TILT de vidrio transparente con rosca GL 56, altura: 151 mm (incluido el tapón)	4	48,96
15593537	Cubierta protectora de luz Duran™ TILT, incluye cuatro etiquetas para frascos GL 56 (naranja, amarillo, azul, morado)	4	21,80

“ **Necesito minimizar los riesgos que supone usar frascos de vidrio en mi laboratorio** ”



Pásese a nuestros frascos de plástico irrompibles de Gosselin™ y Corning™

PRECIOS ESPECIALES



FRASCOS OCTOGONALES GRADUADOS TRANSPARENTES

- Los frascos PET y PC protegerán sus muestras y reducirán el riesgo de sufrir daños frente a los frascos de vidrio
- Los frascos de PET octogonales Gosselin™ tienen un diseño ergonómico y un tapón a prueba de manipulaciones para aumentar la seguridad de la muestra
- Los frascos de PC Corning™ son irrompibles y pueden soportar un intervalo extenso de temperaturas (de -80 °C a 121 °C)



N.º cat.	Volumen, ml	Cantidad/Envase	Precio de lista	Precio promocional
PET				
12654853	125	336	-302,00	163,77
15370242	250	144	-203,00	129,57
15309094	500	120	-210,00	136,69
12684853	1000	48	-123,00	79,49
PC				
10692434	150	24	-78,12	58,59
10160213	250	24	-81,28	60,96
10756323	500	24	-114,30	85,73
10170213	1000	24	-160,65	120,49

“ **Me cuesta transferir líquidos en un sistema cerrado y estéril** ”



Elija este sistema de conectores que facilita la transferencia de líquidos entre recipientes

NOVEDAD

DURAN GROUP
magic of precision



TAPÓN GL 45 CON SISTEMA DE CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE DE 3 PUERTOS

- Los tres conectores de tubo macho dentado en la parte superior e inferior son adecuados para tubos flexibles con un diámetro interior de 8 mm
- Extenso intervalo de temperatura de uso (hasta 180 °C)
- Superficie higiénica y electropulida para una limpieza y esterilización eficientes



N.º cat.	Descripción	Cantidad/Envase	Precio de lista
15563547	Tapón GL 45 Duran™ con 3 conectores de acero inoxidable	1	141,73

“ Me preocupa que el líquido de mis frascos no se mezcle correctamente ”



Asegúrese de que la mezcla es eficaz utilizando frascos que contienen deflectores interiores

NOVEDAD



FRASCOS DE BOCA ANCHA CON DEFLECTORES GLS 80

- Los deflectores mejoran la circulación de arriba a abajo y producen una mayor mezcla radial
- Los deflectores están moldeados en la pared de vidrio del frasco, por lo que resultan muy fáciles de limpiar
- Los frascos son completamente esterilizables en autoclave



N.º cat.	Volumen, ml	Altura, mm	Diám., mm	Cantidad/ Envase	Precio de lista
15593527	250	105	95	1	18,34
15503537	500	152	101	1	24,28
15513537	1000	222	101	1	32,04

“ Me gustaría que mi probeta de medición no quedase adherida a la mesa de trabajo ”



Nuestra base anti-vacío evita que las probetas se adhieran sobre superficies mojadas

17% DTO



PROBETAS DE MEDICIÓN DE PERFIL BAJO Y ANCHO

- Diseño de perfil bajo y ancho para aumentar la estabilidad y facilitar el manejo
- Base de autodrenaje exclusiva que elimina el agua acumulada durante el lavado
- Graduaciones moldeadas sobrepintadas de azul para aumentar su durabilidad



N.º cat.	Volumen, ml	Altura, mm	Graduaciones, ml	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
11309633	100	163	2	5	30,58	25,48
11379633	250	192	5	1	8,10	6,75
11309643	500	218	10	1	10,40	8,67
11353434	1000	285	20	1	13,50	11,25

“ Cuando hay un derrame químico, necesito información de datos de seguridad rápidamente ”



Nuestros frascos lavadores de seguridad «Right-to-Understand» están etiquetados con datos de seguridad para que la información crítica esté inmediatamente disponible en la mesa de trabajo

20% DTO



FRASCOS LAVADORES DE SEGURIDAD «RIGHT-TO-UNDERSTAND»

- Todos los datos de seguridad relacionados con el producto que contienen, disponibles en la mesa de trabajo
- Codificación por colores
- A prueba de fugas y autoventilados, sin goteo



N.º cat.	Producto químico	Material	Con ventilación	Esterilizable en autoclave	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio de lista
15333358	Etanol	PEBD	Sí	No	6	30,80	24,60
15363358	Metanol	PEBD	Sí	No	6	30,80	24,60
15393358	Isopropanol	PEBD	Sí	No	6	30,80	24,60
15323368	Agua destilada	PEBD	Sí	No	6	30,80	24,60
15333368	Hipoclorito de sodio	PEBD	Sí	No	6	30,80	24,60
15343368	Agua desionizada	PEBD	Sí	No	6	30,80	24,60

¿Necesita más productos de vidrio y plástico?



Fisherbrand™

Solicite nuestro catálogo: "Focus on Glassware and Plasticware"

eu.fishersci.com/go/catalogues

“ ¿Cómo puedo evitar las salpicaduras químicas mientras agito o caliente mi muestra? ”



Elija nuestra gama de Erlenmeyer de cuello estrecho

PRODUCTO DESTACADO

Fisherbrand™

ERLENMEYER DE VIDRIO DE BOROSILICATO

- Modelos disponibles con cuello ancho o estrecho y con alta resistencia
- Vidrio de borosilicato, graduados
- ¡A mayor cantidad, mayor ahorro! Descubra los descuentos por cantidad en nuestra web



N.º cat.	Volumen, ml	Altura, mm	D.E. más ancho, mm	D.E. del cuello, mm	Cantidad/ Envase	Precio de lista
Cuello estrecho						
15499093	50	90	51	22	10	35,17
15409103	100	135	79	34	10	36,41
15419103	200	145	85	34	10	36,47
15429103	250	160	87	34	10	37,70
15439103	500	180	105	34	10	41,56
15449103	1000	220	131	42	10	76,76
15459103	2000	280	166	50	1	16,27
15469103	3000	310	187	50	1	20,55
15479103	5000	365	220	50	1	38,01

Cuello ancho						
15489103	50	85	51	34	10	35,17
15499103	100	105	64	34	10	36,41
15409113	250	140	85	50	10	37,70
15419113	300	156	87	50	10	39,40
15429113	500	175	105	50	10	41,56
15466133	1000	220	131	50	10	81,89

N.º cat.	Volumen, ml	Altura, mm	D.E. más ancho, mm	Talla del tapón	Cantidad/ Envase	Precio de lista
Cuello estrecho, alta resistencia						
15476133	25	65	39	0	12	59,28
15496133	50	78	50	1	12	54,13
15406143	125	108	66	5	12	51,76
15426143	250	130	82	6	12	57,27
15436143	500	174	102	7	6	36,05
15446143	1000	213	128	9	6	54,85
15456143	2000	275	161	10	4	91,31
15466143	4000	355	208	10	1	67,00
15439113	6000	395	241	10	1	105,06

Cuello ancho, alta resistencia						
15486143	125	108	66	6	12	65,56
15496143	250	130	77	8	12	61,44
15406153	500	172	97	10	6	44,19
15416153	1000	216	122	11	6	67,00

“ ¿Cómo puedo solucionar los problemas de espacio en mi incubador? ”



Escale los cultivos celulares y ahorre espacio con nuestros multifrascos

PRECIOS ESPECIALES



MULTIFRASCOS DE CULTIVO CELULAR

- Los frascos multicapa Falcon™ aumentan la productividad ya que permiten el crecimiento de más células, de forma más fácil y en menos tiempo
- Crecimiento uniforme de células que ocupan mucho menos espacio en el incubador
- Superficie de crecimiento de 525 a 1720 cm² en la superficie de un recipiente de 175 cm²



N.º cat.	Área de cultivo, cm²	Material	Revestimiento de superficie	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
11587421	525	PS	De tres capas, tratada para cultivo celular	12	-129,27	116,34
11597421	875	PS	De cinco capas, tratada para cultivo celular	8	-145,43	130,89
10222613	1720	PS	HYPERFlask™ tratada con Cellbind™	24	-2461,13	1776,11

“ Tengo un espacio muy limitado cuando trabajo con células en suspensión ”



Pruebe nuestros Erlenmeyer desechables para mejorar el escalado de sus cultivos en suspensión de forma más eficiente

22% DTO



ERLENMEYER DE POLICARBONATO

- Misma superficie que los Erlenmeyer de 3 litros tradicionales
- Optimización del intercambio de gases en comparación con el diseño de los Erlenmeyer tradicionales
- Disponibles con el fondo con deflectores o liso



N.º cat.	Volumen, l	Material	Forma del fondo	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
15397230	5	PS	Plano	4	-487,29	380,16
15320591	5	PS	Con deflectores	4	-511,66	399,18

“ Mis separaciones son demasiado lentas pero no puedo permitirme un sistema UHPLC más caro ”



Pruebe nuestras columnas Accucore™ para aumentar el rendimiento e incrementar la productividad en el laboratorio

32% DTO

thermo scientific

COLUMNAS DE LC ACCUCORE™

- Las partículas de tecnología Core-Enhance de 2,6 µm permiten un funcionamiento con tasas de flujo altas
- Las presiones de retorno más bajas le permiten conseguir resultados de UHPLC a partir de un sistema HPLC
- Excelente capacidad de reproducción y solidez



N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
11317471	Columna para HPLC, Accucore C18, 2,6 µm, 100 x 2,1 mm	1	715,00	486,20
11357471	Columna para HPLC, Accucore C18, 2,6 µm, 150 x 2,1 mm	1	820,00	557,60
11377461	Columna para HPLC, Accucore C18, 2,6 µm, 50 x 2,1 mm	1	610,00	414,80
11337471	Columna para HPLC, Accucore C18, 2,6 µm, 100 x 3,0 mm	1	715,00	486,20
11367531	Columna para HPLC, Accucore RP-MS, 2,6 µm, 150 x 2,1 mm	1	820,00	557,60
11377531	Columna para HPLC, Accucore RP-MS, 2,6 µm, 150 x 3,0 mm	1	820,00	557,60

“ Me duele la muñeca después de encapsular ”



Tenemos la solución. Los innovadores viales* con cuello de rosca SureStop™ con capacidad de sellado superior

HASTA 40% DTO

thermo scientific

VIALES CON CUELLO DE ROSCA DE 9 MM SURESTOP™

- Los resultados equivalen a los de los viales para encapsular sin necesidad de utilizar encapsuladora
- No más errores por herramientas mal calibradas

* Mejores resultados en combinación con tapones AVCS



N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
15232670	Viales de vidrio transparente (tapones no incluidos), 2 ml con etiqueta de identificación	100	17,10	10,26
14849820	Viales de vidrio ámbar (tapones no incluidos), 2 ml con etiqueta de identificación	100	17,90	11,64
15242670	Viales de vidrio transparente, 2 ml, con tapones K azules, septum de PTFE	100	28,10	21,08
15262670	Viales de vidrio transparente, 2 ml, con tapones K azules, septum de silicona/PTFE	100	32,40	24,30
14859820	Viales de vidrio ámbar, 2 ml, con tapones, septum de caucho rojo/PTFE marfil	100	27,15	20,36
14889820	Viales de vidrio ámbar, 2 ml, con tapones, septum de silicona blanco/PTFE rojo	100	33,15	24,86



¿Necesita más información sobre viales, sistemas de cierre y productos químicos para cromatografía?

Fisherbrand™

Solicite nuestro catálogo en:

eu.fishersci.com/go/catalogues

“ Se tarda mucho tiempo en hacer recuento y pueden cometerse errores fácilmente ”



Consiga un mejor rendimiento que el del recuento manual además de una mayor facilidad de uso gracias al puerto de salida de datos USB y la lupa opcional

PRECIOS ESPECIALES



CONTADORES DE COLONIAS SC6 PLUS



- Recuento sensible a la presión con función de recuento promedio
- Confirmación de recuento acústico
- Con protección antimicrobiana BioCote™

N.º cat.	Descripción	Precio de lista	Precio promocional
11983044	Contador de colonias SC6 PLUS	1.200,00	701,91
11446508	Lupa para SC6 PLUS	94,55	76,44

“ El temobloque no me permite usar tubos de diferentes tamaños a la vez ”



Aumente la versatilidad de su laboratorio con un termobloque que pueda acomodar tres tamaños de tubo diferentes

HASTA 22% DTO



TERMOBLOQUES DIGITALES



- Control digital que muestra el tiempo y la temperatura (de +5 °C a +130 °C)
- Sonda con sensor de temperatura incorporado para mejorar la precisión y el control de la temperatura
- Los bloques de aleación de aluminio intercambiables proporcionan versatilidad y facilitan la limpieza



N.º cat.	Descripción	Precio de lista	Precio promocional
15387928	Para un bloque, dimensiones totales 288 x 200 x 100 mm	330,00	275,35
15397928	Para dos bloques, dimensiones totales 318 x 200 x 100 mm	365,00	285,91
15317938	Para cuatro bloques, dimensiones totales 450 x 200 x 100 mm	438,00	343,57

Descubra. Sintetice. Analice. Personalice.



Use el clip...
¡no pierda el tiempo!



TEMPORIZADOR DE LABORATORIO GRATUITO

Realice una compra de más de 200 euros de productos químicos* y consiga de forma gratuita el temporizador Clip-It™ Traceable™ de Fisherbrand™

Solicítelo en eu.fishersci.com/go/freetimer

*El gasto mínimo incluye cualquier combinación de artículos de las gamas de productos de Fisher Chemical, Fisher BioReagents, Acros Organics, Alfa Aesar y Maybridge. Para consultar los Términos y Condiciones completos acceda a la web de Fisher Scientific.





Me preocupa perder la muestra en la membrana durante el filtrado



Nuestros sistemas de filtración Stericup™ combinan tasas de flujo y rendimiento superiores, con baja unión no específica

21% DTO



SISTEMAS DE FILTRACIÓN AL VACÍO ESTERILIZADOS STERICUP™

- NOVEDAD diseño de frasco sin punta/de fácil agarre
- Baja unión no específica
- Tasa de flujo rápido



N.º cat.	Tamaño de poro, µm	Membrana	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
10156040	0,22	PVDF	12	188,00	148,80
10412701	0,45	PVDF	12	188,00	148,00



Me preocupa perder la muestra durante la limpieza



Con las unidades de filtro Amicon™ Ultra se resuelve el problema, puesto que cuentan con una parada planificada para evitar el centrifugado hasta la desecación

25% DTO



UNIDADES DE FILTRO PARA CENTRÍFUGA AMICON™ ULTRA-15

- Procesado rápido de muestras
- Alta recuperación de muestras
- Concentración eficiente de 25 a 80 veces mayor en un solo paso



N.º cat.	Volumen, ml	MWCO, kDa	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
10608072	15	10	8	113,60	85,00
10581342	15	30	8	113,60	85,00



Las muestras tardan mucho en filtrarse



Cambie a nuestros filtros Millex-GP ya que ofrecen velocidad combinada además de seis veces menos unión a proteínas que las membranas PES de la competencia

HASTA 31% DTO



FILTROS DE JERINGA MILLEX-GP

- Baja unión no específica
- Bajo nivel de extraíbles
- Flujo rápido y bajo volumen de obstrucción



N.º cat.	Tamaño de poro, µm	Estéril	Código de color	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
10268401	0,22	Sí	Verde	50	197,00	136,00
12279299	0,45	Sí	Verde	50	157,00	125,60
10509582	0,45	No	Verde	50	184,00	147,20



Necesito más de un filtro de jeringa para preparar la muestra



Elija uno de nuestros filtros GD/X y podrá filtrar de tres a siete veces más que con un filtro de jeringa de una capa

PRODUCTO DESTACADO



Distributor
GE Healthcare

FILTROS DE JERINGA DESECHABLES GD/X

- Fabricados con una estructura de polipropileno sin pigmentos y con prefiltro de tres capas de microfibr de vidrio
- Especialmente diseñados para manejar soluciones altamente particuladas
- Los filtros de jeringa pueden esterilizarse en autoclave



N.º cat.	Tamaño de poro, µm	Diámetro, mm	Cantidad/ Envase	Precio de lista
11364784	0,45	25	150	412,00

“ Necesito dos tipos de filtros de jeringa diferentes para filtrar mis muestras acuosas y orgánicas de HPLC ”



Cambie a nuestros versátiles filtros de jeringa Spartan™ con certificado HPLC

PRODUCTO DESTACADO



Distribuidor GE Healthcare

FILTROS DE JERINGA CON CERTIFICADO HPLC SPARTAN™

- Excelente resistencia química frente a disolventes HPLC orgánicos y acuosos estándar
- Filtros con membrana hidrofílica de baja unión a proteínas fabricada con celulosa regenerada
- Probados y certificados para la ausencia de sustancias absorbentes de UV en longitudes de onda de 210 y 254 nm con agua, metanol y acetonitrilo



N.º cat.	Conexiones, entrada/salida	Tamaño de poro, µm	Color	Cantidad/Envase	Precio de lista
10004660	Luer Lock hembra/Luer slip macho	0,45	Marrón claro	500	904,00

“ Tardo demasiado tiempo en filtrar las muestras de UHPLC ”



Puede preparar las muestras en un tercio de tiempo con nuestras unidades de filtro sin jeringa Mini-UniPrep™

PRODUCTO DESTACADO



Distribuidor GE Healthcare

UNIDADES DE FILTRO SIN JERINGA MINI-UNIPREP™

- Ofrecen una forma más rápida y fácil de eliminar las partículas de la muestra de UHPLC
- Compatibles con la mayoría de muestreadores automáticos
- Se requieren menos consumibles, reduciendo los costes hasta un 40 %



N.º cat.	Tamaño de poro, µm	Membrana	Cantidad/Envase	Precio de lista
11305124	0,45	Celulosa	100	200,00


¿BUSCA UN FILTRO?

¿Por qué no prueba el selector de filtros GE WHATMAN para encontrar el mejor filtro para su aplicación?



Distribuidor GE Healthcare

La nueva herramienta de selección de filtros de GE Whatman está ahora disponible en la web de Fisher Scientific. La herramienta le guía de manera sencilla a través del proceso de selección de un filtro GE Whatman óptimo para su aplicación.



VISITE: EU.FISHERSCI.COM/GO/GEH para obtener más información.





Necesito proteger mi bomba de vacío de los vapores de disolventes, y el laboratorio de los materiales contagiosos



Utilice nuestros filtros en línea para ayudar a confinar y aislar los materiales contagiosos en los sistemas de vacío

PRODUCTO DESTACADO



Distributor
GE Healthcare

FILTROS VACU-GUARD™

- Protegen las bombas de los vapores de disolventes o de contaminantes gaseosos y aerosoles acuosos
- Equipados con una membrana de PTFE hidrofóbica
- Diseñados para su uso en línea con conexiones dentadas escalonadas para tubos con un diámetro interior de 10 a 12 mm



N.º cat.	Diámetro, mm	Cantidad/ Envase	Precio de lista
11364634	50	10	155,00



Me duelen las manos cuando utilizo jeringas y filtros de jeringa en muchas muestras de HPLC



Los filtros sin jeringa y un procesamiento sencillo aligeran el trabajo en las labores tediosas

NOVEDAD



SISTEMA DE FILTRACIÓN SIN JERINGA CLARISTEP™



- No se necesita jeringa: menos residuos y no se cansan las manos
- Se procesan hasta ocho muestras simultáneamente, lo que supone un ahorro de tiempo
- Volumen de obstrucción < 30 µl para una recuperación máxima de muestra



N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista
15539714	Bandeja y estación de filtración Sartorius Claristep™	1	491,09
15549714	Bandeja Sartorius Claristep™	1	114,49
15564899	Filtros Sartorius Claristep™, RC, 0,2 µm, no estériles	96	215,00
15559714	Filtros Sartorius Claristep™, RC, 0,2 µm, no estériles	480	925,00
15544899	Filtros Sartorius Claristep™, RC, 0,45 µm, no estériles	96	215,00
15554899	Filtros Sartorius Claristep™ RC, 0,45 µm, no estériles	480	925,00

Todos los precios están indicados en €



Creo que se pierde mucho tiempo al trabajar con embudos de decantación



Nuestro papel filtro desechable le hará ahorrar tiempo puesto que separa completamente la fase de disolvente de la fase acuosa

PRODUCTO DESTACADO



Distributor
GE Healthcare

PAPEL FILTRO SEPARADOR DE FASES DESECHABLE IPS

- Fácil de usar: no se requiere formación especial
- Puede procesarse un número indefinido de separaciones a la vez
- Se necesita muy poco personal para realizar las separaciones rutinarias



N.º cat.	Diámetro, mm	Cantidad/ Envase	Precio de lista
10272081	150	100	74,60



Nuestro citómetro de flujo se obstruye continuamente



Puede evitar las obstrucciones pasando la muestra a través de estos tamices esterilizados Flowmi™

PRECIOS ESPECIALES



TAMICES CELULARES FLOWMI™

- Conservan el volumen cuando se filtran volúmenes de muestras pequeños
- Eliminan agregados de células y crean suspensiones de células individuales uniformes
- Reducen potenciales obstrucciones de flujo o de instrumentos FACS



N.º cat.	Tamaño de malla, µm	Estéril	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
15342931	40	Sí	50	85,20	78,15
15346248	70	Sí	50	80,00	70,47

www.fishersci.es

“ **Creo que se tarda mucho en registrar los datos del punto de fusión** ”



Podrá ver de inmediato un gran aumento de la eficacia cuanto utilice nuestro medidor automático de punto de fusión

PRECIOS ESPECIALES



MEDIDOR AUTOMÁTICO DE PUNTO DE FUSIÓN SMP50



- Determinación precisa y fiable del punto de fusión de hasta tres muestras simultáneamente
- Intervalo de temperatura: de ambiente a 400 °C
- Interfaz Android para una navegación y configuración intuitiva, 8 GB de almacenamiento incluido (aprox. 300 archivos de fusiones)

N.º cat.	Descripción	Precio de lista	Precio promocional
15543675	Medidor automático de punto de fusión SMP50	-5 125,00	4 857,91

“ **Necesito ahorrar tiempo en los ensayos de migración** ”




Ahorre tiempo y mano de obra automatizando los ensayos con fluorescencia en tiempo real

HASTA 20% DTO



PLACAS DE 24 POCILLOS DE POLIESTIRENO CON TRATAMIENTO PARA CULTIVO CELULARY SOPORTES PERMEABLES



- Evitan la manipulación de los insertos de cultivo celular
- Las células y las moléculas fluorescentes se detectan fácilmente porque migran a través de los insertos Corning™ Fluoroblok™
- Disponibles con 2 tamaños de poro diferentes

N.º cat.	Descripción	Tamaño de poro, µm	Membrana con color	Estéril	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
10459412	Placa de 24 pocillos Falcon™	-	-	Sí	50	-443,01	128,71
10375911	Insertos para placas de 24 pocillos	3	Sí	Sí	48	-420,03	334,78
10365961	Insertos para placas de 24 pocillos	8	Sí	Sí	48	-420,49	334,78

“ **¿Cómo puedo evitar que mi microplaca se distorsione durante el ciclo térmico?** ”




El diseño exclusivo de nuestras microplacas impide que se deformen y minimiza la evaporación durante el ciclo térmico

20% DTO



MICROPLACAS DE PCR COMPATIBLES CON PROCESOS AUTOMÁTICOS



- El marco rígido con una pequeña división impide que se deformen durante y después del ciclo térmico
- Además, las paredes ultrafinas facilitan una transferencia del calor rápida y uniforme durante la PCR
- La placa comienza plana y se mantiene plana

N.º cat.	N.º de pocillos	Estéril	Color del pocillo	Diseño del pocillo	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
15531433	96	Sí	Transparente	Cónico	50	-167,28	133,82

“ **¿Cómo puedo aumentar la eficacia y la productividad de la preparación de muestras?** ”



Optimice la preparación de muestras y garantice una mezcla precisa y rápida con nuestros mezcladores y diluidores

52% DTO



S-BLENDER-1 Y S-DILUTER-1



- El mezclador S-Blender-1 de alto rendimiento es adecuado para un rango de diluciones de muestras entre 50 y 400 ml
- El diluidor S-Diluter -1 aumenta la productividad del laboratorio, ayuda a proteger las operaciones de dilución y reduce el riesgo de contaminación
- Ambos son fáciles de usar y limpiar

N.º cat.	Descripción	Precio de lista	Precio promocional
15589783	Gosselin™ S-Blender-1	-6 222,00	2 993,19
15599783	S-Diluter-1 de Gosselin™	-8 750,00	4 209,17

“

Es frustrante cuando se debe restablecer el equipo a sus valores previos después de apagarlo”

”



En nuestro agitador, la pantalla muestra los últimos valores utilizados incluso aunque se haya apagado

20% DTO

Fisherbrand™
AGITADOR ORBITAL MULTIPLATAFORMA



- Velocidad de agitación variable: de 50 a 450 rpm
- Soporta hasta 4,5 kg
- Funcionamiento continuo o temporizado con apagado automático



N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
15594060	Agitador orbital multiplataforma, de 50 a 450 rpm	1	815,00	652,71

“

Necesito un agitador de microplacas que pueda utilizar en una sala refrigerada”

”



Diseñado para su comodidad y flexibilidad, nuestro agitador es ideal para colocarlo en incubadores que no sean de CO₂, refrigeradores y salas refrigeradas

20% DTO

Fisherbrand™
AGITADOR DE MICROPLACAS

- Temperatura de funcionamiento: de 5 a 40 °C
- Velocidad de agitación variable: de 150 a 1000 rpm
- Soporta hasta 4 microplacas



N.º cat.	Descripción	Precio de lista	Precio promocional
15504070	Agitador de microplacas, de 150 a 1000 rpm	544,00	435,67

“

En el laboratorio nunca tenemos suficiente espacio en la mesa de trabajo”

”



El tamaño de nuestro agitador rotativo para tubos es menor que una hoja de papel A4

PRECIOS ESPECIALES

Fisherbrand™
AGITADOR ROTATIVO MINI PARA TUBOS



- Indicador LED que muestra la velocidad y los valores
- Intervalo de velocidad de 10 a 40 rpm
- Incluye surtido de nueve gradillas



N.º cat.	Descripción	Precio de lista	Precio promocional
15534080	Agitador rotativo mini para tubos de 1,5 a 50 ml	291,00	263,24

“

Tengo las manos cansadas de tanto agitar en vórtex”

”



Con nuestro agitador vórtex multitubo, que puede mezclar hasta 50 muestras a la vez, no hace falta que utilice las manos

PRECIOS ESPECIALES

Fisherbrand™
AGITADOR VÓRTEX MULTITUBO

- Un potente motor de funcionamiento continuo y permanente efectúa la mezcla silenciosamente y sin traqueteos
- Intervalo de velocidad: de 1200 a 2400 rpm
- Incluye un rack de espuma para 50 tubos de 12 mm; hay accesorios disponibles para diferentes tamaños de tubo, matraces y microplacas



N.º cat.	Descripción	Precio de lista	Precio promocional
15549004	Agitador vórtex multitubo Fisherbrand, analógico, 230 V	1.846,12	1.357,66
15559004	Agitador vórtex multitubo Fisherbrand, digital, 230 V	2.697,52	1.564,83

Perfección hasta el último detalle

Cámaras de simulación para laboratorios científicos e industriales BINDER



ESTUFAS DE CALOR Y DE SECADO

CÁMARAS CLIMÁTICAS

INCUBADORES

ESTUFAS D

INCUBADORES REFRIGERAD

Para más información, por favor contacte con su representante local de Thermo Fisher Scientific o visite la

Ahora
también
disponible desde
Fisher Scientific
para toda
Europa



ESTUFAS DE SECADO AL VACÍO

ESTUFAS DE SECADO DE SEGURIDAD

CÁMARAS DE CLIMA VARIABLE

ESTUFAS DE SECADO CÁMARAS DE CLIMA CONSTANTE

“ **No puedo calentar y refrigerar las muestras biológicas con la suficiente precisión** ”



Logre la precisión de temperatura que necesita con nuestras nuevas estufas microbiológicas refrigeradas de sobremesa con tecnología Peltier

HASTA 17% DTO

thermo**scientific**



ESTUFAS MICROBIOLÓGICAS REFRIGERADAS IMP CON TECNOLOGÍA PELTIER



- Intervalo de temperatura de +5 °C a +70 °C y estabilidad ≤ ±0,1°C
- Puerta interna de vidrio para facilitar la visión de las muestras y puerto de acceso de serie
- Controlador programable con temporizador y alarma de temperatura excesiva

N.º cat.	Modelo	Capacidad, l	Precio de lista	Precio promocional
15608540	Heratherm IMP180	178	5 500,00	4 541,99
15618540	Heratherm IMP400	381	7 500,00	6 308,32

“ **Necesito una estufa con un intervalo de temperatura amplio para adaptarse a todas mis aplicaciones** ”



Opte por nuestras estufas, ya que tienen un amplio intervalo de temperatura y son perfectas para incubaciones críticas a +37 °C

PRODUCTO DESTACADO

memmert
Experts in Thermotatics

ESTUFAS DE CONVECCIÓN NATURAL Y FORZADA CON SINGLE/TWIN DISPLAY Y PANTALLA TÁCTIL



- Intervalo de temperatura hasta +80 °C con convección natural o circulación de aire forzado N/F
- Tamaños desde 30 a 750 l en dos modelos distintos: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
- Una amplia variedad de opciones para programación y documentación con interfaces, registro de datos integrado y software AtmoCONTROL

N.º cat.	Modelo	Capacidad, l	Intervalo de temperatura	Tipo de convección	Precio de lista
12885873	IN30 SingleDISPLAY	32	5-80 °C	Natural	981,24
12895873	IN55 SingleDISPLAY	53	5-80 °C	Natural	1 246,78
12805883	IN75 SingleDISPLAY	74	5-80 °C	Natural	1 088,85
12815883	IN110 SingleDISPLAY	108	5-80 °C	Natural	1 741,78
12825883	IN160 SingleDISPLAY	161	5-80 °C	Natural	2 326,50
12865883	IN30plus TwinDISPLAY	32	5-80 °C	Natural	1 649,34
12875883	IN55plus TwinDISPLAY	53	5-80 °C	Natural	1 852,32
12885883	IN75plus TwinDISPLAY	74	5-80 °C	Natural	2 099,16
12895883	IN110plus TwinDISPLAY	108	5-80 °C	Natural	2 360,28
12805893	IN160plus TWINDISPLAY	161	5-80 °C	Natural	2 950,86
12845893	IF30 SingleDISPLAY	32	10-80 °C	Forzada	1 220,94
12855893	IF55 SingleDISPLAY	53	10-80 °C	Forzada	1 623,19
12865893	IF75 SingleDISPLAY	74	10-80 °C	Forzada	1 846,97
12875893	IF110 SingleDISPLAY	108	10-80 °C	Forzada	2 204,81
12885893	IF160 SingleDISPLAY	161	10-80 °C	Forzada	2 744,16
12835903	IF30plus TwinDISPLAY	32	10-80 °C	Forzada	1 775,82
12845903	IF55plus TwinDISPLAY	53	10-80 °C	Forzada	1 899,71
12855903	IF75plus TwinDISPLAY	74	10-80 °C	Forzada	2 388,84
12865903	IF110plus TwinDISPLAY	108	10-80 °C	Forzada	2 689,74
12875903	IF160plus TwinDISPLAY	161	10-80 °C	Forzada	3 361,92

“ **Necesito un horno tubular de sobremesa compacto que pueda adaptarse en el futuro a operaciones con gases** ”



El problema queda resuelto porque puede adaptar nuestro horno para trabajar con gases inflamables y no inflamables o para operaciones en vacío

10% DTO



HORNOS TUBULARES R CON CONTROLADOR B410



- Opción para equiparlo con un sistema de suministro de gas, con o sin funcionamiento en vacío
- Tubo de trabajo hecho de material C 530 que incluye dos conectores de fibra de serie
- Diámetro interior del tubo: 30 mm, longitud calefactada: hasta 750 mm

N.º cat.	Modelo	Temperatura máx., °C	Longitud calefactada, mm	Ø del tubo exterior (mm)	Precio de lista	Precio promocional
15436582	R 50/250/12	1200	250	50	2 560,00	2 304,00
15476592	R 50/250/13	1300	250	50	2 770,00	2 493,00
15476582	R 50/500/12	1200	500	50	2 940,00	2 646,00
15496592	R 50/500/13	1300	500	50	3 260,00	2 934,00
15476742	R 120/500/12	1200	500	120	3 690,00	3 321,00
15466742	R 120/500/13	1300	500	120	4 190,00	3 771,00
15446592	R 100/750/12	1200	750	100	5 630,00	5 067,00
15486602	R 100/750/13	1300	750	100	6 380,00	5 742,00

“ Necesito un dispositivo pequeño y portátil para medir el pH y la conductividad ”



Nuestros medidores, que caben en cualquier bolsillo, proporcionan unos resultados precisos con un tamaño mínimo

NOVEDAD

Fisherbrand™

MEDIDORES DE PHY DE CONDUCTIVIDAD

- Calibración de pulsador con reconocimiento automático del tampón: calibración fácil, rápida y sin errores
- Compensación de temperatura automática (ATC): garantiza una precisión óptima con temperaturas fluctuantes
- El sensor de unión doble permite un uso más duradero



N.º cat.	Descripción	Precio de lista
15553653	Medidor de pH accumet™ AET15	105,00
15563653	Medidor de conductividad accumet™ AET30	95,00
15523643	Sensor de pH	62,63
15533643	Sensor de conductividad	52,89

“ Me preocupa que el medidor se estropee in situ ”



Nuestros medidores portátiles están diseñados y fabricados con plástico resistente. Tienen una funda de caucho que protege el medidor de golpes accidentales

NOVEDAD

Fisherbrand™

MEDIDORES AET PORTÁTILES

- Calibración multipunto (hasta cinco puntos)
- Compensación automática de temperatura (ATC) para la máxima precisión en condiciones de temperatura fluctuante
- La función «Hold» bloquea momentáneamente la lectura para facilitar su visionado y registro



N.º cat.	Descripción	Precio de lista
15523653	Kit medidor de pH portátil accumet™ AE6, incluye medidor y electrodo de pH/ATC	320,00
15533653	Kit medidor de pH portátil accumet™ AE6B, incluye medidor, electrodo de pH de gel con unión doble y electrodo de ATC	390,00
15543653	Medidor de conductividad portátil accumet™ AE6C, incluye medidor y electrodo de COND/ATC	410,00
15513643	Electrodo de conductividad/ATC, repuesto para el conductímetro portátil accumet™ AE6C	162,00
15543643	Grip-Clip, soporte de electrodos, repuesto para los medidores de conductividad y pH portátiles accumet™ AE	16,24

“ Necesito confiar en mis mediciones de pH ”



Con hasta cinco puntos de calibración de pH, nuestros nuevos medidores de sobremesa proporcionan unos resultados fiables y reproducibles

NOVEDAD

Fisherbrand™

MEDIDORES DE PH DE SOBREMESA AE150

- Diseñados para mediciones de pH rutinarias en el laboratorio
- Lectura y grabación sencillas de las muestras con opciones de visualización flexibles
- Ideales para presupuestos ajustados



N.º cat.	Descripción	Precio de lista
15524693	Kit para educación, incluye: AE150, electrodo de pH de gel con unión sencilla, sonda ATC y soporte	490,00
15534693	Kit bio, incluye: AE150, electrodo de pH de gel con unión doble, sonda ATC y soporte	540,00
15593633	Electrodo de pH/ATC de gel con unión doble 3-en-1 Serie AE	86,60
15503643	Electrodo de pH de gel con unión sencilla Serie AE	127,00

“ ¿Cómo puedo estar seguro de que las lecturas de pH y el sistema de medición cumplen con la normativa CFR21 Parte II? ”



Ahora disponibles con nuevo software, estos medidores de pH garantizan el cumplimiento con la normativa CFR21 Parte II

PRODUCTO DESTACADO

thermoscientific

KIT DE MEDIDOR DE PH VERSA STAR PRO™

- El medidor de sobremesa Orion más avanzado
- Puede emplearse con un máximo de 4 módulos intercambiables
- Pantalla gráfica a color



N.º cat.	Descripción	Precio de lista
11621499	Medidor con módulo de pH/temperatura, sonda de pH/ATC triodo, sonda de agitación, tampones de pH ROSS™, frasco y soluciones de almacenamiento y limpieza de electrodos	1562,95

“ **No tengo suficiente espacio en la mesa de trabajo para más de un medidor de pH y necesito medir dos muestras a la vez** ”



Nuestro medidor le permite ver los resultados de dos canales simultáneamente, o visualizar mediciones individuales a mayor tamaño en su gran pantalla gráfica retroiluminada

PRODUCTO DESTACADO

thermo**scientific**

KIT DE MEDIDOR DE PH DUAL STAR

- Conmutación rápida para mostrar ambos canales simultáneamente, o cada canal por separado
- Indicaciones de texto en pantalla fáciles de seguir para la calibración, además de menús de configuración multilingüe (inglés, español, francés, alemán o italiano)
- Configure en poco tiempo el medidor y la entrada de datos mediante un teclado numérico y teclas con funciones específicas de menú



N.º cat.	Descripción	Precio de lista
10014414	Kit de medidor de pH/ISE Dual Star™, con soporte, cables RS-232 y USB, sonda ATC, adaptador de alimentación universal, electrodo de pH Ultra™, solución de almacenamiento de electrodo y tampones	2148,76

“ **Mis mediciones de pH ya no me parecen correctas** ”



Asegúrese de que realiza lecturas de pH precisas y estables mediante una correcta calibración con tampones de pH con trazabilidad NIST

PRODUCTO DESTACADO

thermo**scientific**

TAMPONES DE PH CON TRAZABILIDAD NIST CODIFICADOS POR COLORES

- Trazabilidad NIST y precisión hasta 0,01 pH
- Rigurosamente comprobados para garantizar precisión y para un rendimiento óptimo durante su vida útil
- Elaborados según las normas ISO 9001 y con controles estrictos medioambientales



N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista
10759161	Solución tampón de pH 4,01	475 ml	18,05
10653951	Solución tampón de pH 7,00	475 ml	15,93
10213021	Solución tampón de pH 10,01	475 ml	17,85

“ **Necesito un electrodo fiable a precio competitivo** ”



Todos nuestros electrodos se han diseñado para proporcionar resultados fiables y reproducibles

PRECIOS ESPECIALES

Fisherbrand™

ELECTRODOS DE PH

- Compatibles con los medidores Fisherbrand accumet™
- Pueden emplearse en una gran variedad de aplicaciones



N.º cat.	Descripción	Precio de lista	Precio promocional
11550174	Electrodo de pH, unión doble, cuerpo de vidrio, rellenable	-225,00	176,06
11500194	Electrodo de pH/ATC, unión doble, cuerpo de plástico, rellenable	-185,84	133,33
10236064	Sonda de temperatura, acero inoxidable	-180,00	175,68
11550164	Celda de conductividad, 2 celdas con cuerpo epóxico ATC para los medidores de las series AB200 y XL, constante de celda 1,0, intervalo de detección de 20 µS a 20 mS	-440,00	323,58
11706358	Electrodo de pH, cuerpo de plástico, intervalo de pH de 0 a 13, intervalo de temperatura de 0 a 80 °C, 12 x 120 mm, conector BNC	-65,49	49,20
11776348	Electrodo de pH, cuerpo de plástico, intervalo de pH de 0 a 13, intervalo de temperatura de 0 a 80 °C, 12 x 120 mm, conector DIN	-137,70	103,30
11786348	Electrodo de pH, cuerpo de plástico, intervalo de pH de 0 a 14, intervalo de temperatura de 0 a 80 °C, 12 x 120 mm, conector S7	-48,71	36,60
11749798	Electrodo de pH, cuerpo de vidrio, intervalo de pH de 0 a 13, intervalo de temperatura de 0 a 80 °C, 12 x 120 mm, conector BNC	-173,40	130,10
11739798	Electrodo de pH, cuerpo de vidrio, intervalo de pH de 0 a 13, intervalo de temperatura de 0 a 80 °C, 12 x 120 mm, conector BNC	-168,30	126,30

“ **No siempre tengo acceso a un medidor de pH y necesito medir con rapidez y precisión el pH de mi muestra** ”



Con nuestras tiras de papel indicador de pH basta con sumergir... ¡y leer!

30% DTO

Fisherbrand™

TIRAS DE PAPEL INDICADOR SIN SANGRADO CON PH FIJO

- Ofrecen una excelente seguridad de medición en todo el intervalo de pH designado
- Escala de colores en la caja para poder comparar exactamente con el color que se desarrolla en la tira de papel
- El indicador está unido de forma covalente a las tiras y no sangra en la muestra; se pueden dejar en la muestra por un tiempo indefinido sin contaminación



N.º cat.	Intervalo de pH	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
10642751	0,0-14,0	100	-31,00	21,70
10018080	0,0-6,0	100	-29,10	20,37
11346454	0,3-2,3	100	-25,85	18,10
10017950	1,7-3,8	100	-8,65	6,06
11316454	2,0-9,0	100	-28,45	19,92
10353641	3,6-6,1	100	-27,00	18,90
10333501	4,5-10	100	-31,50	22,05
11376454	5,1-7,2	100	-26,25	18,38
11386454	6,0-7,7	100	-28,30	19,81
10271751	7,0-14,0	100	-30,40	21,28
11396454	7,5-9,5	100	-27,45	19,22
11306464	7,9-9,8	100	-26,05	18,24



Tengo la sensación de haber estado pipeteando durante horas



Alivie la incomodidad de los movimientos repetitivos, incluso durante las tareas más prolongadas, con nuestro pipeteador automático

18% DTO

Fisherbrand
PIPETEADOR AUTOMÁTICO

- Para pipetas de vidrio y de plástico, de 0,1 a 200 ml
- Empuñadura ergonómica
- Válvula de seguridad



N.º cat.	Descripción	Precio de lista	Precio promocional
15249805	Pipeteador automático	-227,00	186,16



¿Cómo puedo evitar la carga inestable de muestras y la caída de las puntas durante el pipeteo multicanal?



Gane confianza con un sistema de pipeteo que bloquea las puntas firmemente en su lugar

20% DTO

thermo scientific
PIPETAS ELECTRÓNICAS MULTICANAL E1-CLIPTIP™

- La interfaz para el interbloqueo de puntas ClipTip™ garantiza un sellado completo y seguro en cada canal con una fuerza de expulsión y de acoplamiento de puntas mínimo
- La expulsión electrónica de las puntas y el pipeteo con el dedo índice permite una experiencia cómoda y segura
- La interfaz de usuario personalizada y flexible proporciona un funcionamiento óptimo y uniforme en cada aplicación



N.º cat.	Descripción	Precio de lista	Precio promocional
15286263	Pipeta electrónica de 8 canales, de 0,5 a 12,5 µl	-1 074,00	859,20
15296263	Pipeta electrónica de 8 canales, de 2 a 125 µl	-1 074,00	859,20
15206273	Pipeta electrónica de 8 canales, de 10 a 300 µl	-1 074,00	859,20
15216273	Pipeta electrónica de 8 canales, de 15 a 1250 µl	-1 074,00	859,20
15226273	Pipeta electrónica de 12 canales, de 0,5 a 12,5 µl	-1 230,00	984,00
15236273	Pipeta electrónica de 12 canales, de 2 a 125 µl	-1 230,00	984,00
15246273	Pipeta electrónica de 12 canales, de 10 a 300 µl	-1 230,00	984,00
15256273	Pipeta electrónica de 12 canales, de 30 a 850 µl	-1 230,00	984,00
15266273	Pipeta electrónica de 16 canales, de 0,5 a 12,5 µl	-1 428,00	1 142,40
15276273	Pipeta electrónica de 16 canales, de 1 a 30 µl	-1 428,00	1 142,40
15286273	Pipeta electrónica de 16 canales, de 2 a 125 µl	-1 428,00	1 142,40



Se tarda demasiado y es demasiado agotador transferir muestras entre diferentes formatos de laboratorio



Transfiera varias muestras entre diferentes formatos de recipientes de laboratorio con una sola pipeta, un solo movimiento y una sola pulsación

20% DTO

thermo scientific
PIPETAS ELECTRÓNICAS MULTICANAL CON SEPARACIÓN DE PUNTAS AJUSTABLE E1-CLIPTIP™ EQUALIZER

- La interfaz para el interbloqueo de puntas ClipTip™ garantiza un sellado completo y seguro en cada canal con una fuerza de expulsión y de acoplamiento de puntas mínimo
- La expulsión electrónica de las puntas y el pipeteo con el dedo índice permite una experiencia cómoda y segura
- La interfaz de usuario personalizada y flexible proporciona un funcionamiento óptimo y uniforme en cada aplicación



N.º cat.	Descripción	Precio de lista	Precio promocional
15296273	Pipeta electrónica de 6 canales Equalizer, de 50 a 1250 µl	-1 327,00	1 061,60
15206283	Pipeta electrónica de 8 canales Equalizer, de 2 a 125 µl	-1 440,00	1 152,00
15216283	Pipeta electrónica de 8 canales Equalizer, de 10 a 300 µl	-1 440,00	1 152,00
15226283	Pipeta electrónica de 8 canales Equalizer, de 50 a 1250 µl	-1 440,00	1 152,00
15236283	Pipeta electrónica de 8 canales Equalizer 384, de 0,5 a 12,5 µl	-1 440,00	1 152,00
15246283	Pipeta electrónica de 8 canales Equalizer 384, de 1 a 30 µl	-1 440,00	1 152,00
15256283	Pipeta electrónica de 8 canales Equalizer 384, de 2 a 125 µl	-1 440,00	1 152,00
15266283	Pipeta electrónica de 12 canales Equalizer 384, de 0,5 a 12,5 µl	-1 550,00	1 240,00
15276283	Pipeta electrónica de 12 canales Equalizer 384, de 1 a 30 µl	-1 550,00	1 240,00
15286283	Pipeta electrónica de 12 canales Equalizer 384, de 2 a 125 µl	-1 550,00	1 240,00



¿Cómo puedo evitar fugas cuando pipeteo muestras y reactivos de PCR?



Elija MICROMAN™ E para proteger las muestras y ayudar a mejorar la exactitud y la precisión a la hora de pipetear líquidos calientes y fríos

PRECIOS ESPECIALES

GILSON
MICROPIPETAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO MICROMAN™ E

- Aplicación fácil e instantánea con ajuste de las puntas QuickSnap CP (pistón capilar), como una micropipeta normal
- Seis modelos que cubren un rango de volumen de 1 a 1000 µl
- Puntas CP estériles, sin ADN, ARN, DNAsas, RNAsas, ATP, pirógenos ni metales traza



N.º cat.	Descripción	Volumen intervalo, µl	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
15314775	MICROMAN M10E	1-10	1	-239,00	191,20
15324775	MICROMAN M25E	3-25	1	-239,00	191,20
15334775	MICROMAN M50E	20-50	1	-239,00	191,20
15344775	MICROMAN M100E	10-100	1	-239,00	191,20
15354775	MICROMAN M250E	50-250	1	-239,00	191,20
15314274	MICROMAN M1000E	100-1000	1	-239,00	191,20
Consumibles asociados					
10011912	Pistón capilar en rack estéril CP10ST	1-10	960	-301,90	287,17
15306564	Pistón capilar en rack estéril CP25ST	3-25	576	-215,50	196,32
15304785	Pistón capilar en rack estéril CP50ST	20-50	576	-215,50	196,32
11327920	Pistón capilar en rack estéril CP100	10-100	960	-301,90	275,73
15314785	Pistón capilar en rack estéril CP250ST	50-250	576	-215,50	196,32
12609621	Pistón capilar en rack estéril CP1000ST	100-1000	182	-72,40	66,75

“ **Temo que se contamine la muestra y la micropipeta** ”



Utilice puntas que proporcionen una seguridad plena frente a la contaminación con aerosoles y líquidos

35% DTO

thermoscientific
PUNTAS CON FILTRO ART™

- Puntas con filtro autosellable que se sellan completamente para evitar que la muestra entre en contacto con el cono de la punta de la micropipeta
- Evitan la contaminación cruzada al bloquear el paso de aerosoles, líquidos, isótopos radioactivos y materiales biológicos a la micropipeta o a las muestras subsiguientes de un experimento
- Certificación de ausencia de RNasa, DNasa, ATP y pirógenos



N.º cat.	Descripción	Tipo de rack	Cantidad/Rack	Cantidad/Envase	Precio de lista	Precio promocional
10217184	ART 10, 10 µl	Rack con tapa articulada	96	960	+03,04	66,98
10566594	ART 10 Reach precargada, 10 µl	Rack con tapa articulada	96	960	+03,04	66,98
10706815	ART 20E, 10 µl	Rack con tapa articulada	96	960	+03,04	66,98
10401755	ART 20P, 20 µl	Rack con tapa articulada	96	960	+03,04	66,98
10746625	ART 100E, 100 µl	Rack con tapa articulada	96	960	+03,04	66,98
10777385	ART 100, 100 µl	Rack con tapa articulada	96	960	+03,04	66,98
10431375	ART 200, 200 µl	Rack con tapa articulada	96	960	+03,04	66,98
15153606	ART XLP 200, 200 µl	Rack con tapa articulada	96	768	+38,46	90,00
15173606	ART 300, 300 µl	Rack con tapa articulada	96	960	+03,04	66,98
15113636	ART 1000, 1000 µl	Rack con tapa articulada	96	768	+25,06	81,29
10564914	ART 1000XL, 1000 µl	Rack con tapa articulada	96	768	+03,50	67,28
15183636	ART 1250XL Reach 1250 µl	Rack con tapa articulada	96	768	+19,60	77,74
15163586	ART 200 200µL	Rack de recarga	96	960	-92,23	59,95
15183606	ART 300 300µL	Rack de recarga	96	960	-92,23	59,95
15133566	ART 10 10µL	Rack de recarga	96	960	+01,89	66,23
15173576	ART 20 20µL	Rack de recarga	96	960	+00,97	65,63
15113626	ART 1000 1000µL	Rack de recarga	96	560	-74,06	48,14

“ **¿Cómo puedo dispensar pequeños volúmenes de líquido con precisión?** ”



Las pipetas de transferencia de volumen exacto son una gran alternativa a las micropipetas y a las puntas convencionales para dispensar volúmenes de líquido fijos, pequeños y medidos

20% DTO

thermoscientific
PIPETAS DE TRANSFERENCIA DE VOLUMEN EXACTO

- El diseño de volumen exacto proporciona un pipeteo rápido, sencillo y de precisión
- Basta con apretar el bulbo superior para llenarlo, y apretar de nuevo para dispensar el volumen exacto
- Fabricadas sin agentes de desmoldado que puedan interferir en los resultados del ensayo



N.º cat.	Longitud, cm	Diámetro del tubo, mm	Volumen de dispensación, µl	Cantidad/Envase	Precio de lista	Precio promocional
15595243	5,28	2,0	20	500	-27,29	21,83
15317903	5,92	2,3	40	500	-23,50	18,80
15129435	6,48	2,5	60	5000	-232,00	185,60
15176284	7,49	2,5	80	5000	-242,00	193,60
13450778	8,30	2,5	100	5000	-237,00	189,60
15337903	7,95	3,0	150	500	-24,00	19,20
15397803	10,19	3,0	250	500	-27,70	22,16

“ **Tengo que pipetear cientos de muestras en muy poco tiempo** ”



Acelere el pipeteo multicanal con una pipeta repetitiva rápida

PRECIOS ESPECIALES



PIPETAS REPETITIVAS HANDYSTEP™ S

- Diseñadas para acelerar las series de pipeteos
- Proporcionan hasta 49 dispensaciones repetitivas con una única aspiración
- Robustas, estables y duraderas, y además compatibles con la mayoría de marcas de puntas de dispensación



N.º cat.	Descripción	Cantidad/Envase	Precio de lista	Precio promocional
10450290	Pipeta repetitiva HandyStep™ S, de 0,1 a 10 ml	1	-351,00	263,25
10135651	Pipeta repetitiva electrónica HandyStep™, de 1 a 50 ml, adaptador de la UE	1	-860,00	645,00

Consumibles asociados de Fisherbrand

15153646	Puntas de dispensación, 1,25 ml	100	56,55	-
15173646	Puntas de dispensación, 2,5 ml	100	56,55	-
15143646	Puntas de dispensación, 5,0 ml	100	56,55	-
15193646	Puntas de dispensación, 12,5 ml	100	56,55	-
15183646	Puntas de dispensación, 25,0 ml	50	45,70	-
15103656	Puntas de dispensación, 50,0 ml	25	25,55	-
15113656	Puntas de dispensación, 0,1 ml, estériles	100	129,00	-
15123656	Puntas de dispensación, 0,5 ml, estériles	100	111,00	-
15143656	Puntas de dispensación, 1,25 ml, estériles	100	111,00	-
15133656	Puntas de dispensación, 2,5 ml, estériles	100	111,00	-
15153656	Puntas de dispensación, 5,0 ml, estériles	100	111,00	-
15173656	Puntas de dispensación, 12,5 ml, estériles	100	171,00	-
15163656	Puntas de dispensación, 25,0 ml, estériles	25	48,80	-
15183656	Puntas de dispensación, 50,0 ml, estériles	25	47,70	-
15193656	Adaptador de puntas de dispensación, 25/50 ml	10	27,65	-
15103666	Adaptador de puntas de dispensación, 25/50 ml, estériles	5	27,25	-

Fisherbrand™
Confíe en Fisherbrand para todas sus necesidades de **manipulación de líquidos**

Le proporcionamos la solución completa para su laboratorio

- Pipetas
- Puntas de pipeta
- Depósito de reactivos
- Pipetas de transferencia



Para consultar la gama completa, visite eu.fishersci.com/go/fisherbrand

“ **La succión de la bomba nunca es la correcta; es demasiado intensa o demasiado débil** ”



Una bomba de diafragma de uso químico potente combinada con un regulador de vacío y un medidor le ofrece la posibilidad de contar con un potente o ligero vacío, según se requiera

24% DTO

Fisherbrand™

SISTEMA DE ASPIRACIÓN ADVANTAGE

- Bomba de diafragma superior resistente a agentes químicos de gran durabilidad
- El regulador de vacío y el medidor de vacío incorporado proporcionan un control preciso para los cultivos delicados
- Parada de flujo automática cuando el depósito de 4 litros está lleno



N.º cat.	Descripción	Precio de lista	Precio promocional
15348191	Sistema de aspiración Advantage, 4 l	1 874,98	1 426,03

“ **Se tarda demasiado en llenar los viales de muestra** ”



Ahorre tiempo con un sistema de dispensación automático

HASTA 20% DTO

Fisherbrand™

BOMBA PERISTÁLTICA DE DISPENSACIÓN DP2000

- Dispensación por volumen desde 0,5 a más de 20 l
- El dispensador accesorio opcional es ideal para llevar a cabo un ciclo de dispensación



N.º cat.	Descripción	Precio de lista	Precio promocional
15397547	Bomba peristáltica de dispensación DP2000	2 124,66	1 701,57
15307567	Dispensador DH120	261,12	229,63

“ **Me preocupa que la bomba de vacío de chorro de agua emplee demasiada agua** ”



Nuestra bomba de vacío sin aceite elimina el caos del aceite y el gasto que supone el suministro de agua

18% DTO

Fisherbrand™

BOMBAS DE VACÍO DE DIAFRAGMA

- Resistentes químicamente, estas bombas son ideales para aplicaciones con disolventes agresivos y vapores ácidos
- Velocidad de bombeo de 38 l/min y máxima presión de 2 mbar
- Se sitúan fácilmente en una mesa de trabajo o en una campana extractora con configuración y desmontaje rápido y fácil



N.º cat.	Descripción	Precio de lista	Precio promocional
12981131	Bomba de vacío de diafragma de PTFE	1 187,34	970,41

“ **Debo cambiar constantemente el aceite de la bomba y repararla con demasiada frecuencia** ”



Nuestra bomba combina lo mejor de las tecnologías de paletas rotativas con sellado de aceite y diafragma de uso químico para ofrecer intervalos de servicio notablemente más prolongados

30% DTO

WELCH
by Gardner Denver

SISTEMA DE BOMBAS COMBINADAS P 6 Z CHEMVAC

- La bomba de diafragma de PTFE de uso químico desgasifica constantemente el aceite de la bomba de paletas rotativas para eliminar la condensación
- Los gases corrosivos pueden bombearse sin causar daños en las partes activas de la bomba
- Chemvac viene con un separador de niebla de aceite, un frasco para el separador y un medidor para la caja de vacío de aceite



N.º cat.	Descripción	Precio de lista	Precio promocional
11802303	Sistema de bombas combinadas Welch™ P 6 Z Chemvac	4 999,67	3 449,84

“ **¿Cómo puedo restringir el bombeo, la espuma y la pérdida de muestra durante la eliminación del disolvente?** ”

Puede ajustar continuamente la velocidad de bombeo para sincronizarla con la carga de vapor del proceso de evaporación, consiguiendo una velocidad de evaporación más rápida



45% DTO

WELCH
by Gardner Denver

SISTEMAS DE VACÍO DE LABORATORIO LVS 105 T - 10 EF

- Bomba de diafragma de PTFE de uso químico integrada, potente y de bajo ruido, para un alto rendimiento
- Controlador digital con control ecoflex (ef) para un único control de puntos mediante la variación de velocidad del motor de la bomba, lo que supone una mayor velocidad de evaporación y ahorro de energía
- Con recipiente de entrada y condensador de emisiones de escape como accesorios



N.º cat.	Descripción	Precio de lista	Precio promocional
10200790	Sistema de vacío de laboratorio Welch™ LVS 105T-10 ef	4 938,96	2 739,20

“ **No puedo generar un flujo preciso y constante usando solo la mano y una jeringa** ”

Nuestra bomba de infusión se puede configurar para cualquier índice de flujo que la jeringa pueda soportar y ofrece un flujo preciso y suave a lo largo de todo el volumen dispensado



32% DTO

Fisherbrand™

BOMBA DE INFUSIÓN DE JERINGA MONOCANAL

- La bomba funciona con jeringas de cualquier fabricante cuyos tamaños oscilen entre 10 µl y 60 ml
- Amplio rango de flujo hasta 419 ml/hora
- Incorpora una brillante pantalla retroiluminada de fácil lectura con una configuración sencilla basada en menús



N.º cat.	Descripción	Precio de lista	Precio promocional
11939747	Bomba de infusión de jeringa monocanal Fisherbrand	1 980,00	1 338,28

“ **Necesito un sensor de vacío que no pueda dañarse por los agentes químicos** ”

Elija nuestro vacuómetro por su resistencia superior a los productos químicos, con un rango de medición de 1050 a 10⁻³ mbar



30% DTO

WELCH
by Gardner Denver

VACUÓMETRO PORTÁTIL MODELO PIZA III

- Sensor combinado Piezo/Pirani resistente a productos químicos
- Multirango para la medición aproximada y precisa de vacío
- Dispositivo manual para uso flexible, con batería o toma de alimentación (ambos incluidos)



N.º cat.	Descripción	Precio de lista	Precio promocional
12351653	Vacuómetro portátil	1 122,11	783,68

“ **Estoy realizando un análisis importante y los parámetros de infusión no deben alterarse nunca y deben estar controlados** ”


Puede definir y proteger con contraseña la pantalla táctil de la bomba Legato 100 para que solo funcione con los parámetros establecidos



28% DTO

BOMBA DE INFUSIÓN DE JERINGA MONOCANAL LEGATO™ 100

- Amplio rango de flujo, de 1,26 µl/min a 88,32 ml/min. Admite jeringas de tamaños desde 0,5 µl a 60 ml
- Tabla de fabricantes de jeringas incorporada, compatible con jeringas de laboratorio
- Pantalla táctil de alta resolución y resistente a productos químicos



N.º cat.	Descripción	Precio de lista	Precio promocional
11955596	Bomba de infusión de jeringa monocanal Legato™ 100	2 725,00	1 954,06

“ Tengo las manos secas de llevar guantes todo el día ”



Hidrate y suavice las manos secas y agrietadas mientras trabaja con nuestros guantes de nitrilo para examen con aloe vera

HASTA 76% DTO

Fisherbrand™

GUANTES DE NITRILO PARA EXAMEN CON ALOE VERA

- Cuentan con una superficie texturizada para proporcionar un agarre ideal en condiciones de trabajo en seco y con humedad
- El revestimiento de aloe vera por la cara interior impide que las manos se sequen y se agrieten, lo que propicia el uso prolongado de estos guantes
- Puño enrollado



N.º cat.	Talla	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
15103279	M	100	-37,20	9,08
11772779	L	100	-37,20	9,24
15113279	XL	100	-37,20	9,68

“ Padezco dermatitis alérgica por contacto cada vez que me pongo guantes ”



Los guantes 100 % de nitrilo TouchNTuff™ son la opción ideal para las pieles sensibles

PRECIOS ESPECIALES

Ansell

GUANTES DE NITRILO VERDES DESECHABLES TOUCHNTUFF™

- Nitrilo 100 %, sin látex. Sin riesgo de alergias de tipo I para el usuario
- Tres veces más resistente a las perforaciones que el látex o el PVC
- Diseñados para proporcionar la máxima libertad de movimientos y la mínima fatiga



N.º cat.	Talla	Longitud, mm	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
11746733	S	300	100	-27,45	14,49
11756733	M	300	100	-27,55	13,63
12465110	L	300	100	-27,95	20,11
11776733	XL	300	100	-27,95	20,11

“ Me preocupa que la bata de laboratorio de algodón no me proteja lo suficiente ”



A7P+ es nuestra bata de laboratorio ligera que cumple los requisitos de la CE Cat III, para garantizarle protección frente a las salpicaduras de productos químicos

22% DTO



BATAS DE LABORATORIO A7 P+™

- Batas de laboratorio PPE Cat III: protección garantizada frente a salpicaduras de productos químicos
- Con elásticos para el pulgar para incrementar la protección de las muñecas y la cobertura de las muñecas entre los guantes y la bata
- Tejido ligero SMS para evitar el aumento de calor y la incomodidad durante el trabajo



N.º cat.	Talla	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
13529020	S	15	-95,55	74,60
13549020	M	15	-95,55	74,60
13559020	L	15	-95,55	74,60
13569020	XL	15	-95,55	74,60
13589020	XXL	15	-95,55	74,60

“ Trabajo en un laboratorio BSL3 y el traje que llevo es ajustado ”



Nuestros monos A6 tienen un diseño patentado con plegado tipo origami que facilita el uso de los monos en espacios pequeños

25% DTO



MONOS PARA SALAS LIMPIAS A6

- Diseño con plegado tipo origami
- PPE Cat III con protección contra líquidos ampliada
- Tejido ligero SMS para evitar el aumento de calor y la incomodidad durante el trabajo



N.º cat.	Talla	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
15568871	S	25	-220,00	165,00
15578871	M	25	-220,00	165,00
15588871	L	25	-220,00	165,00
15598871	XL	25	-220,00	165,00
15508881	2XL	25	-220,00	165,00
15518881	3XL	25	-220,00	165,00
15528881	4XL	25	-220,00	165,00

“ Necesito que el mono que llevo sea cómodo y a la vez ofrezca menos riesgo de contaminación ”



Los monos TYVEK™ IsoClean™ ofrecen un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad

HASTA 36% DTO



MONOS ISOCLEAN™ CON CUELLO

- Permiten la evaporación del calor y la permeabilidad de vapor y aire para mayor comodidad del usuario
- Limpios y esterilizados por radiación gamma
- Embalados en un sistema de empaquetado homologado con doble barrera (doble bolsa)



N.º cat.	Talla	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
15521975	M	25	-275,00	206,36
11773083	L	25	-439,00	282,94
11783083	XL	25	-540,00	347,64
15501975	2XL	25	-275,00	206,36
15511975	3XL	25	-275,00	206,36

“ Necesito proteger la mesa de laboratorio de los derrames de productos peligrosos y del desgaste general ”



Minimice los derrames y la contaminación con nuestro protector Benchkote™

PRODUCTO DESTACADO



Distribuidor
GE Healthcare

PROTECTORES DE SUPERFICIES BENCHKOTE™

- Fabricados con papel absorbente de alta calidad más una capa laminada de polietileno que impide que el fluido llegue a la superficie de trabajo
- El protector Benchkote se puede incinerar después de su uso; la capa de polietileno no se funde ni gotea, se consume rápidamente
- Pueden utilizarse desinfectantes sobre el papel para proteger las superficies.



N.º cat.	Dimensiones (L x An), mm	Cantidad/ Envase	Precio de lista
11353195	400 x 570; hojas	100	107,30

“ El suelo del laboratorio es resbaladizo ”



Nuestros cubrezapatos A8 tienen la suela reforzada para aumentar el agarre al suelo

HASTA 23% DTO



CUBREZAPATOS A8

- Suela reforzada para aumentar el agarre
- Tejido extrarresistente para un rendimiento fiable



N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
15319470	Cubrezapatos A8, antideslizante, ISO 7, talla 38-42	300	-101,00	78,80
15339470	Cubrezapatos A8, antideslizante, ISO 7, talla 41-45	300	-101,00	78,80
15359470	Cubrezapatos A8, antideslizante, ISO 7, talla 44-47	300	-102,00	78,80

“ Mi máscara desechable es incómoda y provoca que las gafas de seguridad se empañen ”



Despídase de la incomodidad con nuestras máscaras para partículas desechables Aura™. Su diseño innovador proporciona una comodidad real y el panel superior grabado reduce el empañamiento

15% DTO



MÁSCARAS PARA PARTÍCULAS AURA™ SERIE 9300

- Diseño exclusivo de tres paneles, ligero y plegable
- La suave red de cobertura del panel interior garantiza una mayor comodidad; las cintas de ajuste uniformemente tensadas alivian la presión de la correa
- La válvula de flujo frío ubicada en el centro reduce el calor acumulado y facilita y refresca la respiración



N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
11717574	Máscara antipolvo 9310+ Premium, proporciona protección frente a polvo fino. Embalaje individual, EN 149:2001 FFP1. Factor de protección asignado para partículas: 4 (NPF 4)	20	-36,05	30,64
12672545	Máscara antipolvo con válvula 9312+ Premium, proporciona protección frente a polvo fino. Embalaje individual, EN 149:2001 FFP1. Factor de protección asignado para partículas: 4 (NPF 4)	10	-31,04	26,36
10583051	Máscara antipolvo/antiniebla 9320 Premium, proporciona protección frente a polvo fino y nieblas basadas en agua. Embalaje individual, EN 149:2001 FFP2. Factor de protección asignado para partículas: 10 (NPF 12)	20	-64,50	54,83
10116544	Máscara antipolvo/antiniebla con válvula 9322+ Premium, proporciona protección frente a polvo fino y nieblas basadas en agua. Embalaje individual, EN 149:2001 FFP2. Factor de protección asignado para partículas: 10 (NPF 12)	10	-45,25	38,46
11346974	Máscara antipolvo/antiniebla/antihumos metálicos 9332+ Premium, proporciona protección contra polvo fino, nieblas basadas en agua y humos metálicos. Embalaje individual, EN 149:2001, FFP3. Factor de protección asignado de partículas: 20 (NPF 50)	10	-89,35	75,95

“ **Constantemente busco más espacio en el la mesa de trabajo** ”



Ahorre espacio retirando los productos comunes de laboratorio de la mesa de trabajo y guardándolos en el sistema de almacenamiento MagLab™

PRECIOS ESPECIALES

Fisherbrand
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MAGLAB™

- Cada módulo incluye cuatro potentes imanes para una sujeción segura en la mayoría de superficies metálicas
- Como alternativa, pueden montarse en superficies no metálicas utilizando una placa metálica de soporte autoadhesiva (incluida)



N.º cat.	Descripción	Color	Dimensiones (L x An x Al), mm	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
11942581	Sistema de almacenamiento completo, incluye MagRack™, MagWipe™, MagPetite™ y MagBox™	Surtido	522 x 393 x 102	4	-57,15	44,27
11982581	MagRack™ para tubos cónicos de 15 y 50 ml	Azul	131 x 112 x 64	1	-16,60	15,33
11992581	Soporte para caja de toallitas MagWipe™	Verde	130 x 91 x 98	1	-16,60	15,33
11932581	Soporte para pipetas MagPetite™	Morado	131 x 112 x 76	1	-16,60	15,33
11922591	Caja de almacenamiento MagBox™	Naranja	130 x 78 x 102	1	-16,60	15,33

“ **La producción se interrumpe a menudo cuando hay que limpiar los tomamuestras reutilizables** ”



A diferencia de los tomamuestras convencionales, los tomamuestras desechables estériles no necesitan ser limpiados, por lo que no se interrumpe el proceso de trabajo

PRECIOS ESPECIALES

burkle
TOMAMUESTRAS STERIPLAST™

- La limpieza de los tomamuestras reutilizables es una tarea exigente y a menudo complicada, donde intervienen sustancias grasientas, muy adhesivas o tóxicas. A veces esta tarea se hace imposible
- Los procesos de trabajo no deberían interrumpirse por la limpieza
- La contaminación cruzada desaparece completamente, por lo que puede validarse en auditorías



N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
15366317	Pala de muestreo, 25 ml, estéril, sin tapa	10	-15,90	14,41
15376317	Pala de muestreo, 25 ml, estéril, con tapa	10	-24,10	21,11
15306327	Pala de muestreo, 100 ml, estéril, sin tapa	10	-16,95	15,35
15390937	Pala de muestreo, 100 ml, estéril, con tapa	10	-24,95	21,84
15581721	Pala de muestreo, 250 ml, estéril, sin tapa	10	-20,25	18,78
15591721	Pala de muestreo, 250 ml, estéril, con tapa	10	-34,35	31,94
15336327	Espátula, 263 mm, estéril, sin tapa	10	-14,35	13,81
15346327	Espátula, 268 mm, estéril, con tapa	10	-21,50	18,83
15356327	Cuchara, estéril, 2,5 ml	100	-34,60	34,37
15351766	Cuchara, estéril, 10 ml	100	-37,25	35,34

Todos los precios están indicados en €

“ **No tengo espacio de almacenamiento suficiente ni en la mesa de trabajo ni en el refrigerador** ”



Nuestras garrafas planas de HDPE son perfectas para ahorrar espacio porque se pueden apilar

33% DTO

thermoscientific

GARRAFAS PLANAS DE HDPE

- Pueden apilarse hasta tres garrafas, incorporan un asa de agarre para moverlas fácilmente y con seguridad
- Planas, caben fácilmente en espacios reducidos, en estanterías o en refrigeradores
- Excelente resistencia química: toleran bases y ácidos agresivos para una gran variedad de aplicaciones



N.º cat.	Volumen, ml	Tamaño del cuello, mm	Tamaño del tapón, mm	Dimensiones (An x L x Al), mm	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
10231901	8	53	63	368 x 305 x 165	1	-123,00	81,93
10170341	15	53	63	368 x 368 x 203	1	-146,00	97,25

“ **Quiero el criotubo más seguro para salvaguardar las muestras durante su almacenamiento en frío** ”



Disfrute de todas las características de nuestros criotubos estándar junto con características mejoradas para un uso de alto y bajo rendimiento

HASTA 26% DTO

thermoscientific

CRIOBUBOS UNIVERSALES

- Con o sin código 2D, en rack o a granel
- Tapón de destapamiento sencillo con junta moldeada, rack con cierre de seguridad ANSI y compatibilidad con criocajas
- Clase VI de USP, apirógenos, no citotóxicos y sin RNAsas ni DNAsas, certificación IATA para asegurar el más alto rendimiento



N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
13406113	Criotubo, 1,8 ml, rosca externa, sin código de barras, en rack con cierre universal	480	-417,00	319,57
13426113	Criotubo, 1,8 ml, rosca externa, sin código de barras, embalaje a granel	480	-343,00	262,86
13416113	Criotubo, 1,8 ml, rosca externa, con código de barras, a granel	480	-535,00	327,25
15297368	Criotubo, 2,0 ml, rosca interna, sin código de barras, en rack con cierre universal	480	-328,00	279,61
15217378	Criotubo, 2,0 ml, rosca interna, sin código de barras, a granel	480	-269,00	242,91
15207378	Criotubo, 2,0 ml, rosca interna, con código de barras, a granel	480	-422,00	310,34



Las cajas de cartón son de bajo coste, pero susceptibles de acumular humedad y moho



Pruebe nuestras criocajas reutilizables y resistentes a la humedad en paquete plano. No le decepcionarán

PRECIOS ESPECIALES


Fisherbrand

CRIOCAJAS CORRUGADAS EN PAQUETE PLANO

- Más duraderas que las cajas de cartón, porque son resistentes a la humedad
- Reducen significativamente la formación de moho
- Cajas de fácil montaje que se envían en un paquete plano para ahorrar espacio de almacenamiento



N.º cat.	Admite	Posiciones	Diámetro del hueco, mm	Dimensiones (L x An x Al), mm	Color	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
Polipropileno corrugado para tubos de 0,2/0,5/2,0/5 ml								
15316528	Tubos de 0,2 ml	144	7,9	133 x 130 x 30	Natural	10	-75,25	58,29
15326528	Tubos de 0,2 ml	144	7,9	133 x 130 x 30	Azul	10	-75,25	56,24
15336528	Tubos de 0,2 ml	144	7,9	133 x 130 x 30	Rojo	10	-75,25	58,29
15346528	Tubos de 0,2 ml	144	7,9	133 x 130 x 30	Morado	10	-75,25	57,38
15356528	Tubos de 0,5 ml	81	12,0	133 x 130 x 42	Natural	10	-67,10	63,89
15366528	Tubos de 0,5 ml	81	12,0	133 x 130 x 42	Azul	10	-67,10	52,00
15376528	Tubos de 0,5 ml	81	12,0	133 x 130 x 42	Rojo	10	-67,10	52,00
15386528	Tubos de 0,5 ml	81	12,0	133 x 130 x 42	Morado	10	-67,10	52,00
15226996	Tubos de 1,5/2 ml	81	12,0	133 x 133 x 51	Natural	10	-87,25	81,17
15396528	Tubos de 1,5/2 ml	81	12,0	133 x 133 x 51	Azul	10	-44,75	34,12
15306538	Tubos de 1,5/2 ml	81	12,0	133 x 133 x 51	Rojo	10	-44,75	34,12
15316538	Tubos de 1,5/2 ml	81	12,0	133 x 133 x 51	Morado	10	-44,75	37,34
15326538	Tubos de 5 ml	25	22,6	133 x 133 x 75	Natural	10	-67,10	52,00
15336538	Tubos de 5 ml	25	22,6	133 x 133 x 75	Azul	10	-67,10	52,00
15346538	Tubos de 5 ml	25	22,6	133 x 133 x 75	Rojo	10	-67,10	52,00
15356538	Tubos de 5 ml	25	22,6	133 x 133 x 75	Morado	10	-67,10	52,00
Polipropileno corrugado para tubos de 15 y 50 ml								
15366538	Tubos de 15 ml	36	19,8	145 x 147 x 120	Natural	10	-93,65	74,58
15376538	Tubos de 15 ml	36	19,8	145 x 147 x 120	Azul	10	-93,65	74,58
15386538	Tubos de 15 ml	36	19,8	145 x 147 x 120	Rojo	10	-93,65	74,58
15396538	Tubos de 15 ml	36	19,8	145 x 147 x 120	Morado	10	-93,65	74,58
15306548	Tubos de 50 ml	16	31,6	145 x 147 x 120	Natural	10	-91,50	72,86
15316548	Tubos de 50 ml	16	31,6	145 x 147 x 120	Azul	10	-91,50	72,86
15326548	Tubos de 50 ml	16	31,6	145 x 147 x 120	Rojo	10	-91,50	72,86
15336548	Tubos de 50 ml	16	31,6	145 x 147 x 120	Morado	10	-91,50	72,86



Descubra nuestro **NUEVO** catálogo "Procesos Industriales"

VISITE: WWW.FISHERSCI.ES

“ Solo quiero retirar un número limitado de muestras del congelador, no la gradilla completa ”



Con nuestro TracRack™, solo retira lo que necesita y el resto queda almacenado

27% DTO

Fisherbrand™

CAJAS DE ALMACENAMIENTO TRACRACK™

- Los segmentos extraíbles ahorran un valioso espacio de trabajo, por lo que queda más sitio para la manipulación de las muestras
- Las cajas están fabricadas con una fina película de PP que resiste temperaturas de hasta -196 °C
- Resistentes a la humedad, reducen significativamente la formación de moho



N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
15346548	Caja de almacenamiento criogénico TracRack™, 64 pocillos, para tubos de 1,5/2,0 ml	1	-18,35	13,45
15356548	Caja de almacenamiento criogénico reversible TracRack™ Micro, para un máximo de 64 tubos de 0,5 ml y/o 96 tubos de 0,2 ml	1	-18,35	13,45

“ Necesito más espacio entre los tubos para evitar la contaminación cruzada ”



Nuestras gradillas de almacenamiento son extensibles, por lo que gana más espacio instantáneamente

PRECIOS ESPECIALES

Fisherbrand™

GRADILLAS DE ALMACENAMIENTO EXTENSIBLES

- Reducen el tiempo de manipulación de las muestras y aumentan el espacio disponible para ello
- Contribuyen a reducir la contaminación cruzada
- Intervalo de temperatura: de -80 °C a 121 °C y compatibles con gradillas de congelador estándar de 53 mm



N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
15162855	Gradilla, 64 pocillos, para microtubos de 1,5 a 2 ml y criotubos de 2 ml	1	-23,50	18,57
15310380	Gradilla, para 64 microtubos de 0,5 ml y 96 microtubos de 0,2 ml	1	-42,00	14,82

“ Me cuesta encontrar mis criotubos en nuestro congelador ”




Puede organizar su congelador con una selección de gradillas modulares para ultracongelador

HASTA 14% DTO

scienceware™
BEL-ART PRODUCTS

GRADILLAS MODULARES PARA ULTRA CONGELADOR

- De fácil configuración para personalizar el espacio del congelador
- Colóquelas de lado o apílelas en horizontal o en vertical
- Extraiga el cajón para recuperar las muestras fácilmente



N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
15590112	Gradilla azul con cajón, 5 espacios, 68,6 x 15,2 x 8,9 cm	1	-50,39	45,78
15510122	Gradilla verde con cajón, 5 espacios, 68,6 x 15,2 x 8,9 cm	1	-50,39	45,78
15580112	Gradilla blanca con cajón, 5 espacios, 68,6 x 15,2 x 8,9 cm	1	-52,95	45,78
15500122	Gradilla amarilla con cajón, 5 espacios, 68,6 x 15,2 x 8,9 cm	1	-50,39	45,78
15570112	Tapa superior para gradillas modulares de ultracongelador	1	-15,30	13,47

“ He observado una baja viabilidad y recuperación de las células después de la congelación ”



Utilice CoolCell™ con sus criotubos para aumentar la protección de sus valiosas líneas celulares

26% DTO



RECIPIENTES PARA CRIOTUBOS DE CONGELACIÓN DE CÉLULAS COOLCELL™ LX

- Alta capacidad de recuperación y viabilidad de las células
- Método sencillo y constante para estandarizar la congelación a una velocidad controlada
- Crean un entorno sin alcohol (y sin fluidos) para los protocolos de congelación de células



N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
15572771	Recipiente CoolCell™ para criotubos, 12 x 1,0/2,0 ml	1	-193,76	144,33

“ **Me gustaría no tener que copiar los resultados a mano en un cuaderno** ”



Exporte los datos por USB o imprímalos con una impresora integrada

PRODUCTO DESTACADO

thermoscientific

ESPECTROFOTÓMETRO VISIBLE GENESYS™ 30



- La interfaz simple e intuitiva, pero de altas prestaciones, reduce la curva de aprendizaje de los estudiantes
- Guarde los datos escaneados, fijados y cuantificados en un USB en forma de archivos de texto; la nueva impresora acoplable ofrece una impresión rápida integrada
- Precisión y reproducibilidad excelentes

N.º cat.	Descripción	Precio de lista
15531182	Espectrofotómetro Genesys 30, adaptador de la UE	2 773,08

“ **Me gustaría que el temporizador emitiera la alarma hasta que me percatara de ella** ”



La alarma con volumen ajustable de nuestro temporizador puede ajustarse para que suene durante 60 segundos o lo haga continuamente

31% DTO

Fisherbrand™

TEMPORIZADOR DE TRES CANALES CON ALARMA TRACEABLE™



- La pantalla triple muestra 3 tiempos distintos a la vez; los ensayos pueden iniciarse individual o simultáneamente
- Capacidad de temporización: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos; resolución: 1 segundo; precisión: 0,001 %; canales: tres
- Se suministra con pilas y certificado NIST Traceable™

N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
11725863	Temporizador de tres canales con alarma Traceable™	1	-76,20	52,41

“ **El temporizador no se ve bien** ”



La pantalla de 25 mm de nuestro temporizador con dígitos de gran tamaño se puede ver fácilmente desde cualquier punto del laboratorio

40% DTO

Fisherbrand™

TEMPORIZADOR DE DÍGITOS GRANDES CON ALARMA Y LED INTERMITENTE TRACEABLE™



- Características: gran pantalla de 25 mm, alarma, cuenta adelante/atrás, LED intermitente, volumen ajustable y tres memorias de cuenta atrás
- Capacidad de temporización: 99 minutos, 59 segundos
- Se suministra con pilas, parte posterior magnética, clip/soporte de apertura abatible, orificio para cordón y certificado NIST Traceable™

N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
11739795	Temporizador de dígitos grandes con alarma y LED intermitente Traceable™	1	-32,00	19,20

“ **Trabajo en un entorno ruidoso y no oigo la alarma del temporizador** ”



Con nuestro temporizador con alarma y LED intermitente, la luz verde parpadea una vez que el temporizador se pone en marcha, mientras que la luz roja parpadea cuando se alcanza el valor de cero y también muestra el tiempo transcurrido

15% DTO

Fisherbrand™

TEMPORIZADOR DE DÍGITOS GRANDES CON ALARMA Y LED INTERMITENTE TRACEABLE™



- Valores de volumen ajustables: decibelios altos, decibelios bajos o silencio para un funcionamiento con LED visuales no acústico
- Capacidad de temporización: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos; resolución: 1 segundo; precisión: 0,01 %; canales: dos
- Se suministra con pilas, parte posterior magnética, clip/soporte de apertura abatible, orificio para cordón y certificado NIST Traceable™

N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
11749795	Temporizador de doble canal con dígitos grandes, alarma y LED intermitente Traceable™	1	-31,80	27,05

“ **No siempre puedo ver u oír el temporizador** ”



Nuestro temporizador de cuenta atrás vibra cuando termina el tiempo. Vibra discretamente para que lo perciba en una reunión y es la herramienta perfecta para entornos ruidosos

21% DTO

Fisherbrand™

TEMPORIZADOR CON VIBRACIÓN TRACEABLE™

- Las teclas numéricas individuales facilitan y agilizan la configuración de la hora; seleccione alarma con vibración o acústica desplazando un solo interruptor
- Capacidad de temporización: 9 horas, 59 minutos, 59 segundos; resolución: 1 segundo; precisión: 0,01 %; canales: uno
- Se suministra con pilas, parte posterior magnética, clip/sopORTE con resorte, orificio para cordón y certificado NIST Traceable™



N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
15516619	Temporizador con vibración Traceable™	1	-20,05	15,83

“ **¿Por qué debo utilizar dos termómetros distintos para supervisar la temperatura de mi congelador?** ”



Con tan solo uno de nuestros termómetros de alta precisión puede supervisar dos áreas diferentes del congelador

19% DTO

Fisherbrand™

TERMÓMETRO PARA REFRIGERADOR/ CONGELADOR DE ALTA PRECISIÓN TRACEABLE™

- Realiza lecturas hasta 0,01° mientras supervisa las temperaturas MIN/MAX en refrigerador y congelador simultáneamente con la fecha y la hora exactas en que se produjeron las lecturas
- Smart-Alarm™: una alarma visual y acústica que no deja de sonar hasta que el usuario se percata; alarma programable en incrementos de 0,1°
- Intervalo de temperatura: de -50 a 70 °C, resolución: 0,01°, precisión: ±0,3 °C; se suministra con pilas, cable de 3 m, bandas magnéticas, soporte abatible, Velcro™, soporte de pared y certificado NIST Traceable™



N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
11725853	Termómetro para refrigerador/congelador de alta precisión Traceable™	1	-131,00	106,02

“ **Se tarda mucho tiempo en registrar las lecturas de temperatura en un cuaderno cada día** ”



Olvídense del bolígrafo y deje que nuestro termómetro haga el trabajo: puede registrar 525,600 observaciones de temperatura en la memoria

29% DTO

Fisherbrand™

TERMÓMETRO PARA REFRIGERADOR/CONGELADOR CON REGISTRO DE DATOS TRACEABLE™ EXCURSION-TRAC™

- No se necesita software adicional: los datos registrados (en un archivo CSV) se transfieren del termómetro al PC o Mac mediante una memoria USB
- Almacena hasta 10 eventos de alarma exclusivos; la memoria puede borrarse después de descargar los datos en una memoria USB
- Intervalo de temperatura: de -50 a 70 °C, resolución: 0,01°, precisión: ±0,25 °C; se suministra con pilas, bandas magnéticas, soporte abatible, Velcro™, soporte de pared y certificado NIST Traceable™



N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
15294016	Termómetro para refrigerador/congelador con registro de datos Traceable™ Excursion-Trac™	1	-172,00	121,74

“ **Nunca sé si el lavavajillas alcanza la temperatura óptima durante el ciclo de limpieza** ”



Utilice nuestro termómetro especializado para supervisar la temperatura de su lavavajillas y garantizar un lavado apropiado

26% DTO

Fisherbrand™

TERMÓMETRO PARA LAVAVAJILLAS TRACEABLE™

- Diseño metálico resistente al agua, ideal para usarlo en entornos alimentarios y en laboratorios con humedad
- Supervisa la temperatura para garantizar un lavado apropiado
- Intervalo de temperatura: de -20 a 85 °C, resolución: 0,1°, precisión: ±1,0 °C; se suministra con pilas, clip para acoplarlo al estante del lavavajillas y certificado NIST Traceable™



N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
15293996	Termómetro para lavavajillas Traceable™	1	-43,35	32,25

“ ¿Cómo puedo conseguir que los tubos para microcentrífuga dejen de abrirse? ”



Elija nuestros nuevos tubos para microcentrífuga, con tapa de bloqueo de seguridad

HASTA 45% DTO

Fisherbrand™

TUBOS PARA MICROCENTRÍFUGA CON TAPA DE SEGURIDAD A PRESIÓN

- Las prácticas tapas de seguridad perforables se encajan perfectamente en su sitio con una sola mano
- Polipropileno (PP), esterilizables en autoclave
- Sin pirógenos ni DNAsas/RNAsa



N.º cat.	Volumen, ml	Forma del fondo	RCF máx., xg	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
15422545	0,5	Cónico	30,000	500	-31,25	18,31
15432545	1,5	Cónico	26,000	500	-19,30	10,67
15442545	2	Redondo	25,000	500	-26,45	16,71

“ La zona para escribir en los tubos es demasiado pequeña ”



Nuestros tubos tienen una zona de etiquetado un 80 % más grande

PRECIOS ESPECIALES

thermoscientific

TUBOS CÓNICOS DE 15 Y 50 ML

- La zona de etiquetado más grande del mercado proporciona más espacio para clasificar sus investigaciones
- Su RCF superior permite utilizarlos en una amplia gama de aplicaciones, con centrifugaciones de baja o de muy alta velocidad
- Clase VI de USP, apirógenos, no citotóxicos y sin RNAsas ni DNAsas; para asegurar el más alto rendimiento



N.º cat.	Volumen, ml	RCF máx., xg	Embalaje	Cantidad de cada paquete	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
11397201	15	10,500	A granel	50	500	-257,00	166,56
11307211	15	10,500	En rack	25	500	-295,00	154,19
11347201	50	17,000	A granel	25	500	-259,00	163,74
11317211	50	17,000	En rack	25	300	-180,00	132,16

“ No puedo identificar con facilidad las muestras peligrosas después de haberlas almacenado ”



Comunique claramente los peligros potenciales con tubos que incorporan símbolos y pictogramas reconocibles internacionalmente

25% DTO



TUBOS DE CENTRÍFUGA CON BANDAS DE COLORES DE FÁCIL IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETA DE MATERIALES PELIGROSOS CORNING™

- Tubos preetiquetados con pictogramas que cumplen los estándares OSHA y GHS
- Gracias al proceso de fabricación especial, la etiqueta no se puede retirar y las muestras siempre estarán identificadas en cualquier circunstancia
- Tapón testado con presión de 95kPa (14psi)



N.º cat.	Material	Volumen, ml	Estilo de tapón	RCF máx., xg	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
15497461	PP	50	Cierre hermético	15,500	300	-132,61	99,46

“ Nunca encuentro la gradilla para tubos del tamaño correcto ”



Guarde los tubos de 0,5 a 50 ml en la misma gradilla con nuestro Rota Rack™ de diseño inteligente

PRECIOS ESPECIALES

Fisherbrand™

GRADILLAS PARA TUBOS ROTA RACK™

- Gire cada uno de los cuatro módulos por separado para configurar los tubos que desea utilizar
- Adecuadas para una gran variedad de tubos de cultivo, centrífuga, microcentrífuga; con la base redonda, plana o cónica



N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
11394085	Rota-Rack™ pequeño	1	-79,90	23,27
11384085	Rota-Rack™ grande	1	-37,25	27,72



El espacio en la mesa de trabajo es limitado y necesito trabajar con varios tubos de diferentes tamaños



Elija la versatilidad de nuestro **Adapt-A-Rack™**

HASTA 27% DTO

Fisherbrand™

ADAPT-A-RACK™

- Cada ranura se adapta para acomodar tubos de 12 a 30 mm (5 a 50 ml)
- Las gradillas pueden acoplarse entre sí para aumentar su capacidad
- Para tubos con faldón, base redonda, plana y cónica



N.º cat.	Descripciones	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
15300370	Adapt-a-Rack™, azul/verde, cuatro posiciones	2	-12,60	9,22
15320370	Adapt-a-Rack™, azul/amarillo, cuatro posiciones	2	-12,60	9,22
15330370	Adapt-a-Rack™, rosa/blanco, cuatro posiciones	2	-12,60	9,22
15340370	Adapt-a-Rack™, azul/azul, cuatro posiciones	2	-12,60	9,22
15350370	Adapt-a-Rack™, blanco/blanco, cuatro posiciones	2	-12,60	9,22
15360370	Adapt-a-Rack™, rosa/rosa, cuatro posiciones	2	-12,60	9,22
15380370	Adapt-a-Rack™, amarillo/amarillo, cuatro posiciones	2	-12,60	9,22
15390370	Adapt-a-Rack™, verde/verde, cuatro posiciones	2	-12,60	9,22



Cada vez que coloco la gradilla de tubos de microcentrífuga en el baño de agua, los tubos se salen



Los tubos permanecen firmes en la gradilla mientras flota, pero se pueden retirar fácilmente para manipularlos en la mesa de trabajo presionando la gradilla hacia abajo

12% DTO

Scienceware™
BEL-ART PRODUCTS

GRADILLA PARA TUBOS DE CENTRÍFUGA FLOTANTE

- Mayor control de temperatura de las muestras
- Estabilidad en la mesa de trabajo, flotabilidad en el baño de agua
- Los tubos están firmemente sujetos en la gradilla para garantizar que no se salgan ni floten



N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
15510082	Gradilla para tubos flotante, 5 ml, 24 posiciones, polipropileno	2	-14,65	12,86



Las tapas de los tubos de microcentrífuga se abren cuando los coloco en el baño de agua caliente



Las pestañas inmovilizadoras exclusivas de la gradilla impiden que las tapas de los tubos salten cuando están bajo presión

HASTA 14% DTO

Scienceware™
BEL-ART PRODUCTS

MINIGRADILLAS FLOTANTES

- Mantienen los tubos en su lugar y las tapas cerradas
- Para su uso en baños de agua, hielo o en la mesa de trabajo; encajan en la mayoría de vasos de precipitados de 1,000 ml
- Tienen capacidad para doce tubos de microcentrífuga de 1,5 o 2,0 ml



N.º cat.	Descripción	Precio de lista	Precio promocional
15500012	Gradilla flotante, amarilla neón con accesorio para vórtex	-14,15	12,16
15560002	Gradilla flotante, amarilla neón sin accesorio para vórtex	-8,65	7,66
15590002	Gradilla flotante, morada con accesorio para vórtex	-13,70	12,16
15550002	Gradilla flotante, morada sin accesorio para vórtex	-8,65	7,66
15580002	Gradilla flotante, turquesa con accesorio para vórtex	-13,70	12,16
15540002	Gradilla flotante, turquesa sin accesorio para vórtex	-8,50	7,66
15570002	Gradilla flotante, natural con accesorio para vórtex	-13,70	12,16



No puedo ver la base del tubo cónico y saber si está vacío



Puede sostener y ver claramente el contenido completo de los tubos cónicos de 15 o 50 ml con este versátil soporte para tubos

30% DTO

Scienceware™
BEL-ART PRODUCTS

SOPORTE PARA TUBOS CÓNICOS

- Admite un tubo cónico de 15 o 50 ml
- Todo el contenido del tubo permanece visible
- El tubo puede retirarse fácilmente del soporte



N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista	Precio promocional
11765234	Soporte para tubos cónicos	4	-20,30	14,17



Necesito una gradilla duradera y resistente a temperaturas extremas y a agentes químicos agresivos



Nuestras gradillas están fabricadas con Delrin™, uno de los materiales más resistentes

HASTA 30% DTO



GRADILLAS PARA TUBOS DE ENSAYO DE TAMAÑO MEDIO Y COMPLETO DELRIN™

- Fabricadas con fibra de vidrio y reforzadas con polioximetileno (POM)
- Robustas y altamente resistentes a los ácidos, a los disolventes y al calor (de -40 a +140 °C)
- Disponibles en tamaño medio y completo para 5 diámetros de tubo diferentes



N.º cat.	Tubos	Posiciones	Diámetro del hueco, mm	Color	L x An x Al, mm	Cantidad/Envase	Precio de lista	Precio promocional
Tamaño completo								
15340380	De 5 a 10 ml	72	13	Blanco	104 x 202 x 59	1	-15,35	10,82
15350380	De 5 a 10 ml	72	13	Azul	104 x 202 x 59	1	-15,35	10,82
15360380	De 5 a 10 ml	72	13	Verde	104 x 202 x 59	1	-15,35	10,82
15370380	De 5 a 10 ml	72	13	Magenta	104 x 202 x 59	1	-15,35	10,82
15380380	De 5 a 10 ml	72	13	Amarillo	104 x 202 x 59	1	-15,35	10,82
15390380	De 5 a 10 ml	72	16	Blanco	127 x 250 x 70	1	-17,65	12,44
15300390	De 5 a 10 ml	72	16	Azul	127 x 250 x 70	1	-17,65	12,44
15310390	De 5 a 10 ml	72	16	Verde	127 x 250 x 70	1	-17,65	12,44
15320390	De 5 a 10 ml	72	16	Magenta	127 x 250 x 70	1	-17,65	12,44
15330390	De 5 a 10 ml	72	16	Amarillo	127 x 250 x 70	1	-17,65	12,44
12327629	De 5 a 30 ml	40	20	Azul	100 x 252 x 83	1	-17,65	13,63
15380390	De 5 a 30 ml	40	25	Azul	120 x 300 x 92	1	-18,40	12,96
15340390	De 10 a 18 ml	40	20	Blanco	100 x 252 x 83	1	-17,65	12,44
15350390	De 10 a 18 ml	40	20	Verde	100 x 252 x 83	1	-17,65	12,44
15360390	De 10 a 18 ml	40	20	Magenta	100 x 252 x 83	1	-17,65	12,44
15370390	De 10 a 18 ml	40	25	Blanco	120 x 300 x 92	1	-18,40	12,96
15390390	De 10 a 18 ml	40	25	Verde	120 x 300 x 92	1	-18,40	12,96
15300400	De 10 a 18 ml	40	25	Magenta	120 x 300 x 92	1	-18,40	12,96
15310400	De 15 a 50 ml	24	30	Blanco	110 x 282 x 85	1	-18,40	12,96
10257963	De 15 a 50 ml	24	30	Azul	110 x 282 x 85	1	-18,40	12,96
15330400	De 15 a 50 ml	24	30	Verde	110 x 282 x 85	1	-18,40	13,87
15350400	De 15 a 50 ml	24	30	Magenta	110 x 282 x 85	1	-18,40	12,96
15360400	De 15 a 50 ml	24	30	Amarillo	110 x 282 x 85	1	-18,40	12,96
Tamaño medio								
15390400	De 5 a 10 ml	36	13	Blanco	104 x 104 x 59	1	-10,60	7,45
15310410	De 5 a 10 ml	36	13	Verde	104 x 104 x 59	1	-10,60	7,45
15300410	De 5 a 10 ml	36	13	Azul	104 x 104 x 59	1	-10,60	7,45
15330410	De 5 a 10 ml	36	13	Magenta	104 x 104 x 59	1	-10,60	7,45
15519821	De 5 a 10 ml	36	13	Amarillo	104 x 104 x 59	8	-42,75	38,79
15340410	De 5 a 10 ml	36	16	Blanco	127 x 127 x 70	1	-11,30	7,97
15360410	De 5 a 10 ml	36	16	Azul	127 x 127 x 70	1	-11,30	7,97
15380410	De 5 a 10 ml	36	16	Verde	127 x 127 x 70	1	-11,30	7,97
15390410	De 5 a 10 ml	36	16	Magenta	127 x 127 x 70	1	-11,30	7,97
15529821	De 5 a 10 ml	36	16	Amarillo	127 x 127 x 70	8	-45,80	41,57
15310420	De 10 a 18 ml	20	20	Blanco	100 x 127 x 83	1	-11,30	7,97
15340420	De 10 a 18 ml	20	20	Azul	100 x 127 x 83	1	-11,30	7,97
15350420	De 10 a 18 ml	20	20	Verde	100 x 127 x 83	1	-11,30	7,97
15370420	De 10 a 18 ml	20	20	Magenta	100 x 127 x 83	1	-11,30	7,97
15380420	De 10 a 18 ml	16	25	Blanco	120 x 122 x 92	1	-11,70	8,23
15300430	De 10 a 18 ml	16	25	Azul	120 x 122 x 92	1	-11,70	8,23
15310430	De 10 a 18 ml	16	25	Verde	120 x 122 x 92	1	-11,70	8,23
15320430	De 10 a 18 ml	16	25	Magenta	120 x 122 x 92	1	-11,70	8,23
15330430	De 15 a 50 ml	9	30	Blanco	110 x 110 x 85	1	-11,30	7,97
12317629	De 15 a 50 ml	9	30	Azul	110 x 110 x 85	1	-11,30	7,97
15340430	De 15 a 50 ml	9	30	Verde	110 x 110 x 85	1	-11,30	7,97
15360430	De 15 a 50 ml	9	30	Magenta	110 x 110 x 85	1	-11,30	7,97

“

La mayoría de los sistemas de purificación de agua ocupan demasiado espacio en nuestro laboratorio”

”



Libere espacio en el la mesa de trabajo con nuestro sistema ACCU20

NOVEDAD

Fisherbrand™

SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA ACCU20

N



- Produce hasta 20 l de agua ultrapura o agua de OI bajo demanda directamente desde el grifo
- No se necesita un depósito de almacenamiento externo, lo cual elimina el riesgo de que se degrade el agua con contaminantes del propio depósito o de los tubos
- El estado del sistema y los parámetros de calidad claves se muestran claramente en una gran pantalla LCD para supervisar el rendimiento del sistema fácilmente

N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista
Sistemas de agua			
15489689	Sistema de purificación de agua ACCU20	1	4 010,00
15499689	Sistema de purificación de agua ACCU20 UV	1	4 880,00
Consumibles			
15449719	Cartucho ACCUDuo P Pack	1	188,00
15489729	Cartucho ACCUDuo U Pack	1	263,00
15499729	Cartucho ACCUDuo U Pack con filtro con cápsula de PES de 0,2 µm	1	364,00
15409739	Cartucho ACCUDuo U Pack (TOC bajo)	1	323,00
15449669	Membrana de ósmosis inversa con carcasa	1	291,00
15469689	Lámpara UV con doble longitud de onda de 185/254 nm	1	249,00

“

Necesito un método eficiente y asequible para producir agua ultrapura”

”



Elija nuestro sistema de purificación de agua, que produce agua ultrapura de tipo I a partir de OI, agua destilada o agua desionizada

NOVEDAD

Fisherbrand™

SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA ACCU100

N



- Produce hasta 100 l de agua ultrapura para aplicaciones de laboratorio críticas
- La calidad del agua resultante satisface o excede los estándares CLSI y CAP de tipo I
- El sistema tiene la certificación CE y FCC

N.º cat.	Descripción	Cantidad/ Envase	Precio de lista
Sistemas de agua			
15489749	Sistema de purificación de agua ACCU100	1	3 140,00
15499749	Sistema de purificación de agua ACCU100 UV	1	3 815,00
15409759	Sistema de purificación de agua ACCU100 UV, con dispensador	1	4 905,00
Consumibles			
15479709	Cartucho ACCUQuatro U Pack (suministro de OI)	1	499,00
15499709	Cartucho ACCUQuatro U Pack (suministro de agua desionizada)	1	499,00
15419719	Cartucho ACCUQuatro U Pack (TOC bajo)	1	560,00
15489709	Kit con cartucho ACCUQuatro U Pack con filtro final de 0,2 µm (suministro de OI)	1	605,00
15409719	Kit con cartucho ACCUQuatro U Pack con filtro final de 0,2 µm (suministro de agua desionizada)	1	605,00
15409659	Filtro con cápsula de PES, 0,2 µm	1	105,00
15449689	Lámpara UV con doble longitud de onda 185/254 nm	1	250,00

Hydranal™ y Chromasolv™

Fabricados por Honeywell

Ahora en Fisher Scientific

Mismos productos químicos, mismo fabricante

Lo único que ha cambiado es la etiqueta, no los productos químicos. Aún los produce el mismo fabricante: Honeywell Research Chemicals



Mismos resultados, nueva procedencia

Puede confiar en que Hydranal y Chromasolv le ofrecerán los mismos resultados uniformes. Y ahora puede adquirirlos en Fisher Scientific.



SPOTLIGHT

NÚMERO 1

Su NUEVA web de Fisher Scientific



USTED HA
HABLADO



LE HEMOS
ESCUCHADO

BÚSQUEDA MÁS RÁPIDA | AUTOSERVICIO MEJORADO

“

... Creo que el nuevo diseño es mucho mejor... me gusta que el precio y la disponibilidad se vean claramente. En general, creo que la web es mucho más fácil de usar gracias a los cambios...

(Responsable de laboratorio
Empresa multinacional industrial de defensa)

”

“

...la nueva web de Fisher Scientific es mucho más fácil de usar. Las nuevas funciones de búsqueda son excelentes y me gusta especialmente poder ver varias fotos de artículos de gran tamaño, como los equipos.

(Investigador, departamento de bioquímica y biología molecular de una universidad)

”

VISITE www.fishersci.es

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
Trademarks used are owned as indicated at www.fishersci.com/trademarks.

En España:

Para hablar con Atención al Cliente llame al 902 239 303

Para tramitar un pedido: fax: 902 239 404 / email: es.fisher@thermofisher.com

Para pedidos online: www.fishersci.es



12154_ES_ES



**Fisher
Scientific**

A Thermo Fisher Scientific Brand