

SPOTLIGHT

Boosten Sie Ihre Forschung mit unseren kreativen Lösungen

MIKROBIOLOGIE, ZELLKULTUR, GENOMIK, PROTEOMIK,
PHARMAFORSCHUNG, TOXIKOLOGIE, BIOPRODUKTION



BRANCHEN



Genomik p.6 — Mikrobiologie p.44 — Sicherheit p.56

Genomik p.6 — Toxikologie p.27 — Sicherheit p.56

Mikrobiologie p.44 — Sicherheit p.56

Genomik p.6 — Mikrobiologie p.44 — Sicherheit p.56

Mikrobiologie p.44 — Sicherheit p.56

Genomik p.6 — Toxikologie p.27 — Mikrobiologie p.44 — Sicherheit p.56

Genomik p.6 — Proteomik p.17 — Sicherheit p.56

Genomik p.6 — Mikrobiologie p.44 — Sicherheit p.56

Zellkultur p.30 — Sicherheit p.56

Pharmaforschung p.14 — Proteomik p.17 — Zellkultur p.30 — Sicherheit p.56

Bioproduktion p.40 — Sicherheit p.56

Proteomik p.17 — Zellkultur p.30 — Mikrobiologie p.44 — Sicherheit p.56

SPOTLIGHT

Index

GENOMIK

| | |
|---|----|
| 6-13 | |
| Agarosegele | 6 |
| Bäder | 11 |
| Behälter | 6 |
| Blotting-Apparaturen | 12 |
| Comet-Assay-Apparaturen | 12 |
| DNA-Amplifizierungs-Kits | 9 |
| DNA-Aufreinigungskits | 9 |
| DNA-Polymerasen und PCR-Master Mixe | 8 |
| Elektrophoresekammern | 11 |
| FTA-Karten ohne Indikator | 6 |
| Mikrozentrifugenröhrchen | 10 |
| Netzgeräte | 10 |
| PCR-Beads | 9 |
| PCR-Platten und Verschlussfolien | 10 |
| Pipetten | 10 |
| Probenpräparation | 6 |
| Schüttler | 13 |
| Transilluminatoren | 13 |
| UV-PCR-Arbeitsstation | 8 |
| UV-Sicherheitswerkbank | 13 |
| Vakuumkonzentratoren | 7 |
| Waagen | 7 |
| Wasseraufbereitungssysteme | 8 |

PHARMAFORSCHUNG

| | |
|--|-------|
| 14-16 | |
| Bäder | 16 |
| Flaschen | 14-15 |
| Mikrotiterplatten und Mikrotiterplatten-Reader | 14 |
| Pipetten, Spitzen und Kits | 15-16 |

PROTEOMIK

| | |
|------------------------------------|----|
| 17-26 | |
| Antikörper | 26 |
| Bildgebungssysteme | 23 |
| Detektions-Kits und -reagenzien .. | 22 |
| Elektrophoresekammern | 21 |
| Filter | 17 |
| Filtrationssysteme | 18 |
| Konzentratoren | 21 |
| Kühlgeräte | 22 |

| | |
|--|----|
| Magnetische Beads | 19 |
| Mikrotiterplatten | 24 |
| Netzgeräte | 21 |
| Säulen | 17 |
| Spektralphotometer | 26 |
| Spritzenfilter | 18 |
| Transferzubehör | 22 |
| Transilluminatoren | 23 |
| Ultrafiltrationseinheiten | 18 |
| Wasseraufreinigungssysteme | 17 |
| Western Blot Zubehör | 22 |
| Zähl- und Größen-Präzisionsstandards | 25 |
| Zellfärbereagenzien | 25 |
| Zellproliferations-Assay-Kits | 25 |

TOXIKOLOGIE

27-29

| | |
|-----------------------------|----|
| Büretten | 29 |
| Pipetten und Spitzen | 27 |
| Probennehmer | 28 |
| Rührer und Heizrührer | 29 |
| Serologische Pipetten | 28 |
| Transferpipetten | 28 |
| Trichterständer | 29 |

ZELLKULTUR

30-38

| | |
|---|-------|
| Aspirationssysteme | 33 |
| Bäder | 32,34 |
| Bildgebungssysteme | 36 |
| Detektions-Kits und -reagenzien .. | 36 |
| Gefrierschränke, Tieftemperaturgefrierschränke.... | 38 |
| Gefrierschrank-Gestelle | 38 |
| Inkubatoren | 34 |
| Kryo-Lagerungssysteme | 37 |
| Medienflaschen | 31 |
| Mikroskope und Reagenzien für die Mikroskopie | 35 |
| Pipettenspitzen | 35 |
| Schalen | 31 |
| Schüttler | 34 |
| Serologische Pipetten | 33 |
| Spatel | 30 |

SPOTLIGHT

Index

| | | | |
|--|--------------|---|--------------|
| Spritzenfilter..... | 30 | Kühlgestelle und -boxen | 49 |
| Streptavidin-Konjugate..... | 36 | Kulturmedien..... | 49 |
| Thermometer..... | 30 | Küvetten..... | 52 |
| Ultraschall-Homogenisator..... | 37 | Membranen und Filter..... | 50 |
| Waschflaschen | 30 | Mikrozentrifugen, Mikrozentrifugenröhrchen ... | 44 |
| Zell-Imaging-Geräte | 37 | Mixer, Vortexer..... | 44,50 |
| Zellkulturmedien und -reagenzien | 32-33 | Multifunktionsbesteck..... | 45 |
| Zellkulturschalen und -flaschen | 32 | Petrischalen | 48 |
| Zellzählautomaten | 36 | Petrischalengestelle | 48 |
| Zentrifugen | 31 | Petrischalen-/Platten-Reader | 54 |
| Zentrifugenröhrchen | 31 | Rotatoren | 45-46 |
| | | Schüttler | 47,51 |
| BIOPRODUKTION | 40-43 | Spektralphotometer | 52 |
| | | Thermometer..... | 53 |
| Ballonflaschen..... | 40 | Transfermembranen | 50 |
| Fläschchen und -aufbewahrung..... | 43 | Trockenbäder..... | 49 |
| Flaschen..... | 40 | Waagen | 45 |
| Inkubatoren | 41 | Zellsiebe | 45 |
| Kanister | 40 | Zellspatel..... | 48 |
| Kühlgeräte | 42 | Zentrifugen | 51 |
| Kryoröhrchen und -aufbewahrung | 43 | Zentrifugenflaschen | 47 |
| Lösungsmittelpumpen..... | 40 | Zentrifugenröhrchen | 44-45 |
| pH-Messgeräte | 41-42 | | |
| Pipetten..... | 43 | PERSÖNLICHE SCHUTZ- AUSRÜSTUNG | 56-61 |
| Sicherheitswerkbänke..... | 41 | | |
| Umwälzkühler | 42-43 | Atenschutzmasken | 57-58 |
| Zentrifugen | 41 | Gesichtsschutz..... | 57 |
| | | Handschuhe | 58-59 |
| MIKROBIOLOGIE | 44-54 | Laborkittel, Schutzanzüge..... | 56 |
| | | Reinluftwerkbänke | 60 |
| Autoklaven | 54 | Oberflächenschutz | 60 |
| Autoklaven-Pads..... | 54 | Kühl- und Gefrierschränke ... | 58 |
| Bäder | 53 | Schutzbrillen..... | 56 |
| Behälter..... | 44 | Sicherheitslagerschränke..... | 61 |
| Beutel | 54 | Trichter für Sicherheits- Abfallentsorgung | 60 |
| Beutelhalterung..... | 52 | Überziehschuhe..... | 60 |
| Etiketten..... | 52 | | |
| Gestelle | 48 | | |
| Homogenisatoren und Verdüner | 46 | | |
| Impfösen, Einweg-Bakterienösen zur Qualitätskontrolle | 51 | | |
| Inkubatoren | 46-47 | | |
| Klebebandspender | 52 | | |
| Kontrollorganismen | 51 | | |
| Kühl- und Gefrierschränke | 54 | | |



FASTPREP-24™ 5G PROBENVORBEREITUNGSSYSTEM

- Eines der modernsten Probenvorbereitungssysteme auf dem Markt
- Gewinnung größter DNA-, RNA- und Proteinmengen aus den widerstandsfähigsten Proben in unter 40 Sekunden
- Intuitive Software, anwenderfreundlicher Touchscreen
- Äußerst hohe Geschwindigkeit, hervorragende Leistung
- Besonders schnelle Verarbeitung
- Umfangreiche Adapterauswahl für Probenflexibilität
- Sehr hoher DNA-, RNA- und Proteintrag
- Verarbeitung aller Arten von Gewebe- oder Zellproben mit Ergebnissen in ausgezeichneter Qualität
- Die Kits beinhalten Lysematrix, Bindelösungen, Waschpuffer, Elutionspuffer, Spin-Filter und Auffangröhrchen



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | Röhrchen | VE | Listenpreis |
|---------------|----------------------|------------|-------|-------------|
| 15260488 | FastPrep-24 5G Gerät | | Stück | 9959,28 |
| 11482370 | QuickPrep™ | 2 x 24 ml | Stück | 773,16 |
| 11472380 | BigPrep™ | 2 x 50 ml | Stück | 1311,72 |
| 10429774 | TeenPrep™ | 12 x 15 ml | Stück | 1311,72 |
| 11490576 | HiPrep™ | 2 x 48 ml | Stück | 1311,72 |
| 11471525 | CoolBigPrep™ | 2 x 50 ml | Stück | 1617,72 |
| 11461525 | CoolTeenPrep™ | 12 x 15 ml | Stück | 1617,72 |
| 11482360 | CoolPrep™ Cryogenic | 24 x 2 ml | Stück | 1617,72 |

| Bestellnummer | Beschreibung | Extrakt ionstyp | Probentyp | VE | Listenpreis |
|-------------------|--------------|-----------------|---|-----------|-------------|
| Lysematrix | | | | | |
| 10591758 | Lysematrix A | DNA/Protein | Tiere, Bakterien, Hefen, Pilze, Pflanzen | 100 Stück | 318,00 |
| 11462410 | Lysematrix B | DNA/Protein | Bakterien, Sporen | 100 Stück | 321,30 |
| 11422420 | Lysematrix D | DNA/RNA/Protein | Tier- oder Pflanzen-gewebe | 100 Stück | 334,00 |
| 11462420 | Lysematrix E | DNA/RNA | Böden, Sedimente, Wasser, Kot | 100 Stück | 321,30 |
| 11401555 | Lysematrix S | RNA/Protein | Anspruchsvolle Gewebeproben Skelett Muskel Lunge Herz Knochen Samen Sporen | 100 Stück | 321,30 |

Kits (extrahierte DNA oder RNA, geeignet für PCR/RT-PCR-Analysen und andere Folgeanwendungen)

| | | | | | |
|----------|------------------------------|-----|--|-------------|--------|
| 11442400 | FastDNA™ SPIN Kit | DNA | Pflanzen, Tiere, Bakterien, Hefen, Algen, Pilze | 100 Anwend. | 498,78 |
| 11492400 | FastDNA™ SPIN Kit | DNA | Pflanzen, Tiere, Bakterien, Pilze | 50 Anwend. | 393,72 |
| 11481535 | FastDNA™ SPIN Kit | DNA | Frische oder gefrorene humane und tierische Proben | 1 Stück | 410,00 |
| 11482380 | FastRNA™ Pro Blue Kit | RNA | Grampositive und gramnegative Bakterien | 50 Anwend. | 262,00 |
| 11492380 | FastRNA™ Pro Red Kit | RNA | Hefen, Pilze | 50 Anwend. | 249,00 |
| 11402390 | FastRNA™ Pro Green Kit | RNA | Pflanzen, Tiergewebe oder Zellen in Kultur | 50 Anwend. | 250,92 |
| 12703057 | FastRNA™ Pro Soil-Direct Kit | RNA | Bodenproben | 50 Anwend. | 519,18 |

thermo**scientific**

ZERTIFIZIERTE UNIVERSALBEHÄLTER

- Diese durchscheinenden, robusten Behälter aus Polypropylen werden unter kontrollierten Reinraumbedingungen gefertigt und bieten zahlreiche nützliche Funktionen für den Laborbetrieb
- Mit einem Arbeitsvolumen von 25 ml und einer selbst stehenden, konischen Grundfläche für sicheren Stand sind sie für alle allgemeinen Laboranwendungen von der Probenhandhabung bis zur Zentrifugation geeignet
- Frei von RNase, DNase, menschlicher DNA und Pyrogenen
- Quickstart Kappe mit halber Umdrehung zur einfachen Anwendung
- Auslaufsicher – getestet gemäß BS EN 14254, Anhang D



18% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | Volumen, ml | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 15663934 | - | 30 | 400 Stück | 143,00 | 117,26 |
| 15673934 | Beschriftungsfeld mit Markierungen | 30 | 400 Stück | 149,00 | 122,18 |



Distributor
GE Healthcare

WHATMAN™ FTA CLASSIC KARTEN OHNE FARBINDIKATOR

- Entnahme, Stabilisierung, Verarbeitung, Transport und Archivierung von Blutproben
- Effizientere Prozesse durch direkte Amplifikation für die STR-Analyse
- Ideal für farbige Proben wie Blut
- FTA Technologie für sofortige Stabilisierung und Schutz der Nukleinsäuren
- Mehrere Kartenoptionen zur Unterstützung manueller oder automatisierter Verarbeitung für schnelle und effiziente Probenahme
- Langfristige Archivierung von Proben bei Raumtemperatur durch die FTA-Karten-Technologie



SONDERPREISE

| Bestellnummer | Anzahl Proben | Proben-größe, µl | Probenvolumen, µl, per Karte | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 11310854 | 4 | 125 | 500 | 25 Stück | 191,09 | 120,00 |
| 10223352 | 4 | 125 | 500 | 100 Stück | 477,43 | 435,00 |



Distributor
GE Healthcare

ILLUSTRAT™ SEPHADEX™ G-50 UND G-100 AGAROSE-GEL, DNA-QUALITÄT

- Für die Aufreinigung von DNA aus kleinen Molekülen. GE Healthcare illustrat™ Sephadex™ G-50 und G-100 Agarose-Gel in DNA-Qualität zur Aufreinigung von DNA durch Gelfiltration
- Getestet auf gleichbleibend hohe Rückgewinnung von DNA
- Geeignet für selbst vorbereitete Säulen zur Aufreinigung von Nukleinsäuren



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Partikel-größe | pH-Bereich | Bettvolumen | VE | Listenpreis |
|---------------|----------------|------------|---------------------------------------|-------|-------------|
| 11584925 | 50 bis 150 µm | 2 bis 10 | 9 bis 11 ml/g in destilliertem Wasser | 100 g | 302,00 |



WAAGEN, PRÄZISION, EXPLORER™ SERIE

- Ohaus™ Explorer™ bietet fortschrittliche Anwendungen, mit denen selbst die komplexesten Labormessungen vereinfacht werden. Ob es um die Bestimmung der Differenz zwischen dem Anfangs- und dem Restgewicht geht oder um die Berechnung der Dichte von festen und flüssigen Substanzen – Explorer™ macht zeitaufwändige manuelle Berechnungen und Messdatenerfassung überflüssig. Durch das hochauflösende Display und die innovative Benutzeroberfläche werden die Einrichtung der Waage und die Verwendung für die Anwendung völlig mühelos.
- Hochauflösendes mehrsprachiges VGA-Touchdisplay mit Symbolen ermöglicht eine denkbar einfache Bedienung
- Programmierbare berührungslose Multifunktionssensoren gewährleisten Sauberkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit
- Mehrere Anwendungsmodi sowie eine Bibliothek zum Speichern persönlicher Anwendungseinstellungen



18% RABATT

| Bestellnummer | Kapazität in g | Ablesbarkeit in mg | Abmessungen Wägeschale in mm | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|----------------|--------------------|------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 15436101 | 120/220 | 0,01/0,1 | 225 | 1 Stück | 6790,00 | 5595,20 |
| 15456101 | 220 | 0,01 | 225 | 1 Stück | 10750,00 | 8858,40 |
| 15416101 | 120/200 | 0,01/0,1 | 225 | 1 Stück | 6490,00 | 5348,00 |
| 15446101 | 225 | 0,01 | 225 | 1 Stück | 10450,00 | 8611,20 |



KINGFISHER™ FLEX MAGNETPARTIKELPROZESSOREN

- Der Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Magnetpartikelprozessor ermöglicht die äußerst vielseitige und automatisierte Hochgeschwindigkeits-Aufreinigung von DNA/ RNA, Proteinen oder Zellen verschiedensten Ursprungs. Dank der revolutionären Technologie der Magnetpartikel-Trennung liefert dieses System eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Qualität



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|--------------------------------------|---------|-------------|
| 11849520 | KingFisher Flex mit 96-PCR-Kopf | 1 Stück | 49960,00 |
| 11839520 | KingFisher Flex mit 96-KF-Kopf | 1 Stück | 53745,00 |
| 11829520 | KingFisher Flex mit 96-Deepwell-Kopf | 1 Stück | 48000,00 |
| 11819520 | KingFisher Flex mit 24-Deepwell-Kopf | 1 Stück | 53745,00 |
| 15337317 | KingFisher Duo Prime | 1 Stück | 23065,00 |



DNA SPEEDVAC™ KONZENTRATOREN-KITS

- Sparen Sie Zeit und Geld mit den Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Konzentratoren-Kits
- Diese Komplettsysteme bieten Ihnen alles, was Sie für die schnelle Trocknung und Aufkonzentrierung kleiner Probenvolumina brauchen, in einem vollintegrierten Paket, das über eine einzige Artikelnummer erhältlich ist
- Konstante Leistung für konstante Trocknungszeiten und reproduzierbare Ergebnisse
- Ein einfaches Programm für alle DNA/RNA-Anwendungen
- Anwenderfreundliche Oberfläche mit Temperatur- und Zeiteinstellung
- Drei Trocknungsraten: Umgebungstemperatur, 43°C, 65°C
- Zwei digitale Zeitschaltuhren zur unabhängigen Steuerung von Heizung und Laufzeiten



SONDERPREISE

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|----------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 10068669 | DNA SpeedVac™ Konzentratoren-Kit | 1 Stück | 6069,00 | 5544,83 |



CENTRIVAP DNA-VAKUUMKONZENTRATOR

- Schnellere Verdampfung von Lösungsmitteln aus DNA-Proben und anderen sehr kleinvolumigen Proben
- Konzentrator, DNA-Rotor, Membran-Vakuumpumpe, zwei Glasfallen und alle Verbindungsschläuche betriebsbereit in einem kompakten Gehäuse für den Labortisch
- Zeiteinsparung beim Hochfahren mit Quick-Start™. Mit nur einem Tastendruck werden Rotor, Heizung, Zeitschaltuhren und Vakuumpumpe gestartet. Über drei separate Quick-Start Tasten lassen sich anwenderdefinierte Programme jeweils einzeln speichern
- Quick-Stop™ System. Sobald die Laufzeit verstrichen ist oder die Taste RUN/STOP gedrückt wird, hält die Vakuumpumpe innerhalb von Sekunden an, das Ventil öffnet und lässt Luft in die Kammer ab und der Rotor wird gestoppt
- Konformität gemäß UL 3101-1/61010-1



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|-----------------------------|---------|-------------|
| 12347223 | DNA-Konzentrator, 230 V, EU | 1 Stück | 10996,50 |

Grant

UV-KAMMER/PCR-ARBEITSSTATION



- Die DNA/RNA-UV-Kammer UVC/T-M-AR wurde für sauberes Arbeiten mit DNA-Proben entworfen. Die UV-Kammer bietet Schutz vor Kontamination.
- Ozonfreie UV-Dekontamination mit hoher Dichte
- Langlebige UV-Lampen (durchschnittlich 9000 Stunden)
- Automatische Ausschaltung der UV-Lampen beim Öffnen des Schutzschirms
- Bakterizider Durchlaufrezirkulator für kontinuierliche Dekontamination in der UV-Kammer während des Betriebs
- Stoßfeste Glaswände

PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|-----------------|---|---------|-------------|
| 11441048 | UV-Kammer/PCR-Arbeitsstation, Arbeitsfläche aus Edelstahl, Seiten und Vorderseite aus Glas, Dual-UV-Schutzlampe und UV-Rezirkulator | 1 Stück | 2338,05 |

thermo**scientific**

WASSERAUFBEREITUNGSSYSTEME SMART2PURE™



- Wasseraufbereitungssystem zur Erzeugung von Typ-1-Wasser aus Leitungswasser
- Kapazität von 3 oder 6L
- Einfach auszuwechselnde Kartuschen
- Variable Durchflussrate
- Neigbare Anzeige
- Produktion von Typ-II-Wasser im Tank
- Eine weitere RO-/Vorbehandlungskartusche, Reinstwasserkartusche und ein steriler 0,2µm-Filter gratis im Lieferumfang enthalten!

PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|-----------------|---|---------|-------------|
| 11337021 | Smart2Pure™ 3L/h mit UV-Oxidation, Ultrafiltrationsmembran und integriertem 6L-Tank | 1 Stück | 5126,00 |
| 13237449 | Smart2Pure™ 6L/h mit UV-Oxidation, Ultrafiltrationsmembran und integriertem 6L-Tank | 1 Stück | 6161,00 |

thermo**scientific**

DREAMTAQ™ POLYMERASE



- Stabile Amplifikation mit minimalem Optimierungsbedarf
- Hohe PCR-Produktausbeute
- Höhere Sensitivität im Vergleich zu herkömmlichen Taq-DNA-Polymerasen
- Amplifikation langer Zielsequenzen mit bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA
- Inkorporation modifizierter Nukleotide, nicht aber von dUTP

23% RABATT

| Bestellnummer | Format | HotStart | Green | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|-----------------|--------------|----------|-------|----------------|-------------|-------------|
| 10559120 | Eigenständig | | | 200 Units | 39,52 | 30,43 |
| 10160790 | Eigenständig | | | 500 Units | 75,25 | 57,94 |
| 11883813 | Eigenständig | | | 5 x 500 Units | 311,00 | 239,47 |
| 15282086 | Eigenständig | | | 5000 Units | 528,00 | 406,56 |
| 10679320 | Eigenständig | | | 20 x 500 Units | 986,00 | 759,22 |
| 10689320 | Eigenständig | | x | 200 Units | 39,51 | 30,42 |
| 10776411 | Eigenständig | | x | 500 Units | 75,25 | 57,94 |
| 11803823 | Eigenständig | | x | 5 x 500 Units | 311,00 | 239,47 |
| 10262450 | Eigenständig | | x | 20 x 500 Units | 986,00 | 759,22 |
| 11896833 | Master Mix | | | 200 Reakt. | 96,25 | 74,11 |
| 11806843 | Master Mix | | | 1000 Reakt. | 383,00 | 294,91 |
| 11813933 | Master Mix | | x | 200 Reakt. | 96,25 | 74,11 |
| 11816843 | Master Mix | | x | 1000 Reakt. | 383,00 | 294,91 |
| 15699364 | Eigenständig | x | | 200 Units | 93,25 | 71,80 |
| 15609374 | Eigenständig | x | | 500 Units | 200,00 | 154,00 |
| 15619374 | Eigenständig | x | | 2500 Units | 838,00 | 645,26 |
| 15636154 | Eigenständig | x | | 4 x 2500 Units | 3080,00 | 2371,60 |
| 15629374 | Eigenständig | x | x | 200 Units | 93,25 | 71,80 |
| 15639374 | Eigenständig | x | x | 500 Units | 200,00 | 154,00 |
| 15649374 | Eigenständig | x | x | 2500 Units | 838,00 | 645,26 |
| 15659374 | Eigenständig | x | x | 4 x 2500 Units | 3080,00 | 2371,60 |
| 15669374 | Master Mix | x | | 200 Reakt. | 131,00 | 100,87 |
| 15679374 | Master Mix | x | | 1000 Reakt. | 580,00 | 446,60 |
| 15689374 | Master Mix | x | x | 200 Reakt. | 131,00 | 100,87 |
| 15699374 | Master Mix | x | x | 1000 Reakt. | 580,00 | 446,60 |

invitrogen

PLATINUM™ SUPERFI™ DNA-POLYMERASE



- Ausgezeichnete, >100x Taq-Genauigkeit
- Hohe Spezifität und höhere Erträge durch die Platinum Hot-Start Technologie
- Stabile Amplifikation von schwieriger amplifizierbaren Zielsequenzen, die z. B. suboptimale Reinheit oder einen GC-Gehalt von >65 % aufweisen
- Angenehmer Arbeitsablauf mit Reaktionsaufbau bei Raumtemperatur und direkter Gel-Beladung mit grünen Pufferformaten

28% RABATT

| Bestellnummer | Format | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|-----------------|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 15525033 | Platinum SuperFi DNA Polymerase | 100 Unit | 194,00 | 139,68 |
| 15535033 | Platinum SuperFi DNA Polymerase | 500 Unit | 876,00 | 630,72 |
| 15545033 | Platinum SuperFi DNA Polymerase | 2500 Unit | 3720,00 | 2678,40 |
| 15585033 | Platinum SuperFi Green DNA Polymerase | 100 Unit | 194,00 | 139,68 |
| 15595033 | Platinum SuperFi Green DNA Polymerase | 500 Unit | 876,00 | 630,72 |
| 15505043 | Platinum SuperFi Green DNA Polymerase | 2500 Unit | 3720,00 | 2678,40 |
| 15525043 | Platinum SuperFi PCR Master Mix | 100 Reakt | 253,00 | 182,16 |
| 15535043 | Platinum SuperFi PCR Master Mix | 500 Reakt | 1138,00 | 819,36 |
| 15545043 | Platinum SuperFi PCR Master Mix | 2500 Reakt | 4835,00 | 3481,20 |
| 15565043 | Platinum SuperFi Green PCR Master Mix | 100 Reakt | 253,00 | 182,16 |
| 15575043 | Platinum SuperFi Green PCR Master Mix | 500 Reakt | 1138,00 | 819,36 |
| 15585043 | Platinum SuperFi Green PCR Master Mix | 2500 Reakt | 5020,00 | 3614,40 |
| 15555033 | SuperFi Buffer | 5 ml | 65,50 | 47,16 |
| 15565033 | SuperFi Green Buffer | 5 ml | 65,50 | 47,16 |



Distributor
GE Healthcare

ILLUSTRATM GENOMIPHI V2 DNA-AMPLIFIKATIONS-KIT

- Gereinigte DNA oder ungereinigte Zellysate als Ausgangsmaterial
- Einfache Methode mit typischen Ausbeuten von 4 bis 7 µg DNA und einer durchschnittlichen Produktlänge von > 10 kb
- Weniger arbeitsintensiv als herkömmliche Isolationsverfahren
- Repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms
- Automatisierungsfreundliche Methode mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit
- Hochwertige DNA für Array-CGH, Genotypisierung mit hohem Durchsatz, DNA-Archivierung, PCR, Verdau mit Restriktionsenzymen, Hybridisierung und Klonierung
- Enthält alle erforderlichen Komponenten für die Vorbereitung genomischer DNA durch die isothermische Strangverdrängungsamplifikation



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Lieferumfang | VE | Listenpreis |
|-----------------|---|------------|-------------|
| 10309494 | 5 x 0,9 ml Probenpuffer, 5 x 0,9 ml Reaktionspuffer, 5 x 100 µl Enzymgemisch, 20 µl Kontroll-DNA (Lambda) | 500 Reakt. | 2205,00 |



Distributor
GE Healthcare

ILLUSTRATM READY-TO-GO™ RT-PCR-BEADS

- Optimierte Reagenzien für die Synthese von cDNA in voller Länge (> 7,5 kb) und höchste Sensitivität bei der PCR
- Bereitgestellt in dünnwandigen 0,5 ml- oder 0,2 ml-Röhrchen/Mikrotiterplatten, die mit den meisten Thermocyclern kompatibel sind
- Primer p(dN)6 und oligo(dT) für höhere Flexibilität im Lieferumfang enthalten
- Das Ready-To-Go Herstellungsverfahren gewährleistet Ergebnisse mit hoher Reproduzierbarkeit und ein geringes Risiko von Pipettierungsfehlern und Kontamination
- Die langfristige Stabilität bei Raumtemperaturen vereinfacht den Versand und eine Tiefkühlagerung ist nicht erforderlich



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Lieferumfang | Format | VE | Listenpreis |
|-----------------|---|---------------------------------|---------|-------------|
| 10187044 | Wenn die bei RT stabilen Beads auf 50µl rekonstituiert werden, enthält jede Reaktion ~2 Units Taq-DNA-Polymerase, je 200 µM dNTP, 10 mM Tris-HCl (pH-Wert 9,0 bei Raumtemperatur), 60 mM KCl, 1,5 mM MgCl ₂ , Moloney Murine Leukemia Virus (M-MuLV) Reverse Transkriptase, RNAGuard Ribonuclease Inhibitor (Schwein) und Stabilisatoren, inklusive RNase/DNase-freiem BSA | 0,2 ml-Röhrchen mit Klappdeckel | 1 Stück | 348,00 |



Distributor
GE Healthcare

ILLUSTRATM PURETAQ READY-TO-GO™ PCR-BEADS

- PuReTaq DNA-Polymerase und hochreine Reagenzien sorgen für stabile Leistung mit einem sehr geringen Gehalt an DNA-Kontaminationen
- Das Herstellungsverfahren gewährleistet Ergebnisse mit hoher Reproduzierbarkeit und ein geringes Risiko von Pipettierungsfehlern und Kontamination
- Die langfristige Stabilität bei Raumtemperaturen vereinfacht den Versand und eine Tiefkühlagerung ist nicht erforderlich
- Verifiziert für die Echtzeit-PCR
- Bei Ready-To-Go Produkten fügen Sie einfach Template-DNA und Primer hinzu und die PCR kann beginnen

PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Lieferumfang | Format | VE | Listenpreis |
|-----------------|---|---------------------------------|---------|-------------|
| 10678095 | Die bei Raumtemperatur stabilen Beads enthalten: 2,5 Units rekombinanter PuReTaq DNA-Polymerase, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, Stabilisatoren, BSA und Reaktionspuffer. Wenn Beads auf ein Endvolumen von 25 µl rekonstituiert werden, beträgt die Konzentration jedes dNTP 200 µM in 10 mM Tris-HCl (pH-Wert 9,0 bei Raumtemperatur), 50 mM KCl und 1,5 mM MgCl ₂ | 0,2 ml-Röhrchen mit Klappdeckel | 1 Stück | 136,60 |



Distributor
GE Healthcare

ILLUSTRATM GFX™ PCR DNA UND GELBANDEN AUFREINIGUNGS-KIT

- Rückgewinnungsraten von 60 bis 80 % bei DNA-Fragmenten aus Agarose-Gelen und bis zu 95 % bei PCR-Produkten aus Lösung
- Schnelles und anwenderfreundliches Reinigungsverfahren mit einem Zeitaufwand von unter 10 Minuten
- Flexibles Elutionsvolumen von 10 bis 50 µl für unterschiedliche Ansprüche an die DNA-Konzentration
- Verbesserte Säulenkonstruktion und höheres Maximalvolumen für bis zu 800 µl Flüssigkeit (950 µl ohne Deckel)
- Hochreine DNA (bis zu 99,5 %) für die direkte Verwendung bei Sequenzierung, PCR, Markierung, Verdau mit Restriktionsenzymen und Klonierung
- Ein Farbindikator im Aufnahmebuffer sorgt für einen optimalen pH-Wert und dadurch für maximale DNA-Bindung und -Rückgewinnung
- Das Kit kombiniert einen vielseitigen chaotropen Puffer mit einer Glasfasermatrix in einer Zentrifugationssäule zur Aufreinigung von DNA in Lösung und aus Agarose-Gelen



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Lieferumfang | Formulierung | VE | Listenpreis |
|-----------------|--|------------------------------|------------|-------------|
| 10218134 | GFX™ Säulen, Sammelfläschen, farbocodierte Flaschen mit Aufnahmebuffer, Waschpuffer, zwei Elutionspuffer | Tris-HCl und steriles Wasser | 250 Reakt. | 436,00 |



BRAND

PCR-MIKROTITERPLATTEN-KOMBINATIONSPACKUNG

- 96-Well Platten für die PCR
- Mit PCR-Versiegelungsfolie



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Stehrand | Profil | VE | Listenpreis |
|---------------|----------------|---|-----------|-------------|
| 15594409 | Ohne Stehrand | Platten mit niedrigem Profil | 50er-Satz | 113,00 |
| 15504419 | Ohne Stehrand | Platten mit Standardprofil | 50er-Satz | 113,00 |
| 15514419 | Halbhoher Rand | Erhöhter Rand, Platten mit niedrigem Profil | 50er-Satz | 113,00 |
| 15524419 | Halbhoher Rand | Platten mit niedrigem Profil | 50er-Satz | 113,00 |
| 15534419 | Halbhoher Rand | Platten mit Standardprofil | 50er-Satz | 113,00 |



GILSON PIPETMAN™ M ELEKTRONISCHE PIPETTIERER

- Neu, garantierte Leistung bei Standard- und Wiederholungspipettierung
- Erweiterter Volumenbereich, jetzt in 20 Modellen erhältlich, inklusive 8 Einzelkanal (von 0,5µL bis 10mL)- und 12 Mehrkanal (von 0,5µL bis 1200µL) - Versionen
- Vollständige Pipettierung mit nur zwei Tasten
- Intuitive Benutzeroberfläche mit fünf Pipettiermodi: Pipettieren, Repetitiv, Mix, Revers und als neuer Modus: Custom (Benutzerdefiniert)
- Ideal für viele Anwendungen: qPCR, ELISA, NGS, Zellkultur und mehr
- Der elektronische Pipettierer mit neuen Funktionen, die Ihnen schnell und einfach außergewöhnliche Leistung, reproduzierbare Ergebnisse und Datenrückverfolgbarkeit gewährleisten
- Mit AC-Adapter



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|-----------------|--------------------------|---------|-------------|
| 8-Kanal | | | |
| 15560500 | P8x10M, 0,5 bis 10µL | 1 Stück | 836,00 |
| 15580500 | P8x20M, 1 bis 20µL | 1 Stück | 836,00 |
| 15590490 | P8x100M, 5 bis 100µL | 1 Stück | 836,00 |
| 15500510 | P8x200M, 5 bis 200µL | 1 Stück | 836,00 |
| 15520510 | P8x300M, 10 bis 300µL | 1 Stück | 836,00 |
| 15510500 | P8x1200M, 50 bis 1200µL | 1 Stück | 836,00 |
| 12-Kanal | | | |
| 15570500 | P12x10M, 0,5 bis 10µL | 1 Stück | 933,00 |
| 15590500 | P12x20M, 1 bis 20µL | 1 Stück | 933,00 |
| 15500500 | P12x100M, 5 bis 100µL | 1 Stück | 933,00 |
| 15510510 | P12x200M, 5 bis 200µL | 1 Stück | 933,00 |
| 15530510 | P12x300M, 10 bis 300µL | 1 Stück | 933,00 |
| 15520500 | P12x1200M, 50 bis 1200µL | 1 Stück | 933,00 |



VERSIEGELUNGSFOLIEN UND KLEBEFOLIEN FÜR MIKROTITERPLATTEN

- Axygen Folien dienen bei zahlreichen Anwendungen (PCR, Echtzeit-PCR, ELISA, Zellkultur) auf einfache und kostengünstige Weise dazu, Mikrotiterplatten zu versiegeln und einen höheren Automatisierungsgrad zu erzielen. Zur Versiegelung von Multi-Well-Mikrotiterplatten. Temperaturbereich der Versiegelungsfolien von -40 bis +104 °C
- Hervorragende Versiegelung von Multi-Well-Mikrotiterplatten bei Verwendung unterschiedlichster Temperaturen und Reagenzien
- Versiegelung während des Thermocyclings mit Kompressionsmatten, Versiegelungs- und Klebefolien
- Ideal für lichtempfindliche Proben und die optimale Versiegelung von Wells durch den gleichmäßig aufgetragenen Klebstoff
- Durchstechbar, PCR-AS-200



20% RABATT

| Bestellnummer | Steril | Temperaturbereich, °C | Stärke, µm | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--------|-----------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| 12577947 | Nein | -80 bis 104 | 35 | 100 Stück | 98,21 | 78,57 |
| 11360215 | Nein | -80 bis 104 | 50 | 100 Stück | 85,15 | 68,12 |
| 11304325 | Nein | -80 bis 104 | 70 | 100 Stück | 264,82 | 211,86 |



MIKROZENTRIFUGEN-RÖHRCHEN, SNAPLOCK, MAXY-CLEAR™

- Zertifiziert frei von DNase, RNase und Endotoxinen
- Polypropylen
- Bodenform : Konisch



25% RABATT

| Bestel Inummer | Volumen, mL | Max. RZB (xg) | Steril | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|----------------|-------------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 15227179 | 5 | 14000 | Nein | 250 Stück | 48,43 | 36,32 |
| 15237179 | 5 | 14000 | Ja | 250 Stück | 53,27 | 39,95 |



NETZTEIL, MIDI 300 V/4

- Stapelbare Konstruktion
- Integrierte Sicherheitssysteme
- Für zwei Spannungen geeignet
- Stromstärke, mA: 1 bis 700
- Max. Leistung, W: 150
- Maße, mm: 190 x 305 x 95



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|--------------|---------|-------------|
| 12643546 | Midi 300V/4 | 1 Stück | 323,54 |



SUB-GEL GELKAMMERN FÜR DEN UNTERRICHT

- Zwei neue Übungskammern:
 - SUB-GEL 4X Mini mit vier 70 mm x 70 mm Gelträgern, maximal 64 Proben
 - SUB-GEL 6X Mini mit sechs 70 mm x 70 mm Gelträgern, maximal 96 Proben
- Spart Platz auf der Werkbank, Zeit und Kosten, Lehrer können unter Verwendung einer Gelkammer und eines Netzteils vielen Schülern gleichzeitig die horizontale Gelelektrophorese vorführen
- Verfügt über alle Vorteile der SUB-GEL Reihe, einschließlich
 - Fertigung in hochwertiger Spritztechnik-Qualität
 - Dicht abschließende Einsteck-Gießdämme
 - UV-transparente Gelträger
 - Höhenverstellbare Kämme
 - Kostengünstig, geringe Gel- und Puffervolumen
 - Elektroden im Kassettenformat – nur schwer zu zerbrechen, aber preisgünstig und leicht zu wechseln
- Jede Kammer ist mit und ohne Netzteil erhältlich
- Komplette Arbeitsstation für den Unterricht erhältlich, mit vier SUBGEL 6X Mini Einheiten und Netzteil, um bis zu 24 Schülern gleichzeitig die Elektrophorese zu zeigen



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|--|---------|-------------|
| 15341357 | SUB-GEL 4X Mini, Gelkammer für den Unterricht, mit vier 70 mm x 70 mm UV-durchlässigen Trägern, acht 8-Proben-Kämmen, acht Gießdämmen, Ladeführung und Kabel | 1 Stück | 313,00 |
| 15351357 | SUB-GEL 4X Mini, Gelkammer für den Unterricht, mit vier 70 mm x 70 mm UV-durchlässigen Trägern, acht 8-Proben-Kämmen, acht Gießdämmen, Ladeführung und Kabeln plus Netzteil (Kat. Nr. 12643546) | 1 Stück | 625,00 |
| 15321357 | SUB-GEL 6X Mini, Gelkammer für den Unterricht, mit sechs 70 mm x 70 mm UV-durchlässigen Trägern, zwölf 8-Proben-Kämmen, zwölf Gießdämmen, Ladeführung und Kabeln | 1 Stück | 355,00 |
| 15331357 | SUB-GEL 6X Mini, Gelkammer für den Unterricht, mit sechs 70 mm x 70 mm UV-durchlässigen Trägern, zwölf 8-Proben-Kämmen, zwölf Gießdämmen, Ladeführung und Kabeln plus Netzteil (Kat. Nr. 12643546) | 1 Stück | 625,00 |
| 15361357 | SUB-GEL 6X Mini Workstation für das Klassenzimmer, für 24 Schüler, einschließlich vier SUB-GEL 6X Mini Einheiten (Kat. Nr. 15321357) und Netzteil (Kat. Nr. 12613546) | 1 Stück | 1850,00 |



UMWÄLTZTHERMOSTATBÄDER GEKÜHLT, BEHEIZT

- Das robuste Kühlsystem sorgt dafür, dass Ihre Proben und Anwendungen schnell gekühlt werden
- Edelstahlbehälter für Langlebigkeit und problemlose Reinigung
- Präzise Kälteleistung für hervorragende Temperaturstabilität
- Abfluss befindet sich vorne am Gerät
- Kapazität, L: 5,4 bis 6,5
- Temperaturbereich, °C: -20 bis +100
- Stabilität, °C: ±0,05
- Heizung, kW: 1,2
- Kälteleistung, W (bei 20 °C): 250



19% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | Abmessungen (B x T x H), mm | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|-------------|
| 11366641 | Umwälzthermostatbad gekühlt, beheizt | 622,3 x 203,2 x 416,6 | 1 Stück | 2120,00 | 1717,20 |



HORIZONTALES MINI-GEL-SYSTEM

- Für die schnelle Trennung von DNA oder Nukleinsäuren in Agarose-Mini-Gelen
- Das Fisher Scientific Horizontale Mini-Gel-System ist ein kompaktes Elektrophorese-Komplettsystem zur einfachen Trennung von Nukleinsäuren in Mini-Gelen. Das horizontale System wird mit einer angeschlossenen Stromversorgung, zwei Gießgestellen, sechs Gelschalen und vier Kämmen geliefert. Sie haben damit alles, was Sie für die horizontale Elektrophorese von DNA oder Nukleinsäuren benötigen
- Schnelles und einfaches Gießen der Gele ohne Abstandhalter oder Klemmen
- Kompakte Bauweise – Stellfläche 19 x 12,7 cm
- Einfacher Ein/Aus-Schalter
- Folientastatur mit auswählbaren Parametern, drei voreingestellten Spannungen und einem 99 Minuten-Zeitgeber
- Durch den belüfteten Sicherheitsdeckel wird bei der Elektrophorese erzeugte Wärme effektiv abgeführt
- Stromversorgung und Gel-Tank sind ohne Kabel oder Leitungen verbunden



SONDERPREISE

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 15530340 | Horizontales Mini-Gel-System | 1 Stück | 490,00 | 399,03 |



SUB-GEL ELEKTROPHORESE-EINHEITEN, HORIZONTAL

- Die Fisherbrand SUB-GEL Palette umfasst Mini, Midi, Midi-Plus und Maxi Einheiten. Die relativ kompakte Größe jeder Einheit resultiert in wirtschaftlichem Puffer- und Gel-Verbrauch, ohne Einbußen in Auflösung und Trennungsgeschwindigkeit in Kauf nehmen zu müssen. Alle Einheiten werden mit Beladungsführungen und -dämmen geliefert.



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| SUB-GEL | Mini | Midi | Midi-Plus | Maxi |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
| UV-Gelträger, mm | 70 x 70 100 x 70 | 70 x 70 100 x 70 | 70 x 15 100 x 150 150 x 150 | 200 x 100 200 x 200 |
| Kämme (1 mm) | 2 x 8-Well-Probe | 2 x 16-Well-Probe | 2 x 20-Well-Probe | 2 x 20-Well-Probe |
| Bestellnummer | 11863303 | 11853303 | 11833293 | 11843303 |
| Listenpreis | 308,04 | 358,00 | 407,00 | 698,00 |



HORIZONTALER GEL-TANK

- Lieferumfang: 1 x Gießschale für Gel mit Blenden, 2 x 20 1,0 mm-Probenkämme, Steckverbinder für die Stromversorgung und Beladungsstreifen
- Midi Plus Wide verfügt über Rezirkulationsöffnungen für Puffer



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | Max. Probenanzahl | Gel-Maße (L x B), mm | Puffervolumen, ml | VE | Listenpreis |
|---------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------|
| 11553352 | Mini Plus Wide | 80 | 102 x 144 | 500 | 1 Stück | 405,00 |
| 11563382 | Midi Plus Wide | 200 | 140 x 230 | 800 | 1 Stück | 608,00 |



RUNVIEW™ MINI UND MIDI SYSTEME

- Es stehen drei Arten von runVIEW™ Paketen zur Verfügung:
 - Das runVIEW™ CONVERTER Paket enthält die verstellbare runVIEW™ Sichtplattform und den bluVIEW Mini oder Midi Emissionsfilterdeckel (ermöglicht, Standard SUB-GEL Mini oder SUB-GEL Midi Kammern in Echtzeit-Elektrophorese umzuwandeln)
 - Das runVIEW™ STANDARD Paket enthält die verstellbare runVIEW™ Sichtplattform und die runVIEW™ SUB-GEL Mini oder Midi Kammer
 - Das runVIEW™ COMPLETE Paket enthält das STANDARD Paket in Mini oder Midi Format mit Netzgerät
- Die tragbare und verstellbare runVIEW™ Sichtplattform mit Blaulichtilluminator kann mit SUB-GEL Mini und SUB-GEL Midi Elektrophoresekammern verwendet werden
- Der bluVIEW Emissionsfilterdeckel mit eingebautem Sauglüfter ermöglicht eine kondensationsfreie Sicht auf für im Blaulicht fluoreszierend gefärbte 70 mm oder 100 mm breite Agarosegele
- Blaulicht ist vollkommen sicher und führt im Vergleich zu UV-Licht zu einer höheren Klonierungseffizienz
- Typische Anwendungen: zu Unterrichtszwecken ideal für die schnelle Überprüfung einer niedrigen oder mittleren Anzahl von Proben nach PCR und Klonierung
- runVIEW™ ist ein innovatives neues System zur Echtzeit-Größenfraktionierung und zur Rückgewinnung von Nukleinsäuren. runVIEW™ kann die Effizienz der DNA-Rückgewinnung aus EtBr- und SYBR-gefärbten Gelen maximieren, indem die zur Reinigung nach der Elektrophorese benötigte Anzahl von Arbeitsschritten minimiert wird



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|-----------------|--|---------|-------------|
| 15391357 | RunVIEW™ CONVERTER Paket enthält RunVIEW™ Sichtplattform und bluVIEW Deckel zur Verwendung mit eigener SUB-GEL Mini Einheit des Kunden | 1 Stück | 645,00 |
| 15301367 | RunVIEW™ CONVERTER Paket enthält RunVIEW™ Sichtplattform und bluVIEW Deckel zur Verwendung mit eigener SUB-GEL Midi Einheit des Kunden | 1 Stück | 655,00 |
| 15321367 | RunVIEW™ STANDARD Paket enthält RunVIEW™ Sichtplattform, plus runVIEW™ SUB-GEL Mini System | 1 Stück | 746,00 |
| 15331367 | RunVIEW™ STANDARD Paket enthält RunVIEW™ Sichtplattform, plus runVIEW™ SUB-GEL Midi System | 1 Stück | 765,00 |
| 15341367 | RunVIEW™ COMPLETE enthält RunVIEW™ Sichtplattform, plus runVIEW™ SUB-GEL Mini System plus Mini 300V Plus Netzgerät | 1 Stück | 978,00 |
| 15351367 | RunVIEW™ COMPLETE enthält RunVIEW™ Sichtplattform, plus runVIEW™ SUB-GEL Midi System plus Mini 300V Plus Netzgerät | 1 Stück | 995,00 |

fisherbrand COMET ASSAY TANKS

- Der Comet Assay, auch als Einzelzell-Gelelektrophorese (SCGE) bezeichnet, wurde zunächst für die Quantifizierung von DNA-Doppelstrangbrüchen in bestrahlten Einzelzellen entwickelt. Inzwischen wurde der Assay zur Untersuchung spezifischer DNA-Läsionen und -Reparaturprozesse weiterentwickelt, um das Risiko einer DNA-Schädigung durch neue Arzneimittel und Umwelteinflüsse zu analysieren
- Für die Einzelzell-Gelelektrophorese (SCGE) mit hohem Durchsatz
- Das einzigartige zum Patent angemeldete Design umfasst zwei Objektträgerhalter, die jeweils 25 vertikal hintereinander angeordnete Objektträger aufnehmen können
- Die Objektträgerhalter ermöglichen die leichzeitige Verarbeitung mehrerer Objektträger in Gruppen und machen eine manuelle Handhabung einzelner Objektträger überflüssig
- Der Tank und die Färbebehälter sind aus tiefschwarzem Acrylkunststoff gefertigt, wodurch die Lichtexposition minimiert und Hintergrundschäden an der DNA reduziert werden
- Die Kühlbasis aus Keramik mit einem Schubfach für gefrorene Kühlpacks sorgt für eine bessere Kühlung, um eine optimale Puffertemperatur aufrecht zu erhalten



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|-----------------|--|---------|-------------|
| 15381347 | Hochdurchsatz-Comet-System für 50 Objektträger, mit zwei Haltern für jeweils 25 Objektträger, vier Färbebehältern, Tank mit Kühlplattform aus Keramik und Kühlpack, Abdeckung und Stromkabeln | 1 Stück | 1550,00 |
| 15301357 | Hochdurchsatz-Comet-System für 50 Objektträger mit zwei Haltern für jeweils 25 Objektträger, vier Färbebehältern, Tank mit Kühlplattform aus Keramik und Kühlpack, Abdeckung und Stromkabeln plus Netzteil | 1 Stück | 1750,00 |

Zubehör

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|-----------------|---|---------|-------------|
| 15579901 | Vertikaler Objektträgerhalter für 25 Objektträger | 1 Stück | 163,00 |
| 15589901 | Färbebehälter aus tiefschwarzem Acrylkunststoff | 1 Stück | 90,80 |
| 15599901 | Färbebehälter aus tiefschwarzem Acrylkunststoff | 4 Stück | 307,00 |
| 15569901 | Positive Elektrode | 1 Stück | 117,00 |
| 15559901 | Negative Elektrode | 1 Stück | 117,00 |

fisherbrand SEMI DRY BLOTTER

- Schnelle Transferzeiten
- Western, Southern und Northern Blots
- Kostengünstige Transfers aufgrund sehr niedriger Puffervolumen
- Festschraubbarer Deckel
- Gele von 0,25 bis 10 mm Dicke können geblottet werden
- Gleichmäßige Wärmeverteilung
- Langlebige Elektroden



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|-----------------|---------------------------------------|---------|-------------|
| 12357297 | Semi dry blotter, Maxi, 100mm x 100mm | 1 Stück | 480,00 |
| 12367297 | Semi dry blotter, Maxi, 200mm x 200mm | 1 Stück | 1065,00 |



SAFEVIEW BLUE LIGHT TRANSILLUMINATOR

- Sichere Beobachtung und Dokumentation von Proben
- Keine Schäden an DNA oder RNA durch die Lichtquelle im Gegensatz zu Geräten, die UV-Licht verwenden
- Eigenständige Einheit, die zusammen mit microDOC als Teil eines vollintegrierten Systems zur Gel-Dokumentation eingesetzt werden kann
- Höhere Anwendersicherheit, da kein UV-Licht verwendet wird
- Äußerst klares LED-Licht
- Robustes Metallgehäuse mit Filterrahmen aus Edelstahl
- Schnelle Inbetriebnahme



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | Filtergröße, mm | VE | Listenpreis |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|---------|-------------|
| 15502506 | Safeview BLUE Light Transilluminator | 154 x 154 | 1 Stück | 403,00 |



UV-STERILISATIONSKAMMERN

- Denaturiert Nukleinsäuren in 5 bis 30 Minuten
- Türen mit Sicherheitsschaltern
- Lieferung mit vier leistungsstarken, über eine Zeitschaltuhr gesteuerten UV-Lampen
- Effiziente Dekontamination der gesamten Arbeitsoberfläche
- Geeignet zur Arbeit mit 32P
- Weißlicht für ausgezeichnete Sichtbarkeit bei der Arbeit in den Kammern
- Zur Verwendung mit Einlegeböden der Größe 68 x 54 cm
- Fisherbrand UV-Sterilisationskammern stellen eine kostengünstige Alternative zu Reinräumen dar. Die Kammer weist integrierte Sicherheitsfunktionen auf, um den Anwender vor einer Bestrahlung durch UV-Licht zu schützen. Die UV-Lampen selbst werden von einer Zeitschaltuhr gesteuert. An den Türen der Kammer befinden sich Sicherheitsschalter, mit denen die UV-Lampen beim Öffnen der Türen ausgeschaltet werden. Darüber hinaus bietet die Kammer eine wirkungsvolle Abschirmung gegen radioaktive Beta-Strahlen und kann daher auf sichere Weise zur Arbeit mit Isotopen wie 32P verwendet werden



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|--|---------|-------------|
| 15562496 | UV-Sterilisationskammer mit Zeitschaltuhr, vier UV-Lampen und Weißlicht, ohne Einlegeböden | 1 Stück | 1495,00 |
| 15592496 | UV-Sterilisationskammer mit Zeitschaltuhr, vier UV-Lampen und Weißlicht, mit Einlegeböden | 1 Stück | 1560,00 |
| 15572496 | UV-Mini-Sterilisationskammer mit Zeitschaltuhr, UV-Lampe und Weißlicht, ohne Einlegeböden | 1 Stück | 1310,00 |
| 15582496 | UV-Mini-Sterilisationskammer mit Zeitschaltuhr, UV-Lampe und Weißlicht, mit Einlegeböden | 1 Stück | 1375,00 |



GENOMIK-PAKET: MAXQ SCHÜTTLER

- Für maximalen Durchsatz ist jedes Schüttlerpaket auf 250 ml- oder 1 l-Kolben optimiert
- Inkubationsschüttlerpakete mit Temperaturen bis zu 80 °C erhältlich
- Offene Schüttlerpakete in verschiedenen Größen für alle Anforderungen
- **Thermo Scientific™ MaxQ™ Digitale Schüttler**
 - Digitaler Schüttler für zuverlässige Ergebnisse bei der Arbeit mit Bakterien- und Hefekulturen
 - Langlebiger seitlicher Antrieb mit 10 Jahren Garantie auf alle Teile
 - Maximale Kapazität mit 250 ml- und 2 l-Kolben bei geringer Stellfläche
 - Gleichzeitige digitale Anzeige von Temperatur, Drehzahl und Zeit mit akustischen und visuellen Alarmen
- **Thermo Scientific MaxQ Digitale Hochleistungsschüttler**
 - Digitaler Hochleistungsschüttler für große oder schwere Beladungen zur Maximierung Ihrer Produktion
 - Größeres Gewichtsaufnahmevermögen von 32,2 kg für schwere Beladung
 - Doppelte Kapazität mit 250 ml- und 2 l-Kolben für das Schütteln mit hohem Durchsatz
 - Höhere Flexibilität durch optionale Ausführungen für Dauerbetrieb oder zeitprogrammierte Läufe
 - Bestellung eines Pakets aus Schüttler, Plattform und Klemmen mit nur einer Artikelnummer
 - Bestellen Sie das Paket Ihrer Wahl, um Ihre wertvollen Proben optimal zu schützen und profitieren Sie von hervorragender Leistungsfähigkeit, Präzision und reproduzierbaren Ergebnissen



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Anwendungspaket | Schüttlermodell | Beschreibung Schüttler | Beschreibung Zubehör | VE | Listenpreis |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|----------|-------------|
| 15689045 | Offener Schüttler, Kleines Set A | MaxQ 2000 | Digitaler Schüttler | 457 x 457 mm, Universalplattform | 1 Stück | 1779,00 |
| 15699045 | Offener Schüttler, Kleines Set B | | | Klemmen für 250 ml-Kolben | 16 Stück | |
| 15629055 | Offener Schüttler, Mittleres Set A | MaxQ HP416 | Digitaler Hochleistungsschüttler | 457 x 457 mm, Universalplattform | 1 Stück | 1779,00 |
| 15639055 | Offener Schüttler, Mittleres Set B | | | Klemmen für 1 l-Kolben | 9 Stück | |
| 15669055 | Offener Schüttler, Großes Set A | MaxQ HP430 | Digitaler Hochleistungsschüttler | Plattform ausgelegt für 250/300 ml mit 35 vorinstallierten Klemmen | 1 Stück | 3359,00 |
| 15679045 | Offener Schüttler, Großes Set B | | | Plattform ausgelegt für 1 l mit 12 vorinstallierten Klemmen | 1 Stück | 3359,00 |
| 15679055 | Inkubationsschüttler, Kleines Set A | MaxQ 4450 | Digitaler Schüttler | Plattform ausgelegt für 250/300 ml mit 70 vorinstallierten Klemmen | 1 Stück | 4486,00 |
| 15689055 | Inkubationsschüttler, Kleines Set B | | | Plattform ausgelegt für 1 l mit 24 vorinstallierten Klemmen | 1 Stück | 4486,00 |
| 15649055 | Inkubationsschüttler, Großes Set A | MaxQ HP420 | Digitaler Hochleistungsschüttler | 330 x 279mm, Universalplattform | 1 Stück | 3688,00 |
| 15659055 | Inkubationsschüttler, Großes Set B | | | Klemmen für 1 l-Kolben | 4 Stück | |
| | | | | 330 x 279mm, Universalplattform | 1 Stück | 3688,00 |
| | | | | Klemmen für 250 ml-Kolben | 9 Stück | |
| | | | | Plattform ausgelegt für 250/300 ml mit 25 vorinstallierten Klemmen | 1 Stück | 5908,00 |
| | | | | Plattform ausgelegt für 1 l mit 8 vorinstallierten Klemmen | 1 Stück | 5908,00 |

thermo scientific

NUNC™ 2.0 96-WELL-PLATTEN

- Verhindern Sie Kanteneffekte durch ein die Platte umgebendes Reservoir, das als Verdunstungsbarriere dient
- Verringern Sie die Gesamtverdunstungsrate auf der Platte auf unter 2 % und erreichen Sie dadurch Zellviabilität und -konsistenz auf der ganzen Platte
- Optimieren Sie die Zellhaftung mit Nunclon™ Delta-behandelten Oberflächen
- Durch die Möglichkeit zur Nutzung aller 96 Wells können Sie ihre Versuche effizienter planen, was weniger Abfall und geringere Kosten zur Folge hat
- Eine effiziente, kostengünstige und einfache Lösung zur Verhinderung von Kanteneffekten für die vollständige Plattennutzung bei zellbasierten Assays



37% RABATT

| Bestellnummer | Oberfläche | Steril | Deckel | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---------------|--------|-------------|-----|-------------------|-------------|
| 15533115 | Nunclon Delta | Ja | Mit Deckel | 50 | 103,00 | 64,00 |
| 15543115 | Nunclon Delta | Ja | Mit Deckel | 160 | 290,00 | 186,00 |
| 15553115 | Nunclon Delta | Ja | Ohne Deckel | 160 | 277,00 | 173,00 |
| 15563115 | Nunclon Delta | Ja | Ohne Deckel | 50 | 80,20 | 55,00 |
| 15573115 | Unbehandelt | Ja | Mit Deckel | 50 | 82,10 | 51,00 |
| 15583115 | Unbehandelt | Ja | Mit Deckel | 160 | 247,00 | 154,00 |
| 15593115 | Unbehandelt | Ja | Ohne Deckel | 160 | 230,00 | 144,00 |
| 15513125 | Unbehandelt | Ja | Ohne Deckel | 50 | 71,80 | 45,00 |
| 15503125 | Unbehandelt | Nein | Ohne Deckel | 160 | 226,00 | 141,00 |
| 15523125 | Unbehandelt | Nein | Mit Deckel | 160 | 222,00 | 139,00 |

thermo scientific

MIKROPLATTEN READER, MULTISKAN™ GO + KOSTENLOSE μDROP PLATE

- Beliebig auswählbare Wellenlängen zwischen 200 bis 1000 nm für die unterschiedlichen Anforderungen verschiedenster Assays
- Messung von Mikrotiterplatten und Küvetten für alle Durchsatzanforderungen
- Extrem schnelle Messung von Platten und Erfassung eines Komplettspektrums in weniger als 10 Sekunden
- Umfassende Selbstdiagnose garantiert Daten von höchster Qualität
- Einzigartige Stromsparfunktion reduziert den Energieverbrauch
- Visuelle interne Software mit Anzeige auf einem großen Farbbildschirm ermöglicht schnelle Messungen
- Einfache und logische Erstellung selbst anspruchsvoller Assays



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|--|-------|-------------|
| 15244687 | Multiskan GO ohne Küvette + kostenlose μDrop Plate | 1 Set | 12486,00 |
| 15224687 | Multiskan GO mit Küvette + kostenlose μDrop Plate | 1 Set | 14824,00 |



QUADRATISCHE 250 ML-HDPE-FLASCHEN, NATURFARBEN

- Verschlussstyp: Schraubverschluss mit Wattepfropf
- Verschlussfarbe: Rot
- Steril



37% RABATT

| Bestellnummer | Volumen, ml | Maße, Durchm. x Höhe, mm | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------------|--------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| 11793054 | 250 | 37 x 109 | 210 Stück | 239,00 | 150,57 |



RUNDFLASCHEN AUS NATURFARBENEM HDPE, 250 ML

- Verschlussstyp: Schraubverschluss mit Wattepfropf
- Verschlussfarbe: Rot
- Steril



FANTASTISCHE PREISE

| Bestellnummer | Volumen, ml | Maße, Durchm. x Höhe, mm | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------------|--------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| 11730555 | 250 | 37 x 125 | 210 Stück | 180,00 | 91,75 |

thermo scientific

NALGENE™ STERILE ENGHALSVERPACKUNGS-FLASCHEN AUS HDPE MIT VERSCHLUSS

- Lieferung auf eingeschweißten Tablett in Schachteln, die doppelt in Kunststoffolie verpackt sind
- Stabile Ausführung
- Enger Hals erleichtert das Ausgießen
- Naturfarbene HDPE-Flaschen mit weißem PP-Verschluss
- 10⁻⁶ SAL
- Steril
- Auslaufsicher



15% RABATT

| Bestellnummer | Kapazität, ml | Maße, Durchm. x Höhe, mm | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 10304103 | 30 | 34 x 61 | 864 Stück | 499,00 | 424,15 |
| 10621294 | 60 | 39 x 86 | 540 Stück | 365,00 | 310,97 |
| 10190173 | 125 | 50 x 104 | 240 Stück | 192,00 | 163,20 |
| 10474743 | 250 | 61 x 133 | 180 Stück | 212,00 | 179,93 |
| 10262903 | 500 | 73 x 171 | 120 Stück | 203,00 | 172,29 |
| 10465123 | 1000 | 92 x 217 | 24 Stück | 67,20 | 57,12 |

Azlon®

WASCHFLASCHEN, GRAMFÄRBUNG, BELÜFTUNG, LDPE

- Die Flaschen sind für die Verwendung mit Gram-Färbelösungen, Gefahrenhinweisschildern und Gebrauchsanweisungen voretikettiert
- Mit der patentierten DripLok™ Dampflüftungstechnologie
- Die fünf Waschflaschen sind bedruckt mit:
 - Kristallviolett-Lösung
 - Lugol'sche Lösung
 - Gram'sche Jod-Lösung
 - Gramfärbungs-/entfärbungslösung
 - Safranin-Lösung



26% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---|---------|-------------|-------------|
| 12831464 | 5er-Satz belüftete 250 ml-Waschflaschen für die Gramfärbung | 5 Stück | 25,98 | 19,10 |



WASCHFLASCHEN, ANPASSBAR, WEITHALS, LDPE

- Mehrsprachig beschriftete Weithals-Waschflaschen
- In mehreren Sprachen unlöschbar bedruckt
- Auswahl aus drei Wasser- oder fünf Lösungsmittel-etiketten mit neuen global vereinheitlichten Symbolen (Globally Harmonised Symbols), Gefahrendiamant, R-Sätzen und Sicherheitsinformationen
- Farbcodierte einteilige PP-Verschlüsse mit hochwertiger Jet-Spitzenöffnung



FANTASTISCHE PREISE

| Bestellnummer | Beschreibung | Kapazität, ml | Verschlussstyp | VE | Listenpreis | Angebotspreis |
|----------------|---|---------------|------------------|---------|-------------|---------------|
| 12590056 | Anpassbar mit weißer Kappe | 500 | Dampfentlüftung | 5 Stück | 31,31 | 9,70 |
| 15307047 | Anpassbar mit Kappen in verschiedenen Farben | 500 | Dampfentlüftung | 1 Stück | 31,49 | 12,00 |
| 12510066 | Anpassbar mit weißer Kappe | 250 | Keine Entlüftung | 5 Stück | 22,75 | 11,00 |
| 12520066 | Anpassbar mit weißer Kappe | 500 | Keine Entlüftung | 5 Stück | 24,68 | 12,00 |
| 12530066 | Anpassbar mit weißer Kappe | 1000 | Keine Entlüftung | 5 Stück | 28,66 | 17,00 |
| Zubehör | | | | | | |
| 10339694 | Unlöscher schwarzer Markierstift für anpassbare Waschflaschen | | | 2 Stück | 15,59 | 13,63 |



WASCHFLASCHEN, LDPE, MEHRSPRACHIG BEDRUCKT, BELÜFTET

- Mehrsprachig beschriftete Weithals-Waschflaschen
- In mehreren Sprachen unlöschbar bedruckt
- Auswahl aus drei Wasser- oder fünf Lösungsmittel-etiketten mit neuen global vereinheitlichten Symbolen (Globally Harmonised Symbols), Gefahrendiamant, R-Sätzen und Sicherheitsinformationen
- Farbcodierte einteilige PP-Verschlüsse mit hochwertiger Jet-Spitzenöffnung



FANTASTISCHE PREISE

| Bestellnummer | Beschreibung | Kapazität, ml | Verschlussfarbe | Sprache | VE | Listenpreis | Angebotspreis |
|---------------|--------------|---------------|-----------------|----------|---------|-------------|---------------|
| 11373514 | Aceton | 250 | Rot | Region 1 | 5 Stück | 26,17 | 9,70 |
| 12126230 | Ethanol | 250 | Orange | Region 1 | 5 Stück | 26,09 | 9,70 |
| 12116230 | IMS | 250 | Gelb | Region 1 | 5 Stück | 26,09 | 13,00 |
| 12196220 | Isopropanol | 250 | Blau | Region 1 | 5 Stück | 26,09 | 13,00 |
| 11383514 | Methanol | 250 | Grün | Region 1 | 5 Stück | 26,09 | 13,00 |
| 11329643 | Aceton | 500 | Rot | Region 1 | 5 Stück | 27,78 | 9,70 |
| 11349643 | Ethanol | 500 | Orange | Region 1 | 5 Stück | 27,78 | 9,70 |
| 11393514 | IMS | 500 | Gelb | Region 1 | 5 Stück | 27,72 | 15,00 |
| 11303524 | Isopropanol | 500 | Blau | Region 1 | 5 Stück | 27,78 | 9,70 |
| 12550456 | Methanol | 500 | Grün | Region 1 | 5 Stück | 27,78 | 15,00 |

Region 1: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch



E1-CLIP TIP™ ELEKTRONISCHE MEHRKANALPIPETTEN

- NEU: Programmieren Sie eine Vielzahl an Pipetten von Ihrem PC aus - mit der neuen My Pipette™ Creator app
- Die verriegelnde ClipTip™ Spitzenschnittstelle garantiert eine vollständige und sichere Abdichtung jedes Kanals mit geringstem Kraftaufwand bei der Spritzenaufnahme und beim Spitzenabwurf
- Elektronisches Abwerfen der Spitzen und Bedienung der Pipette mit dem Zeigefinger ermöglichen ein komfortables und sicheres Pipettieren
- Eine kundenspezifische und flexible Benutzeroberfläche bietet einen optimalen und gleichmäßigen Einsatz für jede Anwendung



SONDERPREISE

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---|---------|-------------|-------------|
| 15623046 | E1-ClipTip™ Equalizer 384 8-Kanal 0,5-12,5µL | 1 Stück | 1440,00 | 1296,00 |
| 15633046 | E1-ClipTip™ Equalizer 384 12-Kanal 0,5-12,5µL | 1 Stück | 1550,00 | 1395,00 |
| 15643046 | E1-ClipTip™ Equalizer 384 8-Kanal 1-30µL | 1 Stück | 1440,00 | 1296,00 |
| 15653046 | E1-ClipTip™ Equalizer 384 12-Kanal 1-30µL | 1 Stück | 1550,00 | 1395,00 |
| 15663046 | E1-ClipTip™ Equalizer 8-Kanal 2-125µL | 1 Stück | 1440,00 | 1296,00 |
| 15673046 | E1-ClipTip™ Equalizer 384 8-Kanal 2-125µL | 1 Stück | 1440,00 | 1296,00 |
| 15683046 | E1-ClipTip™ Equalizer 384 12-Kanal 2-125µL | 1 Stück | 1550,00 | 1395,00 |
| 15693046 | E1-ClipTip™ Equalizer 8-Kanal 10-300µL | 1 Stück | 1440,00 | 1296,00 |
| 15603056 | E1-ClipTip™ Equalizer 6-Kanal 50-1250µL | 1 Stück | 1327,00 | 1194,30 |
| 15613056 | E1-ClipTip™ Equalizer 8-Kanal 50-1250µL | 1 Stück | 1440,00 | 1296,00 |

Entdecken Sie: My Pipette™ Creator

Revolutionieren Sie Ihr Pipettieren und entdecken Sie ein neues Technologiezeitalter.

www.thermofisher.com/mypipette

thermo**scientific**

FI-CLIPTIP™ GLP PIPETTEN-KITS

- Verbesserte Ausführung mit hervorragender Leistungsfähigkeit und Anwenderfreundlichkeit
- Die nahezu mühe- und geräuschlose Volumeneinstellung gelingt mit einer Hand und ist dadurch noch komfortabler
- Ein strukturierter Einstellknopf und optionale Greifstreifen ermöglichen einen festeren Griff für angenehmeres und präziseres Arbeiten
- Durch den geringeren Kraftaufwand beim Pipettieren wird die Gefahr des RSI-Syndroms (Repetitive Strain Injury) verringert, ohne dass die Qualität Ihrer Arbeit darunter leidet



15% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---|---------|-------------|-------------|
| 15581945 | Das F1-ClipTip GLP Kit 1 umfasst: | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • F1-ClipTip 1 bis 10 µl, einkanalig • F1-ClipTip 10 bis 100 µl, einkanalig • F1-ClipTip 100 bis 1000 µl, einkanalig • F-Serie Ständer • ClipTip 20er Gestell • ClipTip 200er Gestell • ClipTip 1000er Gestell • 25 ml-Reservoir • 25 ml-Reservoir mit Unterteilung • 100 ml-Reservoir mit Unterteilung | 1 Stück | 554,00 | 470,90 |
| 15591945 | Das F1-ClipTip GLP Kit 2 umfasst: | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • F1-ClipTip 2 bis 20 µl, einkanalig • F1-ClipTip 20 bis 200 µl, einkanalig • F1-ClipTip 100 bis 1000 µl, einkanalig • F1-ClipTip 30 bis 30 µl, 8-Kanal • F-Serie Ständer • ClipTip 20er Gestell • ClipTip 200er Gestell • ClipTip 300er Gestell • ClipTip 1000er Gestell • 25 ml-Reservoir • 25 ml-Reservoir mit Unterteilung • 100 ml-Reservoir mit Unterteilung | 1 Stück | 886,00 | 753,10 |

thermo**scientific**

KÄLTE- UND UMWÄLTZTHERMOSTATE, ARCTIC SERIE

- Ausgezeichnete Kühlleistung, weite Temperaturbereiche, leistungsstarke Druck-/Saugpumpen und eine ausgeklügelte digitale Steuerung sorgen für Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Wählen Sie eine von drei verschiedenen Steuerungen, um das Produkt flexibel an Ihre Anwendung anzupassen.
- Geringerer Stromverbrauch durch Energiesparfunktion: exakte Steuerung der Kühlkapazität je nach Anwendungsanforderungen
- Optimierte Kühlzirkulatoren mit kleiner Stellfläche und niedrigem Geräuschpegel
- Robuste Bäder aus Edelstahl
- Thermostate können an allen vier Badseiten um 90° versetzt angebracht werden, um die Überwachung zu erleichtern
- Dreiseitiges Entlüftungskonzept: bis zu zwei Seiten können blockiert werden, ohne dass die Kühlleistung herabgesetzt oder das Gerät beschädigt wird



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Maße (L x B x H), mm | Temperaturbereich, °C | Kühlleistung, W | Kapazität, Liter | VE | Listenpreis |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------|-------------|
| 11690901 | 483 x 273 x 748,7 | -25 bis 150 | 500 | 12 | 1 Stück | 4005,00 |

thermo**scientific**

CLIPTIP PIPETTENSPIZEN

- ClipTip Pipettenspitzen besitzen 'Clips' zum sicheren Einrasten und Abdichten der Spitzen
- Einmal angebracht lösen sich ClipTip Spitzen auch bei hohem Druck nicht ab
- Die ClipTip Spitzen lassen sich durch leichten Kontakt sicher an der F1-ClipTip Pipette befestigen, wodurch ein unnötig hoher Kraftaufwand beim Aufnehmen entfällt
- ClipTip Pipettenspitzen besitzen eine geringe Retention und ermöglichen so eine maximale Probenrückgewinnung
- Garantiert frei von Verunreinigungen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin.
- Jeder Spitzeneinsatz ist mit Chargen- und Volumenangaben bedruckt
- Die praktische Farbkodierung ermöglicht eine einfache Zuordnung der Farbe der F1-ClipTip Pipette zum entsprechenden ClipTip Spitzen-Rack



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Filter | Volumen, µl | VE | Listenpreis |
|---------------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| ClipTip 200 | | | | |
| 13226259 | - | 200 | 10 x 96 Stück | 41,20 |
| 13236259 | - | 200 | 10 x 96 Stück | 53,10 |
| 13286269 | Filter | 200 | 10 x 96 Stück | 66,20 |
| 13206279 | Filter | 200 | 10 x 96 Stück | 63,90 |
| ClipTip 300 | | | | |
| 13256259 | - | 300 | 10 x 96 Stück | 57,50 |
| 13276259 | - | 300 | 10 x 96 Stück | 53,10 |
| 13296269 | Filter | 300 | 10 x 96 Stück | 66,20 |
| ClipTip 384 | | | | |
| 15216293 | - | 12,5 | 10 x 384 Stück | 346,00 |
| 15226293 | Filter | 12,5 | 10 x 384 Stück | 467,00 |
| 15246293 | - | 30 | 10 x 384 Stück | 346,00 |
| 15256293 | Filter | 30 | 10 x 384 Stück | 467,00 |
| 15276293 | - | 125 | 10 x 384 Stück | 346,00 |
| 15286293 | Filter | 125 | 10 x 384 Stück | 467,00 |
| 13216279 | Filter | 300 | 10 x 96 Stück | 63,90 |
| ClipTip 1250 | | | | |
| 15236303 | - | 1250 | 8 x 96 Stück | 62,90 |
| 15266303 | Filter | 1250 | 8 x 96 Stück | 72,60 |
| 15256303 | - | 1250 | 8 x 96 Stück | 56,90 |
| 15276303 | Filtered | 1250 | 8 x 96 Stück | 70,50 |

thermo**scientific**

ULTRA- TIEFTEMPORATUR- KÜHLTHERMOSTATE GLACIER SERIE

- Mit beheizter Tankoberseite zur Vorbeugung gegen Eisbildung
- Erreichen der erforderlichen Temperatur für Ihre jeweilige Anwendung durch effektive Kühlkapazität bei Ultra-Tieftemperaturen
- Fest angebrachte Abdeckung für die Arbeitsfläche
- Keine Eisbildung oder Schwankungen bei den Prozesstemperaturen durch isolierte Versorgungs- und Rückfuhranschlüsse
- 10 Rampenprogramme
- Farb-Display mit Softtouch-Bedientasten



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Maße (L x B x H), mm | Temperaturbereich, °C | Kühlleistung, W | Kapazität, Liter | VE | Listenpreis |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------|-------------|
| 11317100 | 419 x 554 x 851 | -50 bis 200 | 1000 | 12 | 1 Stück | 6256,00 |

thermo scientific

SMART2PURE™ WASSERAUFBEREITUNGSSYSTEME

- Einfache Anwendung:
- Die Abgabe funktioniert einfach und weist eine variable Geschwindigkeitsregelung zur Steuerung des Durchflusses auf
- Die Anzeige kann geneigt werden, um das Ablesen zu erleichtern
- Optionale UV-Lampe und UF-Ultrafilter für kundenspezifisches Reinstwasser erhältlich
- Intelligentes integriertes 6 l-Reservoir für Smart2Pure 3 und 6:
 - Aus pigmentfreien Materialien
 - Konischer Bodenauslass zur vollständigen Entleerung sowie zur effizienten Reinigung und Desinfektion



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|--|---------|-------------|
| 11327021 | Smart2Pure 3 l/h, mit UV-Oxidation und integriertem 6 l-Tank | 1 Stück | 4556,00 |
| 11367021 | Smart2Pure 6 l/h, mit UV-Oxidation und integriertem 6 l-Tank | 1 Stück | 5591,00 |



Distributor
GE Healthcare

PD MINITRAP™ G-25 PROBENVORBEREITUNGSSÄULEN

- Zuverlässige und reproduzierbare Reinigung von Proteinen und anderen großen Biomolekülen (> 5000 Mr).
- Mehrere Anwendungen: Entsalzung, Pufferaustausch und Entfernung von Verbindungen mit geringem Molekulargewicht.
- Hohe Entsalzungsleistung.
- Flexible Protokolle für den Einsatz von Schwerkraft oder Zentrifugation



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | Probenvorbereitung | VE | Listenpreis |
|---------------|---|---|----------|-------------|
| 11570654 | PD MiniTrap™ G-25 Probenvorbereitungssäulen | 0,1 bis 0,5 ml durch Schwerkraft und 0,2 bis 0,5 ml durch Zentrifugation | 50 Stück | 289,71 |
| 11580654 | PD MidiTrap™ G-25 Probenvorbereitungssäulen | 0,5 bis 1,0 ml durch Schwerkraft und 0,75 bis 1,0 ml durch Zentrifugation | 50 Stück | 289,71 |
| 11783329 | PD SpinTrap™ G-25 Entsalzungssäulen | 100 bis 180 µl ohne Probenverdünnung | 50 Stück | 236,66 |



Distributor
GE Healthcare

PD-10 EINWEG-ENTSAZUNGSSÄULEN

- Mit Sephadex™ G-25 Medium gepackt
- Anwenderfreundlich, einfache Equilibrierung
- Vorbereitung von Proben im Bereich von 1,0 bis 2,5 ml durch Schwerkraft oder 1,75 bis 2,5 ml durch Zentrifugation
- Parallele Entsalzung mehrerer Proben mit einer Entsalzungsleistung von > 90 %
- Probenrückgewinnung von 70 bis > 95 %
- Adapter für die Zentrifugation im Lieferumfang enthalten



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Partikelgröße | Durchm. innere Säule, cm | VE | Listenpreis |
|---------------|--|--------------------------|----------|-------------|
| 11768488 | > 50 µm (trocken), 38 bis 235 µm (feucht) | 1,5 | 30 Stück | 286,84 |



Distributor
GE Healthcare

ENTSAZUNGSSÄULEN

- Die HiPrep 26/10 Entsalzungssäule ist eine anwenderfreundliche 53 ml-Säule, die für Entsalzung und Pufferaustausch mit Sephadex G-25 Fine vorgepackt ist
- Entsalzung und Pufferaustausch, zuverlässig und reproduzierbar, mit einer Probengröße von bis zu 15 ml pro Säule
- Die HiTrap™ Vorgepackten Entsalzungssäulen sind vorgepackte, gebrauchsfertige Säulen für die Gruppentrennung von Substanzen mit hohem und niedrigem Molekulargewicht



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|---------------------------------------|----------|-------------|
| 10460505 | HiPrep™ 26/10 Entsalzungssäulen | 1 Stück | 508,03 |
| 15147956 | HiTrap™ Vorgepackte Entsalzungssäulen | 1 x 5 ml | 55,10 |
| 11525015 | HiTrap™ Vorgepackte Entsalzungssäulen | 5 x 5 ml | 218,16 |



Distributor
GE Healthcare

MINI-UNIPREP™ SPRITZENLOSE FILTER

- Ermöglichen eine schnellere und einfachere Entfernung von Partikeln aus UHPLC-Proben
- Mit den meisten Autosamplern namhafter Firmen kompatibel
- Weniger Verbrauchsmaterialien erforderlich - Kostenreduktion um bis zu 40 %



SONDERPREISE

| Bestellnummer | Porengröße (µm) | Membranmaterial | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------|
| 11305124 | 0,45 | Zellulose | 100 Stück | 200,00 | 190,00 |



VIVASPIN™ TURBO 15 ULTRAFILTRATIONSEIN- HEITEN

- Vivaspin Turbo 15 Ultrafiltrationseinheiten sind die optimale Lösung für jede Konzentrations- oder Pufferaustauschapplikation. Mit einer einzigen Zentrifugation können 15 ml-Lösungen in 10 bis 30 Minuten bis zum 150-fachen konzentriert werden, wobei die makromolekulare Rückgewinnungsrate mehr als 95 % beträgt, was dieses Gerät zum schnellsten Ultrafiltrationsgerät macht, das auf dem Markt erhältlich ist
- Das neue schlanke Innenprofil hält den Filtrationsdruck (d.h. die Geschwindigkeit während des gesamten Konzentrationsvorgangs hoch. Dieses überragende Design ermöglicht optimale Querstrombedingungen in den großen vertikalen PES-Zwillingsmembranen, was die Protein-Polarisierung und Verunreinigungen mit Membranfragmenten minimiert
- Der aus hochgradig inerten und stabilen Materialien hergestellte Vivaspin Turbo 15 besitzt höchste chemische Beständigkeit und weist eine extrem geringe Protein-Bindung auf. Die einzigartige eckige Deadstop-Reservoir (Patent angemeldet) hat ein pipettenfreundliches Design und ermöglicht eine einfache und vollständige Rückgewinnung des Konzentrats
- Der Vivaspin Turbo 15 kann Probenvolumen von bis zu 15mL in Ausschwingrotoren und bis zu 11mL in Festwinkelrotoren verarbeiten, die 50mL-Zentrifugenröhrchen aufnehmen können



SONDERPREISE

| Bestellnummer | MWCO | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|-----------------|-------|----------|-------------|-------------|
| 12663465 | 10000 | 12 Stück | 147,-19 | 133,00 |
| 12673465 | 10000 | 48 Stück | 536,-16 | 484,50 |



VIVASPIN™ TURBO 4 ULTRAFILTRATIONSEIN- HEITEN

- Vivaspin™ Turbo Ultrafiltrationseinheiten stellen durch ihre breite Palette von MWCOs vor der weiteren Probenanalyse die optimale Lösung für jede Konzentrations- oder Pufferaustauschapplikation bereit. Vivaspin Turbo 4 ist für Ausgangsprobenvolumen von 2 bis 4 ml geeignet.
- Abmessungen (L x B): 122,5 cm x 17 mm
- Aktive Membranfläche: 3,2 cm²
- Totvolumen der Membran: < 10 µl
- Deadstop-Volumen in Ausschwingrotoren: 40µL
- Deadstop-Volumen in Festwinkelrotoren (25°): 30µL
- Membran: Polyethersulfon
- Empfohlene Zentrifugationsgeschwindigkeit (xg)
- Rotor

| | |
|-----------------|-----------------|
| Ausschwingrotor | Festwinkelrotor |
| max. | max. |
| 4000 | 7500 |



SONDERPREISE

| Bestellnummer | MWCO | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|-----------------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 15340364 | 10000 | 1 Stück | 217,-61 | 196,65 |
| 15498801 | 10000 | 100 Stück | 629,-73 | 569,05 |



CLARISTEP™ FILTRATIONSSYSTEM

- Keine Spritze erforderlich - weniger Abfall und keine Belastung der Hand
- Bis zu acht Proben können gleichzeitig verarbeitet werden - Zeiteinsparung
- Totvolumen < 30µL – für eine maximale Probenrückgewinnung



BIS ZU 23% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|-----------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 15539714 | Sartorius Claristep™ Filtrationsstation mit Halter | 1 Stück | 394,-67 | 300,00 |
| 15549714 | Sartorius Claristep™, nur Halter | 1 Stück | 92,-01 | 71,00 |
| 15564899 | Sartorius Claristep™ Filter, RC, 0,2µm, unsteril | 96 Stück | 215,-00 | 193,50 |
| 15559714 | Sartorius Claristep™ Filter, RC, 0,2µm, unsteril | 480 Stück | 925,-00 | 832,50 |
| 15544899 | Sartorius Claristep™ Filter, RC, 0,45µm, unsteril | 96 Stück | 215,-00 | 193,50 |
| 15554899 | Sartorius Claristep™ Filter, RC, 0,45µm, unsteril | 480 Stück | 925,-00 | 832,50 |



MILLEX SPRITZENFILTER, NICHT STERIL

- Millex™ Spritzenfilter legen den Standard für die zuverlässige Filtration kleiner Volumina (1mL bis 200mL) fest.



20% RABATT

| Bestellnummer | Durchmesser, mm | Membranmaterial | Porengröße, µm | Farbe | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|-----------------|-----------------|---|----------------|---------|----------|-------------|-------------|
| 10747984 | 33 | Hydrophilic Millipore Express™ PLUS PES | 0,22 | Grün | 50 Stück | 184,-00 | 147,00 |
| 10509582 | 33 | PE Housing - PES | 0,22 | Grün | 50 Stück | 184,-00 | 147,00 |
| 10040752 | 33 | Hydrophilic Durapore™ PVDF | 0,22 | Gelb | 50 Stück | 184,-00 | 147,20 |
| 10142642 | 33 | Hydrophilic Durapore™ PVDF | 0,45 | Gelb | 50 Stück | 186,-00 | 149,00 |
| 10611585 | 33 | Nylon | 0,2 | Violett | 50 Stück | 179,-00 | 143,00 |
| 10769503 | 33 | Nylon | 0,45 | Violett | 50 Stück | 179,-00 | 143,00 |

invitrogen

**DYNABEADS™
MAGNETISCHE BEADS,
LIGANDENGEKOPPELT**



- Sehr geringes unspezifisches Bindungsvermögen mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis
- Keine Säulen, keine Zentrifugationsschritte und keine zeitaufwändige Vorreinigung erforderlich
- Hohe Reproduzierbarkeit und hoher Durchsatz, kompatibel mit KingFisher™ Geräten
- IP in unter 40 Minuten
- Hohe Ausbeute des Zielproteins bei geringem Antikörperverbrauch

20% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 10334693 | Dynabeads™ Protein A für die Immunpräzipitation | 1 ml | 171,00 | 136,80 |
| 10746713 | Dynabeads™ Protein A für die Immunpräzipitation | 5 ml | 650,00 | 520,00 |
| 10348814 | Dynabeads™ Protein A für die Immunpräzipitation | 50 ml | 3490,00 | 2792,00 |
| 10442945 | Dynabeads™ Protein A Immunpräzipitationskit | 40 Reakt. | 419,00 | 335,20 |
| 10446293 | Dynabeads™ Protein G für die Immunpräzipitation | 1 ml | 168,00 | 134,40 |
| 10765583 | Dynabeads™ Protein G für die Immunpräzipitation | 5 ml | 646,00 | 516,80 |
| 10607605 | Dynabeads™ Protein G für die Immunpräzipitation | 50 ml | 3490,00 | 2792,00 |
| 10278723 | Dynabeads™ Protein G Immunpräzipitationskit | 40 Reakt. | 420,00 | 336,00 |

- Isolierung von Proteinen in unter 40 Minuten
- Bindung an die meisten Unterklassen von Maus-IgG

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---|-------|-------------|-------------|
| 10515883 | Dynabeads™ M-280 Anti-Maus-IgG vom Schaf | 2 ml | 377,00 | 301,60 |
| 10077512 | Dynabeads™ M-280 Anti-Maus-IgG vom Schaf | 10 ml | 1090,00 | 872,00 |
| 10716653 | Dynabeads™ M-280 Anti-Kaninchen-IgG vom Schaf | 2 ml | 378,00 | 302,40 |
| 10557013 | Dynabeads™ M-280 Anti-Kaninchen-IgG vom Schaf | 10 ml | 1096,00 | 876,80 |

- Direkte und schnelle Isolierung von biotinylierten Molekülen
- Neutrale Beads mit geringer Ladung, die optimal für die Bindung von DNA-Fragmenten, Proteinen, Peptiden und Antikörpern geeignet sind
- Flexible Protokolle mit sanfter und effizienter Reaktionskinetik der flüssigen Phase
- Einfache Anpassung der biomagnetischen Protokolle an automatisierte Plattformen

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 10292593 | Dynabeads™ M-280 Streptavidin | 2 ml | 440,00 | 352,00 |
| 10465723 | Dynabeads™ M-280 Streptavidin | 10 ml | 1696,00 | 1356,80 |
| 10202983 | Dynabeads™ M-280 Streptavidin | 100 ml | 9600,00 | 7680,00 |



Distributor
GE Healthcare

**HITRAP™ MABSELECT™
SÄULEN**



- HiTrap MabSelect SuRe Säulen sind mit MabSelect SuRe vorgepackt, bei dem es sich um ein BioProcess Medium für die Aufreinigung monoklonaler Antikörper aus großen Probenvolumina handelt. Der neue alkalitolerante rekombinante Protein-A-Ligand ermöglicht das Cleaning-in-place (CIP).

PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | Volumen, ml | VE | Listenpreis |
|---------------|-----------------------|-------------|---------|-------------|
| 15137956 | HiTrap Mabselect SuRe | 1 | 1 Stück | 262,60 |
| 10064394 | HiTrap Mabselect SuRe | 1 | 5 Stück | 1042,32 |
| 11758408 | HiTrap Mabselect SuRe | 5 | 1 Stück | 978,69 |
| 11574865 | HiTrap Mabselect SuRe | 5 | 5 Stück | 4096,56 |



Distributor
GE Healthcare

**HITRAP™ TALON CRUDE
SÄULEN**



- Mit Chromatographiemedien auf Kobaltbasis vorgepackte Säulen für die Aufreinigung von Histidin-markierten rekombinanten Proteinen durch die immobilisierte Metallionen-Affinitätschromatographie (IMAC).

PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | Volumen, ml | VE | Listenpreis |
|---------------|--------------------|-------------|---------|-------------|
| 15147946 | HiTrap TALON Crude | 1 | 1 Stück | 42,84 |
| 11618893 | HiTrap TALON Crude | 1 | 5 Stück | 161,60 |
| 12034118 | HiTrap TALON Crude | 5 | 5 Stück | 553,48 |



Distributor
GE Healthcare

HISTRAP™ SÄULEN



- HisTrap Säulen sind Ni Sepharose Affinitätsmedien für die Erfassung und Aufreinigung von Histidin-markierten Proteinen durch die immobilisierte Metallionen-Affinitätschromatographie (IMAC)

PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | Medium | VE | Listenpreis |
|---------------|------------------|-------------------------------|----------|-------------|
| 15187946 | HisTrap Excel | Ni Sepharose Excel | 1 x 1 ml | 52,03 |
| 12632966 | HisTrap Excel | Ni Sepharose Excel | 5 x 1 ml | 198,97 |
| 12683466 | HisTrap Excel | Ni Sepharose Excel | 5 x 5 ml | 670,64 |
| 10126414 | HisTrap FF | Ni Sepharose 6 Fast Flow | 5 x 1 ml | 147,91 |
| 10571680 | HisTrap FF | Ni Sepharose 6 Fast Flow | 5 x 5 ml | 513,08 |
| 15197946 | HisTrap FF Crude | Ni Sepharose 6 Fast Flow | 1 x 1 ml | 42,84 |
| 10685355 | HisTrap FF Crude | Ni Sepharose 6 Fast Flow | 5 x 1 ml | 161,60 |
| 11723219 | HisTrap FF Crude | Ni Sepharose 6 Fast Flow | 5 x 5 ml | 551,46 |
| 15167956 | HisTrap HP | Ni Sepharose High Performance | 1 x 1 ml | 48,96 |
| 10431065 | HisTrap HP | Ni Sepharose High Performance | 5 x 1 ml | 183,82 |
| 11763209 | HisTrap HP | Ni Sepharose High Performance | 1 x 5 ml | 163,62 |
| 11773209 | HisTrap HP | Ni Sepharose High Performance | 5 x 5 ml | 630,24 |



Distributor
GE Healthcare

INCREASE SEC CHROMATOGRAPHIE- SÄULEN

- Superdex™ Increase von GE Healthcare sind eine neue Generation von Chromatographiesäulen für die Größenausschlusschromatographie (SEC). Diese mit Medien auf Agarose-Basis vorgepackten Säulen zeichnen sich durch eine höhere Auflösung und kürzere Laufzeiten im Vergleich zu ihren Vorgängern aus. Die Säulen sind mit kleineren, härteren Beads mit engerer Partikelgrößenverteilung und höherer Selektivität gefüllt. Die Medien sind in drei verschiedenen Größen von vorgepackten Säulen für Probenvolumen von 4 µl bis 500 µl verfügbar. Die Säulen eignen sich sowohl für präparative als auch für analytische Zwecke.
- Die Superdex 75 Increase ist auf die kleinumfängliche präparative Reinigung und die Analyse von rekombinant markierten oder anderen Proteinen im Trennbereich von Mr 3.000 bis zu Mr 70.000 ausgelegt. Im Vergleich zum Vorgängertyp Superdex 75 zeichnet sich die neue Superdex 75 Increase durch folgende Eigenschaften aus:
 - Schnellere Separationen und Ergebnisse durch eine auf ein Drittel verkürzte Ausführungszeit
 - Um bis zu 50 % höhere Auflösung
 - Höhere Konsistenz zwischen den Chargen
- Superdex 200 Increase Säulen eignen sich hervorragend für die Detektion und Separation von Antikörper-Monomeren, -Dimeren und -Aggregaten in Präparaten von monoklonalen Antikörpern (MAb)
- Superose 6 Increase Säulen sind für die Reinigung von großen Proteinen und Proteinkomplexen vorgesehen



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|----------------------------------|---------|-------------|
| 15303234 | Superose™ 6 Increase 3,2/300 | 1 Stück | 2123,02 |
| 15383224 | Superose™ 6 Increase 5/150 GL | 1 Stück | 2013,94 |
| 15377653 | Superose™ 6 Increase 10/300 GL | 1 Stück | 2013,94 |
| 15599244 | Superdex™ 75 Increase 3,2/300 | 1 Stück | 2145,24 |
| 15589244 | Superdex™ 75 Increase 5/150 GL | 1 Stück | 2036,16 |
| 15579244 | Superdex™ 75 Increase 10/300 GL | 1 Stück | 2036,16 |
| 15175665 | Superdex™ 200 Increase 3,2/300 | 1 Stück | 2145,24 |
| 15142355 | Superdex™ 200 Increase 5/150 GL | 1 Stück | 2036,16 |
| 15182085 | Superdex™ 200 Increase 10/300 GL | 1 Stück | 2036,16 |



Distributor
GE Healthcare

HISCREEN CAPTO Q IMPRES VORGEPAKTE SÄULEN

- Die Betthöhe der HiScreen Säulen von 10 cm ermöglicht die Optimierung von Verfahren und Parameter-Screening
- Durch eine einfache Serienverbindung lassen sich Betthöhen von 20 cm erzielen
- Das kleine Säulenbettvolumen ermöglicht schnelle Ergebnisse und einen minimalen Verbrauch von Proben/Puffer
- Die reproduzierbaren Ergebnisse lassen sich auf BioProcess Säulen übertragen, die mit den gleichen Chromatographiemedien gepackt sind und mit derselben linearen Strömungsgeschwindigkeit arbeiten



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | Austausch | VE | Listenpreis |
|---------------|---|-------------------|---------|-------------|
| 11653074 | HiScreen Capto Q ImpRes Vorgepackte Säule | Anionenaustausch | 1 Stück | 116,94 |
| 11390212 | HiScreen™ Capto™ SP ImpRes Vorgepackte IEX Säulen | Kationenaustausch | 1 Stück | 116,94 |



Distributor
GE Healthcare

AKTA START CHROMATOGRAPHIE- SYSTEM

- Einfache Aufreinigung von markierten Proteinen, Antikörpern etc.
- Einblicke durch Überwachung in Echtzeit
- Auswertung und Weitergabe von Aufreinigungsergebnissen
- Der Fraktionssammler und die UNICORN Start Software sind optionale Module



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Flussrate | Maße, B x H, mm | VE | Listenpreis |
|----------------|---|-----------------|---------|-------------|
| 15269764 | 0,5 bis 5 ml/min | 340 x 360 | 1 Stück | 6308,00 |
| Zubehör | | | | |
| 15279764 | Fraktionssammler | | 1 Stück | 1237,00 |
| 15279784 | GE Healthcare Unicorn™ Start 1.0 Für AKTA™ Start entwickelte Steuerungssoftware | | 1 Stück | 793,00 |



Distributor
GE Healthcare

HITRAP™ CAPTO™ IMPRES IEX SÄULEN

- Durch die Kombination aus hoher Bindungsfähigkeit, hoher Durchflussrate und geringem Gegendruck lassen sich Prozesszykluszeiten verkürzen und die Produktivität auf Prozessebene steigern
- Eine starre Agarose-Matrix ermöglicht hohe Säulenbetten und die Aufreinigung viskoser Proben mit hohen Durchflussraten
- Untersuchung von Selektivität, Bindungs- und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigung kleiner Mengen
- Starker Anionenaustauscher mit quartären Aminogruppen
- Medium mit hohem Durchsatz für die Zwischenreinigung und das Polishing von Proteinen



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|-------------------------------------|---------|-------------|
| 10734572 | HiTrap™ Capto™ Q ImpRes IEX Säulen | 5 Stück | 119,91 |
| 11673074 | HiTrap™ Capto™ Q ImpRes IEX Säulen | 5 Stück | 307,04 |
| 11623074 | HiTrap™ Capto™ SP ImpRes IEX Säulen | 5 Stück | 119,91 |
| 11633074 | HiTrap™ Capto™ SP ImpRes IEX Säulen | 5 Stück | 307,04 |



thermo scientific

SAVANT™ SPDI3IDDA SPEEDVAC™ KONZENTRATOR

- Einstellbares Vakuum verhindert das Gefrieren von Proben
- Chemisch beständige, automatische duale Belüftungsventile
- Beheizter Glasdeckel für hohe chemische Beständigkeit und als zusätzliche Wärmequelle für kürzere Trocknungszeiten
- Digitale Anzeige der Parameter zur einfachen, reproduzierbaren Auswahl
- Unabhängige Zeitschaltuhren zur Kontrolle von Heizung und Laufzeit
- Schläuche aus PTFE
- Tiefe PTFE-beschichtete Kammer und Dampfweg für hohe chemische Beständigkeit und zur einfachen Reinigung
- Geeignet für alle kleinen SpeedVac™ Standardrotoren sowie für einen Mikrotiterplattenrotor mit zwei Positionen



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Temperaturbereich, °C | Maße (L x B x H), mm | VE | Listenpreis |
|---------------|-----------------------|----------------------|---------|-------------|
| 10031382 | 45 bis 80 | 450 x 360 x 330 | 1 Stück | 10800,00 |

analytikjena

UV-CROSSLINKER

- Energieeffizient
- Große LED-Anzeige
- Anwenderfreundliches Bedienfeld
- X-Bindung von DNA mit UV-Energie
- Der interne Mikroprozessor überwacht permanent die Strahlungsenergie und garantiert wiederholbare Ergebnisse. Die große LED-Anzeige zeigt stets die verbleibende Zeit oder Energieeinstellung an. Jede Einheit verfügt über ein Sicherheitsverriegelungssystem, um zu verhindern, dass der Anwender der Strahlung ausgesetzt wird
- Im Gegensatz zur nach unten klappbaren Tür der CL-1000 Serie hat der CX-2000 Crosslinker (254 nm) ein verriegelbares Schubfach



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | Wellenlänge, nm | VE | Listenpreis |
|---------------|--------------|-----------------|---------|-------------|
| 10001292 | CL-1000 | 254 | 1 Stück | 1630,00 |
| 12062759 | CX-2000 | 254 | 1 Stück | 1620,00 |

fisherbrand

NETZGERÄT MIDI 300V/4

- Mit 700 mA und 150 W weist die Midi 300V/4 beinahe die doppelte Stromstärke und Leistung eines alternativen marktführenden Produkts auf und ist mit allen äquivalenten Stromversorgungen vergleichbar, die aktuell auf dem Markt erhältlich sind. Die Midi 300V/4 ist für die Verwendung mit allen Fisherbrand horizontalen Sub-Gel-Systemen und Verti-Gel Einheiten geeignet. Sie wird durch einen Mikroprozessor gesteuert und weist vier Sätze Stromklemmen auf, mit denen bis zu vier Elektrophoreseeinheiten gleichzeitig mit konstanter Spannung oder konstanter Stromstärke betrieben werden können. Die Zeitschaltfunktion kann für den Dauerbetrieb oder für maximal 999 Minuten eingestellt werden. Ein akustischer Alarm zeigt die Beendigung des Laufs an. Ein anwenderfreundliches Tastenfeld mit einer klaren 3-Zeichen-LED hilft bei der Einrichtung. Die praktische „Pause/Weiter“-Taste ist besonders bei längeren Läufen hilfreich, um zur Überwachung von Pufferstand und Probenmigration Zugang zum Gel-Tank zu erlangen.
- Stapelbare Bauweise
- Integrierte Sicherheitssysteme
- Automatische Umschaltung zwischen Parametern
- Individuelle Anzeige der Steuerparameter
- Kompatibel mit zwei verschiedenen Spannungen
- Spannung, V: 2 bis 300
- Stromstärke, mA: 1 bis 700
- Max. Leistung, W: 150
- Maße, mm: 190 x 305 x 95



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|-----------------------|---------|-------------|
| 12613546 | Netzgerät Midi 300V/4 | 1 Stück | 578,00 |

fisherbrand

VERTI-GEL ELEKTROPHORESE- EINHEITEN

- Das enthaltene Versiegelungssystem ist mit allen wesentlichen vorgegossenen Gelen im Format 80 x 100 mm und 100 x 100 mm kompatibel. Die besonders weichen Silikonabdichtungen und Druckleisten des Fisherbrand™ Vertikalen Gel-Tanks umgeben die Glasplatten und sorgen dadurch für ein auslaufsicheres Gießen von Gelen



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | Platte Maße, mm | VE | Listenpreis |
|---------------|--|-----------------|---------|-------------|
| 11843293 | Verti-Gel Mini Vertikales Komplettsystem | 100 x 100 | 1 Stück | 638,00 |
| 12623546 | Verti-Gel Maxi Vertikaler Gel-Tank | 200 x 200 | 1 Stück | 1070,00 |
| 15126644 | Verti-Gel Maxi Komplettsystem | 200 x 200 | 1 Stück | 1120,00 |

Diskutieren Sie mit

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und YouTube – hier finden Sie stets die neuesten Informationen, Preise und Angebote

invitrogen

iBLOT™ 2 TRANSFER-STAPEL

- Längere Haltbarkeit
- Weniger und kompaktere Verpackung
- Vollständige Kompatibilität mit der iBlot™ 2 Geltransfervorrichtung



25% RABATT

| Bestellnummer | Membran | Porengröße | Größe, mm | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|----------------|------------|-----------|----------|-------------|-------------|
| 15296526 | Nitrocellulose | 0,2 µm | 130 x 83 | 10 Stück | 151,00 | 113,25 |
| 15239296 | Nitrocellulose | 0,2 µm | 80 x 80 | 10 Stück | 125,00 | 93,75 |
| 15249296 | PVDF | 0,2 µm | 130 x 83 | 10 Stück | 168,00 | 126,00 |
| 15286066 | PVDF | 0,2 µm | 80 x 80 | 10 Stück | 139,00 | 104,25 |

Zubehör

| | | | | | | |
|----------|-------------------------|--|----|---------|-------|-------|
| 10505003 | iBlot 2 Blotting-Roller | | 86 | 1 Stück | 25,87 | 19,40 |
|----------|-------------------------|--|----|---------|-------|-------|

thermo scientific

SUPERSIGNAL™ WEST PICO PLUS CHEMILUMINESZENZ-SUBSTRAT

- Sensitivität vom Pikogramm- bis zum Femtogramm-Bereich
- Höhere Signalstabilität – Inkubierte Blots bieten eine stabile Signaldauer über den entscheidenden 4-Stunden-Zeitraum und geben unter optimalen Bedingungen für bis zu 24 Stunden Licht ab
- Arbeitslösung mit stabilen Reagenzien 8 Stunden lang stabil; Kit bei Raumtemperatur 1 Jahr lang stabil
- Die besondere Robustheit ermöglicht eine hohe Leistungsfähigkeit außerhalb des empfohlenen Bereichs der Antikörperverdünnung, auch bei den häufigsten Verdünnungen von sekundären Antikörpern im Verhältnis 1:5000 bis 1:10000 in einer Stammlösung mit 1 mg/ml



25% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---|--------|-------------|-------------|
| 15659364 | SuperSignal West Pico PLUS Chemilumineszenzsubstrat | 200 ml | 110,00 | 82,50 |
| 15669364 | SuperSignal West Pico PLUS Chemilumineszenzsubstrat | 1 l | 350,00 | 262,50 |
| 15626144 | SuperSignal West Pico PLUS Chemilumineszenzsubstrat | 500 ml | 195,00 | 146,25 |
| 15679364 | SuperSignal West Pico PLUS Chemilumineszenzsubstrat | 20 ml | 50,00 | 37,50 |

thermo scientific

THERMOFLEX KÜHLER

- Temperaturbereich von 5 bis 40 °C
- Internes Druckbegrenzungsventil
- Kundenspezifische Temperatur- und Druckalarne
- Integrierter Trichter für einfaches Befüllen
- Ein Fluid-Filter für den gesamten Durchfluss gewährleistet saubere Fluide für den Schutz Ihrer Anwendung und maximale Lebensdauer des Umwälzsystems
- Innovative, patentierte Verpackung für schnelle Installation
- Kurzanleitung für den übergangslosen Start in wenigen Minuten
- Minimaler Platzbedarf selbst im Vergleich zu Kühlern mit kleinerer Stellfläche
- Temperaturstabilität mit einer Genauigkeit von ±0,1 °C



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Kühlleistung (50 Hz bei 20 °C) | Maße, H x B x T, cm | VE | Listenpreis |
|---------------|--------------------------------|---------------------|---------|-------------|
| 13426983 | 750 W/2651 BTU | 69,2 x 36 x 62,4 | 1 Stück | 4835,00 |
| 13458126 | 2,2 kW/7513 BTU | 73,6 x 43,6 x 67,3 | 1 Stück | 6445,00 |

invitrogen

iBIND™ ZUBEHÖR

- Das iBind™ Flex Western-System ermöglicht die automatisierte Verarbeitung von Western Blots und ist für die Arbeit mit zahlreichen Blot-Formaten ausgelegt, beispielsweise Midi, Mini und vertikal geschnittenen Streifen. Auf der Grundlage der Sequential Lateral Flow (SLF)-Technologie lassen sich alle Schritte wie Blockierung, Antikörper-Inkubation und Waschen beim Immunnachweis freihändig durchführen. Die iBind Solution Kits dienen als kombinierte Blockier-, Wasch- und Antikörperverdünnungslösungen. Jedes Kit enthält die erforderlichen Reagenzien für 10 Midi-Blots oder 20 Mini-Blots



25% RABATT

| Bestellnummer | Titel | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--|---|-----------|-------------|-------------|
| 15481244 | iBind Flex Midi Austauschensatz | Verarbeitung eines Mini-Blots | Einersatz | 177,00 | 132,75 |
| 15401254 | iBind Flex Mini Austauschensatz | Verarbeitung von bis zu zwei Mini-Blots | Einersatz | 174,00 | 130,50 |
| 15411254 | iBind Flex Multi-Strip Austauschensatz | Verarbeitung von bis zu sechs Blots mit vertikal geschnittenen Streifen | Einersatz | 175,00 | 131,25 |
| 15367238 | iBind Flex Karten | Vormarkierte Glasfasermatrix mit Rückenplatte aus Kunststoff | 10 Stück | 203,00 | 152,25 |
| 15317248 | iBind Flex Fluorescent Detection (FD) Solution Kit | Kompatibel mit nachfolgendem Fluoreszenznachweis | 1 Kit | 118,00 | 88,50 |
| 15357248 | iBind Flex Solution Kit | Kompatibel mit nachfolgendem Chemilumineszenz- oder kolorimetrischen Nachweis | 1 Kit | 94,25 | 70,69 |

MERCK

LUMINATA™ WESTERN-HRP-CHEMILUMINESZENZ-SUBSTRATE

- Meerrettich-Peroxidase (HRP) wirkt als ein Katalysator bei der Oxidation von Luminol, wenn Peroxid vorhanden ist, wobei Photonen (Chemilumineszenz) freigesetzt werden, die auf Röntgenfilmen oder mittels CCD-Kameras aufgenommen werden. Das Problem der meisten HRP-Substrate besteht darin, dass ihr Signal schnell schwach wird und sie nur kurze Zeit haltbar sind. Luminata Substrate hingegen weisen eine andere Zusammensetzung auf und beinhalten stabilisierende Reagenzien
- Konstante Ergebnisse mit weniger Pipettierungsfehlern Die Stabilisatoren, die den Luminata Substraten zugesetzt sind:
 - verhindern die spontane Oxidation von Luminol durch Peroxid, wenn HRP nicht vorhanden ist
 - verbessern die Stabilität von Luminol und Peroxid, sodass die Luminata Substrate im vorgemischten Format ein Jahr lang stabil sind
 - stabilisieren, verstärken und verlängern das Chemilumineszenzsignal, sobald die HRP mit der Katalyse der Oxidation beginnt
- Drei unterschiedliche Sensitivitätsgrade für unterschiedliche Anforderungen an den Nachweis:
 - Luminata Classico: vorgemischtes Reagenz für den allgemeinen Nachweis
 - Luminata Crescendo: vorgemischtes Reagenz für den Nachweis im Pikogramm-Bereich
 - Luminata Forte: vorgemischtes Reagenz für den Nachweis im Femtogramm-Bereich



BIS ZU 23% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | Sensitivität | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---|----------------|--------|-------------|-------------|
| 12634645 | Luminata Forte Western-HRP-Substrat | ca. 400 fg | 500 ml | 374,52 | 320,00 |
| 11790644 | Luminata Crescendo Western-HRP-Substrat | ca. 1 bis 3 pg | 500 ml | 304,43 | 271,00 |
| 11770644 | Luminata Classico Western-HRP-Substrat | ca. 6 pg | 500 ml | 293,24 | 226,00 |

analytikjena

MODELL M-26V TRANSILLUMINATOR AUS EDELSTAHL

- Die UVP Reihe von Transilluminatoren für den Labortisch kann mit jedem UVP Bildgebungssystem verwendet werden. Diese Geräte sind mit 8 W-Röhren und einem speziell konstruierten Filter ausgestattet, durch das die gleichmäßigste Lichtemission erzielt wird, die mit einem röhrenbasierten System möglich ist. Die Geräte haben eine Oberseite aus Edelstahl, die sich einfach reinigen lässt, und einen Klappdeckel, der UV-Strahlung abschirmt, um den Anwender zu schützen. Geräte mit nur einer Wellenlänge haben Einstelloptionen für hohe, mittlere und niedrige Intensität, sodass die Geräte zur Visualisierung und zum Bandschneiden gleichermaßen geeignet sind. Geräte mit zwei oder drei UV-Wellenlängen haben nur eine Intensitätseinstellung. Transilluminator für den Labortisch mit Einzel- und Doppel-Wellenlänge



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | Filtergröße, mm | VE | Listenpreis |
|----------------|---|-----------------|---------|-------------|
| 12823928 | M-26V Transilluminator, 302 nm | 210 x 260 | 1 Stück | 1280,00 |
| 12843928 | LMS-26 Transilluminator, 302/365/254 nm | 210 x 260 | 1 Stück | 1505,00 |
| Zubehör | | | | |
| 11778261 | UV/weiße Konverterplatte, 210 mm x 260 mm | | 1 Stück | 232,00 |
| 12813918 | VisiBlue Konverterplatte, 210 mm x 260 mm | | 1 Stück | 405,00 |
| 15482170 | UV-blockierender Gesichtsschutz | | 1 Stück | 66,80 |
| 12853908 | Gelschalen, 270 x 230 mm | | 1 Stück | 43,75 |
| 12853948 | Gelschalen, 290 x 230 mm | | 1 Stück | 55,70 |
| 11778221 | UVGL-25 Kompakte PL-Lampe, 1 x 365 nm-Röhre + 1 x 254 nm-Röhre | | 1 Stück | 259,00 |
| 10712467 | UVGL-58 Tragbare PL-Lampe, 1 x 365 nm-Röhre + 1 x 254 nm-Röhre (2 UV) | | 1 Stück | 310,00 |
| 11718261 | UVP Ultra Violet Product UV-Licht | | 1 Stück | 282,00 |

analytikjena

BIODOC-IT™ 2 BILDGEBUNGSSYSTEME

- Hochauflösende Schwarzweiß-Kamera mit einer Auflösung von 5,0 Megapixel; einfache Einstellung von Blende, Zoom und Fokus durch die offene Linse
- Klare Anzeige aufgenommener Gelbilder auf dem großen 254 mm-Touchscreen
- Neue Softwareoberfläche mit anwenderfreundlichen Funktionen zur Vereinfachung Ihrer Forschung im Bereich der Gelabbildung
- Speicherung von Bildern auf dem System oder einem USB-Stick (im Lieferumfang enthalten), oder Netzwerkübertragung an einen anderen PC
- Standardmäßiger Ethidiumbromid-Filter im neuen Filterfach mit zwei Positionen, weitere Filter erhältlich
- Das einzigartige Sichtfenster ermöglicht die Beobachtung von Gelen ohne Türöffnung
- Die große Vordertür mit Sicherheitsschalter schaltet das UV-Licht bei geöffneter Tür aus
- Seitentüren ermöglichen das Neupositionieren von Gelen, während auf dem Bildschirm eine Vorschau in Echtzeit angezeigt wird
- Geringer Platzbedarf auf dem Labortisch durch kompakte Bauweise



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | Filtergröße, cm | UV-Wellenlänge, nm | VE | Listenpreis |
|---------------|--------------|-----------------|--------------------|---------|-------------|
| 15477204 | M-26 | 21 x 26 | 302 | 1 Stück | 7485,00 |
| 15435843 | LMS-26 | 21 x 26 | 254/302/365 | 1 Stück | 8235,00 |



Fisher BioReagents™

Discover. Synthesize. Analyze. Customize.

SONDERANGEBOT! Bestellen Sie Fisher BioReagents im Wert von mindestens 250€ in einem Einzelauftrag und Sie erhalten GRATIS 500ml des FASTRun™ Tris SDS PAGE 10X Running Buffers



Der FASTRun Tris SDS PAGE 10X Running Buffer reduziert signifikant die Zeit, die Sie auf Ihre Gele warten und gewährleistet gleichzeitig eine vergleichbare oder sogar bessere Auflösung über einen großen Trennbereich. Der Puffer kann mit Tris-Glycin Polyacrylamid Fertiggele und selbst gegossenen Gelen verwendet werden. Empfohlene Spannung: 200 V. Selbst wenn Sie Ihre Gele unter Ihren gewöhnlichen Bedingungen laufen lassen, mit dem FASTRun Tris SDS PAGE Running Buffer reduzieren Sie die Zeit, die Sie auf Ihre Ergebnisse warten.

Fordern Sie Ihr Gratis-Produkt hier an und erfahren Sie mehr zu den vollständigen Angebotsbedingungen:
eu.fishersci.com/go/freefastrun

thermo scientific

MIKROTITERPLATTEN, 96-WEELL, POLYSTYROL, MAXI-SORP™ / POLYSORP™



- Wählen Sie zwischen zwei berflächenmodifikationen für zuverlässige und reproduzierbare Resultate in Ihren Immuno-Assays
 - MaxiSorp™: mit hoher Affinität zu Molekülen mit gemischten hydrophilen und hydrophoben Bereichen
 - PolySorp™: weniger polar als MaxiSorp. Mit hoher Affinität zu mehr hydrophoben Molekülen
- Erhältlich in transparent, schwarz und weiss
- Alphanumerisches Raster
- Passend für Standardausrüstung
- Abmessungen: 128 mm x 86 mm
- Well-Form: Flach
- Well-Volumen (Gesamt): 400µl
- Well-Volumen (Arbeitsvolumen): 350µl
- Weisse Platten
 - Empfohlen für Lumineszenz basierte Immunoassays
 - Maximales Reflexionsvermögen
 - Minimale Autofluoreszenz und Autolumineszenz
- Schwarze Platten
 - Empfohlen für Fluoreszenz basierte Immunoassays
 - Minimaler Hintergrund bei Fluoreszenzmessung
 - Minimales Rückstreulicht
- Transparente Platten
 - Für quantitative und qualitative Festphasen-Immunoassays vorgesehen
 - Empfohlen für kolorimetrische Assays

20% RABATT

| Bestellnummer | Oberfläche | Farbe | Typ | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|------------|-------------|-----|-----------|-------------|-------------|
| 10547781 | Maxisorp™ | Transparent | F96 | 60 Stück | 116,00 | 92,80 |
| 10498802 | Polysorp™ | Transparent | F96 | 180 Stück | 317,00 | 253,60 |
| 10396181 | Maxisorp™ | Weiss | F96 | 80 Stück | 251,00 | 200,80 |
| 10020581 | Polysorp™ | Weiss | F96 | 80 Stück | 249,00 | 199,20 |
| 10030581 | Maxisorp™ | Schwarz | F96 | 80 Stück | 249,00 | 199,20 |
| 10316191 | Polysorp™ | Schwarz | F96 | 80 Stück | 249,00 | 199,20 |

thermo scientific

KOVALENTE BINDUNG VON BIOMOLEKÜLEN MIT IMMOBILIZER AMINO MIKROTITERPLATTEN FÜR IMMUNO-ASSAYS



- Thermo Scientific™ Mikrotiterplatten und Module mit kovalenten Bindungsoberflächen ermöglichen einen geringeren Verbrauch von Reagenzien im Labor
- Erhöhen Sie die Sensitivität Ihrer Immuno-Assays

20% RABATT

| Bestellnummer | Format | Farbe | Gesamtvolumen, µl | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|----------------------------------|---------|-------------------|----------|-------------|-------------|
| 10316872 | Feste 96-Well Platte | Farblos | 400 | 30 Stück | 456,00 | 364,80 |
| 10432612 | Feste 96-Well Platte | Weiß | 400 | 30 Stück | 659,00 | 527,20 |
| 10052232 | Feste 96-Well Platte | Schwarz | 400 | 30 Stück | 659,00 | 527,20 |
| 10432802 | Solides Modul F8 (x12) im Rahmen | Farblos | 400 | 30 Stück | 529,00 | 423,20 |

fisherbrand

Fokus auf Fisherbrand

Für alle Anforderungen die passenden **Kunststoffprodukte**



Unser vollständiges Angebot finden Sie auf www.eu.fishersci.com/go/fisherbrand

fisherscientific
by Thermo Fisher Scientific



AUTOMATISIERUNGS- KOMPATIBLE PCR-MIKRO- TITERPLATTEN



- Starrer Rahmen mit kleinem Spalt gegen Verformung beim und nach dem Thermocycling
- Besonders dünne Wände für schnelle und gleichmäßige Wärmeübertragung bei der PCR
- Die Platte ist und bleibt flach!

20% RABATT

| Bestellnummer | Anzahl der Wells | Steril | Farbe der Wells | Form der Wells | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|------------------|--------|-----------------|----------------|----------|-------------|-------------|
| 15531433 | 96 | ja | Farblos | Konisch | 50 Stück | 467,28 | 133,82 |

invitrogen

DNA/RNA-ZELLFÄRBUNGEN



25% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | Subzelluläre Lokalisierung | Nachweis | Anregung/Emission, nm | Laserlinien des Durchflusssyztometers | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--|----------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 10093764 | FxCycle Violett-Färbelösung | Nukleinsäuren | Fluoreszierend | 358/461 | 405 | 1 Stück | 372,00 | 279,00 |
| 10003774 | FxCycle Dunkelrot-Färbelösung | Nukleinsäuren | Fluoreszierend | 640/658 | 633 | 1 Stück | 369,00 | 276,75 |
| 13433329 | FxCycle PI/RNase-Färbelösung | Zellkern | Fluoreszierend | 535/617 | 488 | 100 ml | 97,75 | 73,31 |
| 12333553 | NucBlue™ Fixed Cell ReadyProbes™ Reagenz | Zellkern | Fluoreszierend | 360/460 | Blau | 1 Stück | 115,00 | 82,80 |
| 15139325 | NucRed™ Dead 647 ReadyProbes™ Reagenz | Zellkern | Fluoreszierend | 642/661 | Dunkelrot | 1 Stück | 213,00 | 153,36 |
| 14879680 | ActinGreen™ 488 ReadyProbes™ Reagenz | Zytoskelett | Fluoreszierend | 495/518 | Grün | 1 Stück | 215,00 | 154,80 |
| 15119325 | ActinRed™ 555 ReadyProbes™ Reagenz | Zytoskelett | Fluoreszierend | 540/565 | Rot-Orange | 1 Stück | 214,00 | 154,08 |

invitrogen

KITS FÜR ZELLPROLIFERATIONSASSAYS

- Multiplexierbar – kompatibel mit R-PE (und Tandems) sowie fluoreszierenden Proteinen
- Präzise – ausgezeichnete Ergebnisse im Vergleich mit BrdU-Assays
- Schnell – Ergebnisse in nur 60 Minuten



15% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | Markierung oder Farbstoff | Nachweis | Anregung/Emission, nm | Laserlinien des Durchflusssyztometers | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 15564394 | Click-iT™ Plus EdU Flow Cytometry Assay Kit | Alexa Fluor™ 350 | Edu | 350/438 | - | 50 Assays | 536,00 | 455,60 |
| 15267156 | Click-iT™ Plus EdU Flow Cytometry Assay Kit | Alexa Fluor™ 488 | Edu | 495/519 | 488 | | 529,00 | 442,00 |
| 15574394 | Click-iT™ Plus EdU Flow Cytometry Assay Kit | Alexa Fluor™ 594 | Edu | 532 oder 561/615 | - | | 536,00 | 455,60 |
| 15234657 | Click-iT™ Plus EdU Flow Cytometry Assay Kit | Alexa Fluor™ 647 | Edu | 650/670 | 633/635 | | 532,00 | 452,20 |
| 15342202 | Click-iT™ Plus EdU Flow Cytometry Assay Kit | Pacific Blue™ | Edu | 404/450 | 405 | | 529,00 | 442,00 |
| 10220455 | CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit, für die Durchflusssyztometrie | CellTrace™ Violett | Fluoreszierend | 405/450 | 405 | 1 Kit | 359,00 | 280,00 |
| 10013162 | CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit, für die Durchflusssyztometrie | CellTrace™ CFSE | Fluoreszierend | 492/517 | 488 | | 212,00 | 169,60 |
| 15421114 | CellTrace™ Yellow Cell Proliferation Kit, für die Durchflusssyztometrie | CellTrace™ Gelb | Fluoreszierend | 546/579 | 532, 561 | | 359,00 | 287,20 |
| 15396613 | CellTrace™ Far Red Cell Proliferation Kit, für die Durchflusssyztometrie | CellTrace™ Dunkelrot | Fluoreszierend | 630/661 | 633/635 | | 379,00 | 296,00 |

thermo scientific

PARTIKELSTANDARDS



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | Durchm., µm | Anwendung | VE | Listenpreis |
|---------------|--|---|--|-------------|---|
| 11878273 | PHARM-TROL™ Präzisionszähl- und -größenstandards | 15 | Gebrauchsfertige Präzisionsstandards für den regelmäßigen Einsatz in Flüssigkeitspartikelzählern zur Verifizierung gemäß USP <788> und <789>. | 6 Stück | 282,00 |
| 11868273 | | 15 | | 20 Stück | 634,00 |
| 10584945 | COUNT-CAL™ Präzisionszählstandards | 1,999 ± 0,020 | Die Standards sind in Flaschen für den Einmalgebrauch verpackt, aus denen Proben direkt entnommen werden sollten. Sie wurden für Hersteller von Parenteralia und ophthalmischen Lösungen entwickelt, die eine Interim-Verifizierung gemäß USP 788 und 789 (Feinstaub in Injektionen und Feinstaub in ophthalmischen Lösungen) benötigen. | 6 Stück | 206,00 |
| 10369384 | | 5,010 ± 0,035 | | 6 Stück | 207,00 |
| 10156124 | | 10,00 ± 0,08 | | 6 Stück | 208,00 |
| 10280035 | | 15,02 ± 0,15 | | 6 Stück | 206,00 |
| 10702037 | | 19,99 ± 0,25 | | 6 Stück | 207,00 |
| 10322265 | | 24,61 ± 0,22 | | 6 Stück | 209,00 |
| 10046634 | | 29,75 ± 0,56 | | 6 Stück | 206,00 |
| 10034294 | | 50,2 ± 0,3 | | 6 Stück | 205,00 |
| 10116514 | | 69,1 ± 0,9 | | 6 Stück | 210,00 |
| 11848273 | | Validex™ Präzisionszähl- und -größenstandards | | 5,00 ± 0,10 | Besonders für die Kalibrierung von Messgeräten und zur Verifizierung in der Trinkwasserbranche geeignet |
| 11858273 | 10,0 ± 0,10 | | 500 ml | 220,00 | |
| 11829902 | Ezy-Cal™ Präzisionszähl- und -größenstandards | 1,999 ± 0,020 | Diese Standards wurden für die regelmäßige Verwendung in Flüssigkeitspartikelzählern entwickelt, um die Kalibrierung des Messgeräts vor jedem Einsatz zu überprüfen, und stellen die Reproduzierbarkeit des Partikelzählers durch eine permanente Leistungsaufzeichnung sicher. Sie bestehen aus einer NIST™-rückführbaren Mikrokügelchen-Suspension mit präziser Konzentration. | 100 ml | 160,00 |
| 11839902 | | 5,010 ± 0,035 | | 100 ml | 160,00 |
| 11849902 | | 10,00 ± 0,08 | | 100 ml | 160,00 |
| 11573283 | | 15,02 ± 0,15 | | 100 ml | 160,00 |
| 11869902 | | 19,99 ± 0,25 | | 100 ml | 157,00 |
| 11879902 | | 24,61 ± 0,22 | | 100 ml | 156,00 |
| 11889902 | | 29,75 ± 0,56 | | 100 ml | 157,00 |
| 11899902 | | 50,00 ± 0,50 | | 100 ml | 157,00 |
| 11809912 | | 69,1 ± 0,9 | | 100 ml | 157,00 |

thermo scientific

EVOLUTION™ 260 BIO UV-VISIBLE SPEKTRALPHOTOMETER

- Zuverlässige und hochqualitative Leistung und Anwenderfreundlichkeit
- Eingebaute Bio-Assays mit Nukleinsäuren- und Proteinkonzentration, kolorimetrischer Analyse etc.
- Präzise Temperatursteuerung für Kinetikmessungen
- Langlebige Xenon-Blitzlampe zur Reduktion von Wartungsarbeiten, Stillstandzeiten und Betriebskosten
- Verbesserte Probenidentifikation und Quantifizierungsergebnisse durch Doppelstrahl-Konstruktion mit Spektralbandbreite von 1 nm
- Innovatives CUE (Customised User Environment) Scripting und die INSIGHT Software minimieren Anwenderfehler und ermöglichen eine höhere Flexibilität
- Verifizierung in Minuten statt Stunden durch Software und Zubehör für die Leistungsüberprüfung und Kalibrierung
- Zahlreiche Zubehörteile: Temperatursteuerungsoptionen, Probenwechsler, Sipper und Geräte für die Entnahme von Feststoffproben bieten eine höhere Flexibilität



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|--|---------|-------------|
| 10438278 | Evolution™ 260 Bio UV-Visible-Spektralphotometer, PC-Kontrolle | 1 Stück | 8906,25 |

JENWAY

GENOVA PLUS LIFE SCIENCE SPEKTRALPHO- TOMETER

- Spektrale Bandbreite von 5 nm
- Absorptionsbereich: -0,3 bis 2,5 A
- Vorprogrammiert für DNA/RNA-Analyse
- Mit 10mm x 10mm-Küvettenhalter
- Vorprogrammierte Methoden für die Proteinanalyse
- Xenon-Lampe auf Knopfdruck zuschaltbar
- 3 Jahre Garantie, auch auf Xenon-Lampe




PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|---|---------|-------------|
| 12201012 | Genova Plus Life Science Spektralphotometer | 1 Stück | 4190,16 |

thermo scientific

IMMUNHISTO- CHEMIE-ANTIKÖRPER FÜR DIE PATHOLOGIE



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | Formulierung | VE | Listenpreis |
|---------------|---|---|--------|-------------|
| 12644527 | CD3 (Frühmarker für T-Zellen), monoklonaler Kaninchen-Antikörper | - | 500 µl | 440,10 |
| 12643707 | CD3 (Frühmarker für T-Zellen), monoklonaler Kaninchen-Antikörper | - | 1 ml | 621,00 |
| 12633707 | CD3 (Frühmarker für T-Zellen), monoklonaler Kaninchen-Antikörper | - | 12 ml | 499,50 |
| 12612627 | CD38 Ab-3, monoklonaler Maus-Antikörper | - | 100 µl | 145,00 |
| 12632627 | CD38 Ab-3, monoklonaler Maus-Antikörper | - | 500 µl | 336,00 |
| 12693697 | Ki-67, monoklonaler Kaninchen-Antikörper | - | 1 ml | 690,00 |
| 12683697 | Ki-67, monoklonaler Kaninchen-Antikörper | - | 100 µl | 153,00 |
| 12632927 | Myelin-Basisprotein Ab-1, polyklonaler Kaninchen-Antikörper | - | 7 ml | 463,50 |
| 12620247 | Perforin Ab-2, monoklonaler Maus-Antikörper | - | 100 µl | 132,00 |
| 12640247 | Perforin Ab-2, monoklonaler Maus-Antikörper | - | 500 µl | 368,10 |
| 12630247 | Perforin Ab-2, monoklonaler Maus-Antikörper | - | 1 ml | 600,00 |
| 12610247 | Perforin Ab-2, monoklonaler Maus-Antikörper | - | 7 ml | 319,00 |
| 12642197 | Plazentare alk. Phosphatase (PLAP) Ab-4, monoklonaler Maus-Antikörper | - | 100 µl | 115,00 |
| 12652197 | Plazentare alk. Phosphatase (PLAP) Ab-4, monoklonaler Maus-Antikörper | - | 500 µl | 289,00 |
| 12632197 | Plazentare alk. Phosphatase (PLAP) Ab-4, monoklonaler Maus-Antikörper | - | 1 ml | 355,50 |
| 12622197 | Plazentare alk. Phosphatase (PLAP) Ab-4, monoklonaler Maus-Antikörper | - | 7 ml | 195,00 |
| 12632687 | Negativkontrolle für Maus-IgG1 Ab-1, monoklonaler Maus-Antikörper | Gereinigter Antikörper mit BSA und Azid | 500 µl | 225,00 |
| 12602067 | TTF-1 (Thyroid-Transkriptionsfaktor-1) Ab-1, monoklonaler Maus-Antikörper | Gereinigter Antikörper mit BSA und Azid | 1 ml | 549,00 |
| 12670847 | Troponin T, kardiale Isoform Ab-1, monoklonaler Maus-Antikörper | Gereinigter Antikörper mit BSA und Azid | 500 µl | 302,40 |
| 12650847 | Troponin T, kardiale Isoform Ab-1, monoklonaler Maus-Antikörper | Gereinigter Antikörper mit BSA und Azid | 1 ml | 481,50 |
| 12620857 | Troponin T, kardiale Isoform Ab-1, monoklonaler Maus-Antikörper | Gebrauchsfertig für die IHC (UVLP) | 7 ml | 276,00 |
| 12629356 | Faktor XIII A Ab-1, monoklonaler Maus-Antikörper | Gebrauchsfertig für die IHC (UVLP) | 7 ml | 323,00 |
| 12651987 | CD44 Std./H-CAM Ab-4, monoklonaler Maus-Antikörper | Gebrauchsfertig für die IHC (UVLP) | 7 ml | 227,00 |
| 12630947 | c-erbB-3/HER-3 Ab-6, monoklonaler Maus-Antikörper | 1 mg/ml, unmarkiert | 200 µl | 580,50 |
| 12643667 | Östrogen-Rezeptor (SP1), monoklonaler Kaninchen-Antikörper | Kulturüberstand mit Azid | 500 µl | 747,00 |

thermo**scientific**

FINNPIPETTE™ F1 GOOD LABORATORY PIPETTING (GLP) KITS

- Alles was Sie zum sicheren und verlässlichen Pipettieren benötigen in einem praktischen Kit!
- Jeder Kit beinhaltet eine Auswahl von drei oder vier FinnpiPETTE F1 oder F2 Pipetten, einen Pipettenständer, ein Gestell mit Finntip oder Finntip Flex Pipettenspitzen für jede Pipette sowie Probenreagenzienreservoirs
- **Thermo Scientific FinnpiPETTE™ F1 Pipetten:** Verbesserte Ausführung mit hervorragender Leistungsfähigkeit und Anwenderfreundlichkeit
 - Die nahezu mühe- und geräuschlose Volumeneinstellung gelingt mit einer Hand und ist dadurch noch komfortabler
 - Ein strukturierter Einstellknopf und optionale Greifstreifen ermöglichen einen festeren Griff für angenehmeres und präziseres Arbeiten
 - Durch den geringeren Kraftaufwand beim Pipettieren wird die Gefahr des RSI-Syndroms (Repetitive Strain Injury) verringert, ohne dass die Qualität Ihrer Arbeit darunter leidet
- **Thermo Scientific FinnpiPETTE™ F2 Pipetten:** Robust und langlebig
 - Leichtgängiges Pipettieren mit geringem Kraftaufwand zur Verhinderung des RSI-Syndroms
 - Neuartiger Volumeneinstellmechanismus für höhere Genauigkeit, Präzision und Haltbarkeit
 - Patentiertes Ausblasverfahren bei Volumina von 50 µl und weniger für höhere Genauigkeit und Präzision
 - Vollständig autoklavierbar für hochgradige Sterilität



15% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---|---------|-------------|-------------|
| 15541945 | Finnpipette GLP F1 Kit 1 (1 bis 1000 µl) | 1 Stück | 663,00 | 563,55 |
| 15551945 | Finnpipette GLP F1 Kit 2 (0,2 bis 1000 µl) | 1 Stück | 891,00 | 680,85 |
| 15561945 | Finnpipette GLP F1 Kit 3 (10 bis 10000 µl) | 1 Stück | 675,00 | 573,75 |
| 15571945 | Finnpipette GLP F1 Kit 4 (2 bis 1000 µl) | 1 Stück | 663,00 | 563,55 |
| 11835850 | Finnpipette GLP F2 Kit 1 (1 bis 1000 µl) | 1 Stück | 608,00 | 516,80 |
| 11845850 | Finnpipette GLP F2 Kit 2 (0,2 bis 1000 µl) | 1 Stück | 747,00 | 634,95 |
| 11855850 | Finnpipette GLP F2 Kit 3 (10 bis 10.000 µl) | 1 Stück | 619,00 | 526,15 |
| 11773027 | Finnpipette GLP F2 Kit 4 (2 bis 1000 µl) | 1 Stück | 608,00 | 516,80 |

thermo**scientific**

FINNTIP™ PIPETTENSPITZEN

- Erzielen Sie hochwertige Ergebnisse mit einem Thermo Scientific FinnpiPETTE™ Komplettsystem
- Finntip Spitzen sind ausdrücklich für FinnpiPETTE Modelle entwickelt und gefertigt, um optimale Leistung, Präzision und Genauigkeit zu gewährleisten. Sie entsprechen den Normen ISO 9001, ISO 14001 und ISO 134851 für herausragende Qualität
- Verfügbar als Standard-Spitzen, extra lange Spitzen und Spitzen mit extra weiter Spitzenöffnung in verschiedenen Verpackungsoptionen und einem Volumenbereich von 0,2µl bis zu 10ml
- Einfache Identifikation: Um maximale Effizienz zu gewährleisten, sind alle FinnpiPETTE und Finntip Gestelle farbcodiert



25% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 11722544 | Finntip 250 Universal, 10 x 96/Gestell | 960 Stück | 64,00 | 48,00 |
| 11732544 | Finntip 250 Universal, 10 x 96/Gestell, steril | 960 Stück | 80,00 | 60,00 |
| 11792504 | Finntip 10, 10 x 96/Gestell | 960 Stück | 70,99 | 53,18 |
| 11702514 | Finntip 10, 10 x 96/Gestell, steril | 960 Stück | 87,99 | 65,93 |
| 11783913 | Finntip 1000, 10 x 96/Gestell, steril | 960 Stück | 68,39 | 51,23 |
| 10399310 | Finntip 1000, 10 x 96/Gestell | 960 Stück | 86,79 | 65,03 |
| 11762544 | Finntip 300, 10 x 96/Gestell | 960 Stück | 64,00 | 48,00 |
| 10512481 | Finntip 300, 10 x 96/Gestell, steril | 960 Stück | 80,00 | 60,00 |

thermo**scientific**

ART™ BARRIERE-PIPETTENSPITZEN

- Unterstützen Sie beim Pipettieren bei einer Vielzahl von Anwendungen
- Steril, nicht steril und in verschiedenen Verpackungsoptionen erhältlich
- Maximale Probenausbeute: Durch modernste Pipettierertechnologie für eine geringe Retention - Die hydrophobe Innenfläche der Spitze reduziert signifikant die Adhäsion und damit den Probenverlust und sorgt damit für eine maximale Probenausbeute
- Extra lang, um Kontamination durch Pipettenschäft, der in den Probenbehälter gelangt, zu verhindern
- Gelbeladungs-Spitze zum Beladen von Acrylamid- oder Agarosegelen oder Spitzen mit großer Öffnung für genomische DNA, fragile Zelllinien und andere viskose Materialien



30% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 12661480 | ART™ 100E, Scharniergestell, steril | 960 Stück | 98,40 | 68,88 |
| 10768735 | ART™ 200, MicroPoint, geringe Retention, universal, Scharniergestell, 10 x 96 Spitzen | 960 Stück | 98,40 | 68,88 |
| 15193606 | ART™ 300, Barrierespitze, geringe Retention, universal, Scharniergestell, 10 x 96 Spitzen | 960 Stück | 98,40 | 68,88 |
| 15123636 | ART™ 1000 REACH Barrierespitze, extra lang, geringe Retention, universal, Scharniergestell, 8 x 96 Spitzen | 768 Stück | 119,75 | 83,83 |
| 11942689 | ART™ 10, MicroPoint, Nachladeinsatz, geringe Retention, universal, Scharniergestell, 10 x 96 Spitzen | 960 Stück | 98,40 | 68,88 |
| 10421175 | ART™ 10 REACH MicroPoint, geringe Retention, universal, Scharniergestell, 10 x 96 Spitzen, steril, 10µl | 960 Stück | 98,40 | 68,88 |
| 10032874 | ART™ 20E MicroPoint, geringe Retention, universal, Scharniergestell, 10 x 96 Spitzen | 960 Stück | 98,40 | 68,88 |
| 10276944 | ART™ 20P MicroPoint, geringe Retention, universal, Scharniergestell, 10 x 96 Spitzen | 960 Stück | 98,40 | 68,88 |
| 15163606 | ART™ 200 REACH Barrierespitze, extra lang, geringe Retention, universal, Scharniergestell, 8 x 96 Spitzen | 768 Stück | 130,80 | 91,56 |
| 10431185 | ART™ 1000L, Barrierespitze, geringe Retention, universal, Scharniergestell, 8 x 96 Spitzen | 768 Stück | 98,50 | 68,95 |

fisher**brand**

Fokus auf Fisherbrand

Für alle Anforderungen die passenden Liquid Handling Produkte



Unser vollständiges Angebot finden Sie auf www.eu.fishersci.com/go/fisherbrand

fisherscientific
by Thermo Fisher Scientific

thermo scientific

TRANSFERPIPETTEN

- Anwendungen: Subkultivierung, Ernte, Probenahme mit 15, 50 und 100 ml-Röhrchen und Kolben
- Entfernung von Überständen und Medien aus Zellkulturen
- Waschen von Zellen
- Post-Zentrifugation zur Entfernung aller Zellschichten



BIS ZU 35% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | Länge (mm) | Durchm. Schaft, mm | Gesamtkapazität, ml | Saugvolumen, ml | Tropfen pro ml | Einzel verpackt | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---|------------|--------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|
| 15397853 | Extralang | 300 | 8,6 | 23 | 7,3 | 20 | ja | 100 Stück | 41,60 | 30,58 |
| 15367833 | Extralange feine Spitze, Standard | 157 | 4,6 | 5,8 | 3,5 | 50 | nein | 500 Stück | 32,80 | 21,26 |
| 15387833 | Extralange feine Spitze, Standard | 157 | 4,6 | 5,8 | 3,5 | 50 | ja | 400 Stück | 59,90 | 44,03 |
| 10374850 | Extralange feine Spitze, mit großem Saugbalg | 153 | 3,0 | 5,0 | 3,3 | 50 | nein | 250 Stück | 26,75 | 20,96 |
| 15317833 | Extralange feine Spitze, mit großem Saugbalg | 153 | 3,0 | 5,0 | 3,3 | 50 | ja | 400 Stück | 64,35 | 47,31 |
| 15357823 | Extralange feine Spitze, mit kleinem Saugbalg | 104 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 50 | ja | 400 Stück | 49,35 | 36,28 |



VISCODISPO™ PROBENEHMER AUS HDPE

- Einweg-Probenehmer für hochviskose Medien. Keine Kreuzkontamination mit anderen Proben und keine komplizierte, zeitaufwändige, teure Reinigung
- HDPE
- Durchmesser: 21 mm
- 20 Stück pro Packung, einzeln verpackt



BIS ZU 29% RABATT

| Bestellnummer | Volumen, ml | Länge (mm) | Steril | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------------|------------|--------|----------|-------------|-------------|
| 10369212 | 100 | 500 | nein | 20 Stück | 161,00 | 114,73 |
| 10674293 | 190 | 1000 | nein | 20 Stück | 199,00 | 149,18 |
| 10286942 | 100 | 500 | ja | 20 Stück | 216,00 | 168,75 |
| 10414812 | 190 | 1000 | ja | 20 Stück | 263,00 | 197,16 |



LIQUIDISPO™ EINWEG-PROBENEHMER

- Keine Kreuzkontamination mit anderen Proben und keine komplizierte, zeitaufwändige, teure Reinigung
- HDPE
- Durchmesser: 21 mm
- 20 Stück pro Packung, einzeln verpackt
- Ergonomischer Griff
- Keine Dichtungen
- HDPE
- Reinraumfertigung
- Optional durch Gammastrahlen sterilisiert



FANTASTISCHE PREISE

| Bestellnummer | Volumen, ml | Länge (mm) | Steril | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------------|------------|--------|----------|-------------|-------------|
| 10013872 | 100 | 500 | nein | 20 Stück | 161,00 | 114,73 |
| 10339022 | 190 | 1000 | nein | 20 Stück | 197,00 | 142,06 |
| 10656003 | 100 | 500 | ja | 20 Stück | 217,00 | 108,09 |
| 10475002 | 190 | 1000 | ja | 20 Stück | 263,00 | 142,01 |



DISOPIPETTE EINWEG-PROBENEHMER

- Probenehmer für Medien mit geringer Viskosität
- Probenahme aller Schichten durch Einführen der geöffneten DisoPipette in eine Flüssigkeit
- Probenahme am Zielpunkt durch Einführen der geschlossenen DisoPipette und Öffnen am Probenahmepunkt
- Zwei Öffnungsgrößen (2,5 und 5,5 mm) für unterschiedliche Viskositäten
- Reinraumfertigung
- Optional durch Gammastrahlen sterilisiert



BIS ZU 29% RABATT

| Bestellnummer | Volumen, ml | Länge (mm) | Steril | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------------|------------|--------|----------|-------------|-------------|
| 15521741 | 100 | 500 | nein | 20 Stück | 70,65 | 63,82 |
| 10767075 | 180 | 900 | ja | 50 Stück | 407,00 | 290,02 |
| 15482985 | 100 | 500 | ja | 20 Stück | 82,80 | 74,80 |
| 11901501 | 200 | 1000 | ja | 50 Stück | 580,00 | 413,30 |



GRADUIERTE PIPETTE AUS POLYSTYROL

- Für Anwendungen im Milchwirtschafts-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologiebereich
- Graduiert



22% RABATT

| Bestellnummer | Volumen, ml | Länge (mm) | Steril | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------------|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 15354734 | 1 | 270 | ja | 4000 Stück | 490,00 | 380,68 |
| 15344734 | 10 | 294 | ja | 1000 Stück | 252,00 | 194,72 |



TRICHTERHALTER AUS POLYPROPYLEN

- Trichterhalter mit Einlegereduzierungen für den sicheren und effektiven Einsatz mit unterschiedlichen Trichtergrößen. Geeignet für Trichter mit Durchmessern von 40 bis 160 mm.
- Polypropylen, weiß, bruchfest
- Für zwei Trichter
- Mit jeweils zwei Einlegereduzierungen
- Stufenlos verstellbare Arbeitshöhe



BIS ZU 29% RABATT

| Bestellnummer | Maße, L x B x H, mm | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|-----------------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 10057980 | 300 x 140 x 480 | 1 Stück | 76,55 | 60,46 |
| 10393731 | 550 x 150 x 500 | 1 Stück | 138,72 | 98,85 |

thermo scientific

CIMAREC+™ RÜHR-HEIZPLATTEN-SERIE

- Die Stir-Trac Technologie bietet innovative Technik beim Rühren mit niedrigen Drehzahlen, eine präzise Drehzahlsteuerung und eine leistungsstarke Magnetkupplung
- Temperatureinstellung in Schritten von 1 Grad
- Das Hot Top Warnsystem verhindert durch eine deutlich sichtbare Anzeige von Plattentemperaturen über 50 °C (122 °F) Verbrennungen durch Unachtsamkeit
- Obere Platte aus Keramik oder Aluminium
- Einfach ablesbare LED-Anzeige für Beheizung und Rühren
- Schutz der Elektronik vor Spritzern durch erhöhte Konstruktion der Anzeige
- Optionale Schutzabdeckung für Temperaturfühler und gegen Spritzer
- Unterschiedliche Größen für unterschiedliche Probenvolumina
- Maße (L x B x H), mm: 330 x 208 x 97



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | Max. Temperatur | Drehzahlbereich | Oberflächenbeheizung, mm | VE | Listenpreis |
|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|---------|-------------|
| 15403610 | Rührer | - | 50 bis 1500 U/min | 184 x 184 | 1 Stück | 242,00 |
| 15493600 | Heizplatte | 540 °C | - | 184 x 184 | 1 Stück | 232,00 |
| 15413610 | Rühr-Heizplatte, EU | 540 °C | 50 bis 1500 U/min | 184 x 184 | 1 Stück | 404,00 |



TITRATIONS-BÜRETTE

- **Titrationbürette mit Bruchschutz**
Die Titrationbürette mit Splitterschutz ist eine Schnellbetriebsbürette vom Konstruktionstyp nach Dr. Schilling und weist Schellbach-Streifen, eine automatische Nullpunktextraktion sowie eine Bürkle-Dosierarmatur auf. Die Glasbürette hat eine Kunststoffhülle, sodass sie eine höhere Bruchfestigkeit aufweist und einen Schutz gegen Splitter bietet. Die Bürette ist wesentlich bruchsicherer als herkömmliche Büretten. Selbst im Fall eines Bruchs besteht keine Verletzungsgefahr durch Splitter
- **Automatische Titrationbürette**
Bürette vom Typ Schilling/Bürkle mit Schellbach-Streifen und originaler Bürkle-Dosierarmatur. Ein Universalhilfsmittel im Labor, in der Elektroplattierungsbranche, in Wasseraufbereitungsanlagen, bei Feldanalysen etc. Genaue Dosierung mit Druckknopf, exakte Feintitration mit Mikroschraube und präziser Abgabedüse.



BIS ZU 20% RABATT

| Bestellnummer | Volumen, ml | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|-------------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| Mit Bruchschutz | | | | |
| 15591751 | 15 | 1 Stück | 58,60 | 52,94 |
| 11981501 | 25 | 1 Stück | 56,33 | 50,89 |
| 11991501 | 50 | 1 Stück | 63,75 | 57,59 |
| Automatisch, Borosilikatglas | | | | |
| 10503461 | 5 | 1 Stück | 52,55 | 45,92 |
| 10208230 | 10 | 1 Stück | 52,30 | 45,70 |
| 10701961 | 15 | 1 Stück | 53,00 | 46,31 |
| 10686331 | 25 | 1 Stück | 52,40 | 42,40 |
| 10513461 | 50 | 1 Stück | 62,25 | 49,49 |

fisherbrand

RÜHRWERK, DIGITAL

- Leistungsfähige Rührwerke mit Drehzahl-Kontrolle: einfache Bedienung und vielseitig in der Anwendung
- Bürstenlose DC-Hochleistungsmotoren
- Überlastungsschutz
- Hohlwelle zur komfortablen Einstellung der Rührerhöhe
- Klemme, Stativ und Rührwerkzeug separat erhältlich
- Sicherheitsprüfung nach EN61326 CE / IEC 61010-1 und 61010-2-51, EMC EN50081-1, EN50082-1 ROHS, WEEE
- 3 Jahre Garantie



BIS ZU 23% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|-----------------|---|---------|-------------|-------------|
| 15203807 | Rührwerk, 40 bis 2000 U/min, 25L | 1 Stück | 945,00 | 858,71 |
| 15293797 | Rührwerk, mit hohem Drehmoment 20 bis 3000 U/min, 60L | 1 Stück | 1675,00 | 1497,63 |
| Zubehör | | | | |
| 11984985 | Kompaktes Stativ mit Basis: 457mm x 8mm (nur für 15203807) | 1 Stück | 348,00 | 266,09 |
| 12937106 | Propellerrührer, 2 Flügel, flexibel, 400mm Länge x 60mm Durchmesser | 1 Stück | 150,00 | 127,31 |
| 12917106 | Propellerrührer, 4 Flügel, vertikal, 400mm Länge x 50mm Durchmesser | 1 Stück | 143,00 | 121,37 |

fisherbrand

ULTRASCHALL-HOMOGENISATOR

Erhältlich in vier Ausführungen

- Homogenisator, Modell 50: Verarbeitet 0,2 bis 50ml, 50 Watt, dauerhafter oder ferngesteuerter Betrieb, (optionaler Fußschalter), leichter Wandler (340g) für Handbetrieb
- Homogenisator, Modell 120: Verarbeitet 0,2 bis 50ml, 120 Watt, programmierbar von 1 Sekunde bis 10 Stunden, Überlastschutz, Pulsmodus (1 Sekunde bis 59 Sekunden), Energieanzeige (Watt und Joule), leichter Wandler (340g) für bequemen Handbetrieb
- Homogenisator, Modell 705: Verarbeitet 0,2 bis 1000 ml, 700 Watt, Touchscreen-Display, programmierbar von 1 Sekunde bis 99 Stunden, speichert bis zu 10 verschiedene Programme, Überlastschutz, Pulsmodus (1 Sekunde bis 24 Stunden), Energieanzeige (Echtzeit-Watt und kumulative Joule), Temperaturüberwachung (optionaler Temperaturfühler erforderlich), volle Amplitudenregelung von 1-100 %



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|--|---------|-------------|
| 12961151 | Modell 50: Einschließlich Generator, Wandler, 3-mm-Sonde, Kabel, Schraubenschlüssel-Set, Handbuch, 230 V, 50/60 Hz, 203 mm x 190mm x 152 mm (B x L x H) | 1 Stück | 1735,00 |
| 12337338 | Modell 120: Einschließlich Generator, Wandler, 3-mm-Sonde, Kabel, Schraubenschlüssel-Set, Handbuch, 230 V, 50/60 Hz, 203 mm x 330mm x 152 mm (B x L x H) | 1 Stück | 2365,00 |
| 12931151 | Modell 705: Einschließlich Generator, Wandler, 13-mm-Sonde, Kabel, Schraubenschlüssel-Set, Handbuch, 230 V, 50/60 Hz, 203 mm x 387mm x 216mm (B x L x H) | 1 Stück | 5594,40 |

Zubehör

| | | | |
|----------|---|---------|--------|
| 12921181 | Mikrospitzensonde, 1,9 mm Durchmesser, 0,2 ml bis 5 ml Verarbeitungsvolumen, für 50-Watt- und 120-Watt-Ultraschallgeräte | 1 Stück | 332,57 |
| 12911181 | Mikrospitzensonde, 3,1 mm Durchmesser, 0,5 ml bis 15 ml Verarbeitungsvolumen, für 50-Watt- und 120-Watt-Ultraschallgeräte | 1 Stück | 296,95 |
| 12931181 | Mikrospitzensonde, 6,3 mm Durchmesser, 5 ml bis 50 ml Verarbeitungsvolumen, für 120-Watt-Ultraschallgerät | 1 Stück | 332,57 |
| 12921171 | Sonde, 12,7 mm Durchmesser, 10 ml bis 250 ml, mit austauschbarer Spitze, für 500-Watt- und 700-Watt-Ultraschallgeräte | 1 Stück | 623,52 |
| 12971161 | Sonde, 19,05 mm Durchmesser, mit austauschbarer Spitze, 25 ml bis 500 ml Verarbeitungsvolumen | 1 Stück | 635,43 |
| 12901171 | Sonde, 25,4 mm Durchmesser, mit austauschbarer Spitze, 50 ml bis 1000 ml, für 700-Watt-Ultraschallgerät | 1 Stück | 671,05 |
| 12951171 | Ersatzspitze, 12,7 mm Durchmesser, für 500-Watt- und 700-Watt-Ultraschallgeräte | 1 Stück | 71,27 |
| 12961171 | Ersatzspitze, 19,05mm Durchmesser, für 500-Watt- und 700-Watt-Ultraschallgeräte | 1 Stück | 83,12 |
| 12971171 | Ersatzspitze, 25,4mm Durchmesser, für 500-Watt- und 700-Watt-Ultraschallgeräte | 1 Stück | 95,03 |



Distributor
GE Healthcare

PURADISC™ SPRITZENFILTER 30 MM



- Aufgrund sehr geringer Proteinbindung geeignet für Proteinrückgewinnungsanwendungen. Whatman™ Puradisc™ FP Sterile 30 mm-Spritzenfilter aus Celluloseacetat sind hydrophil und funktionieren deshalb trotz ihrer geringen Beständigkeit gegen Lösungsmittel mit wässrigen und alkoholischen Medien.

SONDERPREISE

| Bestellnummer | Beschreibung | Porengröße, µm | Farbe | Steril | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--------------------------------|----------------|-------|--------|----------|-------------|-------------|
| 11399304 | Celluloseacetat, nicht pyrogen | 0,2 | Rot | ja | 50 Stück | 140,38 | 133,00 |



RIGHT-TO-KNOW, WASCHFLASCHEN MIT SICHERHEITSENTLÜFTUNG, 500 ML



- Weite Halsöffnung mit 53 mm für einfache Befüllung
- Flaschen aus lichtdurchlässigem LDPE mit farbcodierten Kappen zur einfachen Identifikation
- Vorbedruckt mit Bezeichnung und Formel der Chemikalie, GHS-Piktogramm und Signalwort, vierfarbigem Diamant der US-amerikanischen National Fire Protection Association (NFPA) Abteilung 704, Gesundheitsgefahren, Chemical Abstracts Service(CAS)-Nummer und empfohlener Schutzbekleidung und -ausstattung

PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Chemikalienetikett | Farbe | VE | Listenpreis |
|---------------|------------------------------|-------|---------|-------------|
| 15509991 | Ethanol | Weiß | 4 Stück | 36,85 |
| 15579981 | Natriumhypochlorit (Bleiche) | Gelb | 4 Stück | 35,90 |



SPATEL

- Der Löffelspatel ist ein Doppelspatel mit einem 0,5 ml-Löffel und einem 17 mm-Löffelblatt
- Der Mikrospatel hat abgerundete Enden und fasst 1,0 und 0,2 ml
- Erhältlich als Großpackung mit 100 Stück (lose) oder einzeln verpackt und durch Gammastrahlen sterilisiert



BIS ZU 12% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | Steril | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--|--------|-----------|-------------|-------------|
| 15674104 | Löffelspatel, LaboPlast, PS, 0,5 ml/17 mm | nein | 100 Stück | 17,71 | 15,48 |
| 15614114 | Löffelspatel, SteriPlast, PS, 0,5 ml/17 mm | ja | 100 Stück | 43,15 | 40,09 |
| 15684104 | Mikrospatel, LaboPlast, PS, 1,0/0,25 ml | nein | 100 Stück | 17,71 | 15,48 |
| 15624114 | Mikrospatel, SteriPlast, PS, 1,0/0,25 ml | ja | 100 Stück | 43,15 | 40,09 |

thermo scientific

ZELLKULTUR-ZENTRIFUGE

- Lieferumfang: Thermo Scientific SL8, 230 V (Hrst.-Nr.: 15132559); TX-150 Rotor (Hrst.-Nr.: 15175233); TX-150 Rund-Aufnahmebehälter (4er-Satz) (Hrst.-Nr.: 15192633); Abdichtungsdeckel (4er-Satz) (Hrst.-Nr.: 15152693); Adapter für konische 50 ml-Röhrchen mit und ohne Stehrand (4er-Satz) (Hrst.-Nr.: 15184233); Adapter für konische 15 ml-Röhrchen (4er-Satz) (Hrst.-Nr.: 15183263)



10% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 15287559 | SL8 Zellkulturpaket | 1 Stück | 3906,00 | 3515,40 |

thermo scientific

ZENTRIFUGEN-RÖHRCHEN, 5-ML UND 50-ML, KONISCH, NUNC™

- Gestell aus umweltfreundlichem recycelbaren Kunststoff, für weniger Kontaminationen im Vergleich zu herkömmlichen Schaumstoffverpackungen
- Auslaufsicher, um Ihre Proben zu schützen



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Volumen, mL | Max. RZB xg | Verpackung | VE | Listenpreis |
|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 11397201 | 15 | 10500 | Lose | 500 Stück | 174,00 |
| 11307211 | 15 | 10500 | Im Gestell | 500 Stück | 202,00 |
| 11347201 | 50 | 17000 | Lose | 500 Stück | 174,00 |
| 11317211 | 50 | 17000 | Im Gestell | 300 Stück | 122,00 |

MERCK

FILTERVORRICHTUNG AMICON™ ZENTRIFUGENRÖHRCHEN

- Konzentriert 500µL herunter auf 15µL
- Konzentrationsfaktor 25 x bis 30 x
- Festwinkelrotor: 14000xg für Konzentrations-Spin; 1000xg für hohe Probenrückgewinnung mit Umkehr-Spin (mehr als 90 % der verdünnten Ausgangslösung)
- Schnelle Verarbeitungszeit - 10 bis 30 Minuten
- Umkehr-Spin-Fähigkeit sorgt für konsistente Rückgewinnung



BIS ZU 17% RABATT

| Bestellnummer | MWCO, kDa | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-----------|----------|-------------|-------------|
| 10795785 | 3 | 8 Stück | 52,31 | 44,00 |
| 10212584 | 3 | 24 Stück | 125,32 | 104,00 |
| 10028713 | 10 | 8 Stück | 52,31 | 44,00 |
| 10088753 | 10 | 24 Stück | 125,32 | 104,00 |
| 10505274 | 30 | 8 Stück | 52,31 | 44,00 |
| 10012584 | 30 | 24 Stück | 125,32 | 104,00 |
| 10378434 | 50 | 8 Stück | 52,31 | 44,00 |
| 10194304 | 50 | 24 Stück | 125,32 | 104,00 |
| 10527164 | 100 | 8 Stück | 52,31 | 44,00 |
| 10114694 | 100 | 24 Stück | 125,32 | 104,00 |

thermo scientific

MEDIENFLASCHEN

- Reduzieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination mit diesen sterilen, Einweg-Medienflaschen
- Eine preiswerte und bruch sichere Alternative zu Glasmedienflaschen
- Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch zum Zellschutz
- Eingearbeitete Graduierung reibt nicht ab
- Hergestellt aus klarem, leichten, Polyethylenterephthalat-Copolyester (PETG) bieten sie Stoßfestigkeit und ausgezeichnete Gasbarriereigenschaften
- Verschluss ist aus Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
- Flaschen in Schrumpf-Tray-Verpackungen für optimale Sauberkeit
- Hitzeschrumpfband um Verschluss und Flaschenhals sorgt für garantierte Sterilität der Flaschen bis zur Abnahme des Bandes



FANTASTISCHE PREISE

| Bestellnummer | Beschreibung | Volumen, mL | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|----------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 12074118 | Medienflaschen, klar, PETG | 125 | 24 Stück | 65,75 | 31,73 |
| 12084118 | Medienflaschen, klar, PETG | 250 | 24 Stück | 79,70 | 40,19 |
| 12064118 | Medienflaschen, klar, PETG | 500 | 12 Stück | 48,75 | 31,39 |
| 12094118 | Medienflaschen, klar, PETG | 1000 | 12 Stück | 78,35 | 43,84 |

burkle

ALLZWECKSCHALEN

- Diese praktischen Allzweckschalen können im Leerzustand ineinander gestellt werden und sind langlebig, bruch- und biegefest. Die Schalen haben einen festen, runden Rand. Sie eignen sich als Ausgießwannen für umweltschädliche, aggressive Substanzen, für Experimente, als Schale für das Ätzen oder zur Aufbewahrung von Geräten. Erhältlich auch als 4er- und 6er-Satz.
- Polypropylen, weiß
- Stapelbar
- Temperaturbeständig bis zu +60 °C (nicht geeignet für temperaturregulierte Lagerung oder Spülmaschinen)



BIS ZU 26% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--|---------|-------------|-------------|
| 11931651 | Schalen, Polypropylen, 4er-Set: 0,5 l/1,5 l/3 l und 10 l | 1 Set | 46,25 | 40,41 |
| 11941651 | Schalen, Polypropylen, 6er-Set: 0,5 l/1,5 l/3 l, 10 l, 21 l und 39 l | 1 Set | 133,00 | 112,88 |
| 10130501 | Schale, Allzweck, Polypropylen 130 x 180 mm; 0,5 l | 1 Stück | 5,60 | 4,97 |
| 10028320 | Schale, Allzweck, Polypropylen, 180 x 240 mm, 1,5 l | 1 Stück | 9,75 | 8,23 |
| 10221771 | Schale, Allzweck, Polypropylen, 240 x 300 mm, 3 l | 1 Stück | 19,40 | 15,20 |
| 10129880 | Schale, Allzweck, Polypropylen, 300 x 400 mm, 10 l | 1 Stück | 30,85 | 22,68 |
| 10404121 | Schale, Allzweck, Polypropylen, 400 x 500 mm, 21 l | 1 Stück | 40,25 | 35,17 |
| 10363511 | Schale, Allzweck, Polypropylen, 500 x 700 mm, 39 l | 1 Stück | 58,70 | 46,36 |

thermo**scientific**

BIOLITE ZELLKULTURBEHANDELTE FLASCHEN



- Polystyrol
- HPDE Deckel
- Steril

FANTASTISCHE PREISE

| Bestellnummer | Kulturfläche, cm ² | Verschluss | Empfohlenes Arbeitsvolumen, ml | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 11830765 | 25 | Filterkappe | 7 | 200 Stück | 147,00 | 56,40 |
| 11849594 | 25 | Stopfen | 7 | 200 Stück | 139,00 | 49,85 |
| 11884235 | 75 | Filterkappe | 25 | 100 Stück | 119,00 | 48,50 |
| 11840765 | 75 | Stopfen | 25 | 100 Stück | 118,00 | 43,30 |
| 11850845 | 175 | Filterkappe | 50 | 40 Stück | 79,70 | 32,80 |
| 11845275 | 175 | Stopfen | 50 | 40 Stück | 80,50 | 28,90 |

thermo**scientific**

BIOLITE SCHALEN, ZELLKULTURBEHANDELT



- Polystyrol
- Mit Deckel und Belüftung
- Steril

FANTASTISCHE PREISE

| Bestellnummer | Außenmaße, mm | Innenmaße, mm | Kulturfläche, cm ² | Empfohlenes Arbeitsvolumen, ml | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 11810765 | 35 x 10 | 34,3 x 9,3 | 9,4 | 3 | 500 Stück | 105,00 | 48,50 |
| 11844335 | 60 x 15 | 52,7 x 12,6 | 21,5 | 5 | 500 Stück | 131,00 | 49,85 |
| 11815275 | 100 x 20 | 88 x 16 | 60,8 | 12,5 | 200 Stück | 81,10 | 31,50 |
| 11804125 | 150 x 20 | 138,5 x 15,4 | 148 | 35 | 120 Stück | 148,00 | 59,00 |

thermo**scientific**

BIOLITE MULTISCHALEN, ZELLKULTURBEHANDELT



- Polystyrol, Wells mit flachem Boden
- mit Deckel
- Steril

FANTASTISCHE PREISE

| Bestellnummer | Anzahl der Wells | Maße der Wanne, mm | Außenmaße, mm | Kulturoberfläche, cm ² /Well | Empfohlenes Arbeitsvolumen/Wanne, ml | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|------------------|--------------------|---------------|---|--------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| 11825275 | 6 | 35 | 85,4 x 127,6 | 9,6 | 3,0 | 50 Stück | 68,00 | 32,75 |
| 11889684 | 12 | 22,1 | 85,4 x 127,6 | 3,8 | 2,0 | 50 Stück | 72,90 | 32,75 |
| 11874235 | 24 | 15,6 | 85,4 x 127,6 | 1,9 | 1,0 | 50 Stück | 59,20 | 36,00 |
| 11820765 | 48 | 9,75 | 85,4 x 127,6 | 0,75 | 0,5 | 50 Stück | 70,80 | 32,75 |
| 11835275 | 96 | 6,4 | 85,4 x 127,6 | 0,32 | 0,2 | 50 Stück | 60,30 | 30,75 |

memmert
Experts in Thermostatics

BÄDER, WASSER, BEHEIZT, WNB SERIE



- Mikroprozessor- PID-Temperaturregler
- Digitalanzeige
- Überhitzungsschutz
- Integrierter digitaler Zeitgeber

SONDERPREISE

| Bestellnummer | Kapazität, Liter | Leistung, W | Außenmaße, B x T x H, mm | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|------------------|-------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|
| 10738303 | 7 | 1200 | 356 x 468 x 337 | 1 Stück | 580,00 | 551,00 |
| 10329342 | 10 | 1200 | 356 x 578 x 337 | 1 Stück | 630,00 | 598,50 |
| 10573693 | 14 | 1800 | 436 x 578 x 347 | 1 Stück | 678,00 | 644,10 |
| 10185702 | 22 | 2000 | 436 x 578 x 405 | 1 Stück | 761,00 | 722,95 |
| 10433302 | 29 | 2400 | 516 x 818 x 343 | 1 Stück | 875,00 | 831,25 |
| 10003832 | 45 | 2800 | 516 x 818 x 401 | 1 Stück | 1086,00 | 1031,70 |

CORNING

ECM MIMETIKUM- UND DEFINIERTE OBERFLÄCHEN



- Gebrauchsfertige Zellkulturausstattung, geeignet als Ersatz für natürliches, selbstbeschichtetes Fibronectin für adulte Stamm-, Vorläufer- und Primärzelltypen in definierten Medienumgebungen

BIS ZU 16% RABATT

| Bestellnummer | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|----------|-------------|-------------|
| 15310001 | 10 Stück | 284,65 | 270,42 |
| 15350001 | 10 Stück | 422,97 | 354,55 |
| 15380001 | 10 Stück | 501,80 | 420,63 |
| 15319830 | 8 Stück | 712,89 | 651,20 |
| 15329830 | 6 Stück | 932,24 | 781,43 |
| 15300011 | 10 Stück | 259,35 | 246,38 |
| 15340011 | 10 Stück | 309,95 | 294,45 |
| 15360011 | 10 Stück | 385,85 | 366,56 |
| 15349830 | 8 Stück | 669,35 | 627,51 |
| 15359830 | 6 Stück | 829,52 | 757,74 |

CORNING

ZELLKULTURMEDIEN UND -REAGENZIE



BIS ZU 35% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--|------------|-------------|-------------|
| 15373541 | Dulbecco's Modified Eagle Medium/Ham's F-12, 50/50-Gemisch | 6 x 500 ml | 64,50 | 41,80 |
| 15323609 | Accutase™ Lösung zur Zellablösung, flüssig | 100 ml | 39,05 | 28,71 |
| 15393571 | Dulbecco's phosphatgepufferte Salzlösung, 1X | 6 x 500 ml | 50,35 | 32,63 |
| 15333571 | Dulbecco's phosphatgepufferte Salzlösung, 10X | 6 x 500 ml | 181,00 | 128,98 |



Distributor
GE Healthcare

HYCLONE™ ZELL-KULTURMEDIEN

PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|---|---------|-------------|
| 10397042 | ADCF-Mab Flüssigmedium mit L-Glutamin, HEPES; ohne Phenolrot | 1000 ml | 80,70 |
| 10235312 | ADCF-Mab Flüssigmedium mit HEPES; ohne L-Glutamin, Phenolrot | 1000 ml | 56,96 |
| 10433142 | CDM4CHO Flüssigmedium mit L-Glutamin | 1000 ml | 79,00 |
| 10463522 | CDM4CHO Flüssigmedium ohne L-Glutamin | 1000 ml | 62,18 |
| 11506341 | CDM4HEK293 Flüssigmedium ohne Phenolrot, L-Glutamin, HEPES | 1000 ml | 58,22 |
| 10399663 | CDM4MAb Flüssigmedium mit L-Glutamin | 1000 ml | 89,40 |
| 10771484 | CDM4MAb Flüssigmedium ohne L-Glutamin | 1000 ml | 66,45 |
| 10761634 | CDM4NSO Flüssigmedium ohne L-Glutamin | 1000 ml | 99,95 |
| 15280496 | HyCell TransFx-H Flüssigmedium | 1000 ml | 70,74 |
| 10443295 | PF-CHO LS Flüssigmedium mit L-Glutamin; ohne Phenolrot | 1000 ml | 59,96 |
| 10483522 | SFM4CHO Flüssigmedium mit L-Glutamin | 1000 ml | 68,00 |
| 10376852 | SFM4CHO Flüssigmedium ohne L-Glutamin | 1000 ml | 57,07 |
| 10403912 | SFM4CHO-Utility Flüssigmedium mit L-Glutamin | 1000 ml | 49,86 |
| 10500283 | SFM4HEK293 Flüssigmedium mit L-Glutamin, Poloxamer 188, Natriumbicarbonat; ohne Protein, Phenolrot, HEPES | 1000 ml | 62,80 |
| 10397092 | SFM4MAb Flüssigmedium mit L-Glutamin | 1000 ml | 52,67 |
| 11536341 | SFM4Transfx-293 Flüssigmedium mit Poloxamer 188, Natriumbicarbonat; ohne L-Glutamin, Phenolrot, HEPES | 1000 ml | 72,60 |
| 10673143 | SFX-Insect Flüssigmedium mit L-Glutamin, Natriumbicarbonat | 1000 ml | 57,00 |

fisherbrand

ABSAUGSYSTEM

- Chemikalienbeständige, ölfreie Saugstation
- Langlebige Membranpumpe
- Schlauchverbindungsstücke mit Schnellkupplung und automatischen Trennventilen



BIS ZU 23% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--|---------|-------------|-------------|
| 15567479 | Basisabsaugsystem, komfortable Anwendung, freier Durchfluss: 15 l/min, Vakuum: 150 mbar | 1 Stück | 1053,00 | 956,85 |
| 15348191 | Erweitertes Absaugsystem mit 4 l-Flasche aus PP, mit Vakuumregler auf der Vorderseite und Vakuummessgerät • Integrierte chemikalienbeständige Membranpumpe • Pumpgeschwindigkeit: 15 l/min • Enddruck: 100 mbar | 1 Stück | 1874,98 | 1440,27 |
| 10700854 | HandVac Pipettier-Basiskit, mit Einkanal-Adapter aus Kunststoff für Pipettierspitze mit Abwerfer, Silikon Schlauch (Innendurchmesser 6 mm, Wandstärke 3 mm, Länge 2 m) und Schlauchverbindungsstück mit Schnellkupplung | 1 Stück | 647,55 | 504,84 |
| 10412163 | Achtkanal-Adapter aus Edelstahl | 1 Stück | 326,43 | 249,60 |
| 13594340 | Achtkanal-Adapter aus Kunststoff mit Abwerfer | 1 Stück | 116,01 | 116,00 |
| 15441934 | Einkanal-Adapter aus Kunststoff für Einwegspitzen mit Abwerfer | 1 Stück | 50,77 | 44,36 |
| 15432055 | Silikon Schlauch, Länge 2 m, Innendurchm. 6 mm x Wandstärke 3 mm | 2 m | 28,68 | 25,06 |
| 15451934 | Tischständer für HandVac und Zubehör | 1 Stück | 149,29 | 133,24 |
| 12967914 | Inline-Filter | 1 Stück | 25,18 | 20,17 |
| 15461934 | 4 l-Aufnahmeflasche aus Polypropylen mit Deckel, Inline-Filter, Schläuchen und Schlauchverbindungsstück mit Schnellkupplung | 4 l | 341,55 | 293,33 |
| 15309804 | Fußschalter für erweitertes Saugsystem, mit Ein/Aus-Funktion | 1 Stück | 135,23 | 116,17 |

fisherbrand

SEROLOGISCHE PIPETTEN, POLYSTYROL, LOSE VERPACKT

- DNase- und RNase-frei
- Mit Gammastrahlung sterilisiert
- An der Pipette verläuft ein schwarzer Vergrößerungstreifen, der den Meniskus sichtbar macht und Messfehler reduziert.
- Die Größen 5mL, 10mL, und 50mL haben sowohl aufsteigende als auch absteigende Graduierungen.
- Die Spitzenform bei Größe 50mL erhöht die Oberflächenspannung, um ein Tropfen zu verhindern.



FANTASTISCHE PREISE

| Bestellnummer | Volumen, mL | Graduierungen, ml | Farbe | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------------|-------------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 11879660 | 1 | 0,01 | Gelb | 1000 Stück | 120,19 | 65,04 |
| 11889660 | 2 | 0,01 | Grün | 500 Stück | 77,67 | 44,19 |
| 11899660 | 5 | 0,1 | Blau | 500 Stück | 89,02 | 47,55 |
| 11809670 | 10 | 0,1 | Orange | 500 Stück | 100,80 | 53,71 |
| 11829670 | 50 | 0,5 | Lila | 100 Stück | 157,27 | 86,62 |

fisherbrand

SEROLOGISCHE PIPETTEN, POLYSTYROL, EINZELN VERPACKT

- Garantiert pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
- Frei von DNase und RNase
- Einheiten in Papier / Plastik oder in Plastik / Plastik verpackt
- Sterilisiert durch Gammastrahlung



FANTASTISCHE PREISE

| Bestellnummer | Volumen, mL | Graduierungen, mL | Farbe | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---|-------------|-------------------|--------|------------|-------------|-------------|
| Pipetten einzeln in Plastik/Plastik verpackt | | | | | | |
| 11819660 | 1 | 0,01 | Gelb | 1000 Stück | 232,48 | 67,32 |
| 11879650 | 2 | 0,01 | Grün | 500 Stück | 134,29 | 40,86 |
| 11829660 | 5 | 0,1 | Blau | 200 Stück | 77,50 | 20,39 |
| 11839660 | 10 | 0,1 | Orange | 200 Stück | 79,72 | 23,36 |
| 11517752 | 25 | 0,2 | Rot | 200 Stück | 94,05 | 46,12 |
| 11537752 | 50 | 0,5 | Lila | 100 Stück | 183,25 | 82,91 |
| Pipetten einzeln in Papier/Plastik verpackt | | | | | | |
| 11849181 | 1 | 0,01 | Gelb | 1000 Stück | 130,24 | 73,59 |
| 11859181 | 2 | 0,01 | Grün | 500 Stück | 73,08 | 41,97 |
| 11869181 | 5 | 0,1 | Blau | 200 Stück | 55,97 | 23,36 |
| 11879181 | 10 | 0,1 | Orange | 200 Stück | 54,89 | 23,45 |
| 11839181 | 25 | 0,2 | Rot | 200 Stück | 106,56 | 53,27 |
| 11889181 | 50 | 0,5 | Lila | 100 Stück | 172,22 | 87,56 |

thermo scientific

HERACELL™ VIOS 160I UND 250I CO₂- INKUBATOREN

- THRIVE Aktives Luftstromsystem für optimales Zellwachstum
- Kürzere Erholzeiten durch neue Sensortechnologie
- Exklusives kondensationsfreies Befeuchtungssystem
- Hochtemperatursterilisation ganz einfach auf Knopfdruck
- Luftqualität gemäß ISO 5 durch HEPA-Luftfilter



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|---|---------|-------------|
| 15331035 | VIOS 160i CO ₂ -Inkubator, Edelstahl-Einzelkammer, TC-Sensor | 1 Stück | 9245,00 |
| 15363212 | VIOS 160i CO ₂ -Inkubator, Edelstahl-Einzelkammer, IR-Sensor | 1 Stück | 10066,00 |
| 15572710 | VIOS 250i CO ₂ -Inkubator, Einzelkammer, Edeltahl-Innenkammer, TC180 CO ₂ -Sensor | 1 Stück | 13272,00 |
| 15512720 | VIOS 250i CO ₂ -Inkubator, Einzelkammer, Edeltahl-Innenkammer, IR180Si CO ₂ -Sensor | 1 Stück | 14677,00 |

fisherbrand

WASSERBÄDER

- Temperierbereich ab Umgebungstemperatur bis 99,9°C
- Temperaturstabilität von ±0,1°C und Temperaturkonstanz von ±0,05°C bei 37°C
- Heller LCD-Controller mit symbolgeführtem Menü
- Speichert drei Temperaturvoreinstellungen
- Automatische Zeitschaltuhr für programmierbaren Programmstart
- Internationale Spannung - eine Artikelnummer ist überall auf der Welt einsetzbar
- Akustische Warnsignale helfen Ihre Arbeit zu schützen
- Universal-Wasserbäder verfügen über einen Schrägdeckel aus Polycarbonat
- Schüttelbäder mit Umschwingleistung von 30 bis 200 Schwingungen pro Minute, mit Edeltahlschrägdeckel und Schüttelinsatz



BIS ZU 23% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------------------------|---------|-------------|-------------|
| 15375877 | Universal-Wasserbad 5L | 1 Stück | 650,00 | 499,30 |
| 15385877 | Universal-Wasserbad 10L | 1 Stück | 715,00 | 549,23 |
| 15395877 | Universal-Wasserbad 20L | 1 Stück | 825,00 | 633,73 |
| 15305887 | Universal-Wasserbad 28L | 1 Stück | 895,00 | 687,50 |
| 15325887 | Schüttel-Wasserbad 15L | 1 Stück | 1625,00 | 1395,56 |
| 15335887 | Schüttel-Wasserbad 27L | 1 Stück | 2050,00 | 1760,55 |

Julabo
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY

PURA WASSERBÄDER

- Hochwertige Wasserbäder mit einer Temperaturstabilität von ±0,2 °C. Betriebstemperatur von +25 bis 99,9 °C
- Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten: Routineaufgaben im Labor, Aufrechterhaltung konstanter Temperatur von Proben, Inkubation, Materialprüfungen, Korrosionsprüfungen, Temperaturregelung für Kulturen, Wärmeprüfung von Lebensmitteln und zahnmedizinische Anwendungen
- Durch Membrantastenfeld vor Spritzwasser geschützt sowie mit LED-Temperaturanzeige für einfache Bedienung
- Äußerst beständige und kratzfeste Emaillebeschichtung
- Integrierter Austrocknungsschutz
- Integrierter Abfluss



SONDERPREISE

| Bestellnummer | Betriebstemperatur (°C) | Badöffnung/Badtiefe (B x L/T, cm) | Füllvolumen, Liter | Umgebungstemperatur | Maße, B x L x H (cm) | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------|-------------|-------------|
| 15690404 | +25 bis 99,9 | 30 x 27/17 | 1 bis 14 | 5 bis 40 °C | 42 x 38 x 30 | 1 Stück | 770,00 | 747,00 |
| 15699754 | +25 bis 99,9 | 76 x 27/17 | 2 bis 30 | 5 bis 40 °C | 85 x 38 x 30 | 1 Stück | 1000,00 | 970,00 |

thermo scientific

CO₂-BESTÄNDIGER SCHÜTTLER STARTER-KIT, MAXQ™

- Drehzahl 0 bis 300 U/min, ±1 U/min
- 19 mm Schüttelorbit
- Zeitschaltuhr 0 bis 99 Std. 50 Min. oder Dauerbetrieb
- Lieferumfang Starter-Kit: Schüttler, Universalplattform, Flaschenklemmen 2 x 100mL, 4 x 250mL, 2 x 1L, 2 x 2L



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|--|---------|-------------|
| 15351105 | Orbitalschüttler, MaxQ 2000 CO ₂ Plus, kohlendioxid-beständig | 1 Stück | 2477,00 |

fisherbrand

Fokus auf Fisherbrand

Für alle Anforderungen das
passende **Equipment**



Unser vollständiges Angebot finden Sie auf
www.eu.fishersci.com/go/fisherbrand

fisher scientific
by Thermo Fisher Scientific



FORSCHUNGSMIKROSKOPE MIT LED-BELEUCHTUNG

- Das ergonomische Design und der professionelle Rahmen mit niedrig positionierter koaxialer Fokussierung ermöglichen die einhändige Bedienung und sorgen so für mehr Komfort bei längerer Nutzung
- Einstellbare 3W LED-Beleuchtung
- Eingebauter, niedrig fahrender mechanischer Objektisch mit verlängerter Stange zur X- und Y-Steuerung (135mm x 140mm)
- 18mm Augenmuscheln mit Augenschutz aus Gummi
- 30° geneigter, ergonomischer Siedentopf-Messkopf
- Fünfjährige Garantie (ausgenommen Glühbirnen, Kabel und Sicherungen)
- Auswahl optischer Objektive mit einem großen Vergrößerungsbereich: 4x, 10x, 40x, 100x
- Augenabstand, mm: 55 bis 75
- Neigung : 30° Neigung
- Augenmuscheln: WF 10x/18mm
- Objektrevolver: vier Positionen



15% RABATT

| Bestellnummer | Optische Köpfe | Objektive | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|------------------------------|------------------------|---------|-------------|-------------|
| 15398824 | Binokularer Kopf, Siedentopf | Achromat | 1 Stück | 891,47 | 757,75 |
| 15328834 | | Äußerst hoher Kontrast | 1 Stück | 972,02 | 826,22 |
| 15358834 | | Plan | 1 Stück | 1095,54 | 931,21 |



REAGENZIEN FÜR DIE MIKROSKOPIE



28% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---|----------|-------------|-------------|
| 15205739 | ProLong™ Diamond Anti-Verblässen Eindeckmittel | 5 x 2 ml | 234,00 | 168,48 |
| 15247528 | ProLong™ Diamond Anti-Verblässen Eindeckmittel mit DAPI | 5 x 2 ml | 255,00 | 183,60 |
| 11549306 | ProLong™ Gold Anti-Verblässen Eindeckmittel mit DAPI | 10 ml | 236,00 | 169,92 |
| 11514147 | BlockAid™ Blockierlösung | 50 ml | 157,00 | 113,04 |
| 12363643 | Image-iT™ Fixations-/Permeabilisierungs-Kit | 1 Stück | 224,00 | 161,28 |




GEN3™ PIPETTENSPIZEN MIT MEHRFACHBARRIERE

- Effektive Trennung der Flüssigkeit von der selbstabdichtenden Barriere durch eine zusätzliche Schutzschicht aus herkömmlichem Polyethylen-Filtermaterial
- Keine Kreuzkontamination zwischen Aerosolen oder Flüssigkeiten durch selbstabdichtenden Filter mit Mehrfachbarriere
- Die firmeneigene Filterbauweise verhindert mögliche PCR-Inhibierung
- Äußerst geringe Retention und hohe Ausbeute durch Maxym Recovery™ Technologie
- Aufklappbares Gestell für bequeme, einfache Anwendung
- Vorsterilisiert; keine Autoklavierung erforderlich
- Maxym Recovery™ standardmäßig bei allen GEN3 Spitzen mit Mehrfachbarriere
- Besonders glatte Oberflächen
- Exklusive Formungstechnologie
- Weniger Probenverlust und Einsparung teurer Reagenzien
- Höchste Genauigkeit und Präzision



15% RABATT

| Bestellnummer | Volumen, µl | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 12802283 | 10 | 4800 Stück | 530,60 | 451,01 |
| 12892273 | 20 | 4800 Stück | 530,60 | 451,01 |
| 12882273 | 200 | 4800 Stück | 530,60 | 451,01 |



Fordern Sie auf www.eu.fishersci.com unsere Broschüren mit Industrie-Fokus an

invitrogen

FLOID™ IMAGING SYSTEME

- Routine Fluoreszenz-Imaging Schulungs- und Labore
- Einfache Inbetriebnahme, USB-Schnittstellen
- Intuitive software, hochauflösendes LCD-Displa
- Manueller Kreuztisch
- Kreuztischoption fix und mechanisch
- DVI-Anschlüsse
- Netzwerkkapazität
- 5-Positionen-Objektivrevolver
- 20x Fixobjektiv
- Fluoreszenz-Kanäle: 3
- Monochrom-Kamera
- Epifluoreszenz
- Durchlicht
- Lehrmittel
- Passt unter den Abzug oder auf den Labortisch
- Dazugehöriger Drucker
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche
- Integrierte Reagenzienauswahlhilfe



14% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|------------------------|---------|-------------|-------------|
| 15520390 | FLOID™ Imaging Systeme | 1 Stück | 11500,00 | 9775,00 |

invitrogen


STREPTAVIDIN-KONJUGATE

28% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---|--------|-------------|-------------|
| 10307962 | Streptavidin, Alexa Fluor™ 488 Konjugat | 1 mg | 301,00 | 216,72 |
| 10164762 | Streptavidin, Alexa Fluor™ 488 Konjugat | 0,5 ml | 358,00 | 257,76 |
| 10453442 | Streptavidin, Alexa Fluor™ 555 Konjugat | 1 mg | 302,00 | 217,44 |
| 10728853 | Streptavidin, Alexa Fluor™ 555 Konjugat | 0,5 ml | 359,00 | 258,48 |
| 10626153 | Streptavidin, Alexa Fluor™ 594 Konjugat | 1 mg | 302,00 | 217,44 |
| 10237202 | Streptavidin, Alexa Fluor™ 594 Konjugat | 0,5 ml | 358,00 | 257,76 |
| 10308062 | Streptavidin, Alexa Fluor™ 647 Konjugat | 1 mg | 301,00 | 216,72 |
| 10349222 | Streptavidin, Alexa Fluor™ 647 Konjugat | 0,5 ml | 359,00 | 258,48 |

invitrogen

KITS UND REAGENZIEN FÜR DEN SEKUNDÄRNACHWEIS



28% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---|--------|-------------|-------------|
| 10727464 | Anti-Maus-IgG1 der Ziege, kreuzadsorbierter Sekundärintikörper, Alexa Fluor 488 | 250 µl | 215,00 | 154,80 |
| 10082502 | F(ab')2-Anti-Kaninchen-IgG (S+L) der Ziege, Sekundärintikörper, Alexa Fluor 488 | 250 µl | 215,00 | 154,80 |
| 10216302 | Anti-Maus-IgG2a der Ziege, Sekundärintikörper, Alexa Fluor 555 | 250 µl | 183,00 | 131,76 |
| 10256392 | Schwere Kette von Anti-Maus-IgM der Ziege, Sekundärintikörper, Alexa Fluor 594 | 250 µl | 181,00 | 130,32 |
| 10789384 | Anti-Maus-IgG1 der Ziege, Sekundärintikörper, Alexa Fluor 647 | 250 µl | 181,00 | 130,32 |
| 10134883 | Anti-Maus-IgG1 der Ziege, Sekundärintikörper, Biotin-XX | 250 µl | 131,00 | 94,32 |
| 10206882 | F(ab')2-Anti-Kaninchen-IgG (S+L) der Ziege, Sekundärintikörper, Alexa Fluor 555 | 250 µl | 194,00 | 139,68 |
| 10514963 | F(ab')2-Anti-Kaninchen-IgG (S+L) der Ziege, Sekundärintikörper, Alexa Fluor 594 | 250 µl | 194,00 | 139,68 |
| 10739574 | Anti-Kaninchen-IgG (S+L) der Ziege, Sekundärintikörper, Alexa Fluor 647 | 250 µl | 231,00 | 166,32 |
| 10378262 | Anti-Kaninchen-IgG (S+L) der Ziege, Sekundärintikörper, Biotin-XX | 250 µl | 141,00 | 101,52 |

invitrogen

COUNTLESS™ II ZELLZÄHLAUTOMATEN

- Die Zellzählautomaten Countess™ II und Countess™ II FL von Invitrogen™ verfügen über einen verbesserten Autofokus und Zählalgorithmen, damit Sie schnell und genau Zellen innerhalb einer Population identifizieren und quantifizieren können, gleichzeitig werden Variationen durch den Benutzer durch manuelles Fokussieren vermieden. Der Countess II FL Zellzählautomat bietet Hellfeld-Belichtung und zwei optionale, durch den Benutzer austauschbare, fluoreszierende Kanäle. Die gesammelten fluoreszierenden Farben werden durch den Einsatz von einzelnen Lichtwürfeln bestimmt.
- Zählmodus : Hellfeld-Kanal plus zwei optionale, durch den Benutzer austauschbare, fluoreszierende Kanäle
- Objektträger : Wiederverwendbare und Einweg-Objektträger
- Zählzeit : Innerhalb von 10 Sekunden
- Fokussierung : Autofokus mit manueller Fokussierungs-Option
- Benutzerprofile : Passen Sie bis zu 10 Benutzerprofile im Speicher an
- Benutzerschnittstelle : Intuitiver Touchscreen mit der Möglichkeit, ggf. eine Maus anzuschließen



16% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---|---------|-------------|-------------|
| 15307812 | Invitrogen™ Countess™ II FL wiederverwendbare/Einweg-Objektträger | 1 Set | 6100,00 | 5124,00 |
| 15311986 | Invitrogen™ Countess™ II FL wiederverwendbare Objektträger | 1 Stück | 259,00 | 217,56 |

invitrogen

KITS UND REAGENZIEN FÜR DEN SEKUNDÄRNACHWEIS



28% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 15642232 | Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™ Kit, Anti-Maus-IgG der Ziege | 50 Stück | 225,00 | 162,00 |
| 15611892 | Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™ Kit, Anti-Maus-IgG der Ziege | 150 Stück | 442,00 | 318,24 |
| 15631902 | Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™ Kit, Anti-Kaninchen-IgG der Ziege | 50 Stück | 225,00 | 162,00 |
| 15661892 | Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™ Kit, Anti-Kaninchen-IgG der Ziege | 150 Stück | 434,00 | 312,48 |
| 15621892 | Alexa Fluor™ 555 Tyramide SuperBoost™ Kit, Anti-Maus-IgG der Ziege | 150 Stück | 433,00 | 311,76 |
| 15671892 | Alexa Fluor™ 555 Tyramide SuperBoost™ Kit, Anti-Kaninchen-IgG der Ziege | 150 Stück | 433,00 | 311,76 |
| 15652232 | Alexa Fluor™ 594 Tyramide SuperBoost™ Kit, Anti-Maus-IgG der Ziege | 50 Stück | 224,00 | 161,28 |
| 15631892 | Alexa Fluor™ 594 Tyramide SuperBoost™ Kit, Anti-Maus-IgG der Ziege | 150 Stück | 442,00 | 318,24 |
| 15641902 | Alexa Fluor™ 594 Tyramide SuperBoost™ Kit, Anti-Kaninchen-IgG der Ziege | 50 Stück | 226,00 | 162,72 |
| 15681892 | Alexa Fluor™ 594 Tyramide SuperBoost™ Kit, Anti-Kaninchen-IgG der Ziege | 150 Stück | 442,00 | 318,24 |
| 15641892 | Alexa Fluor™ 647 Tyramide SuperBoost™ Kit, Anti-Maus-IgG der Ziege | 150 Stück | 433,00 | 311,76 |
| 15691892 | Alexa Fluor™ 647 Tyramide SuperBoost™ Kit, Anti-Kaninchen-IgG der Ziege | 150 Stück | 433,00 | 311,76 |
| 15597505 | Biotin XX Tyramide SuperBoost™ Kit, Anti-Maus-IgG der Ziege | 150 Stück | 387,00 | 278,64 |
| 15651892 | Biotin XX Tyramide SuperBoost™ Kit, Anti-Kaninchen-IgG der Ziege | 150 Stück | 387,00 | 278,64 |

fisherbrand

Fokus auf Fisherbrand



Für alle Anforderungen die passenden **Produkte zur Probenahme und Aufbewahrung**

Unser vollständiges Angebot finden Sie auf www.eu.fishersci.com/go/fisherbrand



fisherbrand

TRACEABLELIVE™ WLAN-DATENSCHREIBER-THERMOMETER FÜR KÜHL-/TIEFKÜHLGERÄTE

- Halten Sie auf einfache, effiziente und zuverlässige Weise den Kontakt zu Ihren wichtigen Umgebungen aufrecht
- Drahtlose Temperaturüberwachung und mehr – Verbindung mit einem bestehenden WLAN
- Alarmer: Temperaturalarm, Unterbrechung der Verbindung, schwache Batterie
- Cloud-basierte Datenschnittstelle – keine lokale Software erforderlich; Datenansicht über das Internet, Android, Apple iOS
- Kontinuierliche Datenübertragung und -überwachung über eine sichere, SSL-verschlüsselte Verbindung
- MOBILE PUSH/E-MAIL/TEXT-Benachrichtigungen
- Unbegrenzte Skalierbarkeit – Verwenden Sie TraceableLIVE™ in einzelnen Labors oder einem ganzen Netzwerk von Einrichtungen
- Mehrere Punkte für die Temperaturkalibrierung – NIST-rückführbar



25% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|-----------------|---|---------|-------------|-------------|
| 15621904 | TraceableLIVE WLAN-Thermometer, 1 Flasche, 1 Bullet-Sonde | 1 Stück | 287,00 | 215,15 |
| 15611904 | TraceableLIVE WLAN-Thermometer, 2 Flaschensonden | 1 Stück | 290,00 | 217,40 |

Hinweis: TraceableLIVE™ Abonnement erforderlich, ab 8,99\$/ Monat pro Gerät.

thermoscientific

CRYO-LAGERUNGSSYSTEME, LN2, LOCATOR PLUS™

- Flexibel: in vier Größen erhältlich, geeignet für manuelle und computergesteuerte Erfassungsmethoden zur Bestandsverwaltung
- Aufnahmekapazität für bis zu 6000 Flaschchen!



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|-----------------|---|---------|-------------|
| 15568813 | Locator Jr, Plus, 71 l, mit 4 Böden, Abmessungen (T x H): 558 mm x 683 mm | 1 Stück | 3668,00 |
| 15578813 | Locator 4 Plus, 121 l, mit 4 Böden, Abmessungen (T x H): 558 mm x 953 mm | 1 Stück | 4216,00 |
| 15598813 | Locator 6 Plus, 184 l, mit 6 Böden, Abmessungen T x H): 660 mm x 953 mm | 1 Stück | 4764,00 |
| 15588813 | Locator 8 Plus, 121 l, mit 8 Böden, Abmessungen (T x H): 558 mm x 953 mm | 1 Stück | 4216,00 |

thermoscientific

ULTRATIEFTEMPERATUR-KÜHLSCHRANK, FORMA™ SERIE

- Zur Lagerung bei -50 °C bis -86 °C
- Schutz kritischer Proben mit hervorragender thermischer Leistung, Sicherheit und modernster Konstruktion
- Erstklassige BTU (British Thermal Unit)-Reserve und kurze Temperaturerholzeiten nach dem Öffnen der Tür zur Aufrechterhaltung der Probenintegrität.
- Spart bis zu 15 % Energie im Energiesparmodus (im Vergleich zum Hochleistungsbetrieb), oder Auswahl des Hochleistungsbetriebs für Anwendungen, die eine besonders hohe Temperaturhomogenität erfordern
- Einfach zu bedienende Touchscreen-Schnittstelle
- Probenlagerkapazität: fünf Größen lieferbar, optimale Raumnutzung
- Rund-um-die-Uhr-Überwachung, detailliertes Ereignisprotokoll und integrierter USB-Anschluss ermöglicht das Herunterladen von Berichten auf ein tragbares Laufwerk



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|---|---------|-------------|
| 11366301 | Forma™ 88000 Serie -86°C, 421L, 230V/50Hz, 198 x 68,6 x 95,5 cm (H x W x D) | 1 Stück | 11239,00 |
| 11396301 | Forma™ 88000 Serie -86 °C, 548L, 230 V/50 Hz, 198 x 82 x 95,5 cm (H x B x D) | 1 Stück | 12706,00 |
| 11376301 | Forma™ 88000 Serie, 682L, 230V/50Hz, 198 x 96,5 x 95,5 cm (H x W x D) | 1 Stück | 13680,00 |
| 11386301 | Forma™ 88000 Serie -86 °C, 821L, 230 V/50 Hz, 198 x 110,8 x 95,5 cm (H x B x D) | 1 Stück | 14665,00 |
| 11306311 | Forma™ 88000 Serie -86°C, 949L, 230V/50Hz, 198 x 125,10 x 95,5 cm (H x W x D) | 1 Stück | 15716,00 |

TENAK

ECO ALUGESTELL FÜR MIKROTITERPLATTEN FÜR TIEFKÜHLSCHRÄNKE

- Ein Gestell mit einer Fachhöhe von 65 mm kann beispielsweise mit einer 60 mm-Matrixplatte verwendet werden, oder 6 x 96-Mikrowell Platten mit je 10 mm oder 4 x 96-Mikrowell Platten mit je 15 mm oder mit 2 x 96-DeepWell Platten. Achten Sie stets darauf, die exakte Höhe der Platten zu messen, die Sie lagern möchten
- Unsere Gestelle können mit allen Modellen von Tiefkühlgeräten verwendet werden. Die Gestelle bestehen aus Aluminium
- Die Anzahl der Fächer ist angeben als: Höhe x Tiefe = Gesamtzahl der Fächer (Platten) pro Gestell

PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Fachhöhe, mm | Maße, H x T x B, mm | Anzahl der Fächer | VE | Listenpreis |
|---------------|--------------|---------------------|-------------------|---------|-------------|
| 12418250 | 16 | 153 x 540 x 135 | 9 x 6 = 54 | 1 Stück | 182,52 |
| 12428250 | 16 | 221 x 540 x 135 | 13 x 6 = 78 | 1 Stück | 197,39 |
| 12438250 | 16 | 272 x 540 x 135 | 16 x 6 = 96 | 1 Stück | 213,43 |
| 12448250 | 16 | 323 x 540 x 135 | 19 x 6 = 114 | 1 Stück | 228,98 |

fisherbrand

WLAN-DATENSCHREIBER-THERMOMETER FÜR ULTRATIEF-TEMPERATUREN

- Halten Sie auf einfache, effiziente und zuverlässige Weise mittels Smartphone, Tablet oder PC den Kontakt zu Ihren wichtigen Umgebungen aufrecht.
- Fernüberwachung der Temperatur und mehr – Verbindung mit einem bestehenden WLAN
- Ideal für die Überwachung von Ultra-Tiefkühlgeräten; FEP-Kabel im Lieferumfang enthalten
- Alarme: Temperaturalarm, Unterbrechung der Verbindung, schwache Batterie
- Cloud-basierte Datenschnittstelle – keine lokale Software erforderlich; Datenansicht über das Internet, Android, Apple iOS
- Kontinuierliche Datenübertragung und -überwachung über eine sichere, SSL-verschlüsselte Verbindung
- MOBILE PUSH/E-MAIL/TEXT-Benachrichtigungen
- Unbegrenzte Skalierbarkeit – Verwenden Sie TraceableLIVE™ in einzelnen Labors oder einem ganzen Netzwerk von Einrichtungen
- Mehrere Punkte für die Temperaturkalibrierung – NIST-rückführbar



23% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--|---------|-------------|-------------|
| 15651904 | TraceableLIVE -90 WLAN-Thermometer, 1 Sonde | 1 Stück | 360,00 | 276,53 |
| 15661904 | TraceableLIVE -90 WLAN-Thermometer, 2 Sonden | 1 Stück | 420,00 | 322,62 |

TENAK

ECO ALUGESTELL FÜR KRYOBOXEN FÜR TIEFKÜHLSCHRÄNKE

- Die folgenden Gestelle werden ohne Kryoboxen verkauft
- Sie werden auch mit weißen Standard-Kartonboxen mit 9 x 9 Gittereinsatz angeboten
- Die Anzahl der Boxen ist angeben als: Höhe x Tiefe = Anzahl der Boxen



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Höhe der Box, mm | Maße, H x T x B, mm | Anzahl der Boxen | VE | Listenpreis |
|---------------|------------------|---------------------|------------------|---------|-------------|
| 12442510 | 50 | 221 x 558 x 139 | 4 x 4 = 16 | 1 Stück | 94,30 |
| 12462510 | 50 | 276 x 558 x 139 | 5 x 4 = 20 | 1 Stück | 95,65 |
| 12492510 | 50 | 331 x 558 x 139 | 6 x 4 = 24 | 1 Stück | 109,20 |
| 12442520 | 50 | 221 x 688 x 139 | 4 x 5 = 20 | 1 Stück | 106,70 |
| 12462520 | 50 | 276 x 688 x 139 | 5 x 5 = 25 | 1 Stück | 114,81 |



memmert
Experts in Thermostatics

Gesamtprogramm



UNIVERSALSCHRÄNKE

DURCHREICHESCHRÄNKE

PARAFFINSCHRÄNKE

STERILISATOREN

VAKUUMSCHRÄNKE

GEKÜHLTE VAKUUMSCHRÄNKE

BRUTSCHRÄNKE

CO₂-BRUTSCHRÄNKE

KOMPRESSOR-KÜHLBRUTSCHRÄNKE

PELTIER-KÜHLBRUTSCHRÄNKE

LAGER-KÜHLBRUTSCHRÄNKE

KONSTANTKLIMA-KAMMERN

FEUCHTEKAMMERN

KLIMASCHRÄNKE

UMWELTPRÜFSCHRÄNKE

WASSERBÄDER

ÖLBÄDER

100% ATMOSAFE. MADE IN GERMANY.

www.memmert.com | www.eu.fishersci.com





KANISTER

- Aufbewahrung und Dekantierung von unterschiedlichen Flüssigkeiten mit geringem Platzbedarf; auch eine seitlich liegende Lagerung ist möglich, z. B. in einem Kühlschrank. Hohe Stabilität durch gerippte Struktur und dicke Seiten.
- PP, durchsichtig
- Manipulationssicherer Verschluss
- Kanister ohne Ventil autoklavierbar
- Mit erhabener, unzerstörbarer Graduierung in Litern
- Kanisterhalterung aus Aluminium für den sicheren Stand als Zubehör



BIS ZU 26% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---------------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 10464661 | Flachmann, ohne Gewindeanschluss, 5 l | 1 Stück | 32,25 | 28,18 |
| 10757561 | Flachmann, mit Gewindeanschluss, 5 l | 1 Stück | 44,05 | 32,38 |
| 11971451 | Kompakter Absperrhahnsatz | 1 Stück | 43,55 | 38,05 |
| 10058241 | Absperrhahnsatz | 1 Stück | 53,55 | 47,20 |



SPRÜHFLASCHEN

- Medienberührende Teile aus PP, PE und Edelstahl
- Flasche aus LDPE
- Ausgießerdurchmesser, 0,6mm
- Sprühvolumen pro Hub: 1,2 ± 0,1mL
- Einstellbarer Sprühstrahl
- Temperatur max. ±30 °C
- Sprühlanzenverlängerung 30 cm als Zubehör erhältlich



SONDERPREISE

| Bestellnummer | Volumen, mL | Höhe, mm | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------------|----------|---------|-------------|-------------|
| 11896840 | 250 | 220 | 1 Stück | 5,00 | 4,37 |
| 10190071 | 500 | 240 | 1 Stück | 6,15 | 5,87 |
| 11886840 | 1000 | 295 | 1 Stück | 6,40 | 5,49 |



SPRITZFLASCHEN, ANPASSBARER SPRÜHKOPF

- Ideal für heiße, kalte, wässrige und lösungsmittelbasierte Lösungen
- Stellen Sie einen feinen Nebel für Dünnschichtchromatographie ein, wählen Sie die Nadelstrahlfunktion zum Abspülen von Glaswaren und pumpen Sie in der Großfluss-Einstellung einen durchgehenden starken Strahl zum Reinigen von Filtern heraus
- Eine Freisetzung unmittelbar vom Abzugshahn schließt unsauberes Tropfen aus
- Die chemikalienbeständigen und fast unzerbrechlichen Flaschen bestehen aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE), der Sprühkopf aus Polypropylen (PP)
- Kann mittels Gas oder Chemikalien sterilisiert und in Laborspülmaschinen gereinigt werden
- Keine Kontaminierung
- Die doSicherheitlköpfige 1000mL-Flasche verfügt über eine seitliche Füllöffnung, die dabei hilft, die Reinheit der Lösungen aufrechtzuerhalten



BIS ZU 26% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---|---------|-------------|-------------|
| 11795873 | Spritzflasche mit anpassbarem Sprühkopf, 1000mL | 1 Stück | 41,65 | 30,62 |
| 11714356 | Spritzflasche mit anpassbarem Sprühkopf, 240mL | 3 Stück | 19,50 | 16,42 |



BALLONFLASCHEN, HDPE UND PP

- Platz sparendes Vierkant-Design
- Weithalsverschluss
- Mit 9L und 20L Volumen, mit oder ohne Hahn lieferbar
- Graduierung in Litern und Gallonen
- Material:
 - HDPE, Kältebeständig
 - Polypropylen, autoklavierbar



FANTASTISCHE PREISE

| Bestellnummer | Material | Volumen, L | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---------------|------------|---------|-------------|-------------|
| 13418039 | HDPE mit Hahn | 9 | 1 Stück | 76,00 | 43,81 |
| 13408039 | HDPE mit Hahn | 20 | 1 Stück | 87,10 | 43,03 |
| 13438039 | PP mit Hahn | 9 | 1 Stück | 66,00 | 39,03 |
| 13428039 | PP mit Hahn | 20 | 1 Stück | 94,85 | 55,96 |



LÖSUNGSMITTELPUMPEN

- Mini-Lösungsmittelpumpe für das zuverlässige Abfüllen kleiner Mengen
- Die Mini-Lösungsmittelpumpe ist eine hochwertige Handpumpe für kleine Behälter wie Flaschen, Kanister und Tanks bis zu ca. 10 Litern. Sie eignet sich für das zuverlässige Abfüllen und die Dosierung von Lösungsmitteln und schnell entflammaren Flüssigkeiten.
- Optimal für 1 bis 5 l-Behälter
- Verbindungsgewinde GL 45
- Teile, die mit dem Medium in Kontakt geraten, sind aus PTFE und Edelstahl (1.4301, 1.4404) gefertigt
- 2 m-Erdungskabel im Lieferumfang enthalten



14% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--|---------|-------------|-------------|
| 15322265 | Mini-Lösungsmittelpumpe | 1 Stück | 389,00 | 334,08 |
| 10504772 | Fußbediente Lösungsmittelpumpe | 1 Stück | 475,00 | 407,93 |
| 10238232 | Manuelle Lösungsmittelpumpe | 1 Stück | 434,00 | 372,72 |
| 10482594 | Handbediente Lösungsmittelpumpe für Zinnfolienkanister | 1 Stück | 457,00 | 392,47 |
| 10223924 | Fußbediente Lösungsmittelpumpe für Bürkle Abgabeschlauch/Absperrhahn | 1 Stück | 645,00 | 553,93 |

thermo**scientific**

ZENTRIFUGE SORVALL BIOS 16

- Fassungsvermögen: 8 x 2000 ml
- Max. Drehzahl: 5400 U/min
- Max. RZB: 8500 xg
- Temperaturbereich: -20 bis +40°C, einstellbar auf 1°C genau
- Zertifikationen/Konformität: UL-, CE-, FDA-gelistet
- Außenmaße (L x B x H), mm: 900 x 816 x 1015
- Grüne Technologie: Kühlung wird bei Öffnen des Deckels ausgeschaltet; Eco-Spin Rotoren mit Windschutz
- Vorkühlfunktion: ja
- Weitere Funktionen: Auswahl in mehreren Sprachen, integrierte Lernvideos, Anwender-Protokollierung, Anwender-Sperrfunktion, automatische Türöffnung, automatische Rotorerkennung, Anzeige bei Unwucht, Übertemperatur, Anzeige von Anweisungen bei Fehlermeldungen
- Innenraum aus rostfreiem Edelstahl



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|--------------|---------|-------------|
| 15550204 | Standard | 1 Stück | 35089,00 |
| 15560204 | Heavy-duty | 1 Stück | 42458,00 |

memmert
Experts in Thermostatics

INKUBATOREN

- Temperaturbereich von bis zu +80 °C mit natürlicher Konvektion oder forcierter Luftumwälzung (N/F)
- Größen von 30 l bis 750 l mit zwei Modellvarianten: SingleDISPLAY und TwinDISPLAY
- Eine Vielzahl von Programmierungs- und Dokumentationsmöglichkeiten über Schnittstellen, integrierten Datenlogger und AtmoCONTROL Software



SONDERPREISE

| Bestellnummer | Model | Volumen, L | Temperaturbereich | Konvektionstyp | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------|---------|-------------|-------------|
| 12885873 | IN30 Einzelanzeige | 32 | 5 bis 80 | Natürlich | 1 Stück | 979,00 | 930,05 |
| 12895873 | IN55 Einzelanzeige | 53 | 5 bis 80 | Natürlich | 1 Stück | 1209,00 | 1148,55 |
| 12805883 | IN75 Einzelanzeige | 74 | 5 bis 80 | Natürlich | 1 Stück | 1432,00 | 1360,40 |
| 12815883 | IN110 Einzelanzeige | 108 | 5 bis 80 | Natürlich | 1 Stück | 1689,00 | 1604,55 |
| 12825883 | IN160 Einzelanzeige | 161 | 5 bis 80 | Natürlich | 1 Stück | 2256,00 | 2143,20 |
| 12835883 | IN260 Einzelanzeige | 256 | 5 bis 80 | Natürlich | 1 Stück | 3009,00 | 2858,55 |
| 12865883 | IN30plus TwinDisplay | 32 | 5 bis 80 | Natürlich | 1 Stück | 1635,00 | 1553,25 |
| 12875883 | IN55plus TwinDisplay | 53 | 5 bis 80 | Natürlich | 1 Stück | 1845,00 | 1752,75 |
| 12885883 | IN75plus TwinDisplay | 74 | 5 bis 80 | Natürlich | 1 Stück | 2081,00 | 1976,95 |
| 12895883 | IN110plus TwinDisplay | 108 | 5 bis 80 | Natürlich | 1 Stück | 2339,00 | 2222,05 |
| 12805893 | IN160plus TwinDisplay | 161 | 5 bis 80 | Natürlich | 1 Stück | 2925,00 | 2778,75 |
| 12815893 | IN260plus TwinDisplay | 256 | 5 bis 80 | Natürlich | 1 Stück | 3605,00 | 3424,75 |
| 12845893 | IF30 SingleDisplay | 32 | 10 bis 80 | Umluft | 1 Stück | 1219,00 | 1158,05 |
| 12855893 | IF55 SingleDisplay | 53 | 10 bis 80 | Umluft | 1 Stück | 1574,00 | 1495,30 |
| 12865893 | IF75 SingleDisplay | 74 | 10 bis 80 | Umluft | 1 Stück | 1791,00 | 1701,45 |
| 12875893 | IF110 SingleDisplay | 108 | 10 bis 80 | Umluft | 1 Stück | 2138,00 | 2031,10 |
| 12885893 | IF160 SingleDisplay | 161 | 10 bis 80 | Umluft | 1 Stück | 2661,00 | 2527,95 |
| 12895893 | IF260 SingleDisplay | 256 | 10 bis 80 | Umluft | 1 Stück | 3499,00 | 3315,50 |

thermo**scientific**

BIOLOGISCHE SICHERHEITSWERKBÄNKE SAFE 2020

- Durch ihr modernes Design entsprechen diese Werkbänke strengsten rechtlichen Standards und sind nach EN 12469 zertifiziert
- Herausragender Personen- und Produktschutz durch überlegene Strömungs- und Filtertechnologie
- Außerordentlich ergonomisches Design erlaubt ermüdungsfreies und dadurch sicheres Arbeiten
- Maximierte Energieeffizienz für den Umweltschutz und signifikante Kosteneinsparungen
- SmartFlow -™ digitale Technologie sorgt für einen steten Luftstrom während der normalen Filterbelastung oder bei vorübergehender Behinderung des Luftstroms
- Frontfenster: Arbeitshöhe 20cm; kann zur gründlichen Reinigung bis auf 77,3cm geöffnet werden



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Breite | VE | Listenpreis |
|---------------|--------|---------|-------------|
| 10284804 | 0,9m | 1 Stück | 9556,00 |
| 10462614 | 1,2m | 1 Stück | 9903,00 |
| 10294804 | 1,5m | 1 Stück | 12500,00 |
| 10422784 | 1,8m | 1 Stück | 12868,00 |

Zubehör

| | | | |
|----------|---|---------|--------|
| 10603955 | Von 750-950mm verstellbares Untergestell für die 0,9m-Ausführung | 1 Stück | 698,00 |
| 10171813 | Von 750-950mm verstellbares Untergestell für die 1,20m-Ausführung | 1 Stück | 810,00 |
| 10294014 | Von 750-950mm verstellbares Untergestell für die 1,50m-Ausführung | 1 Stück | 882,00 |
| 10690394 | Von 750-950mm verstellbares Untergestell für die 1,80m-Ausführung | 1 Stück | 938,00 |

fisher**brand**

ACCUMET™ AE150 PH-TISCHMESSGERÄTE

- Verfügt über alle wesentlichen Funktionen, die für Routinemessungen benötigt werden, unkomplizierte Handhabung, zu einem wirtschaftlichen Preis.
- 1- bis 5-Punkte-pH-Kalibrierung
- Automatische Puffererkennung mit Auswahl von zwei pH-Puffersets
- Anzeige von pH-Steilheit und -Offset
- Automatische oder manuelle Temperaturkompensation
- „Betriebsbereit“-Symbol zur Anzeige der Messstabilität
- „Elektrodenzustand“-Symbol zur Anzeige des Status
- Speicher von 100 Datensätzen mit nichtflüchtigem Speicher
- pH-Bereich: pH 0,00 bis 14,00
- pH-Auflösung: pH 0,01
- Garantie: 3 Jahre



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|--|---------|-------------|
| 15514693 | Tisch-pH-Messgerät AE150, Messgerät und Ständer | 1 Stück | 390,00 |
| 15534693 | Tisch-pH-Messgerät AE150, Bioset mit Elektrode mit doppeltem Anschluss | 1 Stück | 540,00 |

thermo scientific

ORION™ STAR™ A211 PH- TISCHMESSGERÄTE

Zuverlässige Messung von pH, mV, Redoxpotential (ORP) und Temperatur mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Star A211 Tisch-pH-Messgerät für anspruchsvolle Laboranalysen sowie Drucker- oder Computeranbindung

- pH Bereich, pH: -2.000 bis 20.000
Auflösung, pH: 0,1/0,01/0,001
Genauigkeit, pH: ± 0,002
pH-Kalibrierung: Bis zu 5 Punkten, mit Bearbeitung
- mV Bereich, mV: ± 2.000,0 (rel. mV)
Auflösung, mV: 0,1/0,1 (rel. mV)
Genauigkeit, mV: ± 0,2 (/rel. mV) oder ± 0,05 % des Messwerts (der jeweils größere Wert)
Redoxpotential: Ja (mV/rmV, E, ORP-Modus)
- Temperatur Bereich, °C: -5 bis 105
Auflösung, °C: 0,1
Genauigkeit, °C: ± 0,1
Temperatur: 1 Punkt (Offsetkalibrierung)
- Allgemein Speicher: 2000 mit Zeit- und Datumsstempel
Datenspeicherverfahren, Datenprotokollierungsfunktion: manuell, betriebsbereit (enthält AUTO-READ™), zeitlich festgelegt
Eingänge: pH-Elektrode: BNC, Referenzpol, ATC-Sonde: Mini-DIN, 8-polig



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--|---------|-------------|-------------|
| 11671449 | Star A211 Messgerät, mit Triode 3-in-1 pH/ATC-Sonde, ROSS™ Solution Kit (jeweils 475 ml von Puffern mit pH-Wert 4, 7 und 10; Aufbewahrungslösung, Reinigungslösung und Aufbewahrungsflasche für pH-Elektroden), Elektrodenarm mit Halter und Universal-Stromadapter | 1 Stück | 765,00 | 695,15 |
| 15585630 | Star A211 pH-Messgerät, 8172BNWP ROSS Sure-Flow pH-Elektrode mit Glaskörper, 927007MD Edelstahl-ATC-Sonde, 810199 ROSS pH Buffer and Solution Kit, Elektrodenständer, Universal-Stromadapter, Literatur-CD, gedruckte Kurzanleitung, Computerverbindungskabel und Messgerät-Testzertifikat | 1 Stück | 846,00 | |
| 11621499 | Messgerät mit pH-/Temperaturmodul, Triode pH/ATC-Sonde, Sonde für Rührwerk, ROSS™ pH-Puffer, Elektroden-Aufbewahrungs- und Reinigungslösung und Flasche | 1 Stück | 1365,00 | 1240,36 |
| 10495933 | pH-Mikro-Kombinationselektrode | 1 Stück | 530,00 | 450,50 |
| 12493617 | Orion ROSS Ultra Glass Triode pH/ATC-Kombinationselektroden mit BNC- und MiniDIN 8-Stift-Verbindungsstück und 1 m-Kabel | 1 Stück | 355,00 | 301,75 |
| 10544973 | Kombinationselektrode mit Glaskörper | 1 Stück | 309,00 | 262,65 |

METTLER TOLEDO

FIVEASY™ PLUS PH/MV- MESSGERÄTE

- Kompakte, platzsparende Bauweise mit ABS-Gehäuse
- RS232- oder USB-Anschlüsse für den Datenexport direkt an einen Drucker oder an einen PC zur weiteren Verarbeitung
- ATC- und MTC-Temperaturausgleich
- Fünf Punkte (max.) für die lineare/segmentierte Kalibrierung mit vier vordefinierten Puffergruppen
- Ideal für zahlreiche Laboranwendungen

Technische Daten:

- pH-Bereich: -2,00 bis 16,00
- pH-Auflösung: 0,01/0,1
- pH-Genauigkeit: ±0,01
- mV-Bereich: 2000 bis 2000 mV
- mV-Auflösung: 1 mV
- mV-Genauigkeit: ±1 mV
- Temperaturbereich: -5 bis +105 °C (23 bis 221 °F)
- Temperaturauflösung: 0,1 °C
- Temperaturgenauigkeit: 0,3 °C
- Speichergröße: 200 Messungen, aktuelle Kalibrierung



23% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--|---------|-------------|-------------|
| 15583370 | Mettler Toledo™ FiveEasy™ Plus FP20 pH/mV-Messgeräte | 1 Stück | 805,00 | 618,36 |

METTLER TOLEDO

SEVENCOMPACT™ PH-/IONENMESSGERÄT, MIKRO-KIT

- pH-Tischmessgerät Mettler S220-Micro, 5 Kalibrierungspunkte, TRIS-kompatible Sonde im Lieferumfang enthalten, PC-Konnektivität
- Die SevenCompact™ Serie kombiniert präzise elektrochemische Messtechnologien mit Flexibilität, innovativem Design und Anwenderfreundlichkeit.
- Durch optimale Messspezifikationen wird eine hervorragende Leistung bei nahezu allen Labormessungen im Zusammenhang mit pH-Wert oder Leitfähigkeit gewährleistet.
- Die Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub nach Schutzart IP54 sorgt für eine lange Lebensdauer
- Geschützte Verbindungsstücke
- Durchsichtige Abdeckung als zusätzliche Barriere



14% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--|---------|-------------|-------------|
| 15573423 | SevenCompact pH/Ionen-Messgerät S220-Micro Kit | 1 Stück | 1180,00 | 1013,39 |

fisherbrand ISOTEMP™ KÜHLER

- Die Isotemp Umwälzkühlerplattform bietet eine kompakte Reihe von gekühlten Umwälzkühlern Ideal für Laboranwendungen, bei denen eine höhere Kühl- und Pumpleistung erforderlich ist
- Höhere Anwenderfreundlichkeit durch intuitiven Digitalregler
- Kundengesteuerte Alarmgrenzwerte für Hoch- und Niedrigtemperaturalarm
- Kleine Stellfläche und geräuscharmer Betrieb
- Stabilität ± 0,1 °C
- Temperaturbereich:
Solltemperaturbereich: -10 bis +30 °C



23% RABATT

| Bestellnummer | Kühlleistung, W | Volumen, l | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-----------------|------------|---------|-------------|-------------|
| 15542541 | 1000 | 9,5 | 1 Stück | 2826,00 | 2170,80 |
| 11356641 | 1900 | 18,9 | 1 Stück | 3654,00 | 3473,51 |

fisherbrand KÄLTE/WÄRME- BADTHERMOSTATE

- Das robuste Kühlsystem sorgt für eine schnelle Kühlung Ihrer Proben und Anwendungen
- Edeltank für Langlebigkeit und eine einfache Reinigung
- Mit Energiesparmodus
- Heizleistung: 2,0 kW
- Kühlleistung bei 20°C: 900 W



14% RABATT

| Bestellnummer | Volumen, L | Temperaturbereich (°C) | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|------------|------------------------|---------|-------------|-------------|
| 11356651 | 8 bis 15 | -35 bis +200 | 1 Stück | 4305,00 | 3697,16 |

fisherbrand

**KÜHLER, 250LCU,
-10 - 80°C**

- Zum Heizen und Kühlen von -10 °C bis 80 °C
- Kleiner Behälter sorgt für eine schnelle Temperaturreaktionszeit
- Geringer Platzbedarf
- Geräuscharmer Betrieb
- Intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht dem Benutzer, zwischen fünf Temperatur-Sollwerten zu wählen
- Kapazität: 2,8L
- Stabilität: ±0,1°C.
- Heizleistung: 2000W
- Maße (B x T x H), mm: 227 x 436 x 619
- Gewicht: 29,9kg



14% RABATT

| Bestellnummer | Pumpen- druck, mbar | Pumpen- durchflussmenge max. (l/min) | Kälteleis- tung, W (bei 20 °C) | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|------------------------|--|--------------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 12019907 | 300 | 17 | 250 | 1 Stück | 2470,00 | 2121,25 |
| 11396651 | 300 | 17 | 500 | 1 Stück | 3005,00 | 2580,72 |

fisherbrand

**KRYOAUFBEWAHRUNGS-
RÖHRCHEN MIT AUSSEN-
GEWINDE**



BIS ZU 33% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | Volumen, ml | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 11777939 | Kryoröhrchen | 1,2 | 100 Stück | 13,55 | 10,62 |
| 11787939 | Kryoröhrchen | 2 | 100 Stück | 13,55 | 10,62 |
| 11797939 | Kryoröhrchen | 5 | 50 Stück | 19,55 | 13,08 |

thermoscientific

**NUNC™ UNIVERSAL-
RÖHRCHEN**

- Diese vielseitigen Röhrchen können in großen Lagersystemen oder im kleineren Maßstab eingesetzt werden, beispielsweise bei der herkömmlichen Tiefkühlagerung in Dewars



BIS ZU 26% RABATT

| Bestellnummer | Volumen, ml | Gewinde | Art des Codes | Verpackung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|----------------|---------|------------------|------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 15583724 | 1,8 | Außen | 2D | Gestell mit Strichcode | 480 Stück | 589,17 | 532,28 |
| 13406113 | 1,8 | Außen | uncodiert | Einrast-Gestell | 480 Stück | 331,00 | 252,56 |
| 13416113 | 1,8 | Außen | 2D | Großpackung | 480 Stück | 426,00 | 314,43 |
| 13426113 | 1,8 | Außen | uncodiert | Großpackung | 480 Stück | 272,00 | 229,87 |
| 15297368 | 2 | Innen | uncodiert | Einrast-Gestell | 480 Stück | 327,00 | 249,51 |
| 15207378 | 2 | Innen | 2D | Großpackung | 480 Stück | 420,00 | 320,47 |
| 15217378 | 2 | Innen | uncodiert | Großpackung | 480 Stück | 268,00 | 226,49 |

fisherbrand

**KRYORÖHRCHEN-
AUFBEWAHRUNGSBOXEN**



BIS ZU 35% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | Abmessungen (L x B x H), mm | Röhrchen Array | Für Röhrchen, ml | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|---------|-------------|-------------|
| 11788029 | Kryobox | 133 x 133 x 50 | 9 x 9 | 1,2 bis 2 | 4 Stück | 24,50 | 19,30 |
| 11798029 | Kryobox | 133 x 133 x 50 | 9 x 9 | 5 | 4 Stück | 35,90 | 23,26 |

fisherbrand

**FARBCODIERER FÜR
AUSSENGEWINDE- UND
INNENGEWINDE-KRYO-
AUFBEWAHRUNGS-
RÖHRCHEN**



35% RABATT

| Bestellnummer | Farbe | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 11927974 | Weiß | 500 Stück | 88,95 | 57,64 |
| 11937974 | Gelb | 500 Stück | 88,95 | 57,64 |
| 11947974 | Grün | 500 Stück | 88,95 | 57,64 |
| 11957974 | Blau | 500 Stück | 88,95 | 57,64 |
| 11967974 | Rot | 500 Stück | 88,95 | 57,64 |

sartorius

**PIPETTEN,
ELEKTRONISCH, PICUS**

- Ergonomische, leichte Konstruktion zum Schutz der Anwender vor dem RSI-Syndrom
- Elektronisches Brems- und Kolbensteuersystem für korrekte und präzise Pipettierung
- Intuitive Anwenderoberfläche
- Schnelle Volumeneinstellung und Menünavigation
- Schnellzugriffstaste für den schnellen Zugriff auf bevorzugte Programme
- Kalibrierung mit 1, 2 oder 3 Punkten
- Autoklavierbare untere Teile
- Li-Polymer-Akku lädt in ca. 1 Stunde auf



SONDERPREISE

| Bestellnummer | Volumenbereich, µl | In Schritten von, µl | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|-----------------|--------------------|----------------------|---------|-------------|-------------|
| Einkanal | | | | | |
| 13223019 | 0,2 bis 10 | 0,02 | 1 Stück | 695,00 | 660,25 |
| 13233019 | 5 bis 120 | 0,10 | 1 Stück | 695,00 | 660,25 |
| 13486358 | 10 bis 300 | 0,20 | 1 Stück | 695,00 | 660,25 |
| 12645814 | 50 bis 1000 | 1,00 | 1 Stück | 695,00 | 660,25 |
| 13263019 | 100 bis 5000 | 5,00 | 1 Stück | 695,00 | 660,25 |
| 13273019 | 500 bis 10000 | 10,00 | 1 Stück | 695,00 | 660,25 |
| 8-Kanal | | | | | |
| 13283019 | 0,2 bis 10 | 0,02 | 1 Stück | 1071,00 | 1017,45 |
| 13293019 | 5 bis 120 | 0,10 | 1 Stück | 1071,00 | 1017,45 |
| 13203029 | 10 bis 300 | 0,20 | 1 Stück | 1071,00 | 1017,45 |
| 13213029 | 50 bis 1200 | 1,00 | 1 Stück | 1071,00 | 1017,45 |
| 12-Kanal | | | | | |
| 13223029 | 0,2 bis 10 | 0,02 | 1 Stück | 1281,00 | 1216,95 |
| 13233029 | 5 bis 120 | 0,10 | 1 Stück | 1281,00 | 1216,95 |
| 13476368 | 10 bis 300 | 0,20 | 1 Stück | 1281,00 | 1216,95 |
| 12617854 | 50 bis 1200 | 1,00 | 1 Stück | 1281,00 | 1216,95 |

thermo**scientific**

UNIVERSELLE PROBENGEFÄSSE AUS POLYSTYROL, 30ML, STERILIN

- Der Deckel öffnet sich nach einer halben Umdrehung und sorgt somit für eine einfache Bedienung
- Auch vorgefüllt mit Borsäure (0,4g) zur Urinproben-Konservierung erhältlich
- Geeignet für Zentrifugation bei 3800xg
- Aseptisch hergestellt
- Nur für den *In vitro* - Gebrauch
- D x H, mm: 31,0 x 94,0
- Material Behältnis/Deckel PS/PE
- 95 kPa konform für den Probenversand



BIS ZU 31% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | Etikett | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-----------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|
| 11339633 | Universal m. Schnellöffnung | Ohne Etikett | 400 Stück | 109,00 | 70,46 |
| 11319153 | Universal m. Schnellöffnung | Leeres Etikett | 400 Stück | 109,00 | 81,35 |
| 11339133 | Universal m. Schnellöffnung | Bedruckt | 400 Stück | 102,00 | 84,99 |

fisher**brand**

MIKROZENTRIFUGE MICRO 17R

- Kapazität: 48mL (24 x 1,5/2mL-Röhrchen)
- Max. Drehzahl/RZB: 13300U/min/17000xg
- Zeitschaltuhr bis 99 Min. programmierbar, Schnellbeschleunigung für kurze Durchläufe
- Mit Rotor und Biocontainment-Deckel



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|--|---------|-------------|
| 11526873 | Mikrozentrifuge Micro 17R, mit Kühlung | 1 Stück | 3910,00 |

fisher**brand**

VORTEXMISCHER

- Drehzahl : 0 bis 3000 U/min
- Impuls- oder Dauerbetrieb
- Besonders chemikalienbeständiges Technopolymer-Gehäuse
- Schüttelamplitude 4,5mm
- Innenmaße (BxTxH), mm: 153 x 170 x 125



19% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--|---------|-------------|-------------|
| 13214789 | Vortexmischer, Drehzahl 0 bis 3000 U/min | 1 Stück | 162,00 | 131,03 |

thermo**scientific**

PROBENGEFÄSSE AUS POLYSTYROL, 7 ML, STERILIN

- Aseptisch hergestellt
- Geeignet für Zentrifugation bei 7200xg
- Auslaufsicher in Übereinstimmung mit EN 14254 Anhang D
- Auch vorgefüllt mit Borsäure (0,09g) zur Urinproben-Konservierung erhältlich
- Erhältlich mit abnehmbaren Deckgläsern - ideal zum Arbeiten an Kulturen aus intrazellulären Organismen (z. B. Chlamydia trachomatis, Rickettsien, etc.)
- Material Behältnis/Deckel: PS/PE



25% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | Etikett | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 11399133 | Bijou | Bedruckt | 700 Stück | 271,00 | 203,15 |

fisher**brand**

MIKROZENTRIFUGEN RÖHRCHEN, GRADUIERT

- Flachdeckel
- DNase-/RNase-frei
- Autoklavierbar



33% RABATT

| Bestellnummer | Volumen, mL | Farbe | Type | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------------|-------|-------------------|-----------|-------------|-------------|
| 11996955 | 0,6 | Natur | Geringe Retention | 500 Stück | 24,05 | 16,09 |
| 11986955 | 1,5 | Natur | Geringe Retention | 250 Stück | 18,80 | 12,58 |
| 11906965 | 2 | Natur | Geringe Retention | 250 Stück | 24,25 | 16,22 |

fisher**brand**

MIKROZENTRIFUGEN-RÖHRCHEN MIT EINRASTENDEM SCHNAPPVERSCHLUSS

- Aus Polypropylen (PP)
- Mit Graduierung
- Flache und durchstechbare Verschlusskappe
- Durch das Einrasten des Deckels wird die Probe sicher aufbewahrt und ein versehentliches Öffnen verhindert
- Mit Beschriftungsfeld
- Autoklavierbar, temperaturbeständig bis -86 °C
- DNase-/RNase- und Pyrogen-frei
- Problemlose einhändige Handhabung



FANTASTISCHE PREISE

| Bestellnummer | Volumen, mL | Bodenform | Max. RZB (xg) | Durchmesser, mm | Länge, mm | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 15422545 | 0,5 | Konisch | 30000 | 10 | 30 | 500 Stück | 31,25 | 14,66 |
| 15432545 | 1,5 | Konisch | 26000 | 13 | 39 | 500 Stück | 19,30 | 15,03 |
| 15442545 | 2 | Rund | 25000 | 13 | 40 | 500 Stück | 26,45 | 16,85 |

fisherbrand

KONISCHE ZENTRIFUGEN-RÖHRCHEN

- Kapazität 15 und 50 ml
- Aus PP und PET erhältlich
- Schwarze Graduierungsmarkierungen
- Weißes Beschriftungsfeld
- Flache Kappen und Verschlussstopfenkappen
- Sterilisation durch Gammastrahlung
- Großpackung (lose) oder im Gestell



FANTASTISCHE PREISE

| Bestellnummer | Kapazität, ml | Max. FZB, x g | Material | Durchm. x H, mm | Steril | Verpackung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------|-----------------|--------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Flache Kappen | | | | | | | | | |
| 11755075 | 15 | 6000 | PP | 17 x 119 | ja | Großpackung | 500 Stück | 99,99 | 75,69 |
| 11512303 | 50 | 9400 | PP | 29 x 114 | ja | Großpackung | 500 Stück | 133,32 | 58,29 |
| 11849650 | 15 | 6000 | PP | 17 x 119 | ja | Gestell | 500 Stück | 99,99 | 64,56 |
| 11819650 | 50 | 9400 | PP | 29 x 114 | ja | Gestell | 500 Stück | 140,39 | 75,12 |
| Verschlussstopfenkappen | | | | | | | | | |
| 11765075 | 15 | 6000 | PP | 17 x 119 | ja | Großpackung | 500 Stück | 99,99 | 62,16 |
| 11809650 | 50 | 9400 | PP | 29 x 114 | ja | Großpackung | 500 Stück | 133,32 | 73,59 |
| 11829650 | 50 | 9400 | PP | 29 x 114 | Nr. | Großpackung | 500 Stück | 116,15 | 59,68 |
| 11879640 | 15 | 1800 | PET | 17 x 119 | ja | Gestell | 500 Stück | 118,17 | 64,56 |
| 11889640 | 15 | 6000 | PP | 17 x 119 | ja | Gestell | 500 Stück | 99,99 | 64,16 |
| 11839650 | 50 | 1800 | PET | 29 x 114 | ja | Gestell | 500 Stück | 158,57 | 90,32 |
| 11899640 | 50 | 9400 | PP | 29 x 114 | ja | Gestell | 500 Stück | 140,39 | 74,08 |

fisherbrand

MINIRÖHRCHEN-ROTATOR

- Leiser Betrieb
- Rührpaddel sind leicht verstellbar und austauschbar jedes Paddel kann von 0 bis 90° verstellt werden
- Effektiveres Mischen mit Agitationsmodus.
- Agitation erfolgt alle 40 Grad im Rotationszyklus. Die Kombination von Rotation und Oszillation bewirkt ein effektiveres Vermischen.
- Enthält 2 x 10 ml/15 ml-Ruhrpaddel, 2 x 5 ml/7ml-Ruhrpaddel, 2 x 1,5ml/2ml-Ruhrpaddel und 1 x 50ml-Ruhrpaddel



BIS ZU 25% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|----------------|--|---------|-------------|-------------|
| 15534080 | Miniröhrchen-Rotator, 1,5mL- bis 50mL-Röhrchen | 1 Stück | 291,00 | 218,15 |
| Zubehör | | | | |
| 15554140 | 2 Paddel für 0,5mL/0,8mL-Röhrchen | 2 Stück | 10,91 | 8,60 |
| 15544140 | Paddel für 1,5mL/2mL-Röhrchen | 2 Stück | 10,91 | 8,60 |
| 15524140 | 2 Paddel für 10mL/15mL-Röhrchen | 2 Stück | 10,91 | 8,60 |
| 15534140 | 2 Paddel für 5mL/7mL-Röhrchen | 2 Stück | 10,91 | 8,60 |



BESTECK, MULTIFUNKTION

- Rückverfolgbarkeit auf jedem Beutel
- Steril 10⁻³
- Material: Polystyrol
- Farbe: Weiß



25% RABATT

| Bestellnummer | Länge, mm | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 11728623 | 180 | 500 Stück | 404,00 | 362,83 |

fisherbrand

Fokus auf Fisherbrand

Für alle Anforderungen die passenden **Wägeprodukte**



Unser vollständiges Angebot finden Sie auf www.eu.fishersci.com/go/fisherbrand



fisherbrand

ZELLSIEBE

- Einfach zu bedienendes, schnelles und steriles Produkt zur Isolierung von Primärzellen für eine homogene Einzelzellsuspension aus Geweben
 - Rahmen aus Polypropylen mit Polyamidsieb
 - Steril
 - Einzeln verpackt
 - Passend für konische Röhrchen mit 50mL
- Zellsiebe sind aus einem in drei Maschenweiten (40µm, 70µm, 100µm) erhältlichen, starken Nylon-Netzgewebe gefertigt – für optimale Leistung bei zahlreichen Anwendungen wie z. B. für Stamm- und Primärzellen. Fisherbrand Zellsiebe sind bei der Zelldissoziation aus Klumpen und Primärgewebe eine schnelle und einfache Alternative zur Gazefiltration und gewährleisten homogenere Einzelzellsuspensionen.



BIS ZU 25% RABATT

| Bestellnummer | Maschenweite, µm | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|------------------|----------|-------------|-------------|
| 11587522 | 40 | 50 Stück | 77,95 | 59,00 |
| 11597522 | 70 | 50 Stück | 77,95 | 59,00 |
| 11517532 | 100 | 50 Stück | 78,70 | 59,00 |

fisherbrand

ANALYSEWAAGEN

- Wägefunktionen: Wiegen, Stückzählung und Prozentwägen
- Breiter Windschutz mit Schiebetüren oben und seitlich
- Abmessungen mm (B x T x H): 196mm x 320mm x 287mm
- Lesbarkeit: 0,1mg
- Linearität: 0,2mg
- Wiederholgenauigkeit: 0,1mg
- Zwei Jahre Garantie



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Kapazität, g | Lesbarkeit, mg | Kalibrierung | VE | Listenpreis |
|---------------|--------------|----------------|--------------|---------|-------------|
| 15305113 | 210 | 0,1 | Extern | 1 Stück | 1050,00 |
| 15395103 | 65 | 0,1 | Intern | 1 Stück | 1081,00 |
| 15315113 | 210 | 0,1 | Intern | 1 Stück | 1235,00 |



S-BLENDER-1 UND S-DILUTER-1

- S-Blender-1 ist ein Hochleistungsmischer, der sich für eine Vielzahl an Probenverdünnungen zwischen 50 und 400 ml eignet
- S-Diluter-1 erhöht die Produktivität Ihres Labors, hilft Ihnen beim Verdünnen und verringert das Kontaminierungsrisiko
- Beide Geräte sind einfach zu verwenden und zu reinigen

BIS ZU 29% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---|------------|-------------|-------------|
| 15589783 | Gosselin™ S-Blender-1 | 1 Stück | 6145,35 | 4720,56 |
| 15599783 | Gosselin™ S-Diluter-1 | 1 Stück | 8641,95 | 6638,33 |
| 11777919 | Steriler Beutel, PE, Stomacher 400 Vollfilter | 1500 Stück | 960,00 | 737,43 |
| 11787919 | Steriler Beutel, PE, Stomacher 400 Seitenfilter | 1500 Stück | 920,00 | 706,70 |
| 12682255 | Sterile Beutel, PE, Blender | 2500 Stück | 320,93 | 240,58 |
| 11522882 | Klemmen für Blenderbeutel | 200 Stück | 164,38 | 117,13 |



MEHRZWECK-RÖHRCHENROTATOR



- Digitale Mikroprozessorsteuerung
- Rotationswinkel in 6 Stufen verstellbar für maximale Vielseitigkeit
- Variable Drehzahl von 5 bis 80 U/min
- Einstellbarer Rotationswinkel in 6 Stufen von 95 bis 180°
- Timer mit Countdown- und Countup-Funktion
- Das Display zeigt auch nach dem Ausschalten des Geräts die zuletzt verwendeten Einstellungen an.
- Zwei Jahre Garantie

BIS ZU 23% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|----------------|--|---------|-------------|-------------|
| 15524080 | Mehrzweck-Röhrchenrotator | 1 Stück | 359,00 | 275,77 |
| Zubehör | | | | |
| 15554090 | Aufsatz mit 50 Positionen für 1,5/2,0 ml-Röhrchen | 1 Stück | 135,00 | 106,62 |
| 15564090 | Aufsatz mit 30 Positionen für 15 ml-Röhrchen | 1 Stück | 135,00 | 106,62 |
| 15574090 | Aufsatz mit 15 Positionen für 50 ml-Röhrchen | 1 Stück | 135,00 | 106,62 |
| 15584090 | Aufsatz mit 10 und 20 Positionen für 10 - 15 ml-Röhrchen und 5 - 7 ml-Röhrchen | 1 Stück | 135,00 | 106,62 |
| 15594090 | Aufsatz mit 64 Positionen für Röhrchen mit 14 mm Durchmesser | 1 Stück | 135,00 | 106,62 |
| 15504100 | Aufsatz mit 64 Positionen für 15 - 20 ml-Röhrchen mit 18,5 mm Durchmesser | 1 Stück | 135,00 | 106,62 |



INKUBATOREN FÜR DIE MIKROBIOLOGIE

- Sicher**
- Innentür aus Glas ermöglicht eine sichere Sicht auf die Proben ohne Temperaturbeeinflussung
 - Sicherer Betrieb und besonders gute Temperaturhomogenität
 - Sichere Aufbewahrung mit automatischem Übertemperaturalarm
 - Alarm bei Temperaturabweichungen
- Einfach**
- Einfache Temperatureinstellung mit intuitiver Schnittstelle
 - Einfach herausnehmbares Ein-Klick-Einlegebodensystem
 - Einfache Innenreinigung dank abgerundeter Ecken und Kanten
 - Einfach abzulesende, große Anzeige
- Effizient**
- Die geringe Stellfläche spart Platz im Arbeitsbereich.
 - Einfach stapelbar, ohne Werkzeuge oder Stapelkits
 - Flexibles Einlegebodensystem für eine effiziente Innenraumnutzung
 - Im Lieferumfang des Inkubators sind zwei Einlegeböden enthalten



SONDERPREISE

| | 10529070 | 10839810 | 10744262 | 12625306 | 12635306 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Modell-Nr. | IGS60 | IGS100 | IGS180 | IGS400 | IGS750 |
| Volumen, L | 75 | 117 | 194 | 400 | 750 |
| Versorgungsspannung, W | 300 | 520 | 710 | 1200 | 1500 |
| Stromstärke, A | 3,7 | 2,3 | 3,1 | 5 | 6,5 |
| Außenabmessungen (B x T x H), mm | 530 x 565 x 720 | 354 x 414 x 508 | 640 x 738 x 920 | 778 x 1545 x 770 | 1261 x 1545 x 770 |
| Innenabmessungen (B x T x H), mm | 354 x 414 x 508 | 464 x 414 x 608 | 464 x 589 x 708 | 544 x 1305 x 569 | 1044 x 1307 x 569 |
| Anzahl der Regale geliefert / max: | 2/13 | 2/16 | 2/19 | 2/39 | 2/39 |
| Listenpreis | 1-222,00 | 1-723,00 | 2-390,00 | 4-451,42 | 5-623,00 |
| Sonderpreis | 1099,80 | 1550,70 | 2151,00 | 4006,28 | 5060,70 |

thermo**scientific**

IMP GEKÜHLTE INKUBATOREN MIT PELTIER-TECHNOLOGIE

- Temperaturbereich +5 bis +70 °C und Stabilität $\leq \pm 0,1$ °C
- Standardmäßig mit interner Glastür für die einfache Probenbeobachtung und als Zugangsport
- Programmierbare Steuerung mit Zeitschaltfunktion und Überhitzungsalarm



10% RABATT

| Bestellnummer | Modell | Volumen, l | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|------------------|------------|---------|-------------|-------------|
| 15608540 | Heratherm IMP180 | 178 | 1 Stück | 5500,00 | 4950,00 |
| 15618540 | Heratherm IMP400 | 381 | 1 Stück | 7500,00 | 6750,00 |

fisher**brand**

FLASCHEN-/RÖHRCHEN-ROLLER

- Korrosions- und verschleißfeste Konstruktion für den Einsatz in feuchten und kohlendioxidhaltigen Umgebungen
- Anpassbare Walzen für verschiedene Röhren- bzw. Flaschengrößen
- Stapelrahmen zum Stapeln von zwei Einheiten übereinander
- Mit optionaler Fernbedienung Betrieb im Inkubator möglich
- O-Ringe für ein sanftes Rollen von 15mL- oder 50mL-Röhren
- Zwei Jahre Garantie
- Sechs Rollen sind im Lieferumfang enthalten, bis zu 11 können verwendet werden



BIS ZU 26% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|----------------|-------------------------|---------|-------------|-------------|
| 15376617 | Flaschen-/Röhren-Roller | 1 Stück | 919,00 | 705,93 |
| Zubehör | | | | |
| 15386617 | Zusätzliche Walzen | 2 Stück | 29,40 | 21,61 |
| 15316627 | Stangen zum Stapeln | 4 Stück | 66,16 | 48,64 |
| 15326627 | Fernbedienung | 1 Stück | 80,86 | 63,86 |

stuart

SCHÜTTELINKUBATOREN, SI SERIE

- Kombinierte Inkubatoren/Schüttler
- Digitale Anzeige von Temperatur und Drehzahl
- Integrierter Zeitgeber
- Einzigartige ausziehbare Plattform für einfache Beladung und Entladung
- Röhrengestelle mit einstellbarem Winkel als Zubehör, erhältlich mit Magnalock Kopplungssystem
- Optimiert für die Verwendung mit Mikrotiterplatten mit einer Schüttelamplitude von 1,5 mm und einem Drehzahlbereich zwischen 250 und 1250 U/min
- Wassermulden zur Regelung des Feuchtigkeitsgrads in der Kammer und geringerer Verdampfung von Proben



BIS ZU 22% RABATT

| Bestellnummer | Temperaturbereich, °C | Drehzahlbereich, U/min | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|----------------|---|------------------------|---------|-------------|-------------|
| 11986458 | +5 bis +60 | 30 bis 300 | 1 Stück | 3225,00 | 2514,28 |
| Zubehör | | | | | |
| 10774337 | Röhrengestell für 64 x 1,5 ml-Mikroröhren | | 1 Stück | 325,00 | 296,93 |
| 10470295 | Röhrengestell für 25 x 15 ml-Mikroröhren | | 1 Stück | 325,00 | 296,93 |
| 10784337 | Röhrengestell für 12 x 50 ml-Mikroröhren | | 1 Stück | 325,00 | 296,93 |
| 10794337 | Röhrengestell für 16 x 30 ml-Mikroröhren | | 1 Stück | 325,00 | 296,93 |

thermo**scientific**

COMPACT MIKROBIOLOGISCHE INKUBATOREN

- Minimaler Platzbedarf für Labore mit wenig Stellplatz
- Temperaturen bei oder unterhalb Raumtemperatur
- Erhöhte Temperaturgenauigkeit
- Innenbeleuchtung erleichtert Probenbeobachtung
- Konvektions-Technologie: mechanische Konvektion
- Temperaturbereich, °C 17 bis 40
- Raumtemperaturabweichung bei 37 °C: $\pm 1,2$ °C
- Temperaturabweichung über die Zeit bei 37 °C: $\pm 0,2$ °C
- Platzbedarf m²: 0,12
- Maße
 - Innen, mm (B x H x T): 180 x 310 x 290
 - Außen, mm (B x H x T): 260 x 415 x 4705
- Anzahl der Regale geliefert/max: 2/3
- Energieverbrauch bei 37 °C: 14W



10% RABATT

| Bestellnummer | Volumen, L | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|------------|---------|-------------|-------------|
| 10699640 | 18 | 1 Stück | 787,97 | 709,17 |



ZENTRIFUGENFLASCHEN (PP), DURCHSCHEINEND

- Kappen mit O-Ringen aus Hochleistungssilikon für Anwendungen bei hohen Geschwindigkeiten
- Standard-Schraubverschlüsse für Anwendungen bei niedrigen Geschwindigkeiten
- Besonders dicke Wände für hohe Lebensdauer und weite Hälse für die einfache Handhabung von Flüssigkeiten
- Nicht steril
- Klare Graduierungen und strukturierter Markierungsbereich
- Autoklavierbar bei 121 °C, 15 psi für 20 Minuten



35% RABATT

| Bestellnummer | Volumen, ml | Max. Kraft, x g | Material | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-------------|
| 15158259 | 250 | 27500 | Polypropylen | 36 Stück | 485,64 | 315,67 |
| 15118219 | 250 | 27500 | Polycarbonat | 36 Stück | 493,01 | 320,46 |
| 15180835 | 250 | 13500 | Polypropylen | 36 Stück | 243,48 | 158,26 |

fisherbrand

**PETRISCHALEN,
AUS POLYSTYROL,
RUND**



- Zu 20 unterverpackt

FANTASTISCHE PREISE

| Bestellnummer | Ø x H, mm | Nocken | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|------------------|-----------|--------|-----------|-------------|-------------|
| Aseptisch | | | | | |
| 12694785 | 90 x 14,2 | 3 | 600 Stück | 82,40 | 43,05 |
| 12664785 | 90 x 16,2 | 3 | 600 Stück | 78,00 | 43,33 |
| 12644785 | 90 x 16,2 | 0 | 600 Stück | 83,05 | 50,40 |
| 12654785 | 90 x 16,2 | 1 | 600 Stück | 80,60 | 43,33 |
| Steril | | | | | |
| 12604795 | 90 x 14,2 | 3 | 600 Stück | 105,00 | 56,06 |
| 12674785 | 90 x 16,2 | 3 | 600 Stück | 107,00 | 59,15 |
| 12684785 | 90 x 16,2 | 1 | 600 Stück | 105,00 | 59,15 |

thermoscientific

**PETRISCHALEN,
KUNSTSTOFF, RUND**



- Innenverpackung mit je 20 Stück

BIS ZU 44% RABATT

| Bestellnummer | Typ | Schalen- durchm., mm | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 11769252 | Transparente Petrischalen mit drei Belüftungsnocken | 90 | 500 Stück | 86,45 | 61,60 |
| 15370366 | Aseptische Standard-Petrischalen | 90 | 500 Stück | 85,15 | 66,42 |
| 11339283 | Petrischalen mit drei Belüftungsnocken | 140 | 80 Stück | 97,95 | 54,72 |
| 11339273 | Quadratische Petrischalen | 100 | 120 Stück | 297,00 | 222,64 |

Scienceware
BEL-ART PRODUCTS

PETRISCHALENGESTELL

- Jedes Gestell weist sechs Säulen auf und fasst bis zu 54 Petrischalen mit Deckel
- Platz für Kennzeichnung an der großen zentralen Abtrennung
- Tragegriff, der den Zugang zu den Proben nicht behindert
- Bis zu vier Gestelle können gestapelt miteinander verbunden werden
- Sichere Entfernung von gestapelten Schalen durch Öffnungen für den Fingerzugriff in der Bodenfläche
- Basis des Gestells aus Epoxid-beschichtetem Stahl, alle anderen Teile aus weißem Polypropylen
- Lieferung im flachen Zustand, einfacher Aufbau in wenigen Minuten
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Maße, L x B x H, mm | VE | Listenpreis |
|---------------|---------------------|---------|-------------|
| 11745234 | 267 x 171 x 171 | 1 Stück | 90,55 |

Scienceware
BEL-ART PRODUCTS

**BAKTERIELLE
ZELLPATEL**

- Autoklavierbar und für die Flammensterilisation geeignet
- Dreieckiges Ende mit durchgehend glatt abgerundeten Flächen
- Kleinere Breite von 16 mm für die Verwendung mit 6 cm-Platten
- Größere Breite von 25 mm für die Verwendung mit 9 cm-Platten
- Beide Größen 30 cm lang
- Autoklavierbar
- Steril



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|------------------------|---------|-------------|
| 11336954 | Bakterielle Zellspatel | 1 Stück | 21,45 |

Scienceware
BEL-ART PRODUCTS

**FORMGESTELL FÜR
PETRISCHALEN**

- Kompatibel mit RODAC™ und BD™ Platten
- Das Gestell besteht aus 6 Säulen und weist Zugriffsöffnungen in der Bodenfläche für die einfache Entnahme von Platten auf
- Mittelteiler mit eingebautem Griff und ausreichend Platz für Kennzeichnung
- Bis zu vier Gestelle können gestapelt und miteinander verbunden werden
- Aus Polypropylen, autoklavierbar bei 121 °C und einfach aufzubauen



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Maße, L x B x H, mm | Positionen | VE | Listenpreis |
|---------------|---------------------|------------|---------|-------------|
| 10566384 | 266 x 165 x 178 | 60 | 1 Stück | 106,00 |
| 13383599 | 330 x 210 x 178 | 42 | 1 Stück | 93,60 |

Scienceware
BEL-ART PRODUCTS

**STAPELBARES
INKUBATIONSTABLETT
FÜR PETRISCHALEN**

- Für fünf 100 mm- oder fünfzehn 60 mm-Petrischalen
- Aus Polypropylen
- Zwei Markierungsbereiche für die Probenidentifikation und Belüftungsöffnungen in der Bodenfläche
- Nicht für Temperaturen über 100 °C geeignet; Verformungsgefahr bei der Autoklavierung
- Desinfiziert mit 70%-igem Ethanol oder Labor-Desinfektionsmitteln



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|---|---------|-------------|
| 11734736 | Stapelbares Inkubationstablett für Petrischalen | 3 Stück | 84,80 |

CORNING

SPEZIFISCHE KULTURMEDIEN

- Laminin ist ein wesentlicher Bestandteil von Basalmembranen. Es hat zahlreiche biologische Wirkungen: Förderung von Zelladhäsion, -migration, -chemotaxis, -wachstum und -differenzierung, einschließlich Neuritenauswuchs
- Der Corning™ Basische Fibroblasten-Wachstumsfaktor (bFGF), human, rekombinant, 10 µg, ist ein Heparin-bindendes mitogenes Protein, das die Proliferation zahlreicher Zellarten unter Bedingungen ohne Serum oder mit geringem Serumgehalt fördert
- Das Corning Synthemax II-SC Substrat ist ein anwenderfreundliches, selbstbeschichtendes Material zur Bildung einer einzigartigen synthetischen Fläche, welche die natürliche Zellumgebung nachbildet
- Corning Dispase, 100 ml, ist eine bakterielle, neutrale Metalloprotease für die Rückgewinnung von Zellen, die auf der Corning Matrigel Basalmembran-Matrix gezüchtet wurde
- Die Corning Matrigel Matrix ist ein solubilisiertes Basalmembran-Präparat, das aus dem Engelbreth-Holm-Swarm(EHS)-Maus-Sarkom extrahiert wurde. Dieser Tumor ist reich an extrazellulären Matrixproteinen wie Laminin (ein Hauptbestandteil), Kollagen IV, Heparinsulfat-Proteoglykanen, Entactin/Midogen und mehreren Wachstumsfaktoren



BIS ZU 21% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--|---------|-------------|-------------|
| 10256312 | Laminin/Entactin, hochkonzentriertes extrazelluläres Matrixprotein | 10,5 mg | 535,28 | 448,69 |
| 11563530 | Basischer Fibroblasten-Wachstumsfaktor (bFGF), human, rekombinant | 10 mg | 183,03 | 173,88 |
| 15319397 | Synthemax™ II-SC Substrat | 10 mg | 523,20 | 409,33 |
| 11553550 | Dispase | 100 ml | 417,03 | 349,57 |
| 11573560 | Matrigel™ hESC-qualifizierte Matrix, ohne LDEV | 5 ml | 354,80 | 297,41 |

CORNING

COOLRACK™ M MIKROZENTRIFUGEN-RÖHRCHEN-MODULE

- Beim direkten Platzieren des CoolRack Moduls auf einer Kälte- oder Wärmequelle zwischen -196 und > 100 °C nimmt es die entsprechende Temperatur schnell an.
- Garantiert gleichmäßige Temperatur mit einer Genauigkeit von ±0 °C für alle Röhrchen beim Kühlen, Cook-and-Chill, Erwärmen oder Auftauen
- Alle CoolRack Module können autoklaviert, unter großer Hitze sterilisiert oder mit Bleiche, Alkohol oder anderen Desinfektionsmitteln und Laborreinigungsmitteln dekontaminiert werden
- Empfohlen für die Kühlung von Reagenzien wie Restriktionsenzymen, dNTPs und Antikörpern, das alkoholfreie Cook-and-Chill von Gewebe-, Virus- und Bakterienproben mit Trockeneis und die Sortierung von Kryoröhrchen in Flüssigstickstoff auf dem Labortisch



20% RABATT

| Bestellnummer | Kompartimente | Format | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---------------|--------|---------|-------------|-------------|
| 15592801 | 6 | 2 x 3 | 1 Stück | 72,43 | 57,25 |
| 15522811 | 15 | 3 x 5 | 1 Stück | 174,94 | 138,26 |
| 15562811 | 30 | 5 x 6 | 1 Stück | 308,67 | 243,94 |
| 15592811 | 90 | 6 x 15 | 1 Stück | 464,67 | 367,23 |

MP

LB-MEDIUM, DEHYDRIERT

- Formulierungen des Nährmediums für E. coli, das als LB-Medium bekannt ist, enthalten üblicherweise 10 g Trypton und 5 g Hefeextrakt pro Liter, dieses LB-Medium enthält ebenfalls 10 g NaCl pro Liter

PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|---------------|------|-------------|
| 11343229 | Kapseln | 1 kg | 219,00 |
| 11363229 | Große Kapseln | 1 kg | 267,00 |

fisherbrand

DIGITALE TROCKENBÄDER

- Digitale Steuerung zur Anzeige von Zeit und Temperatur (+5 bis +130 °C)
- Integrierter Temperaturfühler für verbesserte Temperaturgenauigkeit und -regelung
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und einfache Reinigung durch austauschbare Blöcke mit Aluminiumlegierung*



SONDERPREISE

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--|---------|-------------|-------------|
| 15397928 | Doppelblock, Gesamtmaße 318 x 200 x 100 mm | 1 Stück | 365,00 | 329,89 |

*Blöcke sind separat erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.fishersci.de

CORNING

COOLBOX™ XT SYSTEME

- Geeignet für zahlreiche Probenformate und Temperaturen
- Modulare Bauweise für verschiedene Probenröhrchen und -platten
- Kühlung bis zu 16 Stunden oder Einfrieren bis zu 8 Stunden mit einem Corning XT Kühlkern
- Geringeres Kontaminationsrisiko
- Erhältlich mit einfacher oder doppelter Kapazität
- Interne Kühl- oder Gefrierkerne ermöglichen Kühlung von Proben bei 0,5 bis 4 °C oder Einfrieren bei -20 bis 0 °C für mehrere Stunden
- Verwendung mit Trockeneis möglich



20% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 15582791 | Halterung und ein Kühlkern | 1 Stück | 587,24 | 464,10 |
| 15502801 | Halterung und zwei Kühlkerne | 1 Stück | 904,81 | 715,08 |

fisherbrand

ADVANCED IR-VORTEX-MISCHER



- Drehzahl: 0 bis 3000 U/min
- Infrarot-Sensor, dauerhaft
- Zinklegierung und Technopolymer
- Schüttelamplitude: 4,5 mm
- Innenmaße (B x T x H), mm: 150 x 165 x 130

BIS ZU 25% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|-----------------|--|---------|-------------|-------------|
| 13284769 | Advanced IR-Vortex-Mischer | 1 Stück | 146,00 | 121,73 |
| Zubehör | | | | |
| 12365107 | Schaumaufsatz für 19 Mikroröhrchen und 1,5 ml-Eppendorf™ Tubes | 1 Stück | 38,15 | 36,08 |
| 11792583 | Schaumaufsatz für Mikrotiterplatte | 1 Stück | 56,80 | 42,31 |

MERCK

TRANSFERMEMBRANEN, PVDF, BLOTTING, IMMOBILON™

- Immobilon™-P
 - Für allgemeinen Immunnachweis und Aminosäurenanalyse
 - Schnelles Immunnachweisverfahren mit um zwei Stunden kürzeren Nachweiszeiten
 - Hohe mechanische Festigkeit für einfache Handhabung
- Immobilon™-FL
 - Erste für Fluoreszenzanwendungen optimierte Transfermembran
 - Äußerst geringes Hintergrundrauschen
 - Kompatibel mit allen gängigen Fluoreszenzsonden
 - Verwendung mit allen Anregungs- und Emissionswellenlängen
 - Ideal für das Multiplexing



BIS ZU 27% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | Porengröße, µm | Abmessungen (mm) | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|-----------------|---------------|----------------|------------------|---------|-------------|-------------|
| 10344661 | Immobilon™-P | 0,45 | 265 x 3750 | 1 Rolle | 467,00 | 337,00 |
| 10452792 | Immobilon™-FL | 0,45 | 265 x 3750 | 1 Rolle | 464,48 | 390,00 |



Distributor
GE Healthcare

VACU-GUARD™ FILTER



- Schützt Pumpensysteme gegen Lösungsmitteldämpfe oder gasförmige Kontaminanten und wässrige Aerosole
- Hydrophobe PTFE-Membran
- Verwendung im Prozesslauf mit abgestuften Schlauchanschlüssen für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 10 bis 12 mm

SONDERPREISE

| Bestellnummer | Durchmesser (mm) | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 11364634 | 47 | 100 Stück | 155,00 | 147,00 |



Distributor
GE Healthcare

WHATMAN™ ME MEMBRANFILTER



- Zellulosemischester-Membran
- Wirtschaftlich
- Speziell für wässrige Lösungen
- Hydrophil
- Zur Verwendung bei bis zu 125°C
- Steril, einzeln verpackt
- Alle Membranfilter mit kontrastreichem Raster (3,1mm)
- Ausgezeichneter Kontrast für einfache Partikeldetektion
- Nicht toxische Raster, die Bakterienwachstum nicht hemmen, und dadurch Probenintegrität gewährleisten


SONDERPREISE

| Bestellnummer | Porengröße, µm | Durchmesser, mm | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|-----------------|----------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| 11395364 | 0,45 | 50 | 10 Stück | 136,09 | 129,00 |



Distributor
GE Healthcare

WHATMAN™ NUCLEPORE™ HYDROPHILE MEMBRANEN AUS POLYCARBONAT



- Exakt definierter Grenzwert für die Porengröße im Sub-Mikrometer-Bereich ermöglicht die Messung von Partikelverformungen und die Erfassung äußerst kleiner Partikel.
- Exakt definierte Porengröße und hohe Porendichte durch Ionensprätzen
- Hydrophile Eigenschaften durch PVP-Behandlung
- Geringe extrahierbare Anteile und dadurch minimales Risiko der Probenkontamination
- Hohe chemische Widerstandsfähigkeit und gute thermische Stabilität für zahlreiche Probenotypen
- Niedriges, konstantes Ascherest- und Eigengewicht
- Glatte, flache Oberfläche für gute Partikelsichtbarkeit


SONDERPREISE

| Bestellnummer | Porengröße, µm | Durchmesser (mm) | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|-----------------|----------------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 11342895 | 0,2 | 47 | 100 Stück | 112,26 | 107,00 |

thermo**scientific**

CULTI-LOOPSTM

- Effiziente qualitative Qualitätskontrolle von klinischen Produkten, Lebensmitteln und Pharmazeutika. Thermo Scientific Culti-Loops sind einsatzbereite bakteriologische Einweg-Ösen, die stabilisierte, lebensfähige Mikroorganismen in einer einzigartigen Gelmatrix enthalten, mit denen Kulturmedien und mikrobiologische Testverfahren geprüft werden
- Anwenderfreundlichkeit: weniger Zeitaufwand und geringere Kosten für Laborressourcen durch eine Impfpöse für den direkten Ausstrich ohne die Notwendigkeit einer Rehydrierung
- Leistungsfähigkeit: verbesserte Lebensfähigkeit und Rückgewinnung durch proprietäre in Gel konservierte Organismen
- Vertrauen: vollständig rückverfolgbar durch ATCC™ License Derivative Stämme



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|--|----|-------------|
| 12938858 | Culti-Loops™ Bacillus subtilis ATCC® 6633™ | 5 | 92,98 |
| 12637639 | Culti-Loops™ Candida albicans ATCC® 10231™ | 5 | 139,52 |
| 11973272 | Culti-Loops™ Enterococcus faecalis ATCC® 29212™ | 5 | 92,98 |
| 11984082 | Culti-Loops™ Escherichia coli ATCC® 25922™ | 5 | 92,98 |
| 12637669 | Culti-Loops™ Escherichia coli ATCC® 8739™ | 5 | 92,98 |
| 12998988 | Culti-Loops™ Klebsiella pneumoniae subsp. Pneumoniae ATCC® 700603™ | 5 | 139,52 |
| 11983272 | Culti-Loops™ Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™ | 5 | 92,98 |
| 12905743 | Culti-Loops™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923™ | 5 | 92,98 |
| 11934082 | Culti-Loops™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 29213™ | 5 | 92,98 |
| 12985893 | Culti-Loops™ Streptococcus pneumoniae ATCC® 49619 | 5 | 180,20 |



AXYGEN™ MINI-PLATTEN-DREHZENTRIFUGE

- Die Axygen Axyspin Mini-Platten-Drehzentrifuge ist die erste Zentrifuge, die speziell für die schnelle und einfache Zentrifugation von Proben in PCR-Platten oder Mikrotiterplatten entwickelt wurde.
- Von oben zu beladen
- Besonders kleine Stellfläche
- Start und Stopp innerhalb von Sekunden
- Verwendung vor und nach dem Thermocycling für höhere PCR-Erträge
- Schnelles Herunterzentrifugieren von Tröpfchen und Kondensat
- Geeignet für alle Standard-PCR-Platten, mit und ohne Stehrand
- Weniger als 1/4 der Größe herkömmlicher Plattenzentrifugen
- Max. Kapazität: 2 Standard-PCR- oder Mikrotiterplatten
- Umgebungstemperatur: 4 bis 35 °C



16% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--|---------|-------------|-------------|
| 15582995 | Mini-Platten-Drehzentrifuge, 230 V, EU-Stecker | 1 Stück | 473,89 | 399,00 |

thermo**scientific**

QUANTI-CULT PLUS™

- Reproduzierbare Kontrolle von Kulturmedien für pharmazeutische Wirkstoffe mit Mikroorganismen für quantitative Qualitätskontrolltests. Thermo Scientific Quanti-Cult Plus beinhaltet eine spezifische und reproduzierbare Anzahl von lebensfähigen Mikroorganismen, die aus authentischen hochwertigen ATCC™ Kulturen stammen, in einem sicheren Fläschchen, das sofort rehydriert werden kann. Jedes Fläschchen weist bis zu 10 Impfkulturen von 0,1 ml auf, wobei jede < 100 KBE (koloniebildende Einheiten) enthält
- Sicherheit: verringertes Kontaminations- und Infektionsrisiko mit einem sofort rehydrierbaren Zwei-Fläschchen-System, bei dem keinerlei Umgang mit Organismen erforderlich ist.
- Leistungsfähigkeit: verbesserte Lebensfähigkeit und Rückgewinnung durch proprietäre Organismen, die in Gel konserviert werden und bis zu 8 Stunden nach der Rehydrierung konstante Zahlen ergeben, wenn sie bei 2 bis 8 °C gelagert werden
- Vertrauen: vollständig rückverfolgbar durch ATCC™ License Derivative Stämme



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|--|-----------|-------------|
| 12965993 | Quanti-Cult Plus™ Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™ | 100 Tests | 672,88 |
| 12975993 | Quanti-Cult Plus™ Bacillus subtilis ATCC® 6633™ | 100 Tests | 672,88 |
| 12995993 | Quanti-Cult Plus™ Candida albicans ATCC® 10231™ | 100 Tests | 672,88 |
| 12926003 | Quanti-Cult Plus™ Clostridium sporogenes ATCC® 11437™ | 100 Tests | 672,88 |
| 13137876 | Quanti-Cult Plus™ Clostridium sporogenes ATCC® 19404™ | 100 Tests | 672,88 |
| 12976037 | Quanti-Cult Plus™ Escherichia coli ATCC® 8739™ | 100 Tests | 672,88 |
| 12956027 | Quanti-Cult Plus™ Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9027™ | 100 Tests | 672,88 |
| 12976027 | Quanti-Cult Plus™ Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC® 14028™ | 100 Tests | 672,88 |
| 12936037 | Quanti-Cult Plus™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538™ | 100 Tests | 672,88 |



MIKROTITERPLATTEN-SCHÜTTLER, MINI

- Schnelle, kleine kreisförmige Schüttelbewegung – ideal für Mikrotiterplatten
- Kapazität für vier oder acht Mikrotiterplatten
- Digitale Drehzahlauswahl
- Eingebauter digitaler Zeitgeber
- Zubehör für das Mischen von Mikrozentrifugenröhrchen erhältlich
- Mit BioCote™ Anti-Mikroben-Schutz
- Plattenmaße, mm: 220 x 220
- Plattenpositionen: 4
- Schüttelamplitude: 1,5



BIS ZU 23% RABATT

| Bestellnummer | Temperaturbereich, °C | Drehzahlbereich, U/min | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|----------------|-----------------------|------------------------|---------|-------------|-------------|
| 11486608 | +4 bis 40 | 250 bis 1200 | 1 Stück | 1205,00 | 939,44 |
| Zubehör | | | | | |
| 11496608 | | | 1 Stück | 160,10 | 122,48 |
| 12944025 | | | 1 Stück | 160,10 | 122,48 |
| 12693335 | | | 1 Stück | 158,85 | 121,46 |



NOVASPEC PRO SPEKTRALPHOTOMETER

- Leichtes und anwenderfreundliches Spektralphotometer für den allgemeinen Einsatz in Biotechnologie-Laboren. Das Biochrom™ Novaspec Pro Spektralphotometer weist eine kleine Stellfläche auf und verfügt über eine robuste, leichte Konstruktion, sodass er die ideale Wahl für Labore mit begrenztem Platz ist
- Messungen von Absorptionsvermögen, prozentualer Transmission und Konzentration
- Verfahren sortiert für Proteinquantifizierung nach Bradford, Biuret oder Lowry oder mit dem BCA-Verfahren
- Automatische Kalibrierung beim Start
- Dieses robuste Messgerät hat keinen Deckel und keine beweglichen Teile und ist einfach zu verwenden, zu reinigen und zu lagern
- Die grafische Anzeige ermöglicht die Beobachtung von Wellenlängen-Scans, Kinetik-Assays und Standardkurven
- Höhere Messflexibilität durch den optionalen Teströhrchen-Zellhalter für die Messung von 10 bis 18 mm-Teströhrchen
- Der standardmäßige Zellhalter akzeptiert 10 mm-Glas- und Einweg-Küvetten und lässt sich zur Reinigung leicht herausnehmen
- Ein optionaler Zellhalter mit Thermostat ist für Messungen bei 37 °C erhältlich
- Mit einem Bereich von 325 bis 1100 nm deckt das Spektralphotometer auch den Bereich des sichtbaren Lichts ab, sodass Sie mehr von Ihren Proben sehen



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|---|---------|-------------|
| 15591166 | Biochrom™ Novaspec Pro Spektralphotometer | 1 Stück | 2870,00 |



WRITE-ON™ PAPIERE- TIKETTEN- KLEBEBÄNDER

- Erstellen Sie mittels Bleistift, Kugelschreiber oder Tintenmarker Etiketten, die unter den anspruchsvollsten Laborbedingungen lesbar bleiben. Die Klebebänder widerstehen Feuchtigkeit und den meisten Lösungsmitteln und eignen sich hervorragend für Anwendungen mit niedrigen Temperaturen



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Farbe | Maße, m | VE | Listenpreis |
|---------------|-------------------------------------|---------|---------|-------------|
| 15196324 | Weiß, Rot, Gelb, Grün, Blau, Orange | 13,7 | 6 Stück | 62,30 |
| 13455226 | Weiß | 13,7 | 4 Stück | 29,20 |
| 13405236 | Weiß | 13,7 | 3 Stück | 29,35 |
| 13474166 | Weiß | 36,5 | 6 Stück | 80,30 |
| 13475236 | Weiß | 36,5 | 4 Stück | 71,10 |
| 13435246 | Weiß | 36,5 | 3 Stück | 64,77 |
| 13485236 | Rot | 36,5 | 4 Stück | 68,25 |
| 13435236 | Rot | 36,5 | 6 Stück | 47,95 |
| 13445246 | Rot | 36,5 | 3 Stück | 66,70 |
| 13434720 | Gelb | 36,5 | 6 Stück | 80,30 |
| 13455246 | Gelb | 36,5 | 3 Stück | 64,10 |
| 13495236 | Gelb | 36,5 | 4 Stück | 71,10 |
| 13415246 | Grün | 36,5 | 4 Stück | 71,10 |
| 13475246 | Blau | 36,5 | 3 Stück | 66,70 |
| 13405246 | Blau | 36,5 | 4 Stück | 65,75 |
| 13465236 | Blau | 36,5 | 6 Stück | 80,30 |
| 13455236 | Orange | 36,5 | 6 Stück | 80,30 |
| 13425246 | Orange | 36,5 | 4 Stück | 71,10 |
| 13465246 | Grün | 36,5 | 3 Stück | 64,77 |
| 13485246 | Orange | 36,5 | 3 Stück | 66,70 |
| 13495246 | Weiß | 54,8 | 6 Stück | 110,00 |
| 10045180 | Weiß | 54,8 | 4 Stück | 63,00 |



KÜVETTEN, POLYSTYROL



- Material: PS
- Pfadlänge, mm: 10

FANTASTISCHE PREISE

| Bestellnummer | Kapazität, µl | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---------------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 11847832 | 1600 | Küvetten, sichtbarer Bereich | 1000 Stück | 77,00 | 45,00 |
| 11837832 | 4000 | Küvetten, sichtbarer Bereich | 1000 Stück | 114,00 | 45,00 |
| 11537692 | 1600 | Küvetten, Einweg, sichtbarer Bereich | 100 Stück | 43,80 | 5,00 |
| 11547692 | 4000 | Küvetten, Einweg, sichtbarer Bereich | 100 Stück | 6,20 | 5,00 |



CLAVIES™ BEUTELHALTER FÜR BIOLOGISCHE GEFÄHRSTOFFE

- Diese Halter für Beutel mit biologischen Gefahrstoffen sind für die Verwendung mit den durchsichtigen, unbedruckten und standardmäßigen Beuteln für biologische Gefahrstoffe empfohlen und gewährleisten, dass der Beutel sicher auf einem Edelstahl-Drahtrahmen und einem Polypropylenboden steht. Der Boden dient auch als Auffangwanne, falls Beutel undicht sind. Zur einfachen Erkennung als Eindämmungssystem für biologische Gefahrstoffe sind die Tablets orange und können zur Beibehaltung der Sterilität bei 121 °C autoklaviert werden. Für den einfacheren Transport werden die Tablets in Einzelteilen geliefert, können jedoch in wenigen Minuten unlösbar zusammengesetzt werden



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Tablettmaße, mm | Höhe, mm | Beutelgröße, mm | VE | Listenpreis |
|---------------|-----------------|----------|-----------------|---------|-------------|
| 11322154 | 185 x 356 | 470 | 300 x 610 | 1 Stück | 51,20 |
| 11787864 | 356 x 356 | 546 | 610 x 760 | 1 Stück | 83,90 |
| 11797864 | 356 x 356 | 696 | 610 x 910 | 1 Stück | 98,00 |



SPENDER FÜR MEHRERE ROLLEN ETIKETTENKLEBEBAND

- Einfaches und schnelles Etikettieren durch eine glatte Schreibfläche, für die Beschriftung mehrerer Klebebänder mit unterschiedlichen Farben und Breiten
- Drei Trennscheiben aus Kunststoff gewährleisten reibungsloses Abrollen von bis zu vier Klebebandrollen
- Eine kostenlose Rolle 12,7 mm breites, weißes Write-On™ Etikettenklebeband ist im Lieferumfang enthalten



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|--------------------------------|---------|-------------|
| 10073213 | Spender für Etikettenklebeband | 1 Stück | 51,80 |

thermo scientific

COLIFORM-WASSERBÄDER, PRECISION™

- Temperaturregelung mit Konstanz von $\pm 0,05$ °C und Stabilität von $\pm 0,1$ °C sowie Giebeldeckel aus Edelstahl
- Hervorragende Gleichmäßigkeit der Temperatur durch Wasserstrom entlang der Außenwände
- Einfache Reinigung und Wartung des Bads durch Konstruktion ohne Heizschlange
- Optimale Zeitplanung durch Zeitgeber für das automatische Ein- und Ausschalten
- Schutzabschaltung bei zu niedrigem Füllstand verhindert ein Überhitzen
- Einfache Anwendung und Überwachung mit symbolbasierter grafischer Anzeige
- Unterbringung größerer Laborartikel durch neue, höhere Bauweise und neuen Klappdeckel
- Schutz Ihrer Arbeit durch akustische Alarme



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Volumen, l | Heizleistung, W | Temperaturbereich, °C | VE | Listenpreis |
|---------------|------------|-----------------|-----------------------|---------|-------------|
| 15305877 | 19 | 1200 | 5 bis 100 | 1 Stück | 2135,00 |
| 15315877 | 35 | 1500 | 5 bis 100 | 1 Stück | 2405,00 |

thermo scientific

UMWÄLZWASSERBÄDER, PRECISION™

- Höhere Gleichmäßigkeit der Temperatur durch Wasserstrom entlang der Außenwände
- Einfache Reinigung und Wartung des Bads durch Innenkonstruktion ohne Heizschlange
- Optimale Zeitplanung durch Zeitgeber für das automatische Ein- und Ausschalten
- Unterbringung größerer Laborartikel durch neuen Klappdeckel und neue, höhere Bauweise
- Schutzabschaltung bei zu niedrigem Füllstand verhindert ein Überhitzen
- Einfache Anwendung und Überwachung mit symbolbasierter grafischer Anzeige
- Schutz Ihrer Arbeit durch akustische Alarme



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Volumen, l | Heizleistung, W | Temperaturbereich, °C | VE | Listenpreis |
|---------------|------------|-----------------|-----------------------|---------|-------------|
| 15345867 | 35 | 1500 | 5 bis 100 | 1 Stück | 2130,00 |
| 15355867 | 89 | 1500 | 5 bis 100 | 1 Stück | 2725,00 |

scienceware
BET-ART PRODUCTS

THERMOMETER, MAXIMUM REGISTERING, BIMETALL, DOPPELSKALA

- Bestimmung der höchsten erreichten Temperatur ohne gefährliches Quecksilber oder umständliche Computerverbindungen
- Dieses langlebige Bimetall-Thermometer hat einen Zeiger für die maximale Registrierung (rot), der vom Temperaturmesszeiger (schwarz) nach oben bewegt wird, um die höchste erreichte Temperatur anzuzeigen. An dieser Position bleibt er, bis er manuell zurückgesetzt wird.
- Die Gewindeverbindung (1/4" NPT) ermöglicht eine Einschraubung direkt im Prozessablauf und kann zum Befestigen des Thermometers am mitgelieferten Ständer verwendet werden
- Wasserfest und unter Druck stehend; widersteht Autoklavierungszyklen und verfügt über eine abnehmbare Schutzhülle aus Silikon, damit keine Feuchtigkeit in die Skala eindringt
- Aus robustem Edelstahl der Sorte 304 und mit einer Glaslinse ausgestattet; widerstandsfähig gegen Druck, hohe Temperaturen und Rost
- Länge der Sonde: 50 mm



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|---|---------|-------------|
| 15519971 | Thermometer, Maximum Registering, Bimetall, Doppelskala | 1 Stück | 37,75 |

memmert
Experts in Thermostatics

WASSERBÄDER, BEHEIZT, WNE SERIE

- PID-Mikroprozessor-Regelung mit Fuzzy-Unterstützung
- Digitalanzeige
- 2 x PT100 Sensoren
- Kalibriermöglichkeit auf dem Regler
- Akustischer und visueller Alarm
- Überhitzungsschutz
- Optionale Schüttelausführung



SONDERPREISE

| Bestellnummer | Kapazität, Liter | Leistung, W | Außenmaße, B x T x H, mm | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|------------------|-------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|
| 10778873 | 7 | 1200 | 365 x 468 x 337 | 1 Stück | 661,00 | 627,95 |
| 10024092 | 10 | 1200 | 356 x 578 x 337 | 1 Stück | 717,00 | 681,15 |
| 10633913 | 14 | 1800 | 456 x 578 x 347 | 1 Stück | 774,00 | 735,30 |
| 10195892 | 22 | 2000 | 436 x 578 x 405 | 1 Stück | 857,00 | 814,15 |
| 10544463 | 29 | 2400 | 516 x 818 x 343 | 1 Stück | 973,00 | 924,35 |
| 10105282 | 45 | 2800 | 516 x 818 x 401 | 1 Stück | 1187,00 | 1127,65 |

fisherbrand

TISCH-AUTOKLAVEN

- Mikroprozessor-Steuersystem mit neun vollautomatischen Programmen, beispielweise Hinzufügen von Wasser, Sterilisation und Trocknen
- Acht vorinstallierte Sterilisationszyklen; benutzerdefinierte Zyklen bei SterilElite16 oder 24 nicht möglich
- Zwei separate Prüfmechanismen für den Wasserstand: Wasserstand im Tank und Wasserstand in der Kammer
- Automatische Trocknungsfunktion
- Vorrichtung zur automatischen Druckverriegelung der Tür
- Schutz der Kammer durch Druckschalter und Dampfdruck-Sicherheitsventil
- Die Taste zur Vakuum/Druck-Aufhebung trennt die Stromversorgung und lässt gleichzeitig Druck und Vakuum aus der Kammer ab



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Volumen, l | VE | Listenpreis |
|---------------|------------|---------|-------------|
| 15515199 | 16 | 1 Stück | 3529,20 |
| 15525199 | 24 | 1 Stück | 4488,00 |

Scienceware
BEI-ART PRODUCTS

PLATTEN-LESEGERÄT

- Zur Untersuchung von Zell-Monolayers oder Zellklonen und zur Zählung von viraler Plaque oder Bakterienkolonien
- Einfache und sichere Ablesung von Hämagglutinations-, Hämagglutinations-Inhibierungs-, Hämolyse- und Agglutinations-Tests
- Durchsichtiges Deck zum Auflegen von Platten
- Großer, einstellbarer Spiegel zum Beobachten der Plattenunterseite
- Vergrößerung des Spiegels entspricht der 3-fachen Plattengröße
- Gefertigt aus Polypropylen mit einem Deck aus glasklarem Acryl zur Platzierung von Platten und Petrischalen



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|-------------------|---------|-------------|
| 11328763 | Platten-Lesegerät | 1 Stück | 230,00 |

thermoscientific

LABORKÜHLSCHRÄNKE UND -TIEFKÜHLGERÄTE SERIE ES UND GPS

- Serie GPS: Kühlschränke und Gefrierschränke mit mittlerer und großer Kapazität für den Schutz von Routineproben

| Bestellnummer | Beschreibung | Volumen, L | Maße, mm | VE | Listenpreis |
|---------------|---|------------|-------------------|---------|-------------|
| 12664527 | Gefrierschrank Serie GPS, automatisches Abtauen, 230 V, 50 Hz | 400L | 600 x 642 x 1822 | 1 Stück | 1785,00 |
| 12629275 | Kühlschrank Serie GPS, Glastür, automatisches Abtauen, 230 V, 50 Hz | 400L | 600 x 642 x 1822 | 1 Stück | 2111,00 |
| 12639275 | Kühlschrank Serie GPS, massive Tür, automatisches Abtauen, 230 V, 50 Hz | 400L | 600 x 642 x 1822 | 1 Stück | 1651,00 |
| 12684527 | Gefrierschrank Serie GPS, automatisches Abtauen, 230 V, 50 Hz | 700L | 700 x 817 x 1972 | 1 Stück | 2089,00 |
| 12649275 | Kühlschrank Serie GPS, Glastür, automatisches Abtauen, 230 V, 50 Hz | 700L | 700 x 817 x 1972 | 1 Stück | 2455,00 |
| 12659275 | Kühlschrank Serie GPS, massive Tür, automatisches Abtauen, 230 V, 50 Hz | 700L | 700 x 817 x 1972 | 1 Stück | 1829,00 |
| 12908794 | Gefrierschrank Serie GPS, automatisches Abtauen, 230 V, 50 Hz | 1400L | 1400 x 817 x 1972 | 1 Stück | 2903,00 |
| 12647286 | Kühlschrank Serie GPS, Glastür, automatisches Abtauen, 230 V, 50 Hz | 1400L | 1400 x 817 x 1972 | 1 Stück | 3443,00 |
| 12627286 | Kühlschrank Serie GPS, massive Tür, automatisches Abtauen, 230 V, 50 Hz | 1400L | 1400 x 817 x 1972 | 1 Stück | 2727,00 |



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

Scienceware
BEI-ART PRODUCTS

BEUTEL FÜR BIOLOGISCHE GEFAHRENSTOFFE

- Das Sterilisationsfeld wird bei der Dampfsterilisation dunkel
- Dampfautoklavierbar bei hohen Temperaturen bis 135°C (275°F)
- Im Gegensatz zu den aus PE hergestellten Beuteln, die schmelzen oder sich verformen, sind Polypropylen-Beutel zum Autoklavieren bestens geeignet
- Tests nach ASTM 1922 (Reißfestigkeit) und ASTM 1709 (Durchstoßfestigkeit) bestanden
- Mit schwarzem Biogefahren-Symbol und Anweisungen für Vorsichtsmaßnahmen in vier Sprachen (Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch)



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|----------------------------|-----------|-------------|
| 11392154 | Beutel, rot, 360mm x 480mm | 200 Stück | 164,00 |
| 11302164 | Beutel, rot, 480mm x 580mm | 200 Stück | 235,00 |
| 11312164 | Beutel, rot, 640mm x 890mm | 200 Stück | 417,00 |
| 11737927 | Beutel, rot, 790mm x 970mm | 200 Stück | 576,30 |
| 10296674 | Beutel, rot 970mm x 1220mm | 100 Stück | 453,00 |

Scienceware
BEI-ART PRODUCTS

DEODORANT-KISSEN FÜR AUTOKLAVEN, ODOCLAVE™

- Das durch Wärme freigesetzte Deodorant wird bei den Temperaturen im Autoklav automatisch aktiviert
- Vor dem Autoklavieren ist ein Päckchen zu öffnen und im Beutel zu platzieren
- Bei Lagerung in einem dichten Behälter mindestens drei Jahre lang haltbar
- 32 mm, quadratisch



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Aroma | VE | Listenpreis |
|---------------|--------|-----------|-------------|
| 11966072 | Kiefer | 100 Stück | 138,00 |



UNSER CHEMIKALIENANGEBOT WÄCHST



Wir haben eine Lösung für all Ihre Projekte

Analyse

Forschung und Entwicklung



A Thermo Fisher Scientific Brand



Life Science Anwendungen

Produktion



fisherbrand

LABOR-MÄNTEL, UNISEX

- Hergestellt aus hochwertigem vorgeschumpftem Baumwollmischgewebe. Geeignet für industrielle Waschprozesse bei Temperaturen bis 85 °C. Besondere Merkmale: zwei unten aufgesetzte Taschen, Brusttasche mit integrierter Stifttasche, verdeckte Druckknopfleiste an der Vorderseite, Rückenschlitz für mehr Bewegungsfreiheit. Kein CE-Zeichen
- Material: 65 % Polyester/35 % Baumwolle
- Drei Taschen



FANTASTISCHE PREISE

| Bestellnummer | Größe | Länge, cm | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------|-----------|---------|------------------|-------------|
| 11558102 | S | 132 | 1 Stück | 32,30 | 20,36 |
| 11568102 | M | 132 | 1 Stück | 66,23 | 11,39 |
| 11578102 | L | 132 | 1 Stück | 32,15 | 11,78 |
| 11588102 | XL | 132 | 1 Stück | 32,15 | 20,27 |
| 11598102 | XXL | 132 | 1 Stück | 32,15 | 20,27 |
| 11508112 | XXXL | 132 | 1 Stück | 32,15 | 20,27 |



A7 P+™ LABORKITTEL

- Cat III Sicherheit-Laborkittel - garantierter Schutz vor Chemikalienspritzern
- Daumenschlaufen für einen verbesserten Schutz des Handgelenks und Abdeckung des Handgelenks zwischen Handschuhen und Laborkittel
- Leichtes SMS-Material, um einen Temperaturanstieg während der Arbeit zu verhindern



BIS ZU 29% RABATT

| Bestellnummer | Größe | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------|----------|-------------|-------------|
| 13529020 | S | 15 Stück | 95,55 | 68,09 |
| 13549020 | M | 15 Stück | 95,55 | 73,30 |
| 13559020 | L | 15 Stück | 95,55 | 71,80 |
| 13569020 | XL | 15 Stück | 95,55 | 68,09 |
| 13589020 | XXL | 15 Stück | 95,55 | 68,09 |

3M

SCHUTZBRILLE, SECURE FIT SF400 SERIE

- Gläser der optischen Klasse 1 für dauerhafte Benutzung geeignet
- Design gewährleistet ausgezeichneten Schutz und optimales Sichtfeld
- Schutz vor UV-Strahlung
- Leichtes Design (19g)
- Anpassbare Nasenpads für einen sicheren und individuellen Sitz
- Soft Touch Zwei-Komponenten Nasensteg für mehr Komfort und Halt



SONDERPREISE

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 15371994 | SF401AF-EU, klar PC | 1 Stück | 7,55 | 6,23 |
| 15391994 | SF402AF-EU, grau PC | 1 Stück | 7,55 | 6,23 |
| 15302004 | SF403AF-EU, bersteinfarben PC | 1 Stück | 7,55 | 6,23 |
| 15322004 | SF408AS-EU, blau verspieg. PC | 1 Stück | 8,62 | 7,11 |
| 15312004 | SF410AS-EU, verspieg. I/O PC | 1 Stück | 8,62 | 7,11 |

DUPONT

SCHUTZOVERALLS, DUPONT™ EASYSAFE

- Zertifizierter chemischer Schutzoverall vom Typ 5/6
- Basierend auf einem neuen optimierten Polyethylen-Vliesstoff mit geringem Preis zur Kostenminimierung:
 - weicherer Stoff, der sich sofort bemerkbar macht
 - gleichzeitig funktional und bequem
- Optimierte Beschaffenheit
- Optimierte Verpackung



21% RABATT

| Bestellnummer | Größe | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------|---------|-------------|-------------|
| 15310541 | S | 1 Stück | 4,60 | 3,62 |
| 15320541 | M | 1 Stück | 4,60 | 3,62 |
| 15330541 | L | 1 Stück | 4,60 | 3,62 |
| 15340541 | XL | 1 Stück | 4,60 | 3,62 |
| 15350541 | XXL | 1 Stück | 4,60 | 3,62 |
| 15360541 | XXXL | 1 Stück | 4,60 | 3,62 |

3M

SCHUTZBRILLE, SAFETY, 3M™ SECUREFIT™ 200 SERIES

- Design bietet hervorragenden Schutz und ein gutes Sichtfeld
- Sehr guter Schutz gegen ultraviolette (UV-) Strahlung
- Leichtes und bequemes Design (18 g)
- Gute Stoßfestigkeit mit kratzfester Beschichtung für verbesserte Haltbarkeit
- Spezielle Anti-Fog-Beschichtung vermindert Beschlagen und gewährleistet klarere Sicht
- 3M Druckverteilungstechnologie ermöglicht natürliche Anpassung der Bügel an verschiedene Kopfgrößen
- Selbstanpassungsfunktion macht das Bereithalten mehrerer Rahmengrößen am Arbeitsplatz überflüssig
- Sicherer, fester Sitz verhindert das Rutschen der Brille, auch wenn die Person sich bewegt
- Lässt sich gut mit 3M™ Atemschutzmasken der Serie 9300 kombinieren



SONDERPREISE

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 15282025 | Klar, kratzfest/beschlaghemmend | 1 Stück | 6,75 | 5,57 |
| 15292025 | Grau, kratzfest/beschlaghemmend | 1 Stück | 6,95 | 5,73 |
| 15202035 | Berstein, kratzfest/beschlaghemmend | 1 Stück | 7,00 | 5,78 |

3M

GOGGLEGEAR™ SCHUTZBRILLE, 500 SERIE

- Desinfektion durch Spülen in verdünnter Bleiche oder Alkohol-Wischtücher ohne Verlust der Antibeschlag-Funktion
- Ausgezeichneter Schutz gegen UV-Strahlung
- Einstellbares elastisches Band
- Indirekte Belüftung
- Rahmen/Fassung mit niedrigem Profil
- Gläser aus Polycarbonat



17% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--|---------|-------------|-------------|
| 15603074 | GoggleGear™ Schutzbrille, 500 Serie | 1 Stück | 19,00 | 15,68 |
| 15693064 | GoggleGear™ Korrekturschutzbrille, 500 Serie | 1 Stück | 9,50 | 7,84 |



EINWEG- GESICHTSMASKEN AUS POLYPROPYLEN

- Bietet erweiterten Schutz
- Einwegartikel, einmaliger Gebrauch
- Mit elastischen Ohrschlaufen oder Bindebändern
- Außenschicht aus Polypropylenvlies
- Innenschicht aus thermisch gebundenem Polypropylenvlies
- Latexfrei
- In blau oder weiß
- Universalgröße



BIS ZU 37% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | Farbe | Stärke | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---------------------------------------|-------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 15451932 | Einweg-Gesichtsmaske mit Ohrschlaufen | Weiß | 2-lagig | 500 Stück | 25,70 | 16,20 |
| 15461932 | Einweg-Gesichtsmaske mit Ohrschlaufen | Blau | 3-lagig | 500 Stück | 32,65 | 27,97 |
| 15471932 | Einweg-Gesichtsmaske mit Ohrschlaufen | Weiß | 3-lagig | 500 Stück | 32,65 | 20,58 |



3M™ VERSAFLO™ POWERED AIR TURBO TR-600

- Angenehmer Luftstrom – drei vom Anwender wählbare Durchflussraten für maximalen Komfort
- Anwendungsfreundlich – keine Kalibrierung, LED-Batterie-/Filteranzeige, Audio-/Vibrationsalarm
- Viele Anwendungsmöglichkeiten – leicht zu reinigen, geeignet für die Dekontamination mittels Abduschen und zeitweiligem Untertauchen
- Sicherheit – zugelassen nach EN 12941 Klasse TH2 oder TH3 (je nach Atemmaske)
- Der 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 ist ein gurtmontiertes Luftreinigungsgerät. In Kombination mit einer von 3M zugelassenen Atemmaske ist es ein Servosystem für den Atemschutz gegen Partikel, unangenehme Gerüche, Gase und Dämpfe. Das Produkt entspricht der EU-Richtlinie EMC 2004/108/EC



BIS ZU 17% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---|---------|-------------|-------------|
| 15529305 | Turbo-Einheit mit Luftdurchflussanzeige und Funkenfängern | 1 Stück | 586,67 | 540,00 |
| 15559255 | Starter-Kit mit komplettem Anfangszubehör | 1 Stück | 1338,14 | 1103,97 |
| 15549305 | Standardbatterie | 1 Stück | 261,10 | 235,00 |
| 15589255 | Batterie mit hoher Kapazität | 1 Stück | 321,59 | 300,00 |
| 15599255 | Batterieladestation | 1 Stück | 127,50 | 120,00 |
| 15509265 | Lade-Kit mit Einzelstation (Europa/UK) | 1 Stück | 194,52 | 160,48 |
| 15519265 | Lade-Kit mit 4 Stationen (Europa/UK) | 1 Stück | 860,93 | 750,00 |
| 15559305 | Partikelfilter | 5 Stück | 155,19 | 140,00 |
| 15539295 | A1P – Organische Gase und Dämpfe | 5 Stück | 298,10 | 260,00 |
| 15549295 | ABE1P – Organische Gase und Dämpfe | 5 Stück | 377,55 | 350,00 |
| 15559295 | A2P – Organische Gase und Dämpfe | 5 Stück | 327,37 | 300,00 |
| 15569295 | ABE2K1HgP – Organische Gase und Dämpfe | 5 Stück | 448,95 | 390,00 |
| 15558811 | 6051i Filter mit Indikator | 8 Stück | 65,00 | 53,63 |
| 15568811 | 6055i Filter mit Indikator | 8 Stück | 81,10 | 66,91 |



ATEMSCHUTZMASKE, SERIE 9300+AURA™

- Bietet Sicherheit in zahlreichen Anwendungsbereichen gemäß der Schutzklassen FFP1, FFP2 und FFP3
- Einzigartiges dreiteiliges Design für mehr Komfort und problemlosen Sprechen
- Weiche Innenbeschichtung für mehr Tragekomfort
- Zentral angebrachtes Cool-Flow-Ventil reduziert Hitzeentwicklung und ermöglicht ein einfacheres und kühleres Atmen
- Gleichmäßig elastische Kopfbänder vermindern Druckkraft
- Geringes Gewicht, faltbar
- Einzeln verpackt, daher kein Kontaminationsrisiko bei der Lagerung



17% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---|----------|-------------|-------------|
| 11717574 | 9310+ Premium-Atemschutzmaske zum Schutz vor feinen Stäuben. Einzeln verpackt. EN 149:2001 APF (zugeordneter Schutzfaktor) 4 (NPF 4) | 20 Stück | 32,15 | 26,52 |
| 12672545 | 9312+ Premium-Atemschutzmaske mit Ventil zum Schutz vor feinen Stäuben. Einzeln verpackt. EN 149:2001 APF (zugeordneter Schutzfaktor des Partikelfilters) 4 (NPF 4) | 10 Stück | 24,45 | 20,17 |
| 10583051 | Atemschutzmaske 9320 zum Schutz gegen feinen Staub und wasserhaltige Nebel. Einzeln verpackt. EN 149:2001 FFP2 APF (zugeordneter Schutzfaktor des Partikelfilters): 10 (NPF12) | 20 Stück | 54,47 | 44,94 |
| 10116544 | Atemschutzmaske 9322+ mit Ventil zum Schutz gegen feinen Staub und wasserhaltige Nebel. EN 149:2001 FFP2 APF (zugeordneter Schutzfaktor des Partikelfilters): 10 (NPF 12) | 10 Stück | 42,30 | 34,90 |
| 12602555 | Atemschutzmaske 9330+ zum Schutz vor feinen Stäuben und wasserhaltigen Nebel, ohne Ventil, FFP3 | 20 Stück | 129,00 | 106,43 |
| 11346974 | Premium-Atemschutzmaske 9332+ mit Ventil zum Schutz gegen Stäube/wasserhaltige Nebel/Metaldämpfe. Einzeln verpackt, EN 149:2001 FFP3 APF (zugeordneter Schutzfaktor des Partikelfilters): 20 (NPF 50) | 10 Stück | 78,64 | 64,88 |



ATEMSCHUTZMASKEN, K100 SERIE

- Durch die Vorderseite in Form eines Diamanten behält die Atemschutzmaske unter heißen und feuchten Bedingungen ihre Form. Das einfache Schlaufen-Bandsystem ermöglicht eine Anpassung an Gesicht und Kopf. Schutz gegen Staub und/oder nicht flüchtige Flüssigkeitspartikel



17% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 12922475 | K101 ohne Ventil, FFP1, AFP4 | 200 Stück | 144,00 | 118,80 |
| 12932475 | K111 mit Ventil, FFP1, AFP4 | 100 Stück | 112,20 | 92,57 |
| 12942475 | K102 ohne Ventil, FFP2, AFP10 | 200 Stück | 189,72 | 156,52 |
| 12952475 | K122 mit Ventil, FFP2, AFP10 | 100 Stück | 133,62 | 110,24 |



ATEMSCHUTZMASKEN, 8000 SERIE (CLASSIC)

- Die 3M™ Atemschutzmasken der 8000 Serie bieten einen leichten, bequemen und wirksamen Atemschutz gegen Staub und Nebel. Die konvexe Form, die Ausgestaltung mit zwei Bändern, der Nasenschaum und der Nasenclip garantieren einen bequemen Sitz auf den verschiedensten Gesichtern
- Der bruchsichere Rahmen und das firmeneigene 3M™ Cool Flow™ Ventil in der 8822 und der 8812 Atemschutzmaske bieten einen langlebigen, bequemen Schutz, insbesondere unter heißen und feuchten Bedingungen



17% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--|----------|-------------|-------------|
| 11703363 | 3M™ 8710 Becherförmige Atemschutzmaske gegen Staub/Nebel ohne Ventil – kleine Packung FFP1 | 20 Stück | 25,10 | 20,71 |
| 11723363 | 3M™ 8812 Becherförmige Atemschutzmaske gegen Staub/Nebel mit Ventil FFP1 | 10 Stück | 22,30 | 18,40 |
| 11713363 | 3M™ 8810 Becherförmige Atemschutzmaske gegen Staub/Nebel ohne Ventil – kleine Packung FFP2 | 20 Stück | 46,46 | 38,33 |
| 11733363 | 3M™ 8822 Becherförmige Atemschutzmaske gegen Staub/Nebel mit Ventil FFP2 | 10 Stück | 33,30 | 27,47 |



TOUCHNTUFF™ BLAUE NITRIL- EINWEGHANDSCHUHE

- Dreimal höhere Durchschlagfestigkeit im Vergleich zu Naturlatex- und Vinyl-Einweghandschuhen
- Besonders weich
- Ohne Zusatzstoffe, die Produkte kontaminieren oder die Haut reizen könnten
- Rollrand, Stärke 0,1 mm an der Handfläche
- Länge: 240 mm



BIS ZU 30% RABATT

| Bestellnummer | Größe | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 11766803 | 6,5-7 | 100 Stück | 23,00 | 16,00 |
| 11776803 | 7,5-8 | 100 Stück | 20,50 | 16,00 |
| 11786803 | 8,5-9 | 100 Stück | 20,45 | 16,00 |
| 11726843 | 9,5-10 | 100 Stück | 20,60 | 16,00 |



KÜHLSCHRÄNKE UND TIEFKÜHLGERÄTE, LABOR, SERIE ES UND ES FMS

- Serie ES FMS: Kühlschränke, Tiefkühlgeräte und Kühlkombination aus Kühlschrank und Tiefkühlgerät für die sichere Lagerung von potenziell entzündlichen Materialien. Konform mit ATEX-Richtlinie 94/9/EG Anhang VIII



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | Volumen | Maße, mm | VE | Listenpreis |
|---------------|---|---------|------------------|---------|-------------|
| 15234737 | Kühlschrank der Serie ES FMS, automatisches Abtauen - ATEX | 151L | 595 x 595 x 845 | 1 Stück | 1033,00 |
| 15254737 | Kühlschrank der Serie ES FMS, automatisches Abtauen - ATEX | 288L | 595 x 634 x 1570 | 1 Stück | 1470,00 |
| 15284737 | Kühlkombination der Serie ES FMS, manuelles Abtauen Gefrierkomponente/automatisches Abtauen Kühlkomponente - ATEX | 263L | 540 x 600 x 1680 | 1 Stück | 1913,00 |
| 15264737 | Tiefkühlgerät der Serie ES FMS, manuelles Abtauen | 151L | 595 x 595 x 845 | 1 Stück | 1033,00 |
| 15274737 | Tiefkühlgerät der Serie ES FMS, manuelles Abtauen | 232L | 595 x 634 x 1570 | 1 Stück | 1470,00 |



HANDSCHUHE, NITRIL, EINWEG, KIMTECH SCIENCE™ STERLING™ NITRILHANDSCHUHE, KATEGORIE III

- Verbindet Schutz, Komfort und Nachhaltigkeit zum Vorteil von Wissenschaft und Umwelt.
- EN374-1:2003 – Schutz gegen Chemikalienspritzer
- ISO16604 – Resistent gegen Viren. Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. AQL 0,65/EN374-2 – Schutz gegen Mikroorganismen, Stufe 3. Entspricht den Normen EN455-1,-2,-3,-4 für Medizinprodukte. Nach EURichtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstung). CE-zertifiziert. EN 420:2003 getestet



FANTASTISCHE PREISE

| Bestellnummer | Größe | Länge, mm | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 10634525 | XS | 240 | 150 Stück | 26,91 | 20,34 |
| 10765495 | S | 240 | 150 Stück | 26,85 | 12,52 |
| 10735685 | M | 240 | 150 Stück | 26,46 | 12,43 |
| 10682415 | L | 250 | 150 Stück | 26,98 | 13,38 |
| 10754175 | XL | 250 | 140 Stück | 28,10 | 12,47 |

Ansell

TOUCHNTUFF™ NITRIL- EINWEGHANDSCHUHE

- Die beidhändig tragbaren Nitril-Handschuhe sind puderfrei und haben texturierte Finger für einen besseren Griff auf der Handfläche. Rollrand, anthrazitgrau. Konform mit ASTM D 6319, Type II, ISO 9001.
- Ansell Grip Technology™
- Durch den verbesserten Griff ist weniger Kraft beim Festhalten von nassen, feuchten oder öligen Gegenständen notwendig
- Weich und beständig für lange Tragzeiten
- Dreimal höhere Durchschlagfestigkeit im Vergleich zu Latex- und PVC-Einweghandschuhen
- Chemikalien-Spritzschutz
- Schutz gegen Hautallergien vom Typ I
- Silikonfrei
- Touchscreen-tauglich



37% RABATT

| Bestellnummer | Größe | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 15569461 | XS | 100 Stück | 20,80 | 13,00 |
| 15579461 | S | 100 Stück | 20,80 | 13,00 |
| 15589461 | M | 100 Stück | 20,80 | 13,00 |
| 15599461 | L | 100 Stück | 20,80 | 13,00 |
| 15509471 | XL | 100 Stück | 20,80 | 13,00 |

HANDSCHUHE, KRYOGEN -190 °C, PSA KATEGORIE II

- Mittelarmhandschuh
- Für das Arbeiten mit in Flüssigstickstoff gelagerten Materialien und sonstigen kalten Umgebungen
- Erstklassige Isolationseigenschaften erfordern eine geringere Dicke und bieten mehr Fingerfertigkeit
- Flexibilität durch synthetische Außenschicht
- Wasserbeständig
- Die mittlere Schicht besteht aus einer speziellen Polyolefin-/Polyester-Mikrofaser, die eine fast doSicherheitt so wirksame thermische Isolation bietet wie eine gleich dicke Schicht Daunen. So wird die Wärmeübertragung ohne lästige dicke Schicht minimiert. Das Innere ist für angenehmes Tragen mit Baumwolle beschichtet. Die Handschuhe wurden entsprechend der Kenndaten von EN 420 gefertigt und gemäß EN 388 (2, X, 2, X) sowie EN 511 zum Schutz gegen Kontaktkälte (Klasse 2), gegen Konvektionskälte (Klasse 2) und bezüglich der Flexibilität (BESTANDEN) geprüft
- Kontakt mit alkoholhaltigen Produkten vermeiden



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Größe | Länge, mm | VE | Listenpreis |
|---------------|-------|-----------|--------|-------------|
| 11883801 | S | 300 | 1 Paar | 246,00 |
| 11883831 | M | 360 | 1 Paar | 246,00 |
| 11893831 | L | 380 | 1 Paar | 246,00 |

Ansell

HANDSCHUHE, NITRIL, EINWEG, XCEED® INT



- Kategorie III, EN 374-2; AQL .65, ISO 13485.
- Ansell Microflex® nicht-sterile blaue Nitrilhandschuhe mit strukturierten Fingern. Beidhändig tragbar, ungepudert, chloriert, polymerbeschichtet. Standard-Untersuchungslänge (ca. 24 cm), mit Rollrand
- Länge 240mm, Fingerdicke 0,11mm

33% RABATT

| Bestellnummer | Größe | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 15289373 | XS | 250 Stück | 22,22 | 15,00 |
| 15269373 | S | 250 Stück | 22,55 | 15,00 |
| 15259373 | M | 250 Stück | 22,22 | 15,00 |
| 15249373 | L | 250 Stück | 22,22 | 15,00 |
| 15279373 | XL | 230 Stück | 22,22 | 15,00 |

Ansell

HYFLEX™ ULTRALEICHTE SCHNITTFESTE NYLON- HANDSCHUHE ANSI STUFE 2

- Für besonders feine mechanische Anwendungen in mehreren Branchen, bei denen eine Schnitffestigkeit der mittleren Stufe erforderlich ist
- Die dünne unbeschichtete Außenlage (Strickdesign 18 Gauge) sorgt für eine angenehme Temperatur der Hand während der Verwendung
- Elastan-Verstärkung
- Fester/anatomischer Sitz an der Hand durch die Elastan-Verstärkung in den Spannungsbereichen der Hand (Knöchel und Handfläche)



BIS ZU 33% RABATT

| Bestellnummer | Größe | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------|---------|-------------|-------------|
| 15496160 | 6 | 12 Paar | 130,48 | 87,00 |
| 15416170 | 7 | 12 Paar | 130,48 | 87,00 |
| 15426170 | 8 | 12 Paar | 92,35 | 87,00 |
| 15436170 | 9 | 12 Paar | 92,35 | 87,00 |
| 15466170 | 10 | 12 Paar | 92,35 | 87,00 |
| 15476170 | 11 | 12 Paar | 130,48 | 87,00 |

Ansell

HYFLEX™ HANDFLÄCHENBESCHICH- TETE HANDSCHUHE FÜR MITTLERE BELASTUNG, 10 GAUGE, MIT INTER- CEPT™ TECHNOLOGIE

- Hervorragende Flexibilität und Passform mit einem hohen Grad an Schnitffestigkeit
- Die bequeme und flexible geflochtene Außenlage weist auch einen optimierten Lycra-Gehalt auf, der sich auf der Haut weich und kühl anfühlt und somit den ganzen Tag über Tragekomfort garantiert.
- Die Polyurethan (PU)-Beschichtung auf der Handfläche bietet einen besseren Griff in trockenen und mäßig öligen Umgebungen für die sichere Handhabung. Ein Abriebschutz gemäß EN Stufe 4 (ANSI Stufe 6) sorgt für eine lange Haltbarkeit der Handschuhe
- Die PU-Beschichtung ist außerdem silikonfrei, um die Qualität industrieller Endfertigungsprozesse nicht zu beeinträchtigen



27% RABATT

| Bestellnummer | Größe | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------|---------|-------------|-------------|
| 15569891 | 6 | 12 Paar | 164,00 | 120,00 |
| 15579891 | 7 | 12 Paar | 164,00 | 120,00 |
| 15589891 | 8 | 12 Paar | 164,00 | 120,00 |
| 15599891 | 9 | 12 Paar | 164,00 | 120,00 |
| 15549891 | 10 | 12 Paar | 164,00 | 120,00 |
| 15559891 | 11 | 12 Paar | 164,00 | 120,00 |

fisherbrand

EINWEG-HOCHLEISTUNGSÜBERZIEHSCHUHE



- Einweg-Hochleistungsüberziehschuhe bieten erhöhten Schutz
- Einweg
- Polyurethan
- Blau
- Latexfrei
- Hochleistungssohle

35% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | Farbe | Größe | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 15421952 | Überziehschuh, Hochleistung | Blau | Universal | 300 Stück | 63,40 | 41,09 |
| 15431952 | Überziehschuh, Hochleistung | Blau | X-Large | 300 Stück | 66,55 | 43,13 |

fisherbrand

EINWEG-ÜBERZIEHSCHUHE



- Überziehschuhe aus Polypropylenvlies schützen vor Schmutz, Ruß und anderen Trockenpartikeln
- Einweg
- Blau
- Polypropylen
- Latexfrei
- Mit oder ohne Antirutschsohle

BIS ZU 37% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | Farbe | Größe | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 15481942 | Überziehschuh ohne Antirutsch | Blau | Universal | 300 Stück | 23,45 | 14,78 |
| 15491942 | Überziehschuh ohne Antirutsch | Blau | X-Large | 300 Stück | 24,60 | 15,51 |
| 15401952 | Überziehschuh mit Antirutsch | Blau | Universal | 300 Stück | 29,00 | 18,28 |
| 15411952 | Überziehschuh mit Antirutsch | Blau | X-Large | 300 Stück | 37,45 | 24,27 |

thermoscientific

ABFALLENTSORGUNGS-SYSTEM

- Geringere Verdampfung durch Klappdeckeldichtung und langen Trichterschaff
- Eingebaute Lüftung für einfachere Entsorgung
- Konstruktion aus chemisch beständigem und bruchstärkerem Kunststoff
- Bestehend aus einem Sicherheitsabfalltrichter mit einem standardmäßigen Thermo Scientific Verschluss, der auf den Abfallbehälter (Flasche oder Ballonflasche) geschraubt ist, um die meisten chemischen und biologischen Abfälle vorläufig zu entsorgen. Dieses Produkt ist nur für die vorläufige Abfallentsorgung vorgesehen. Das Produkt ist kein Sicherheitsbehälter gemäß den OSHA-Richtlinien



BIS ZU 29% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|---|---------|-------------|-------------|
| 10084680 | 139,7 mm-Sicherheitsabfalltrichter, HDPE, mit 4 l-Flasche | 1 Stück | 110,00 | 78,38 |
| 10098021 | 254 mm-Sicherheitsabfalltrichter, HDPE, mit 10 l-Flasche | 1 Stück | 70,00 | 51,90 |
| 11774434 | 254 mm-Sicherheitsabfalltrichter, HDPE, mit PP-Verschluss | 1 Stück | 54,50 | 40,06 |



Distributor
GE Healthcare

OBERFLÄCHENSCHUTZ, BENCHKOTE™, WHATMAN™

- Benchkote ist ein absorbierendes, undurchlässiges Material, entworfen um Laborflächen vor gefährlichen Leckagen zu schützen. Das Material besteht aus qualitativ hochwertigem, glattem, saugfähigem Whatman-Papier, das schnell Flüssigkeiten absorbiert sowie eine laminierte Schicht aus Polyethylen, die das Durchsickern auf die Arbeitsoberfläche verhindert. Nach Gebrauch wird das Blatt verbrannt oder entsprechend örtlicher Vorschriften entsorgt
- Das Material ist sehr stark, sodass es im trockenen und nassen Zustand sehr reissfest ist
- Die glatte, weiße Oberfläche kann mit Tinte oder Bleistift beschriftet werden und liegt flach an.
- Geeignet für die Sättigung mit Desinfektionsmitteln, um Arbeitstische zu schützen, in denen Krankheitserreger und andere Bakterien vorhanden sind
- Verwenden Sie es mit der Polyethylen-Seite nach Oben, um Ablagerungen ohne Absorption aufzunehmen
- Die Papierseite absorbiert verschüttete Flüssigkeiten schnell und verhindert, dass Flüssigkeiten auf die Arbeitsfläche gelangen.
- Verschüttungen werden im absorbierenden Papier aufgefangen
- Benchkote kann nach dem Gebrauch verbrannt werden. Die Polyethylenschicht schmilzt und tropft nicht, sondern wird schnell in den Flammen verzehrt



BIS ZU 11% RABATT

| Bestellnummer | Abmessungen, (L x B), mm | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|---------------|--------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 11300674 | 460mm x 570mm, Bögen | 50 Stück | 93,47 | 83,00 |
| 11353195 | 400mm x 570mm, Bögen | 100 Stück | 107,47 | 99,00 |

thermoscientific

HERAGUARD™ ECO REINLUFTWERKBANK

- Ideal für Anwendungen, bei denen der Produktschutz im Vordergrund steht.
- Entspricht EN 61010-1: 2011, EN 61326:2006
- Geringer Energieverbrauch
- Durchsichtige Seitenfenster aus Sicherheitsglas mit Zugängen für Schläuche oder einen Medienhahn
- Standard-Melamin Arbeitsplatte oder optional aus Edelstahl
- Intuitives Bedienfeld zeigt Sicherheits- und Leistungsdaten
- Einfache Wartung: Vorfilter auf der Saugseite kann ohne Werkzeug gewechselt werden.
- Optionale UV-Desinfektion



PRODUKTEMPFEHLUNGEN

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis |
|---------------|--|---------|-------------|
| 15128902 | Heraguard™ ECO Reinluftwerkbank 0,9 m | 1 Stück | 4737,00 |
| 15158902 | Heraguard™ ECO Reinluftwerkbank 1,20m | 1 Stück | 4717,00 |
| 15148902 | Heraguard™ ECO Reinluftwerkbank 1,50m | 1 Stück | 5629,00 |
| 15138902 | Heraguard™ ECO Reinluftwerkbank 1,80m | 1 Stück | 5751,00 |
| 15168902 | Heraguard™ ECO Reinluftwerkbank 1,80m, mit auf 78,5 cm vergrößerter Innenraumtiefe und einer Höhe von 95 cm. | 1 Stück | 8380,00 |



SICHERHEITSSCHRANK MIT 600 MM-FLÜGELTÜR FÜR SÄUREN UND BASEN

- Für besseren Korrosionsschutz und zur einfachen Reinigung sind die Sicherheitselemente außerhalb des Lagerabteils angebracht
- Zwei hermetisch getrennte Lagerabteile
- Zylinderverriegelung (Integrierung in Verriegelungssystem möglich)
- Anpasshilfen zum Ausgleichen unebener Fußböden
- Integrierte metallfreie Luftkanäle für die Verbindung (NW 75) mit einem technischen Abluftsystem mit nur einem Einlass für abgeführte Luft
- Ausgezeichnete Lüftung – separate Abluft der Lagerabteile
- GS-Zulassung
- Konformität mit EN 14727 (Labormöbel)
- Gewicht, kg: 125
- Abluft, NW: 75
- Luftaustausch 30 Mal, m³/h: 35
- Druckabfall im Schrank, Pa: 56



10% RABATT

| Bestellnummer | Außenmaße, B x T x H, mm | Innenmaße, B x T x H, mm | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|
| 12643515 | 600 x 605 x 1970 | 485 x 565 x 930 | 1 Stück | 2256,58 | 2030,92 |



SICHERHEITSLAGER-SCHRÄNKE, UNTERBAUSCHRÄNKE, TYP 90, BRENNBARE FLÜSSIGKEITEN

- Die neuen Unterbauschränke von Asecos mit einer Sonderhöhe von 800mm passen perfekt unter Labortische und Arbeitsplatten. Aufgrund Ihrer größeren Innenhöhe eignen sie sich hervorragend zur Lagerung von größeren Gebinden
- Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten gemäß DIN EN 14470-1
- 3 verschiedene Modelle mit Türen oder Schubladen lieferbar
- Zylinderschloss mit Schließzustandsanzeige (rot/grün)
- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an ein technisches Abluftsystem
- Die Innenausstattung beinhaltet eine Schublade für die zweite Ebene, einen Lochblecheinsatz, eine Auszugswanne und eine Bodenauffangwanne



10% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|-----------------|---|---------|-------------|-------------|
| 15385569 | Sicherheitslagerschrank, Typ 90, Unterbau, Modell UB90.080.110.060.2S, mit zwei Schubladen und zwei Lochblecheinsätzen und zwei Schubladen für die zweite Ebene | 1 Stück | 3199,01 | 2879,11 |



SICHERHEITSLAGER-SCHRANK Q-CLASSIC-90

- Geeignet für entflammbare Substanzen, Säuren/Basen, Chemikalien und Toxine
- Nicht geeignet für Druckgase
- Der Schrank verhindert für 90 Minuten, dass Feuer außerhalb des Schrankes den Inhalt entzündet (EN 14470-1 und EN 14727)
- Belüftung oder Filtration erforderlich. Ausgestattet mit 3 Fächern und Auffangbehälter



10% RABATT

| Bestellnummer | Farbe | Maße B x T x H, mm | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|-----------------|---------------|--------------------|---------|-------------|-------------|
| 15596845 | Anthrazitgrau | 1200 x 615 x 1955 | 1 Stück | 2722,94 | 2450,65 |
| 11954836 | Gelb | 893 x 615 x 1953 | 1 Stück | 3123,20 | 2810,88 |
| 11934796 | Gelb | 893 x 615 x 1953 | 1 Stück | 2519,30 | 2267,37 |



SICHERHEITSSCHRÄNKE FÜR SÄUREN UND BASEN

- Schrank für Säuren/Basen mit Innenschüben
- Für besseren Korrosionsschutz und zur einfachen Reinigung sind die Sicherheitselemente außerhalb des Lagerabteils angebracht
- Zwei hermetisch getrennte Lagerabteile
- Zylinderverriegelung (Integrierung in Verriegelungssystem möglich)
- Anpasshilfen zum Ausgleichen unebener Fußböden
- Integrierte metallfreie Luftkanäle für die Verbindung (NW 75) mit einem technischen Abluftsystem mit nur einem Einlass für abgeführte Luft
- Ausgezeichnete Lüftung – separate Abluft der Lagerabteile
- GS-Zulassung
- Konformität mit EN 14727 (Labormöbel)



10% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|-----------------|--|---------|-------------|-------------|
| 15231035 | Sicherheitsschränke für Säuren und Basen | 1 Stück | 3491,75 | 3142,58 |



SICHERHEITSSCHRÄNKE

- Professionelle Aufbewahrung und Handhabung gefährlicher Materialien
- Feuerresistenz von 90 Minuten (EN 14470-1 und EN 14470-2)
- 10 Jahre Garantie auf Q-LINE Schränke
- 5 Jahre Garantie auf alle anderen Schränke
- Liefergebühr nicht inbegriffen




10% RABATT

| Bestellnummer | Beschreibung | VE | Listenpreis | Sonderpreis |
|-----------------|---|---------|-------------|-------------|
| 15121866 | G-ULTIMATE-90 Sicherheitsschrank, hellgrau, mit Befestigungsschienen, Flaschenhaltern und ausklappbarer Rampe, 250 mm Länge | 1 Stück | 3433,83 | 3090,45 |
| Zubehör | | | | |
| 12173951 | Umluftfilteraufsatz | 1 Stück | 1518,43 | 1366,59 |

Die Experten für stabile Inkubationsprozesse

BINDER Kühlinkubatoren



EXTREM ROBUSTE UND LANGLEBIGE QUALITÄT



FLEXIBLE, GEMISCHTE STAPELMÖGLICHKEITEN




Serie KT | mit Peltier-Technologie

Vereint überlegene Performance
mit niedrigem Energieverbrauch

Jetzt europaweit
erhältlich von
Fisher Scientific

 **BINDER**
Best conditions for your success



HOMOGENE TEMPERATURVERTEILUNG



EINFACHE DEKONTAMINATION

Serie KB | mit Kompressortechnologie


Sicheres und reproduzierbare Inkubieren
selbst bei hohen Umgebungstemperaturen

SPOTLIGHT

AUSGABE 2

Ihre neue Fisher Scientific Website

Schnellere Suche | Verbessertes Nutzungserlebnis!



IHR FEEDBACK



**WAR UND IST
UNSWICHTIG**

BESUCHEN SIE www.fishersci.at

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
Trademarks used are owned as indicated at fishersci.com/trademarks.

In Austria:

For customer service, +43 (0)800-20 88 40

To fax an order, use +43 (0)800-20 66 90

To order online: fishersci.at

 **fisher**scientific
by Thermo Fisher Scientific